

**BAUERFEIND AG**




Triebeser Straße 16
07937 Zeulenroda-Triebes
Germany
P +49(0)36628 66-40 00
F +49(0)36628 66-44 99
E info@bauerfeind.com

BAUERFEIND.COM

**RhizoLoc®**

Daumenorthese
Thumb orthosis
Orthèse de pouce
Ortesis de pulgar
Ortesi per il pollice





2

3

4

de	deutsch	3
en	english	7
fr	français	10
nl	nederlands	14
it	italiano	17
es	español	21
pt	português	25
sv	svenska	28
no	norsk	32
fi	suomi	35
da	dansk	39
pl	polski	42
cs	český	46
sk	slovensky	49
hu	magyar	52
hr	hrvatski	56
sr	srpski	59
sl	slovenski	62
ro	romanian	66
el	ελληνικά	69
tr	türkçe	73
ru	русский	76
lv	latviešu	81
lt	lietuvių	84
he	עברית	88
ja	日本語	91
ko	한국어	94
ar	عربى	98
zh	中文	101

de deutsch

Anwendungsrisiken

⚠️ Vorsicht*

Bitte beachten Sie die Vorgaben dieser Gebrauchsanweisung und die Hinweise des Fachpersonals genauestens.

RhizoLoc ist nur gemäß den Angaben dieser Gebrauchsanweisung und den aufgeführten Anwendungsbereichen (Einsatzort) zu tragen.

Um einen optimalen Sitz der RhizoLoc zu gewährleisten, muss überprüft werden, ob das Produkt ausreichend angeformt ist und ggf. körperförmig vom Fachpersonal² nachgeformt werden muss. Die (erstmalige) Anpassung und Einweisung darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Das Einnähetikett der RhizoLoc mit Informationen zu Produktnamen, Größe, Hersteller, Waschanleitung und CE-Kennzeichnung befindet sich außen am Handgelenkgurt.

Sprechen Sie eine Kombination mit anderen Produkten, z.B. im

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Bauerfeind Produkt entschieden haben.

Jeden Tag arbeiten wir an der Verbesserung der medizinischen Wirksamkeit unserer Produkte, denn Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen.

Bitte lesen und beachten Sie die **Gebrauchsanweisung** sorgfältig. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Ihr Fachgeschäft.

Zweckbestimmung

RhizoLoc ist ein Medizinprodukt. Sie ist eine Orthese zur Stabilisierung des Daumengrund- und Daumensattelgelenks.

Indikationen

- postoperative und posttraumatische Reizzustände
- Seitenbandverletzungen, z.B. Skidaumen
- Rizarthrose (leichten Grades)
- Distorsionen / Kontusionen

Rahmen einer Kompressionstherapie (Armtrümpe) vorher mit Ihrem behandelnden Arzt ab. Bei unsachgemäßer oder zweckentfremdeter Anwendung ist eine Produkthaftung ausgeschlossen.

Lassen Sie das Produkt nicht mit fett- und säurehaltigen Mitteln, Salben und Lotionen in Berührung kommen. Nehmen Sie keine Veränderung am Produkt vor. Bei Nichtbeachtung kann die Leistung des Produktes beeinträchtigt werden und eine Produkthaftung ausgeschlossen werden. Nebenwirkungen, die den gesamten Organismus betreffen, sind bis jetzt nicht bekannt. Das sachgemäße Anwenden / Anlegen wird vorausgesetzt.

Legen Sie die RhizoLoc nicht zu fest an, da es sonst zu lokalen Druckerscheinungen kommen kann. In seltenen Fällen ist eine Einengung von Blutgefäßen und Nerven möglich. Lockern Sie in diesem Fall die Gurte der RhizoLoc und lassen Sie ggf. die Größe Ihrer RhizoLoc überprüfen. Stellen Sie im Zusammenhang mit dem Produkteinsatz negative Veränderungen oder zunehmende Beschwerden fest, unterbrechen Sie die weitere Nutzung und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Vorsicht: Bei Lockerung der Gurte sowie Zug- und Verschlussysteme bzw. Ablegen des Produktes oder Verstellen eingestellter Bewegungslimitierungen besteht keine ausreichende Versorgung/ kein ausreichender Schutz des behandlungsbedürftigen Körperteils. Vermeiden Sie insbesondere in diesem Fall jegliche Belastung dieses Körperteils.

Wenn Sie Ihr Bauerfeind-Produkt aufgrund akuter Beschwerden / Verletzungen nutzen möchten, holen Sie vor

der ersten Verwendung dringend professionellen medizinischen Rat ein und beachten diesen. Es können indikationsbedingte Einschränkungen vorliegen, über die das Fachpersonal aufklärt. Insbesondere könnte das Führen von Fahrzeugen, anderen Fortbewegungsmitteln oder Maschinen nur eingeschränkt möglich sein. Im Zweifel raten wir, auf vorbezeichnete Tätigkeiten einzuweilen zu verzichten.

Kontraindikationen

Überempfindlichkeiten von Krankheitswert sind bis jetzt nicht bekannt. Bei nachfolgenden Krankheitsbildern ist das Anlegen und Tragen eines solchen Hilfsmittels nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angezeigt:

- Hauterkrankungen / -verletzungen im versorgten Körperabschnitt, besonders bei entzündlichen Erscheinungen, ebenso aufgeworfene Narben mit Anschwellung, Rötung und Überwärmung
- Empfindungs- und Bewegungsstörungen des Arms / der Hand, z.B. bei Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus)
- Lymphabflusstörungen, auch unklare Weichteilschwellungen körperfern der angelegten Orthese

Anwendungshinweise

Anziehen / Anlegen der RhizoLoc

A – Handgelenkgurt, B – Daumengurt, C – Daumenlasche

❶ Öffnen Sie die zwei Klettgurte der RhizoLoc. Lockern Sie die Gurte ohne diese aus der Führung herauszuziehen. ❷ Legen Sie die RhizoLoc am betroffenen Daumen an. Führen Sie dazu die Hand durch den unteren Handgelenkgurt und den Daumen

durch den oberen Daumengurt. ❸ Schließen Sie den Handgelenkgurt. Danach schließen Sie den Daumengurt, indem Sie ihn seitlich neben der Daumenlasche aufklettern.

❹ Nach Absprache mit Ihrem Arzt können Sie mit der Daumenlasche die Stabilisierung des Daumengrundgelenks je nach Therapiephase einstellen.

Ausziehen / Ablegen der RhizoLoc

Öffnen Sie Daumen- und Handgelenkgurt. Führen Sie die Hand aus der RhizoLoc.

Reinigungshinweise

Beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Die Klettgurte sind, soweit möglich, zu entfernen, oder an der vorgesehenen Stelle fest anzukleben.
- Trocknen Sie das Produkt an der Luft und nicht im Trockner, da es sonst zu Beschädigungen am Produkt kommen kann.
- Bitte waschen Sie die Orthese¹ nur mit der Hand bei 30 °C unter Verwendung eines Feinwaschmittels. Dabei können alle Komponenten an der Orthese¹ bleiben. Lassen Sie die Orthese¹ an der Luft trocknen.

• Regelmäßige Pflege gewährleistet eine optimale Wirkung. Beachten Sie auch die Hinweise auf dem Einnähetikett am oberen Rand Ihres Produktes.

• Setzen Sie Ihr Produkt nie direkter Hitze aus, dies kann u.a. die Wirksamkeit beeinträchtigen. Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Nur gereinigte Ware wird bearbeitet.

Einsatzort

Entsprechend den Indikationen (Daumen). Siehe Zweckbestimmung.

Wartungshinweise

Bei richtiger Handhabung und Pflege ist das Produkt praktisch wartungsfrei.

Zusammenbau- und Montageanweisung

Die RhizoLoc wird in anatomisch (körpergerecht) vorgeformtem Zustand geliefert. Im Bedarfsfall kann die RhizoLoc weiter angeformt werden. Die Orthese gibt es in zwei Ausführungen – für die rechte und linke Hand.

Technische Daten / Parameter

Die RhizoLoc ist eine Orthese für Daumen. Es sind keine Ersatzteile erhältlich.

Hinweise für den Wiedereinsatz

Das Produkt ist zur Individualversorgung eines Patienten oder einer Patientin vorgesehen.

Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem das Produkt erworben wurde. Vermuten Sie einen Gewährleistungsfall, wenden Sie sich bitte zunächst direkt an denjenigen, von dem Sie das Produkt erworben haben. Das Produkt ist vor Gewährleistungsanzeige zu reinigen. Wurden die Hinweise zum Umgang und zur Pflege der RhizoLoc nicht beachtet, kann die Gewährleistung beeinträchtigt oder ausgeschlossen sein. Die Gewährleistung ist ausgeschlossen bei:

- nicht indikationsgerechter Anwendung
- Nichtbefolgen der Anweisung des Fachpersonals

• eigenmächtiger Produktveränderung

Haftungshinweise

Nehmen Sie keine Selbstdiagnosen oder Selbstmedikation vor, es sei denn Sie gehören zum medizinischen Fachpersonal. Suchen Sie vor dem ersten Einsatz unseres Medizinproduktes dringend aktiv den Rat eines Arztes oder des geschulten Fachpersonals, da nur so die Wirkung unseres Produktes auf Ihren Körper bewertet und ggf. durch persönliche Konstitutionen entstehende Anwendungsrisiken ermittelt werden können.

Befolgen Sie den Rat dieses Fachpersonals, sowie sämtliche Hinweise dieser Unterlage / oder deren – auch auszugsweiser – Online-Darstellung, (auch: Texte, Bilder, Graphiken etc.). Bleiben nach der Konsultation mit dem Fachpersonal Zweifel, nehmen Sie bitte mit ihrem Arzt, Händler oder direkt mit uns Kontakt auf.

Meldepflicht

Aufgrund regionaler gesetzlicher Vorschriften sind Sie verpflichtet, jeden schwerwiegenden Vorfall bei Anwendung dieses Medizinproduktes sowohl dem Hersteller als auch dem BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) unverzüglich zu melden. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre.

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Produkt nach Nutzungsende entsprechend der örtlichen Vorgaben.

Material-zusammensetzung

Polyurethan (PUR),

Polyamid (PA), Aluminium (Al),

Polyether, Polyester (PES), Polyoxymethylen (POM)

Barrierefreie Version

www.bauerfeind.de/barrierefrei

MD – Medical Device

UDI – Kennzeichner der DataMatrix als UDI

Stand der Information: 2023-02

Fachpersonal²

Allgemeine Hinweise

- Überprüfen Sie nach der ersten Versorgung den optimalen und individuellen Sitz der RhizoLoc. Nehmen Sie ggf. Korrekturen vor.
- Über Sie das richtige Anlegen mit dem Patienten.
- Eine unsachgemäße Änderung am Produkt darf nicht vorgenommen werden. Bei Nichtbeachtung kann die Leistung des Produktes beeinträchtigt werden, so dass eine Produkthaftung ausgeschlossen wird.
- Die RhizoLoc ist zur Versorgung nur eines Patienten vorgesehen.

Der Aluminiumbügel ist anatomisch (körpergerecht) vorgeformt, muss aber dem Patienten individuell angepasst werden. Formen Sie dazu den Aluminiumbügel unter leichter Krafteinwirkung (an die anatomisch korrekte Form) an. Die Daumenschlaufe zur Bewegungseinschränkung des Daumengrundgelenks muss bei Beginn der Behandlung faltenfrei unter Zug festgeklettet sein. Die Veränderung der Bewegungsfreiheit des Daumens bestimmt der behandelnde Arzt.

- * Hinweis auf Gefahr von Personenschäden (Verletzungs-, Gesundheits- und Unfallrisiko) ggf. Sachschaden (Schäden am Produkt)

¹ Orthese = orthopädisches Hilfs-

mittel zur Stabilisierung, Entlastung, Ruhigstellung, Führung oder Korrektur von Gliedmaßen oder Rumpf

- Fachpersonal ist jede Person, die nach den für sie geltenden staatlichen Regelungen zur Anpassung und Einweisung in den Gebrauch von Orthesen befugt ist.

en english

Dear Customer,

thank you for choosing a Bauerfeind product.

We work to improve the medical effectiveness of our products every day – because your health is very important to us. Please read and observe these **instructions for use** carefully. If you have any questions, please contact your doctor or medical retailer.

Intended purpose

RhizoLoc is a medical device. It's an orthosis used for the stabilization of the metacarpophalangeal and carpometacarpal joints of the thumb.

Indications

- Post-operative and post-traumatic irritation
- Collateral ligament injuries, e.g. skier's thumb
- Osteoarthritis of the carpometacarpal joint of the thumb (mild)
- Sprains/contusions

Risks of using this product



Caution*
Please closely observe the specifications in these instructions for use and the instructions given by the specialist.

RhizoLoc must only be worn in accordance with the specifications contained in these instructions and used for the areas of application (places of use) listed. To guarantee the best possible fit of the RhizoLoc, it is essential to check whether the product is adequately shaped and whether it needs to be anatomically reshaped by a specialist². Only a trained specialist may carry out the (initial) fitting of the orthosis and provide instruction. The sewn-in label of the RhizoLoc, which contains information on the product name, size, manufacturer, washing instructions and CE certification, is located on Rhizobic outside of the wrist strap.

Use in combination with other products, e.g. as part of compression treatment (arm stockings), must be discussed beforehand with your physician. Should you notice any unusual changes (e.g. increased symptoms), please contact your physician without delay. No product liability is accepted in the event of improper use.

Avoid the use of ointments, lotions or any substances including grease or acids. Do not make any alterations to the product. Failure to comply with this requirement may adversely affect product performance, thereby voiding any product liability.

Side effects involving the body as a whole have not been reported to date. Correct fitting is assumed.

Do not put the RhizoLoc on too tightly as this could lead to local pressure symptoms. In rare cases, constriction of blood vessels and nerves may occur. If this happens, loosen the straps of the RhizoLoc and, if necessary, I check the size of your RhizoLoc.

If you notice any negative changes or an increase in symptoms while using the product, stop any further use and contact your physician.

Caution: When loosening the straps or tensioning and fastening systems, or when removing the product or adjusting configured limitations of movement, there is not sufficient support / sufficient protection of the body part requiring treatment. In this case, particularly avoid placing any strain on this body part.

If you would like to use your Bauerfeind product due to acute symptoms / injuries, make sure to obtain and follow the advice of a medical professional before first using the product. Restrictions may exist given the specific indication which the specialist retailer can clarify. In particular, the ability to operate vehicles, other means of transport or machinery may be limited. In case of doubt, we recommend temporarily refraining from the activities mentioned above.

Contraindications

Hypersensitivity reactions harmful to health have not been reported to date. In the following conditions such aids should only be fitted and worn after consultation with your physician:

- skin disorders / injuries in the relevant part of the body, particularly if inflammation is present. Likewise, any raised scars with swelling, redness and excessive heat build-up
- impaired sensation and circulatory disorders of the arm / hand (e.g. diabetes mellitus)
- impaired lymph drainage, including soft tissue swellings of uncertain origin located away from the fitted orthosis

Application instructions

Putting on the RhizoLoc

A – wrist strap, B – thumb strap, C – thumb tab

- ① Open the two Velcro straps on the RhizoLoc. Loosen the straps without pulling them out of the guide. ② Put the RhizoLoc on the affected thumb. To do this, guide your hand through the bottom wrist strap and your thumb through the top thumb strap.
- ③ Close the wrist strap. Then close the thumb strap by closing the Velcro at the side next to the thumb tab.
- ④ Following consultation with your physician, you can use the thumb tab to adjust the level of stabilization of the thumb basal joint depending on the phase of your treatment.

Taking off the RhizoLoc

Open the thumb and wrist straps. Guide your hand out of the RhizoLoc.

Cleaning instructions

Please note the following:

- Remove the Velcro straps if possible, or fasten them securely in position.
- Air dry the product. Do not dry it in a tumble-dryer because this can damage the product.
- Please only wash the orthosis¹ by hand at 30 °C using a mild detergent. All components can stay on the orthosis¹ during washing. Leave the orthosis to air dry.
- Regular care guarantees optimum effectiveness of the product. Also observe the instructions on the sewn-in label on the upper edge of your product.
- Never expose the product to direct heat as this may impair its effectiveness. If you have any complaints, please contact your retailer. Only clean goods are handled.

Part of the body this product is used for

In accordance with the indications (thumb). See intended use.

Maintenance instructions

If handled and cared for correctly, the product is practically maintenance-free.

Assembly and fitting instructions

The RhizoLoc is supplied in an anatomically contoured state. If necessary, the RhizoLoc can be contoured further. The orthosis is available in right- and left-handed designs.

Technical specifications / parameters

The RhizoLoc is a orthosis for the thumb. There are no spare parts available.

Notes on reuse

This product is intended to be fitted to one patient only.

Warranty

The statutory regulations of the country of purchase apply. Please first contact the retailer from whom you obtained the product directly in the event of a potential claim under the warranty. The product must be cleaned before submitting it in case of warranty claims. Warranty may be limited or excluded if the instructions on how to handle and care for the RhizoLoc have not been observed.

Warranty is excluded if:

- The product was not used according to the indication
- The instructions given by the specialist were not observed
- The product was modified arbitrarily

Disclaimer

Do not diagnose yourself or decide on which medication to take unless you are a medical specialist. Before first using our medical product, please seek the advice of a physician or trained specialist, as this is the only way to assess the effect of our product on your body and determine the potential risks of using this product due to your personal constitution. Follow the advice of this specialist as well as all instructions in this document or its online version, including any excerpts (as well as texts, images, graphics etc.). If you still have doubts after your consultation with the specialist, please contact your physician or retailer, or contact us directly.

Duty to report

Due to regional legal regulations, you are required to immediately report any serious incident involving the use of this medical device to both the manufacturer and the responsible authority. Our contact details can be found on the back of this brochure.

Disposal

Once you have finished using the product, please dispose of it according to local specifications.

Material content

Polyurethane (PUR), Polyamide (PA), Aluminium (Al), Polyester, Polyester (PES), Polyoxymethylene (POM)

MD – Medical Device

UDI – DataMatrix Unique Device Identifier UDI

Version: 2023-02

Specialists²

General notes

- Check the optimal and individual fit of the RhizoLoc

after the first fitting. Make corrections if necessary.

• Practice the correct procedure for putting on the orthosis with the patient.

• The product must not be changed in any improper way. Failure to comply with this requirement may adversely affect product performance, thereby voiding any product liability.

• The RhizoLoc is intended for the treatment of one patient only.

The aluminum stays are anatomically contoured, but they may still need to be individually adjusted to suit the patient's anatomy. To do this, apply a little force to contour the aluminum stays into the anatomically correct form.

The thumb tab to limit the thumb basal joint must be firmly strapped in and under tension when treatment begins and must contain no folds. It is the physician's responsibility to adjust the level of restriction of movement of the thumb.

* Note on the risk of personal injury (risk of injury, harm to health, and accidents) or damage to property (damage to the product)

¹ Orthosis = orthopedic aid used to stabilize, relieve, immobilize, control, or correct the limbs or the torso

² A specialist is any person who is authorized, according to their state's regulations, to fit and provide instructions on the use of supports and orthoses.

 français

**Chère cliente,
cher client,**
merci d'avoir choisi un produit
Bauerfeind.

Tous les jours, nous travaillons à l'amélioration de l'efficacité médicale de nos produits, car votre santé nous tient particulièrement à cœur. Veuillez lire attentivement et tenir compte cette **notice d'utilisation**. Pour toutes questions, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre revendeur spécialisé.

Utilisation

RhizoLoc est un dispositif médical. Il s'agit d'une orthèse de stabilisation de l'articulation métacarpo-phalangienne et carpo-métacarpienne du pouce.

Indications

- Etats inflammatoires post-traumatiques et post-opératoires
- Lésions au niveau des ligaments collatéraux, par ex. pouce du skieur
- Rizarthrose (légère)
- Distorsions / contusions

Risques d'utilisation

Attention*

Veuillez suivre méticuleusement les indications de la présente notice d'utilisation ainsi que les remarques du professionnel formé.

RhizoLoc doit être porté conformément aux recommandations de cette notice d'utilisation et dans le respect des indications données (positionnement).

Pour garantir un positionnement optimal de RhizoLoc, il faut vérifier si le produit est suffisamment ajusté et le cas échéant s'il doit être adapté anatomiquement par un professionnel formé². Seul un professionnel formé est habilité à procéder à l'adaptation (initiale et à la mise en place).

L'étiquette cousue de RhizoLoc comprenant des informations sur le nom du produit, sa taille, le

fabricant, les consignes de lavage et le sigle CE se trouve côté intérieur de la sangle du poignet.

Une combinaison avec d'autres produits, par ex. dans le cadre d'un traitement de compression médicale veineuse (bandage pour le bras), doit préalablement faire l'objet d'une consultation auprès de votre médecin traitant. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation imprudente ou inadéquate.

Le produit ne doit pas être utilisé au contact de substances grasses ou acides, de crèmes ou de lotions. N'effectuez aucune modification sur le produit. En cas de non-respect, les propriétés du produit peuvent en être affectées et notre responsabilité dégagée.

Aucun effet secondaire sur l'organisme en général n'est connu à ce jour. Il est cependant indispensable que ce dispositif soit correctement mis en place et utilisé.

RhizoLoc ne doit pas être porté trop serré afin d'éviter des pressions locales excessives. Une compression des vaisseaux sanguins et des nerfs est possible dans de rares cas. Dans ce cas, desserrez les sangles de RhizoLoc et faites vérifier, le cas échéant, la taille de votre RhizoLoc.

Si vous constatez un quelconque changement négatif lié à l'utilisation du produit ou une augmentation des troubles, interrompez son utilisation et adressez-vous à votre médecin. Attention : en cas de relâchement des sangles ainsi que des systèmes de fermeture et de traction, en cas de retrait du produit ou de modification des limites de mouvement réglées, la prise en charge / la protection de la partie du corps nécessitant un traitement ne sont pas

suffisantes. Évitez, notamment dans ce cas, toute sollicitation de cette partie du corps. Si vous souhaitez utiliser votre produit Bauerfeind dans le cadre de douleurs / blessures aiguës, demandez impérativement avant la première utilisation un avis médical professionnel et respectez-le. Il peut y avoir des restrictions liées à l'indication, ce qui vous sera expliquée par le professionnel formé. La conduite de véhicules, d'autres moyens de transport ou de machines pourrait notamment s'en trouver limitée. En cas de doute, nous vous conseillons de renoncer provisoirement aux activités susmentionnées.

Contre-indications

Aucune hypersensibilité cliniquement significative n'est connue à ce jour. En cas d'existence ou d'apparition des symptômes cités ci-après, l'utilisation de ce produit doit préalablement faire l'objet d'une consultation auprès de votre médecin habilité :

- dermatoses / lésions cutanées dans la zone en contact avec l'orthèse, notamment en cas d'inflammations et en présence de cicatrices avec gonflement, rougeur et hyperthermie
- troubles sensoriels et troubles moteurs des bras / mains, par ex. en présence d'un diabète sucré (Diabète mellitus)
- troubles de la circulation lymphatique, également tuméfactions inexplicées des masses molles éloignées du orthèse porté

Conseils d'utilisation

Mise en place / ajustement de RhizoLoc

- A – sangle du poignet,**
- B – sangle du pouce,**
- C – sangle de réglage de la flexion du pouce**

1 Ouvrez les 2 sangles auto-agrippantes de RhizoLoc.
Desserrez les sangles sans les sortir du guidage. **2** Appliquez RhizoLoc sur le pouce concerné. Pour ce faire, passez la main par la sangle inférieure du poignet et le pouce par la sangle supérieure du pouce. **3** Fermez la sangle du poignet. Fermez ensuite la sangle du pouce en la fixant à côté de l'éclisse du pouce via le « velcro ». **4** Après consultation et accord de votre médecin, vous pouvez régler la stabilisation de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce à l'aide de la sangle de réglage de la flexion du pouce, en fonction des différentes phases de la thérapie.

Retrait RhizoLoc

Ouvrez la sangle du pouce et la sangle du poignet. Sortez la main de la RhizoLoc.

Conseil de nettoyage

Veuillez tenir compte des conseils suivants :

- Si possible, enlevez les sangles auto-agrippantes ou fixez-les fermement à l'emplacement prévu.
- Séchez le produit à l'air et non dans le séche-linge, car ceci pourrait l'endommager.
- Veuillez laver l'orthèse¹ uniquement à la main à 30 °C avec une lessive pour textiles délicats. Pour ce faire, tous les composants peuvent rester fixés sur l'orthèse¹. Laissez sécher l'orthèse¹ à l'air libre.
- Un entretien régulier permet de garantir une efficacité optimale du dispositif médical. Veuillez tenir compte des conseils de l'étiquette cousue sur le bord supérieur de votre produit.
- Ne jamais exposer le dispositif médical à une source de chaleur directe, cela pourrait affecter son efficacité. Pour toute réclamation, veuillez-

vous adresser à votre revendeur. Seuls des dispositifs propres peuvent être pris en considération.

Position d'utilisation

Suivant les indications (pouce). Voir Indications.

Conseils d'entretien

Le produit n'exige pratiquement pas de maintenance particulière lorsqu'il est manipulé et entretenu correctement.

Instructions d'assemblage et d'adaptation

RhizoLoc est livré avec une préforme anatomique. En cas de besoin, RhizoLoc peut être ajusté davantage. L'orthèse existe en deux versions pour main droite et main gauche.

Données techniques / paramètres

RhizoLoc est une orthèse destinée au pouce. Aucune pièce de rechange n'est disponible.

Conseils pour une réutilisation

Ce dispositif est réservé à la prise en charge individuelle d'un seul patient ou d'une seule patiente.

Garantie

La législation en vigueur est celle du pays où le produit a été acheté. Si un cas de garantie est présumé, veuillez vous adresser immédiatement à la personne à qui vous avez acheté le produit. Le produit doit être nettoyé avant de notifier un cas de garantie. En cas de non-respect des indications sur le maniement et l'entretien de la RhizoLoc, la garantie peut être compromise, voire devenir nulle et non avenue.

La garantie est caduque dans les cas suivants :

- Utilisation non conforme aux indications
- Non-respect des consignes du professionnel formé
- Altération arbitraire du produit

Exclusion de responsabilité

Ne nous autodiagnostiquez pas, ne nous automédiquez pas non plus, à moins que vous ne soyez un professionnel médical formé. Avant d'utiliser notre dispositif médical pour la première fois, demandez expressément conseil à un médecin ou au professionnel formé ; c'est le seul moyen d'évaluer l'effet de notre produit sur votre corps et de déterminer les éventuels risques d'utilisation liés à votre constitution physique personnelle. Suivez les conseils de ce professionnel formé ainsi que toutes les indications de la présente documentation / ou de sa version en ligne – même partielle – (sans oublier les textes, images, graphiques, etc.). Si des doutes subsistent après la consultation avec le professionnel formé, veuillez contacter votre médecin ou votre revendeur ; sinon, vous pouvez même nous contacter directement.

Obligation de déclaration

Conformément aux dispositions légales en vigueur à l'échelle régionale, il vous incombe de signaler immédiatement, aussi bien au fabricant qu'aux autorités compétentes, tout incident grave lié à l'utilisation de ce produit médical. Vous pourrez trouver nos coordonnées au verso de cette brochure.

Destruction

À la fin de sa durée d'utilisation, veuillez mettre le produit

au rebut conformément aux réglementations locales.

Composition

Polyuréthane (PUR),
Polyamide (PA), Aluminium (Al),
Polyéther, Polyester (PES),
Polyoxyméthylène (POM)

[MD] – Medical Device (Dispositif médical)

[UDI] – Identifiant de la matrice de données comme UDI

Mise à jour de l'information : 2023-02

Technicien Orthopédiste²

Généralités

- Vérifiez, lors de la première prise en charge, le positionnement optimal et individuel de RhizoLoc. Procédez éventuellement à des corrections.
- Cherchez le bon positionnement avec le patient.
- Aucune modification inadéquate du produit n'est autorisée. En cas de non-respect, les propriétés du produit peuvent en être affectées et notre responsabilité dégagée.
- RhizoLoc n'est prévue que pour la prise en charge d'un patient. Les baleines en aluminium sont préformées anatomiquement, elles doivent cependant être adaptées à l'anatomie particulière du patient. Pour ce faire, adaptez les baleines en aluminium à la forme correcte en les serrant légèrement. La sangle sur le pouce pour limiter la flexion de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce doit être fixée par traction et sans plus grâce au velcro. Le médecin traitant décide d'une éventuelle modification de la limitation des mouvements du pouce.

* Informations sur les risques de dommages corporels (risques de blessures et d'accidents, dangers pour la santé), le cas échéant dommage matériel (sur le produit).

¹ Orthèse = dispositif orthopédique pour stabiliser, décharger, immobiliser, guider ou corriger un membre ou le tronc

² Un professionnel formé est une personne qui est formée à l'utilisation des orthèses conformément aux réglementations nationales en vigueur dans chaque pays concernant l'adaptation et la mise en place de ce type de produit.

 nederlands

Geachte klant,

hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een product van Bauerfeind.

Elke dag werken wij aan de verbetering van de medische effectiviteit van onze producten. Gelieve deze **gebruksaanwijzing** zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Neem voor vragen contact op met uw arts of uw speciaalzaak.

Beoogd gebruik

RhizoLoc is een medisch hulpmiddel.

Het is een orthese voor de stabilisatie van de duimbasis en het duimzadelgewricht.

Indicaties

- Irritatieën na operaties en trauma's
- Letsel aan de collaterale ligamenten, bijv. skiduum
- Rhizarrose (lage graad)
- Distorsies / contusies

Gebruiksrisico's

Opgelet*

Gelieve de instructies van deze gebruiksaanwijzing en de opmerkingen van het geschoold personeel heel nauwkeurig op te volgen.

RhizoLoc mag slechts volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing en de genoemde toepassingsgebieden (inzetgebied) worden gedragen. Om te kunnen waarborgen dat de RhizoLoc optimaal zit moet worden gecontroleerd of het product voldoende aangevormd is. Indien nodig moet het ergonomisch door geschoold personeel² worden nagevormd. Het (eerste) aanpassen en wegwijs maken mag slechts door geschoold personeel gebeuren. Het ingenaide etiket van de RhizoLoc met informatie over productnaam, maat, fabrikant, wasinstructies en CE-keurmerk bevindt zich buiten aan de polsband.

Bespreek eventuele combinaties met andere producten bijv. in het kader van een compressie-therapie (armkousen) vooraf met Uw behandelend arts.

Bij onjuist gebruik of gebruik voor andere doeleinden kan Bauerfeind niet aansprakelijk worden gesteld.

Geen vet en zuurhoudende middelen, zelf of lotion gebruiken. Het product niet aanpassen of wijzigen. Wanneer dit gebeurt, kan de werking van het product verminderen. Om deze redenen is in dergelijke gevallen een product-aansprakelijkheid uitgesloten. Bijwerkingen die het gehele lichaam betreffen, zijn tot op heden niet bekend. Voorwaarde hiervoor is dat het hulpmiddel vakkundig wordt aangelegd. Doe de RhizoLoc niet te strak om, hierdoor kunnen lokale

drukverschijnselen ontstaan. In enkele gevallen is afknellen van bloedaten en zenuwen mogelijk. Maak in dit geval de knittenbandsluitingen van de RhizoLoc losser en laat indien nodig de maat van Uw RhizoLoc controleren.

Indien u door het dragen van het product negatieve veranderingen of een verergering van de klachten vaststelt, stop dan met het gebruik en neem contact op met uw arts.

Opgelet: Wanneer u de banden of trek- en sluitingssystemen losser maakt, het product uitdoet of ingestelde bewegingsbegrenzingen aanpast, wordt het te behandelen lichaamsdeel niet voldoende behandeld en beschermd. In dat geval moet u met name vermijden om dit lichaamsdeel op welke manier ook te beladen. Als u uw Bauerfeind-product wil gebruiken wegens acute klachten / blessures, dient u voor het eerste gebruik absoluut een medische professional te raadplegen en diens advies op te volgen. Er kan sprake zijn van beperkingen door indicaties. Het geschoold personeel geeft u hier meer uitleg over. Vooral het besturen van voertuigen, andere vervoersmiddelen of machines is soms slechts in beperkte mate mogelijk. Bij twijfel raden we aan om u in de tussentijd te onthouden van de bovenstaande activiteiten.

Contra-indicaties

Over het ziekteverschijnsel overgevoeligheid is tot nu toe niets bekend. Bij de volgende ziektebeelden is het raadzaam vóór het aanleggen en dragen van hulpmiddelen eerst met Uw arts te overleggen:

- Huidaandoeningen / -verwondingen van het te behandelen lichaamsdeel, vooral bij ontstekingen. Tevens

bij littekens die gezwollen zijn, er rood uitzien en warm aanvoelen.

- Gevoels- en bewegingsstoornissen van arm/hand, bijv. bij suikerziekte (diabetes mellitus)

- Lymfeafvoerstoornissen, ook onduidelijke zwellingen elders dan op de plek van de orthese

Gebruksinstructies

Aandoen van de RhizoLoc

A – polsband, B – duimband, C – knittenband bij duim

- ① Open eerst de 2 knittenbandsluitingen van de RhizoLoc. Maak de knittenbandsluitingen losser zonder dat U ze uit de gesp trekt.

- ② Doe de RhizoLoc rond de betreffende duim. Hiervoor brengt U de hand door de onderste polsband en de duim door de bovenste duimband.

- ③ Sluit de polsband. Vervolgens sluit U de duimband door deze zijdelings naast de duimlip vast te knitten. ④ In overleg met uw arts kunt U met de duimlip de stabilisatie van het duimbasisgewricht volgens de therapiefase instellen.

Uitdoen van de RhizoLoc

Open de duim- en polsband. Haal uw hand uit de RhizoLoc.

Wasvoorschrijf

Let op het volgende:

- Verwijder de knittenbanden indien mogelijk of klit ze vast op de daarvoor voorziene plaats.
- Laat het product aan de lucht drogen, want in de wasdroger kan het beschadigd raken.
- Was de orthese¹ alleen met de hand op 30 °C met een fijnwasmiddel. Daarbij mogen alle onderdelen aan de orthese¹ blijven zitten. Laat de orthese¹ aan de lucht drogen.
- Regelmatisch onderhoud garandeert een optimale werking. Let ook op de

aanwijzingen op het ingenaaid etiket aan de bovenste rand van uw product.

- Stel uw product nooit rechtstreeks bloot aan hitte of kou, dit kan onder andere de werking beïnvloeden. Wend u zich in geval van klachten tot uw handelaar. Alleen gereinigde producten worden in behandeling genomen.

Toepassingsgebied

Overeenkomstig de indicaties (duim). Zie beoogd gebruik.

Onderhoudsinstructies

Bij juist gebruik en de nodige reiniging is het product praktisch onderhoudsvrij.

Montageaanwijzing

De RhizoLoc wordt in anatomisch (ergonomisch) voorgevormde toestand geleverd. Indien nodig kan de RhizoLoc verder worden aangevormd. De orthese is beschikbaar in twee uitvoering voor de rechter- en linkerhand.

Technische gegevens / parameters

De RhizoLoc is een orthese voor de duim. Er zijn geen reserveonderdelen verkrijgbaar.

Aanwijzingen voor hergebruik

Het product is bedoeld voor individueel gebruik door één patiënt(še).

Garantie

De wettelijke bepalingen van het land waar het product is gekocht gelden. Als u meent dat u aanspraak op garantie kunt maken, neem dan in eerste instantie contact op met degene van wie u het product hebt gekocht. Het product dient te worden gereinigd vóór de aansprakelijkstelling. Indien die aanwijzingen over het gebruik

en het onderhoud van de RhizoLoc niet zijn naleefd, kan de garantie worden beperkt of uitgesloten.

De garantie is uitgesloten bij:

- Oneigenlijk gebruik
- Het niet opvolgen van de aanwijzingen van geschoold personeel
- Eigenmachtige productwijziging

Aansprakelijkheid

Doe niet aan zelfdiagnoses of zelfmedicatie, tenzij u een medisch specialist bent. Vraag zeker zelf om het advies van een arts of het geschoold medische personeel, voordat u ons medische product voor het eerst gebruikt. Alleen zo kan de werking van ons product op uw lichaam worden beoordeeld en kunnen eventuele gebruikersrisico's ten gevolge van uw individuele lichaamsbouw worden vastgesteld. Volg het advies van deze professionals op, evenals alle instructies die u in dit document vindt of in de – ook gedeltelijke – onlineversie ervan (incl. teksten, afbeeldingen, illustraties, etc.).

Als u na het raadplegen van de medische specialist nog steeds twijfels hebt, neem dan contact op met uw arts, verkoper of rechtstreeks met ons.

Meldingsplicht

Op grond van de regionale wettelijke voorschriften bent u verplicht elk ernstig voorval bij gebruik van dit medische hulpmiddel, onmiddellijk te melden bij zowel de fabrikant als de bevoegde instantie. Onze contactgegevens vindt u op de achterkant van deze brochure.

Verwijderen

Voer het product na de gebruiksduur conform de plaatselijke voorschriften af.

Materiaalsamenstelling

Polyurethaan (PUR), Polyamide (PA), Aluminium (Al), Polyester, Polyester (PES), Polyoxymethyleen (POM)

[MD] – Medical device

(Medisch hulpmiddel)

[UDI] – Identificatiecode van de DataMatrix als UDI

Datering: 2023-02

(verwondingen, gezondheids- en onveiligheidsrisico) eventuele materiële schade (schade aan het product).

¹ Orthese = orthopedisch hulpmiddel voor stabilisatie, ontlasting, immobilisatie, geleiding of correctie van ledematen of romp

² Geschoold personeel is iedere persoon die volgens de voor hem geldende officiële regelingen bevoegd is voor het aanpassen en wegwijs maken van patiënten in het gebruik van ortheses.

it italiano

Gentile cliente,

la ringraziamo per aver scelto un prodotto Bauerfeind.

Ogni giorno lavoriamo per migliorare l'efficacia medicale dei nostri prodotti, al fine di garantirle la massima soddisfazione. La preghiamo leggere e osservare attentamente queste **istruzioni per l'uso**. Per eventuali domande contatti il suo medico o il suo rivenditore specializzato.

Destinazione d'uso

RhizoLoc è un prodotto medicaile. È un'ortesi che stabilizza l'articolazione prossimale e sellare del pollice.

Indicazioni

- Stati infiammatori post-operatori e post-traumatici
- Lesioni del legamento laterale del pollice, per es. pollice dello sciattore
- Rizoartrosi (di grado lieve)
- Distorsioni / contusioni

Rischi di impiego

Cautela*
Si prega di attenersi scrupolosamente alle indicazioni

della presente istruzione per l'uso e alle avvertenze del personale specializzato.

RhizoLoc deve essere indossato solo secondo le indicazioni fornite nelle presenti istruzioni per l'uso e per i campi di applicazione (luoghi di applicazione) indicati.

Per garantire l'adattabilità ottimale di RhizoLoc occorre verificare che il prodotto sia adeguatamente conformato e che eventualmente sia fatto riconformare da personale specializzato² in base alle caratteristiche anatomiche del paziente. Il (primo) adattamento e l'addestramento del paziente devono essere effettuati unicamente da personale specializzato.

L'etichetta di RhizoLoc con informazioni relative a nome del prodotto, taglia, produttore, istruzioni per il lavaggio e marchio CE è cucita esternamente sulla cinghia per l'articolazione del polso.

Discutere dell'eventuale combinazione con altri prodotti, per es. nell'ambito di una terapia di compressione (bendaggi per braccia), con il proprio medico curante.

L'uso improprio o non conforme allo scopo previsto non è coperto da garanzia.

Evitare il contatto del prodotto con pomate e lozioni contenenti acidi e grassi. Non effettuare alcuna modifica al prodotto.

L'inadempienza di tale norma può compromettere l'efficacia e precludere ogni garanzia.

Non sono noti effetti collaterali a carico dell'intero organismo. Si presuppone un uso appropriato del prodotto.

Non indossare RhizoLoc troppo stretto, poiché potrebbe provocare fenomeni di compressione locale. In casi rari, è possibile una costrizione di vasi sanguigni

e nervi. In tal caso, allentare le cinghie di RhizoLoc ed eventualmente far controllare se la taglia del proprio RhizoLoc è corretta. Qualora si notassero alterazioni negative o un aggravarsi dei disturbi in relazione all'utilizzo del prodotto, interromperne l'utilizzo e rivolgersi al proprio medico.

Cautela: in caso di allentamento delle cinghie o dei sistemi di chiusura e di trazione, quando non si indossa il prodotto o qualora si modifichino le limitazioni del movimento, il trattamento / la protezione della parte del corpo da trattare risulta insufficiente. Specialmente in simili situazioni, evitare qualsiasi sollecitazione di tale parte del corpo.

In caso di utilizzo del prodotto Bauerfeind per disturbi acuti o lesioni, prima di utilizzarlo per la prima volta è necessario richiedere immediatamente il parere di un medico e attenersi a esso. Possono sussistere limitazioni dovute all'indicazione, sulle quali il personale specializzato Le fornirà informazioni. In particolare, tali limitazioni possono riguardare la guida di veicoli, di altri mezzi di locomozione o di macchinari. In caso di dubbio, Le consigliamo di sospendere momentaneamente suddette attività.

Controindicazioni

Ipersensibilizzazioni di entità patologica o controindicazioni sistemiche sono per ora ignote. Nel caso delle malattie seguenti l'impiego di questo ausilio è consentito solo previa consultazione del medico :

- dermatiti o lesioni della zona bendata, in particolare nei casi di manifestazioni infiammatorie; nonché in caso di cicatrici sporgenti con gonfiore, surriscaldate e arrossate

- paralgesie e disturbi del movimento delle braccia / delle mani, per es. in caso di diabete mellito
- disturbi di flusso linfatico, compresi gonfiori asintomatici distanti dalla zona ortezi

Avvertenze d'impiego

Come indossare / applicare RhizoLoc

A – cinghia per l'articolazione del polso,

B – cinghia per il pollice,

C – stecca per il pollice

① Aprire le 2 cinghie in vetro di RhizoLoc. Allentare le cinghie senza far fuoriuscire dalla guida **②** Applicare RhizoLoc sul pollice interessato infilando la mano nella cinghia inferiore per l'articolazione del polso e il pollice nella cinghia superiore per il pollice. **③** Chiudere la cinghia per l'articolazione del polso. Quindi chiudere la cinghia per il pollice fissandola lateralmente con il velcro accanto alla stecca per il pollice.

④ Dopo avere consultato il proprio medico, con la stecca per il pollice è possibile regolare la stabilizzazione dell'articolazione prossimale del pollice in base alla fase della terapia.

Come togliere / rimuovere RhizoLoc

Aprire la cinghia per il pollice e la cinghia per l'articolazione del polso. Sfilare la mano da RhizoLoc.

Avvertenze per la pulizia

Avvertenze per la pulizia

Prestare attenzione alle seguenti indicazioni:

- Prima del lavaggio rimuovere, laddove possibile, eventuali chiusure in velcro oppure fissarle sulle parti previste.
- Asciugare il prodotto all'aria e non nell'asciugatrice, per

evitare di danneggiare il prodotto stesso.

• Lavare il tutore¹ esclusivamente a mano a 30 °C e utilizzando un detergente delicato. Durante il lavaggio tutti i componenti possono rimanere assemblati al tutore¹. Lasciare asciugare il tutore¹ all'aria.

• La cura regolare garantisce un'efficacia ottimale. Rispettare inoltre le indicazioni per il lavaggio riportate sull'etichetta cucita sul bordo superiore del prodotto.

• Non esporre il prodotto a calore diretto in quanto questo potrebbe, tra le altre cose, pregiudicarne l'efficacia. In caso di reclami si rivolga al suo rivenditore. Verranno trattati solo articoli puliti.

Luogo di applicazione

Secondo le indicazioni (pollice). Ved. Destinazione d'uso.

Avvertenze per la manutenzione

Se correttamente utilizzato e trattato, il prodotto non necessita di manutenzione.

Istruzioni per l'assemblaggio e il montaggio

RhizoLoc è fornito preformato anatomicamente. In caso di necessità RhizoLoc può essere ulteriormente conformato. L'ortesi è disponibile in due versioni, per la mano destra e per la mano sinistra.

Dati / parametri tecnici

RhizoLoc è un'ortesi per il pollice. Non sono disponibili parti di ricambio.

Avvertenze per il riutilizzo

Questo prodotto è stato concepito per il trattamento individuale di un/a solo/a paziente.

Garanzia

Si applicano le disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui il prodotto è stato acquistato. Nel caso in cui si ritenga di aver titolo per usufruire della garanzia, rivolgersi in primo luogo al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto. Prima di poter usufruire della garanzia il prodotto deve essere lavato. Qualora non fossero state rispettate le indicazioni per la cura e l'utilizzo di RhizoLoc, ciò potrebbe comportare una limitazione o un'esclusione della garanzia.

La garanzia è esclusa in caso di:

- Utilizzo non conforme alle indicazioni
- Mancata osservanza delle indicazioni fornite dal personale specializzato
- Modifica arbitraria del prodotto

Esclusione di responsabilità

La preghiamo di evitare autodiagnosi e automedicazioni, a meno che Lei non sia un professionista nel campo della medicina. Prima di usare il dispositivo medico per la prima volta, consulti un medico o un professionista del settore; ciò consentirà una valutazione degli effetti del nostro prodotto sul Suo corpo e di determinare eventuali rischi di impiego legati alla Sua costituzione specifica. Si attenga ai consigli dello specialista e a tutte le informazioni contenute in questo documento / o nella sua riproduzione online, anche di eventuali estratti (ivi compresi: testi, immagini, grafici, ecc.).

In caso di dubbi dopo aver consultato il personale specializzato, contattì il Suo medico, il rivenditore del prodotto o la nostra azienda.

Obbligo di notifica

In base alle disposizioni di legge in vigore a livello regionale, qualsiasi inconveniente / incidente verificatosi durante l'uso del presente prodotto medico deve essere immediatamente notificato al produttore e all'autorità competente. I nostri dati di contatto si trovano sul retro della presente brochure.

Smaltimento

Al termine, il prodotto va smaltito conformemente alle disposizioni locali vigenti.

Composizione del materiale

Poliuretano (PUR), Poliammide (PA), Alluminio (Al), Polietere, Poliestere (PES), Poliossimetilene (POM)

MD – Medical Device
(Dispositivo medico)

UDI – Identificativo della matrice di dati UDI

Informazioni aggiornate a:
2023-02

Personale specializzato²

Avvertenze generali

- Dopo il primo trattamento, verificare che RhizoLoc sia correttamente in posizione in base alla situazione individuale del paziente. Eventualmente effettuare le necessarie correzioni.
- Fare esercitare il paziente a indossare correttamente l'ortesi.
- Il prodotto non può essere modificato in modo imprudente. L'inadempienza di tale norma può comprometterne l'efficacia e precludere ogni garanzia.
- RhizoLoc è previsto per il trattamento di un solo paziente.

Le stecche in alluminio sono preformate anatomicamente e devono eventualmente essere adattate all'anatomia individuale del paziente. Imprimere alle stecche di alluminio la forma anatomicamente corretta esercitando una leggera forza su di esse.

All'inizio del trattamento lastecca per il pollice per la limitazione dell'articolazione prossimale del pollice deve essere fissata con il velcro in tensione senza formare pieghe. Le eventuali modifiche per la limitazione del movimento del pollice sono stabilite dal medico curante.

* Avvertenza sul pericolo di danni alle persone (rischio di lesioni, di danni alla salute e di infortuni) o alle cose (danni al prodotto).

¹ Ortesi = supporto ortopedico per la stabilizzazione, l'alleggerimento, l'immobilizzazione, la guida o la correzione degli arti o del tronco

² Per personale specializzato si intende qualsiasi persona sia autorizzata all'adattamento e all'addestramento all'utilizzo di ortesi secondo le direttive nazionali vigenti nel paese di utilizzo.

es español

Estimado / a cliente / a,

muchas gracias por haberse decidido por un producto Bauerfeind.

Una de nuestras prioridades es su salud, por lo que todos los días trabajamos para mejorar la eficacia medicinal de nuestros productos.

Por favor, lea y siga estas **instrucciones de uso** atentamente. Para cualquier pregunta, póngase en contacto con su médico o su tienda especializada.

Ámbito de aplicación

RhizoLoc es un producto médico. Se trata de una ortesis para la estabilización de las articulaciones metacarpofalángica y carpometacarpiana del pulgar.

Indicaciones

- Estados inflamatorios post-operatorios y posttraumáticos
- Lesiones del ligamento lateral, p.ej. pulgar de esquiador
- Rizartrosis (grado leve)
- Distorsiones / contusiones

Riesgos de aplicación

Precaución*

Observe atentamente las especificaciones de estas instrucciones de uso, así como las indicaciones del personal especializado.

RhizoLoc debe llevarse solo siguiendo las instrucciones aquí mencionadas y para las indicaciones descritas (lugar de aplicación).

Para garantizar la óptima colocación de RhizoLoc, se debe comprobar si el producto está suficientemente adaptado o si se debe encargar a un especialista² su readaptación a la anatomía del paciente. La (primera) adaptación del producto y su instrucción solo puede ser realizada por personal competente con la debida formación.

La etiqueta cosida de RhizoLoc, que contiene datos como el nombre del producto, la talla, el fabricante, instrucciones de lavado y símbolo CE, se encuentra en la parte exterior de la cinta de la muñeca.

El uso en combinación con otros productos, p.ej. en el marco de una terapia de compresión (manguitos), solo puede realizarse previo consejo médico.

En caso de utilización inadecuada o para otro uso nos eximimos de toda responsabilidad.

Evite el uso de pomadas o ungüentos que contengan grasas o ácidos. No manipule indebidamente el producto. De no observarse esta advertencia, el rendimiento del producto puede verse afectado y la garantía perder su validez.

Hasta ahora no se conocen efectos secundarios que afecten a todo el organismo, siempre que el producto esté colocado y se use correctamente.

No se ajuste RhizoLoc demasiado apretado, ya que puede producir signos locales de presión o, rara vez, constricción en los vasos sanguíneos y los nervios. En tal caso, afloje las cintas de RhizoLoc y, si es necesario, encargue que comprueben la talla de su RhizoLoc.

Si detecta cambios negativos o un aumento de las molestias en relación con la aplicación del producto, interrumpa su uso y consulte a su médico.

Precaución: Si las cintas o los sistemas de tensión y cierre se aflojan o si se retira el producto o se ajustan las limitaciones de movimiento establecidas, no dispondrá de una protección / cuidado adecuados para la parte del cuerpo que requiera tratamiento. En este caso en particular, conviene evitar cualquier sobrecarga en esta parte del cuerpo.

Si desea llevar su producto Bauerfeind debido a molestias / lesiones agudas, busque y siga obligatoriamente el consejo de un médico

profesional antes de utilizarlo por primera vez. El personal competente le informará sobre las restricciones relacionadas con las indicaciones. En particular, la conducción de vehículos, otros medios de transporte o maquinaria solo podría llevarse a cabo de forma limitada. En caso de duda, le aconsejamos que por el momento se abstenga de realizar las actividades mencionadas.

Contraindicaciones

No se han constatado reacciones de hipersensibilidad hasta la fecha. En el caso de existir alguno de los cuadros clínicos que se indican a continuación, las ayudas técnicas únicamente podrán utilizarse previa aprobación de su médico :

- **afecciones / lesiones cutáneas en la zona correspondiente del cuerpo, especialmente inflamaciones. También cicatrices abiertas con hinchazón, enrojecimiento y acumulación de calor**
- **pérdida de sensibilidad y alteraciones en los movimientos del brazo o la mano por ejemplo, en la diabetes mellitus**
- **trastornos del flujo linfático, así como hinchazón de origen incierto en partes blandas localizadas lejos de la zona de aplicación del ortesis**

Indicaciones de uso

Colocación y retirada de RhizoLoc

A – cinta de la muñeca,

B – cinta del pulgar,

C – lazo de paso del pulgar

- ❶ En primer lugar, abra las 2 cintas de Velcro® de RhizoLoc. Afloje las cintas sin sacarlas de su guía. ❷ Coloque RhizoLoc en el pulgar afectado. Para ello,

pase la mano por la cinta inferior de la muñeca y el pulgar por la cinta superior del pulgar.

❸ Cierre la cinta de la muñeca. A continuación, cierre la cinta del pulgar, presionando lateralmente junto al lazo de paso del pulgar.

❹ Tras consultar con su médico, puede usar el lazo de paso del pulgar para ajustar la estabilización de la articulación metacarpofalángica para cada fase de la terapia.

Cómo quitarse RhizoLoc

Abra las cintas del pulgar y de la muñeca. Saque la mano de RhizoLoc.

Indicaciones de limpieza

Observe las siguientes instrucciones:

- Si es posible, deben quitarse las cintas de velcro o cerrarse firmemente en el punto que corresponda.
 - Seque el producto al aire y no en la secadora, pues ésta podría dañar el producto.
 - Por favor, lave la ortesis¹ solo a mano y a 30 °C y utilizando un detergente para prendas delicadas. No es necesario que retire los elementos de la ortesis¹ durante el lavado. Deje que se seque la ortesis¹ al aire antes de volver a usarla.
 - Un cuidado regular proporciona un efecto óptimo del producto. Por favor, observe las instrucciones en la etiqueta cosida en el borde superior del producto.
 - No exponga el producto a una fuente de calor directo, ya que podría afectar a la efectividad del producto.
- En caso de reclamaciones, póngase en contacto con su comercio especializado. Solo se aceptarán mercancías limpias.
- Lugar de aplicación**
Según las indicaciones (pulgar). Ver ámbito de aplicación.
- Instrucciones de mantenimiento**
Si se maneja y cuida de modo apropiado, el producto apenas exige mantenimiento.
- Indicaciones de montaje**
RhizoLoc se suministra en forma de producto con ajuste anatómico predeterminado. Si es necesario, puede adaptar más su RhizoLoc. La ortesis está disponible en dos versiones, para la mano derecha y para la izquierda.
- Datos y parámetros técnicos**
RhizoLoc es una ortesis para el pulgar. No existen piezas de repuesto.
- Indicaciones sobre su reutilización**
El producto está destinado al tratamiento individual de un paciente.
- Garantía**
Serán aplicables las disposiciones legales del país en el que se haya adquirido el producto. Por favor, en caso de reclamaciones de garantía, diríjase directamente al punto de venta donde haya adquirido el producto. El producto debe limpíarse antes de entregarse para la prestación de los servicios en garantía. No respetar las indicaciones sobre el uso y el cuidado de RhizoLoc puede afectar o excluir la garantía. Queda excluida la garantía en caso de:
 - Uso no conforme al indicado
 - No seguir las indicaciones del personal competente
 - Realizar cambios arbitrarios en el producto

Avisos de exclusión de responsabilidad

No se autodiagnóstique ni se automedique a menos que sea un profesional de la salud. Antes de usar nuestro producto médico por primera vez, busque activamente el consejo de un médico o personal especializado capacitado, ya que es la única manera de evaluar el efecto de nuestro producto en su cuerpo y determinar los riesgos de uso que puedan surgir debido a la constitución personal. Siga los consejos de este experto, así como todas las instrucciones de este documento / o su presentación online, ya sea de manera parcial o completa, (incluyendo: textos, imágenes, gráficos, etc.).

Si tiene alguna duda después de consultar al personal cualificado, póngase en contacto con su médico, con el distribuidor o con nosotros directamente.

Obligación de informar

De conformidad a las normas legales regionales vigentes, usted tiene la obligación de informar inmediatamente sobre cualquier hecho grave aparecido durante el uso de este producto médico tanto al fabricante como a las autoridades competentes. Encontrará nuestros datos de contacto en el reverso del folleto del producto.

Eliminación

Al final de la vida útil, deseche el producto conforme a las normativas locales al respecto.

Combinación de materiales

Poliuretano (PUR), Poliamida (PA), Aluminio (Al), Poliéster, Poliéster (PES), Polioximetileno (POM)

MD – Medical Device (Dispositivo médico)

UDI – Distintivo de la matriz de datos como UDI

Informaciones actualizadas de:
2023-02

Personal competente²

Recomendaciones generales

- Tras el primer tratamiento, compruebe la óptima adaptación individual de RhizoLoc. Realice las posibles correcciones necesarias.
- Practique con el paciente la correcta colocación del producto.
- No se permite realizar ninguna alteración inadecuada del producto. Si hace caso omiso a esta advertencia, la eficacia del mismo puede verse afectada y la garantía perder su validez.
- RhizoLoc está previsto para el tratamiento de un solo paciente.

Las varillas de aluminio tienen una forma anatómica y, si es necesario, deben adaptarse a la anatomía individual del paciente. Para ello, adapte las varillas de aluminio a la forma correcta aplicando una ligera fuerza.

Al comenzar el tratamiento, el lazo de paso del pulgar para limitar la articulación metacarpofalángica debe estar firmemente fijado, mediante tracción, de modo que no presente arrugas. El médico encargado del tratamiento determinará las modificaciones en la restricción de la movilidad del pulgar.

* Indicación de peligro de daños personales (riesgo de lesión, para la salud y de accidente) o daños materiales (daños al producto).

1 Ortesis = medio ortopédico para estabilizar, aliviar, inmovilizar, guiar o corregir las extremidades o el tronco

2 Se considera personal competente a toda aquella persona que, conforme a la normativa estatal aplicable, esté autorizada para adaptar ortesis e instruir sobre su uso.

pt português

Estimado(a) cliente,

muito obrigado por ter optado por um produto da Bauerfeind.

Trabalhamos diariamente para melhorarmos a eficácia médica dos nossos produtos, pois a sua saúde é a nossa prioridade. Leia e observe estas **instruções de utilização** atentamente. Em caso de dúvida, contacte o seu médico ou a sua loja da especialidade.

Finalidade

RhizoLoc é um dispositivo médico. É uma ortese para estabilização da articulação metacarpofalângica do polegar e articulações do pulso e carpometacarpiana.

Indicações

- Estados de irritação pós-operatórios e pós-traumáticos
- Lesões dos ligamentos laterais, p. ex. polegar de esquiador
- Rizartrose (grau leveiro)
- Entorses / contusões

Riscos inherentes à aplicação



Observe cuidadosamente as especificações destas instruções de utilização e das indicações do pessoal técnico.

O RhizoLoc apenas deve ser utilizado de acordo com as indicações destas instruções de utilização e nas áreas de aplicação (local de aplicação) mencionadas.

Para garantir uma colocação ideal do RhizoLoc, é necessário verificar se o produto possui o formato adequado ou se deve ser moldado ao corpo pelo pessoal técnico². O (primeiro) ajuste e o fornecimento de instruções apenas devem ser efectuados pelo pessoal técnico qualificado.

A etiqueta do RhizoLoc com informações sobre o nome do produto, tamanho, fabricante, instruções de lavagem e a marcação CE encontra-se no exterior na correia do pulso. Se pretende combinar a utilização com outros produtos, por ex. no âmbito de um tratamento de compressão (mangas de compressão), consulte previamente o seu médico.

Não assumiremos responsabilidade pelo produto no caso de uma utilização para outra finalidade que não a indicada.

Evite a utilização de pomadas, locões ou substâncias gordurosas ou que contenham ácidos. Não efectue quaisquer alterações no produto. Em caso de inobservância, o produto pode não produzir o efeito pretendido. Nesse caso, não assumiremos responsabilidade pelo produto. Até ao momento, não são conhecidos efeitos secundários que afectem todo o organismo. Parte-se do princípio de que o produto é aplicado / colocado correctamente.

Não aperte demasiado o RhizoLoc, pois tal poderá provocar compressões locais. Em casos raros, pode ocorrer uma compressão dos vasos sanguíneos e nervos. Nestas

situações, desaperte as correias do RhizoLoc e, se necessário, solicite a verificação do tamanho do seu RhizoLoc.

Se notar alterações negativas ou desconforto crescente em relação à utilização do dispositivo, descontinuar a sua utilização e consultar o seu médico.

Cuidado: Se as correias e os sistemas de tensão e fecho forem desapertados ou se o dispositivo for retirado ou se as limitações de movimento definidas forem ajustadas, não há cuidado / proteção suficiente da parte do corpo que necessita de tratamento. Especialmente neste caso, evite qualquer pressão nesta parte do corpo. Se pretender utilizar o seu dispositivo da Bauerfeind devido a dores / lesões agudas, antes da primeira utilização procure impreterosamente aconselhamento médico profissional e leve este em consideração. Podem haver restrições relacionadas com indicações, sobre as quais o pessoal técnico o informará. Em particular, a condução de veículos, outros meios de transporte ou maquinaria só poderia ser possível de forma limitada. Em caso de dúvida, aconselhamos que abdique, temporariamente, das atividades acima referidas.

Contra-indicações

Até ao momento, não são conhecidas reacções de hipersensibilidade ao produto. Se o seu quadro clínico apresentar uma das seguintes condições, recomendamos que coloque e use a ortótese só depois de consultar o seu médico:

- Doenças de pele ou lesões na parte do corpo que está a ser tratada, especialmente se existirem sintomas

inflamatórios, cicatrizes abertas com edema, vermelhidão e sensação de calor

- Alterações da sensibilidade e distúrbios de circulação das pernas / pés, por ex. em caso de diabetes
- Problemas de drenagem linfática, bem como luxações indefinidas no tecido mole em locais afastados de onde foi colocada a ortótese

Indicações de utilização

Apertar / colocar o RhizoLoc

- A – correia do pulso,**
- B – correia do polegar,**
- C – patilha do polegar**

1 Abra as 2 correias de velcro do RhizoLoc. Desaperte as correias sem as retirar da guia. **2** Coloque o RhizoLoc no polegar onde o pretende utilizar. Para tal, passe a mão pela correia do pulso inferior e o polegar pela correia do polegar superior. **3** Feche a correia do pulso. De seguida, feche a correia do polegar, prendendo-a na parte lateral da patilha do polegar.

4 Após autorização do seu médico, pode ajustar a estabilização da articulação metacarpofalângica do polegar com a patilha do polegar, em função da fase de tratamento.

Retirar / remover o RhizoLoc

Abra a correia do polegar e do pulso. Deslize a mão para fora do RhizoLoc.

Indicações de limpeza

Observe as seguintes indicações:

- Se o produto tiver correias de velcro, retire-as se possível ou coloque-as nas zonas apropriadas.
- Seque o produto ao ar e não utilize máquina de secar roupa, pois esta pode danificar o produto.

• Apenas lave a ortótese¹ à mão e a 30 °C usando um detergente para roupa delicada. Nesse processo, todos os componentes podem permanecer na ortótese¹. Deixe a ortótese¹ a secar ao ar.

- Os cuidados regulares garantem o funcionamento ideal. Observe ainda as instruções na etiqueta, na margem superior do seu produto.
- Nunca exponha o produto à ação direta do calor, isso pode afetar a sua eficácia, entre outros. Em caso de reclamações, contacte o seu distribuidor. Apenas são processados produtos esterilizados.

Local de aplicação

Consoante as indicações (polegar). Consulte a finalidade.

Indicações de manutenção

O produto praticamente não necessita de manutenção se for utilizado correctamente e se as indicações de conservação forem tidas em atenção.

Instruções de montagem

O RhizoLoc é fornecido com um formato anatómico (moldado ao corpo). Se necessário, o RhizoLoc pode continuar a ser moldado. A ortótese existe em duas versões para a mão direita e esquerda.

Dados técnicos / parâmetros

O RhizoLoc é uma ortótese para o polegar. Não estão disponíveis quaisquer peças de substituição.

Indicações sobre a reutilização

O produto destina-se ao tratamento individual de um paciente.

Garantia

Aplicam-se os regulamentos legais do país no qual o produto foi adquirido. Caso presuma uma reclamação de garantia, dirija-se diretamente à pessoa junto da qual adquiriu o produto. O produto deve ser limpo antes de uma reclamação ao abrigo da garantia. Caso as instruções sobre o manuseamento e os cuidados com a RhizoLoc não tenham sido observadas, a garantia pode ser limitada ou excluída.

Exclui-se a garantia nos seguintes casos:

- Utilização não conforme com as instruções
- Não observância das instruções dos profissionais de saúde
- Alterações não autorizadas ao produto

Indicações de responsabilidade

Não proceda a autodiagnósticos ou não se medique a si próprio, a não ser que seja um profissional de saúde. Antes de utilizar o nosso produto médico pela primeira vez, procure ativamente o conselho de um médico ou de profissionais, pois esta é a única forma de avaliar o efeito do nosso produto no seu corpo e de determinar quaisquer riscos inerentes à utilização que possam surgir devido à constituição pessoal. Siga o conselho do profissional de saúde, bem como todas as instruções deste folheto / ou da sua – mesmo que por excertos – apresentação online (incluindo: Textos, imagens, gráficos etc.).

Se tiver alguma dúvida após consultar o pessoal especializado, entre em contacto com o seu médico, revendedor ou diretamente connosco.

Dever de notificação

Devido a normas legais regionais, é obrigado(a) a comunicar de imediato, tanto ao fabricante como à autoridade competente, qualquer incidente grave durante a utilização deste produto médico. Encontra os nossos dados para contacto no verso deste desdobrável.

Eliminação

Elimine o produto de acordo com as especificações locais após o fim da utilização.

Composição do material

Poliuretano (PUR),
Poliamida (PA), Alumínio (Al),
Poliéster, Poliéster (PES),
Polioximetíleno (POM)
 - Medical Device
(Dispositivo médico)
 - Identificador da matriz de dados como UDI

Versão actualizada em: 2023-02

Pessoal técnico²

Indicações gerais

- Depois do primeiro tratamento, certifique-se de que o RhizoLoc está colocado correctamente e de forma ideal para o caso em questão. Efectue as correcções necessárias.
- Pratique a colocação correcta com o paciente.
- Não realize alterações inadequadas no produto. Em caso de inobservância, o produto pode não produzir o efeito pretendido. Nesse caso, não assumiremos responsabilidade pelo produto.
- O RhizoLoc foi concebido para o tratamento de apenas um paciente.

As varetas de alumínio possuem um formato anatómico (moldado ao corpo), se necessário, devem ser ajustadas às condições anatómicas específicas do

paciente. Para tal, molde as varetas de alumínio, exercendo uma força ligeira, até alcançar a forma anatomicamente correcta.

A patilha do polegar para a limitação da articulação metacarpofalângica do polegar deve ser fixa antes do início do tratamento e não deve apresentar dobras. O seu médico deve efectuar a alteração para a limitação de movimentos do polegar.

* Indicação acerca do perigo de lesões (risco de ferimentos, para a saúde e de acidente) ou danos materiais (danos no produto).

1Ortótese = meio auxiliar ortopédico para a estabilização, alívio, imobilização, guia ou correção de membros ou do tronco

2Por pessoal técnico entende-se qualquer pessoa que, de acordo com os regulamentos oficiais em vigor no seu país, esteja autorizada a efectuar o ajuste e o fornecimento de instruções relativamente à utilização de ortóteses.

sv svenska

Bästa kund,

tack för du har valt en produkt från Bauerfeind.

Eftersom din hälsa är viktig för oss arbetar vi varje dag med att förbättra den medicinska effekten hos våra produkter. Läs och följ denna **bruksanvisning** noggrant. Vänd dig till din läkare eller fackhandel om du har frågor.

Ändamålsbestämning

RhizoLoc är en medicinsk produkt.

Det är en ortos som stabiliseras i tummens grund- och sadelled.

Indikationer

- Postoperativa och post-traumatiska irritationstillstånd
- Skad på kolateralligamenten, t ex skidsumme
- Tumbasartros (lindrig)
- Distorsioner / kontusioner

Risker vid användning

Observera*

Följ noggrant anvisningarna i denna bruksanvisning samt instruktioner för fackpersonal.

RhizoLoc ska användas i enlighet med denna bruksanvisning och endast för de åndamål som anges här.

För att säkerställa att RhizoLoc sitter korrekt ska du kontrollera att produkten har formats ordentligt efter kroppsdelna eller om den eventuellt måste efterformas av fackpersonal². Vid första användningen måste ortosens justeras av utbildad fackpersonal, som också måste förklara den fungerar.

Den isydda etiketten på RhizoLoc med information om produktdatum, storlek, tillverkare, tvättträdd och CE-märkning finns på insidan av tyget.

En kombination med andra produkter, t.ex. inom ramen för en kompressionsterapi (armstrumpa) ska i förväg diskuteras med din behandlande läkare.

Vid felaktig användning gäller ej garantin.

Låt inte produkten komma i kontakt med fett- eller syrahaltiga medel, salver eller lotioner. Utför själv inga ändringar på produkten. Om detta inte beaktas kan produkten effektiviteten försämras och vårt produktansvar bortfaller.

Biverkningar som gäller kroppen i sin helhet är hittills inte kända. Förutsättning är att produkten används på föreskrivet sätt. Spänning inte åt RhizoLoc för hårt,

eftersom det kan leda till lokala trycksymptom. I sällsynt fall kan det leda till att blodkärl eller nerver klämms åt. Lossa i sådana fall på RhizoLoc-banden och kontrollera eventuellt storleken på din RhizoLoc.

Om du lägger märke till förändringar eller upplever att besvären tilltar i samband med användning av produkten, ska du sluta använda den och kontakta din läkare.

Observera: Om remmarna eller åtdragnings- och stängningssystemen lossas, produkten tas av eller inställdas rörelsebesegränningar justeras, är inte behandlingen tillräcklig/får inte kroppsdelen som behöver behandlas tillräckligt skyddad. Undvik all belastning av kroppsdelens, särskilt vid ovannämnda scenario.

Om du vill använda din Bauerfeind-produkt på grund av akuta besvär / skador ska du alltid rådgöra med medicinsk fackpersonal före första användningen och följa deras rekommendationer.

Beroende på indikationen kan det finnas begränsningar som fackpersonalen kan informera om. Det kan särskilt innebära att begränsas förmåga att framföra fordon, andra fortskaffningsmedel eller maskiner. Vid tveksamheter rekommenderar vi att du tills vidare avstår från ovannämnda aktiviteter

Kontraindikationer

Överkänslighetsreaktioner av medicinsk karaktär är inte kända. Vid följande sjukdomsbilder skall läkare rådfrågas innan produkten används:

- Hudsjukdomar / hudskador, framför allt vid inflammations-symptom inom det område

som berörs av produkten. Detta gäller även för uppstrukna ärm som hettar och uppvästar svullnad och rodnad

• Känsl- och rörelsestörningar i armen / handen, t.ex. vid sockersjuka (diabetes mellitus)

• Störningar av lymfflödet och / eller obestämda mjukdelsvullnader utanför ortos

Användning

Ta på RhizoLoc

A – Handledsband,

B – Tumband,

C – Tumöglå

1 Öppna de 2 kardborrebanden på RhizoLoc. Lossa banden utan att dra ur dem ur dess position.
2 Placer RhizoLoc på aktuell tumme. För sedan handen genom det undre handledsbandal och tummen genom det övre tumbandal.

3 Stäng handledsbandal. Stäng sedan tumbandal genom att fästa det sidledes intill tumöglen.
4 Efter att ha rådrågat din läkare kan du ställa in stabiliseringen av tummens grundled med tumöglen enligt terapias.

Ta av RhizoLoc

Öppna tum- och handledsbanden. Fört ut handen ur RhizoLoc.

Rengöring

Observera följande anvisningar:

• Ta om möjligt bort kardborrbanden eller tryck fast dem ordentligt på avsedd plats.

• Låt produkten lufttorka. Använd inte torktumlare eftersom produkten då kan skadas.
• Tvätta endast ortosen¹ för hand i 30 °C. Använd fintvättmedel. Alla delar kan sitta kvar på ortosen¹. Låt ortos¹ lufttorka.

• Regelbundna skötsel garanterar en optimal effekt. Observera informationen på den insydda etiketten upp till på produkten.

• Utsätta inte produkten för direkt värme. Detta kan bland annat påverka funktionen. Kontakta din återförsäljare vid reklamation. Endast rengjord vara behandlas.

Användningsområde

Enligt symptomten (tumme). Se funktion.

Skötselmanvisningar

Vid rätt hantering och skötsel är produkten underhållsfri.

Monteringsanvisningar

RhizoLoc levereras i anatomiskt (kroppsriktigt) förformat skick. Vid behov kan RhizoLoc formas ytterligare. Ortosen finns i två utföranden för höger och vänster hand.

Tekniska data / parametrar

RhizoLoc är en ortos för tummen. Produkten har inga reservdelar.

Information för återanvändning

Produkten är avsedd för individuell användning av en patient.

Garanti

För produkten gäller de lagstadgade bestämmelserna i det land där produkten är införskaffad. Vid garantitiden ska du i första hand vända dig till den återförsäljare som du köpte produkten av. Produkten ska rengöras innan den visas upp i garantitiden. Om anvisningarna om hantering och skötsel av RhizoLoc inte har följts kan garantin begränsas eller upphöra att gälla.

Garantin upphör att gälla om:
• Produkten inte har använts enligt indikationen
• Anvisningarna från fackpersonalen inte har följts

• Du har utfört ändringar på produkten på eget initiativ

Information om ansvar

Självdagnostisera dig inte och självmedicinera inte, såvida du inte själv är medicinsk fackpersonal. Innan du använder vår medicinska produkt för första gången är det viktigt att du aktivt rådrågar läkare eller utbildad fackpersonal, eftersom detta är det enda sättet att bedöma effekten av vår produkt på din kropp och vid behov fastställa eventuella risker med användningen som kan uppstå på grund av din personliga fysik. Följ råden från fackpersonalen och all information i detta underlag / eller dess internetversion – även i form av utdrag (inklusive text, bilder, grafik etc.).

Kontakta din läkare, återförsäljare eller oss direkt om du fortfarande är osäker efter att du har rådrågat fackpersonalen.

Rapporteringskyldighet

På grund av regional lagstiftning är du skyldig att utan dröjsmål rapportera alla allvarliga tillstånd vid användning av detta medicinska hjälpmittel till såväl tillverkaren som ansvarig myndighet. Du hittar våra kontaktuppgifter på baksidan av denna broschyr.

Avfallshantering

Avfallshanter produkten enligt lokala föreskrifter efter användningstiden.

Materialsammansättning

Polyuretan (PUR), Polyamid (PA), Aluminium (Al), Polyester, Polyester (PES), Polyoximetylén (POM)

[MD] – Medical device
(Medicinteknisk produkt)

[UDI] – Identifierare för datamatris som UDI

Senaste uppdatering: 2023-02

Fackpersonal²

Allmänna anvisningar

- Kontrollera att RhizoLoc sitter ordentligt och anpassat till den enskilda individen efter den första behandlingen. Korrigera eventuellt.
- Öva in korrekt påtagning tillsammans med patienten.
- Icke fackmässiga förändringar av produkten får inte utföras. Om detta inte beaktas, kan produkten effektiviteten försämras och vårt produktnärvans fortfaller.
- Die RhizoLoc är avsedd för användning av endast en patient.

Aluminiumstavarna är anatomiskt (kroppsriktigt) förformade, men måste ändå anpassas till patientens individuella anatomti. Forma aluminiumstavarna under lätt kraftpåverkan till anatomiskt korrekt form.

Tumöglen för begränsning av tummens grundled måste vid behandlingens början fästas utan veck under drag. Förändringar av tummens rörelsebegränsning ska bestämmas av behandlande läkare.

* Risk för personskador (skaderisk, hälsorisk och olycksrisk) samt eventuellt sakskador (skador på produkten)

¹Ortos = ortopediskt hjälpmittel för stabilisering, avlastning, fixering, styrning eller korrigering av extremiteter eller bål

² Som fackpersonal betraktas var och en som enligt gällande nationella bestämmelser är behörig att justera ortoser och instruera om deras användning.

Kjære kunde,

tusen takk for at du har bestemt deg for et produkt fra Bauerfeind.

Vi jobber for å forbedre den medisinske effektiviteten av våre produkter hver dag, fordi helsen din er viktig for oss. Vi ber deg om å lese og følge denne bruksanvisningen nøyde. Hvis du har spørsmål, kontakt legen din eller spesialforretningen.

Produktets hensikt

RhizoLoc er et medisinsk utstyr. Den er en ortose til stabilisering av tommelens grunnledd og ytterledd.

Indikasjoner

- Postoperative og posttraumatiske irritasjonstilstander
- Sidebåndskader, f.eks. skottommel
- Rhizarrose (lett grad)
- Distorsjoner / kontusjoner

Risiko ved anvendelse

Forsiktig*

Følg nøyde instruksjene i denne bruksanvisningen og merknadene til fagpersonale.

RhizoLoc skal brukes kun i samsvar med denne bruksanvisningen og til de angitte bruksområdene (anvendelsesområde).

For å sikre en optimal pasning av RhizoLoc, må det kontrolleres om produktet er tilstrekkelig formtilpasset og om det i etterkant eventuelt må tilpasses til kroppen av fagpersonale². Tilpasningen (første gang) og instruksjon om bruk, skal bare gjennomføres av oppplatert personale.

Etiketten som er sydd på RhizoLoc, med informasjon om produktopphav, størrelse, produsent, vasekanvisning og CE-merking, befinner seg utenpå håndleddstrappen.

Rådfør deg på forhånd med din lege ved en kombinasjon med andre produkter, f.eks. i ramme ved en kompresjonerterapi (armstrømpe).

Erstatningsansvar bortfaller ved feilbruk eller hvis produktet ble brukt til andre formål.

Ikke la produktet komme i kontakt med salver, kremer eller andre stoffer som inneholder fett eller syre. Du må ikke føre noen endringer på produktet.

Hvis bruksanvisningen ikke holdes, kan produktets ytelse reduseres, og produsenten påtar seg da intet erstatningsansvar. Bivirkninger som påvirker hele kroppen, er hittil ikke rapportert. Sakkyndig bruk / tilpasning forutsettes.

RhizoLoc må ikke strammes for mye da det ellers kan føre til lokale tegn på høyt trykk. I sjeldne tilfeller kan det hemme blodkår eller nerver. Dersom dette er tilfelle, løsner du båndene til RhizoLoc og kontrollerer storrelsen på din RhizoLoc ved behov.

Hvis du merker negative endringer eller økende ubehag i forbindelse med bruk av produktet, må du umiddelbart avbryte bruken og ta kontakt med legen din.

Forsiktig: Hvis stroppene eller spenn- og låsesystemene løsnes, produktet fjernes eller bevegelsesbegrensningen justeres, vil dette føre til utilstrekkelig behandling / beskyttelse av den berørte kroppsdel. I dette tilfellet må du være spesielt oppmerksom på å ikke belaste denne delen av kroppen.

Hvis du ønsker å bruke Bauerfeind-produktet på grunn av en akutt lidelse / skade, må du rådføre deg med medisinsk fagpersonale før førstegangs bruk og overholde disse rådene. Det kan førelige indikasjonsbetingede

begrensninger som fagpersonale vil kunne forklare. Det kan godt hende at kjøring av kjøretøy, andre transportmidler eller maskiner bare er mulig i begrenset grad. Hvis du er i tvil, anbefaler vi at du avstår fra de ovennevnte aktivitetene inntil videre.

Kontraindikasjoner

Det er hittil ikke rapportert om helsekadelige overfølsomhetsreaksjoner. Ved følgende helsestilstander bør slike hjelpermidler kun tilpasses og brukes etter at du har rådført deg med din lege:

- Hudlideler / hudskader på den behandlede delen av kroppen, særlig ved betennelse og ved arrdannelser med hevelse, rødhet og økt temperatur
- Sensoriske og motoriske forstyrrelser av arm / hånd, f.eks. ved sukkersyke (Diabetes mellitus)
- Nedsett lymfedrenasje, også bløtveishevnelser av usikker opprinnelse som er lokalisert langt fra den anvendte ortesen

Anvisninger for bruk

Hvordan man tar på og tilpasser RhizoLoc

A – Håndleddsbelte,

B – Tommelbelte,

C – Tommeklaff

1 Åpne 2 borrelåsstrøpper til RhizoLoc. Lås beltene uten å trekke disse ut av fôringen.

2 Legg RhizoLoc på den rammede tommelen. Før deretter hånden gjennom det underste håndleddsbeltet og tommelen gjennom det øverste tommelbel tet. **3** Lukk håndleddsbeltet. Deretter lukker du tommelbelten med velcro på siden og under tommellåsen.

4 I samråd med legen din, kan du tilpasse med tommellåsen til metakarpofalangeleddet,

avhengig av de terapeutiske fasene.

Ke av / ta av RhizoLoc

Åpne tommel- og håndleddsbelte. Før hånden ut av RhizoLoc.

Anvisninger for rengjøring

Vær oppmerksom på følgende henvisninger:

- Borrelåsbandene skal fjernes om mulig, eller festes sikkert på tiltenkt område.
- Heng opp produktet for torking. Bruk ikke tørketrommel da dette kan skade produktet.
- Ortosen¹ skal kun vaskes for hånd med et mildt vaskemiddel ved 30 °C. Alle komponentene kan forbli på ortosen¹. La ortoson¹ lufttørke.
- Regelmessig pleie sikrer optimal virkning. Følg anvisningene på den påsydde etiketten på den øvre kanten av produktet.

- Ikke utsett produktene din for direkte varme, dette kan bla. redusere effektiviteten. Ved reklamasjoner ber vi deg om å henvenne deg til forhandleren din. Bare rengjorte varer blir behandlet.

Anvendelsesområde

Alt etter indikasjoner (tommel). Se produktets hensikt.

Vedlikeholdsanvisninger

Ved riktig håndtering og pleie er produktet praktisk talt vedlikeholdsfrift.

Sammensettings- og monteringsanvisning

RhizoLoc leveres i en anatomisk (tilpasset til kroppen) preformet tilstand. Om nødvendig, kan RhizoLoc formas ytterligere. Utstyret finnes i to utførelser for høyre og venstre hånd.

Tekniske data / parameter

RhizoLoc er en ortese for tommelelvingre. Reservedeler kan ikke leveres.

Informasjon om gjenbruk

Produktet er beregnet til individuell behandling av én pasient.

Garanti

Lovbestemmelsene i landet hvor produktet ble kjøpt, gjelder. Hvis du mistenker et garantitilfelle, ta først direkte kontakt med forhandleren som du kjøpte produktet av. Produktet skal rengjøres før det vises i garantitilfeller. Hvis anvisningene om håndtering og vedlikehold av RhizoLoc ikke er overholdt, kan garantien bli påvirket eller utelukket.

Garantien utelukkes ved:

- Bruk som ikke er i samsvar med indikasjonene
- Manglende overholdelse av instruksjonene fra fagpersonalaet
- Uautorisert endring av produktet

Ansvarsfraskrivelse

Ikke selvdagnostiser eller selvmedisiner, med mindre du er medisinsk fagpersonell. Rådfør deg med legen din eller kvalifisert fagpersonale før du tar i bruk vårt medisinske produkt for første gang. Dette er den eneste måten effekten av produktet kan vurderes i henhold til kroppen din og eventuelle, individuelle risikoer ved anvendelse kan utredes. Følg rådene fra dette fagpersonalaet og all informasjonen i denne brosjyren / eller dens nettversjon – inkludert utdrag (herunder: tekst, bilder, grafikk osv.).

Hvis du er i tvil etter å ha konsultert fagpersonalaet, kontakt legen din, forhandleren eller oss direkte.

Meldeplikt

På grunn av regionale lovbestemmelser, er du forpliktet til å rapportere alvorlige hendelser ved bruk av dette medisinske utstyret til både produsenten og den ansvarlige myndigheten umiddelbart. Vår kontaktinformasjon finner du på baksiden av denne brosjyren.

Avvalsbehandling

Etter avsluttet bruk, vennligst avhend produktet i henhold til lokale forskrifter.

Materialsammensetning

Polyuretan (PUR), Polyamid (PA), Aluminium (Al), Polyester, Polyester (PES), Polyoxymetylen (POM)

[MD] – Medical Device (Medisinsk utstyr)

[UDI] – Identifikator av DataMatrix som UDI

Versjon: 2023-02

Fagpersonale

Generell informasjon

- Etter den første tilpassingen, må den optimale og individuelle pasningen av RhizoLoc kontrolleres. Ved behov utfører du justeringer.
- Øv på riktig tilpasning sammen med pasienten.
- Det må ikke foretas noen feil endringer på produktet. Hvis bruksanvisningen ikke følges, kan produktets ytelse reduseres, og produsenten påtar seg da intet ertstatningsansvar.
- RhizoLoc er bare beregnet til tilpasning for én enkelt pasient.

Aluminiumsskinnene er anatomisk (tilpasset til kroppen) preformet, men må tilpasses til pasientens individuelle anatomi. Tilpass i tillegg aluminiumskinnen, uten mye kraft, på den anatomiske korrekte formen.

Tommelkallen, til grensen av metakarpofalangeal-leddet, må være feilfritt kledd under trekket fra begynnelsen av behandlingen. Endring på begrensning av bevegelse, bestemmes av behandelnde lege.

* Henvisninger om fare for personskader (skade-ulykke- og helsesikte) evt. materielle skader (skade på produktet).

1Ortose = ortopedisk utstyr som brukes til å stabilisere, avlaste, immobilisere, kontrollere eller korrigere lemmer eller overkropp

2Fagpersonale er enhver person som har tillatelse til å tilpasse og gi instruksjon om bruk av ortopedisk utstyr, i henhold til de statlige bestemmelser som gjelder for deg.

fi suomi

Hyvä asiakkaamme,

kiitos päätkösestäsi ostaa Bauerfeind-tuote.

Teemme joka päivä työtä hoitootteideimme tehoikkuden parantamiseksi entisestään, sillä terveytesi on meille tärkeää. Lue ja noudata **huolellisesti** näitä käytöohjeita. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä hoitovalaan lääkäriisi tai tuotteen jälleenmyyjään.

Käyttötarkoitus

RhizoLoc on terveydenhuollon tarvike. Se on peukalon tyvi- ja kämmenniveltä vakauttava ortoosi.

Käyttöaiheet

- Leikkauksen ja trauman jälkeiset arsytyistilat
- Sivurisitiseen vammat, esim. hiilihätän peukalo
- Peukalon nivellirikko (lievää)
- Nyrjähdykset, ruhjavemmat

Haittavaikutukset

⚠ Huomio*

Noudata tarkasti käytöohjeen määräyksejä ja ammattihenkilöstön antamia ohjeita.

RhizoLoc-ortoosia saa käyttää vain näissä käytööihissa esityillä tavalla ja käytööihissa mainittuuihin käyttötarkoituksiin (käytöalue). RhizoLoc-ortoosin tukevan istuvuuden takaoamiseksi on tarkistettava, vastaako sen muotoilu potilaan tarpeita vai onko ammattihenkilöstö² parannettava sitä anatomiisesti sopivammaksi. Vain koulutettu ammattihenkilöstö saa sovittaa tuen (ensiimmäisellä käytökkerralla) ja opastaa sen käytössä.

RhizoLoc-ortoosin ranteen tarranauhan ulkopuolelle on ommeltu tuote-etiketti, johon on merkitty tuotenumi, koko, valmistaja, pesuhjaja ja CE-merkintä.

Keskustele hoitavan lääkärisi kanssa, jos aiota käyttää tuotetta yhdessä muiden hoitoottedeiden (esimerkiksi lääkinäillisten hoitoihoidojen) kanssa.

Jos tuotetta ei käytetä sen käyttötarkoituksen mukaisesti, tuotevastuu raukeaa.

Tuote ei saa joutua kosketukseen voiteiden ja kosteusemuolioiden eikä rasvoja tai hoppuja sisältävien aineiden kanssa. Alá tee tuotteeseen mitään muutoksia.

Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi heikentää tuotteen toimivuutta ja johtaa tuotevastuu raukeamiseen.

Koko elimistöön kohdistuvia haittavaikutuksia ei ole tähän mennessä raportoitu. Käytön edellytyksensä on asianmukainen käyttö ja tuotteen sovitus.

Älä käytä RhizoLoc-orthoosia liian kireällä, sillä tämä saattaa aiheuttaa paikallisia painaumia. Harvinaisissa tapauksissa ortoosi saattaa painaa verisuonia ja hermoja. Löysää tällöin RhizoLoc-orthoosin tarrahihoja ja tarkistuta tarvitessa RhizoLoc-orthoosin koko.

Jos huomaat tuotteen käytön yhteydessä negatiivisia muutoksia tai vaivojen pahenemista, keskeytä tuotteen käyttö ja ota yhteys hoitavaan lääkärin.

Huomio: Jos hihnoja sekä kiristys- ja kiinnitysmekanismejä höllennetään tai tuote riisutaan tai liikerajoitusten säätojá muutetaan, hoidettavasta ruumiinosasta ei tueta eiká suojata riittävästi. Vältä erityisesti tässä tapauksessa ruumiinosan kuormittamista.

Jos haluat käyttää hankkimaisi Bauer-herd-tuotteita aikuisten vaivojen tai vammojen vuoksi, kysy ehdottomasti neuvoa terveydenhuollon ammattilaistä ennen ensimmäistä käyttökertaa ja noudata saamiasi neuvoja. Käyttöaiheissa voi olla rajoituksia, joista ammattiherkilöstö osaa kertoa sinulle. Rajoituksia voi liittyä esimerkiksi ajoneuvojen ja muiden kulkuvalaineiden kujettamiseen tai koneiden käyttöön. Jos olet epävarma asiasta, suosittelemme olemaan suorittamatta edellä mainittuja tehtäviä ensi alkuun.

Käyttörajoitukset

Herkistymisestä (allergiasta) aiheutuvia terveydellisiä haittavaikutuksia ei ole tähän mennessä raportoitu.

- Seuraavissa tilanteissa tukia pitäisi sovittaa ja käyttää vain lääkärin harkinnan mukaisesti:
- ihosaraudet / -vauriot hoitettavalla alueella, varsinkin jos kyseinen alue on tulehtunut, tai jos kyseisellä alueella on koholla olevia arpia, jotka ovat turvonneet, punoittavat tai kuumottavat
 - tunnahirräti käsivarressa / käessä ja käsivarren / käden liükkeiden rajoittuminen, esimerkiksi diabetesta sairastavilla
 - imunestiekirron häiriö, myös kauempana tuesta sijaitsevat, tuntemattomasta syystä johtuvat pehmytosten turvotukset

Käyttöohjeet

RhizoLoc-orthoosin pukeminen ja sovitus

A – Ranteen tarraauha,

B – Peukalon tarraauha

C – Peukalon tarraauhakiljinnitin

- 1 Avaa ensin RhizoLoc-orthoosin kaksia tarraauhia. Löysää tarraauhia, mutta varo, ettet vedä niitä ulos aukosta.
2 Sovita RhizoLoc kyseiseen peukaloon. Työnnä käsi alempaan (ranteen) tarraauhan läpi ja peukalo ylemmän (peukalon) tarraauhan läpi. 3 Sulje ranteen tarraauha. Sulje sitten peukalon tarraauhia kiinnittämällä se sivuttain peukalon tarraauhakiljinnitimen viereen.
4 Voit säätää peukalon tyvinivelin tuettava peukalon tarraauhakiljinnitimen avulla hoitovalleesta riippuen. Keskustele siitä kuitenkin ensin lääkäriksi kanssa.

RhizoLoc-orthoosin poistaminen

Avaa peukalon ja ranteen tarraauhat. Vedä sitten käsi pois RhizoLoc-orthoosista.

Puhdistusohjeet

Noudata seuraavia ohjeita:

- Irrota tarrahihnat, jos mahdollista, tai kiinnitä ne vastakkapaleisiinsa.
- Anna tuotteen kuiuva ilmavassa paikassa. Älä käytä rumpukiuvausta, sillä se voi vaurioittaa tuotetta.
- Pese ortoosi¹ aina käsissä 30 °C:ssa hiengopesuainetta käyttäen. Ortoosista¹ ei tarvitse irrottaa mitään osia pesua varten. Anna ortoosin¹ kuiuva ilmavassa paikassa.
- Säännöllinen hoito takaa tuotteen optimaalisen vaikuttuksen. Noudata myös tuotteen yläreunaan ommelussa tuote-etiketissä olevia hoito-ohjeita.
- Älä altista tuotetta suoralle kuumuudelle, sillä se voi mm. heikentää tuotteen tehoa. Ota reclamaatiotaipauksessa yhteyttä jälleenmyyjään. Vain puhtaata tuotetta otetaan käsitteilyyn.

Käyttöalue

Käyttöaiheiden mukaisesti (peukalo).

Katsko kohta "Käyttötarkoitus".

Huolto-ohjeet

Jos tuotetta käsitellään ja hoidetaan asianmukaisesti, sitä ei tarvitse huoltaa.

Kokoamis- ja asennusohjeet

RhizoLoc-orthoosi toimitetaan anatomiseksi muotoiluuna. Tarvitsemaa RhizoLoc-orthoosin muotoilua voidaan muuttaa. Ortoosi on saatavana kahtena mallina: oikeaan ja vasempaan käteen.

Tekniset tiedot ja parametrit

RhizoLoc on peukalon ortoosi. Tuotteeseen ei ole saatavissa varaosia.

Tuotteen uudelleenkäyttö

Tuote on tarkoitettu vain yhdelle potilaalle.

Tuotetakuu

Tuotteen sovelletaan sen ostomaan lainsäädäntöä. Mahdollisessa takutapaussessa ota ensin yhteyttä tuotteen myyjään. Tuote on puhdistettava ennen takuuvaatimuksen esittämistä. Jos RhizoLocin hoito- ja käsitteilyohjeita ei ole noudatettu, takuuta voidaan rajoittaa tai se voi raueta kokonaan.

Takuu ei ole voimassa, jos:

- Tuotetta on käytetty käyttöaiheiden vastaisesti
- Ammattiherkilöstön antamia ohjeita ei ole noudatettu
- Tuotteenon tehty omavaltaisia muutoksia

Tuotevastuu

Älä tee itsediagnosia tai itsehoitoa, elleet ole terveydenhuollon ammattilainen.

Ennen kuin käytät terveydenhuollon tarviketta ensimmäistä kertaa, kysy neuvoa lääkäriltä tai kouluteltulta ammattiherkilöltä, sillä se on ainoa tapa arvioida tuotemmea vaikuttuksen kehoasi ja määrittää tarvittaessa ruumiinrakenteestasi johtuvat käyttöön liittyvät riskit. Noudata ammattiherkilöstön neuvoja ja kaikkia tämän asiakirjan tai sen verkkoverion ohjeita (mukaan lukien tekstit, kuvat, grafiikka jne.).

Jos jokin asia jää epäselväksi ammattiherkilöstöön konsultoivin jälkeen, ota yhteyttä lääkäriisi,

jälleenmyyjääsi tai suoraan meihin.

Ilmoitusvelvollisuus

Alueellisen lainsäädännön nojalla kaikista tämän terveydenhuollon tarvikkeen käyttöön liittyvistä vakavista haittatauhatuomisista ilmoitettava sekä valmistajalle että toimivaltaiselle valvonnaturvanomaiselle. Valmistajan yhteystiedot ovat tämän esiteen takaknessa.

Hävitäminen

Hävitä tuote käytön päätyttyä paikallisten määräysten mukaisesti.

Materiaalikoostumus

Polyuretaani (PUR), Polyamiidi (PA), Aluminium (Al), Polyeetteri, Polyesteri (PES), Polysetaatti (POM)

MD – Medical Device
(Lääkinäillinen laite)

UDI – Datamatriisiin tunnistettava UDI:na

Versio: 2023-02

Ammattihenkilöstö²

Yleisö objeita

- Tarkista ensimmäisen hoitokerran jälkeen, että RhizoLoc-ortoosi istuu kunnolla ja potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Korjaat säätöjä tarvittaessa.
- Harjoittele ortoosin paikalleen asettamista potilaan kanssa.
- Tuotteeseen ei saa tehdä asiatonta muutokset. Ohjeiden noudattamatta jättämien voi heikentää tuotteen toimivuutta ja johtaa tuotevastuuun raukeamiseen.
- RhizoLoc-ortoosi on tarkoitettu ainoastaan yksittäisen potilaan hoitoon.

Alumiinikiskot on muotoiltu anatomiseksi, mutta ne on kuitenkin sovitettava potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Muotoile alumiinikiskot potilaan anatomian mukaan.

Peukalon tyvinivelien liikeradan säätämiseen tarkoitettu peukalon tarraanauhakiinnitimi on oltava hoidon alussa tiukasti kiinnitettyä, eikä se saa olla rypässä. Peukalon liikeradan muuttamisesta päättää hoitava lääkäri.

* Ohje henkilövahinkojen (loukkaantumis-, terveys- ja onnettomuusvaara) ja esinevahinkojen (tuotteen vaurioituminen) varalta.

¹Ortoosi = ortopedinen apuväline, joka vakuuttaa, immobilisoii ja ohjaa tai korjaa rajojen tai vartalon asentoja sekä vähentää niinihin kohdistuvaa kuormitusta

²Ammattihenkilöstöön lukeutuvat henkilöt, jotka voimassa olevien maakohtaisten määräysten mukaisesti ovat valtuutettuja suorittamaan ortoosien sovituksen ja käytöönpastuksen.

da dansk

Kære kunde

Tak, fordi du har valgt et Bauerfeind-produkt.

Vi arbejder hver dag på at forbedre den medicinske effekt af vores produkter, fordi dit helbred ligger os på hjertet. Læs og følg nærværende brugsanvisning noje. Hvis du skulle have spørgsmål, så kontakt din egen læge eller din forhandler.

Anvendelsesområde

RhizoLoc er medicinsk udstyr. Den er en ortose til stabilisering af tommelfingerens grundled og tommelfingerens saddelled.

Indikationer

- Postoperær og posttraumatiske irritationstilstande
- Sideledbåndsskader, f.eks. skitommel
- Rhizarrose (let grad)
- Distorsioner / kontusioner

Bivirkninger

Forsigtig*

Vær opmærksom på angivelserne i denne brugsanvisning og det faguddannede fagpersonalets oplysninger.

RhizoLoc bør kun anvendes i henhold til oplysningerne i denne brugsanvisning og kun til de angivne anvendelsesområder (anvendelsessted).

For at opnå en optimal pasform skal det kontrolleres, om RhizoLoc er formet optimalt efter kroppen, eller om den om nødvendigt skal tilpasses yderligere af fagfolk². Tilpasning (første) og instruktion må kun foretages af faguddannede personale.

Tojmarket med informationer om RhizoLoc såsom produktnavn, størrelse, fabrikant, vaskeinstruktion og CE-mærke sidder uden på håndledsremmen.

En evt. kombination med andre produkter, f.eks. kompressionsbehandling (armstrømpe) skal først aftales med den behandelnde læge. Producenten hæfter ikke ved ukorrekt eller ikke tilsligtet anvendelse.

Sørg for, at produktet ikke kommer i berøring med fedt- og syredelige midler, salver og lotioner. Der må ikke foretages ændringer på produktet. En tilsladesættelse af dette kan påvirke produktet, og erstatningsansvaret kan bortfalde. Der er ingen kendte bivirkninger, som vedrører hele organismen. Faglig korrekt brug / pátagning forudsættes.

Stram ikke RhizoLoc for meget, da der ellers lokalt kan forekomme tryksteder. I sjeldne tilfælde kan det medføre indsnævringer af blodkar og nerver. Losn i så fald remmen på RhizoLoc og få evt. kontrolleret størrelsen.

Hvis du konstaterer forandringer på produktet eller tilgængede smærter hos dig selv i forbindelse med brugen af produktet, så afbrug brugen, og kontakt din læge.

Forsigtig: Når stropperne samt træk- og lukkesystemet løsnes, eller når produktet tages af eller indstilles bevægelsesbegrensninger justeres, plejes / beskyttes den kropsdel, der har behov for pleje, ikke tilstrækkeligt. Undgå især i dette tilfælde enhver belastning af kropsdelen.

Hvis du ønsker at anvende dit Bauerfeind-produkt på grund af akutte gener / skader, bør du under alle omstændigheder få professionel medicinsk rådgivning for første brug og følge denne. Der kan forelægge indicativerbetegnede begrænsninger, som det faguddannede personale vil oplyse om. Især kan der være begrænsninger med henblik på at køre bil eller andre transportmidler eller bedrejner maskiner. Hvis du er i tvivl, anbefaler vi, at du midlertidigt afstår fra de nævnte aktiviteter.

Kontraindikationer

Overfolsomheder med sygdomskarakter er hidtil ikke konstateret. Ved nedenstående sygdomsbilleder er pátagning og brug af et sådant hjælpemiddel kun tilrådelig efter aftale med din læge :

- hudsygdomme / -læsioner i det berørte område af kroppen, især ved betændelsestilstande, opsvulmede arme med hævelse, rødme og hypertermi

- følsomheds- og bevægelses-forstyrrelser i armen / hånden, f. eks. i forbindelse med sukkersyge (diabetes mellitus)
- lymfestase, også uklare hævelser af bloddele i større afstand fra ortosen

Anvendelse

Påtagning af RhizoLoc

- A – håndledsrem,**
B – tommelrem,
C – tommelstrop

① Åbn de 2 velcrolokninger på RhizoLoc. Losn remmene uden at trække dem helt ud. ② placér RhizoLoc på den dårlige tommelfinger. Før hånden gennem den nederste håndledsrem og tommelen gennem den øverste tommelrem. ③ Luk så håndledsremmen. Luk derefter tommelremmen ved at fæstne velcrolokningen i siden af tommelstroppen. ④ Efter aftale med din læge kan du med tommelstroppen justere grundledets stabilisering alt efter behandlingsfasen.

Aftagning af RhizoLoc

Åbn tommel- og håndledsremmen. Træk hånden ud af RhizoLoc.

Rengøring

Vær opmærksom på følgende oplysninger:

- Velcrobånd skal så vidt det er muligt tages af eller sættes fast på det tilstigede sted.
- Tør produktet i luften og ikke i en tørretumbler, da det kan ødelægge produktet.
- Vask ortosen¹ udelukkende i hånden ved 30 °C og med et finvaskemiddel. Du behøver ikke at fjerne komponenterne fra ortosen¹. Lad ortesen¹ lufttørre bagefter.

- Regelmæssig pleje garanterer en optimal effekt. Vær opmærksom på symbolerne på tojmarken på produktets øverste kant.
- Produktet må aldrig udsættes for direkte varme, da dette bl.a. kan påvirke effekten negativt. Henvend dig til din forhandler i forbindelse med reklamationer. Vi tager kun imod rengjorte produkter.

Anvendelsessted

Iht. indikationerne (tommelfinger). Se anvendelsesområde.

Vedligeholdelsesoplysninger

Ved korrekt håndtering og pleje er produktet vedligeholdelsesfrit.

Samle- og monteringsvejledning

RhizoLoc er anatomisk formet (formet efter kroppen) ved leveringen. Ved behov kan RhizoLoc formes yderligere. Ortosen fås både til højre og venstre hånd.

Tekniske data / parametre

RhizoLoc er en ortose til tommelfingeren. Reservedele fås ikke.

Oplysninger til genanvendelse

Produktet er beregnet til individuel behandling af én patient.

Garanti

Lovbestemmelserne i det land, hvor produktet blev købt, er gældende. Henvend dig i garantitilfælde først direkte til den forhandler, hvor du har købt produktet. Produktet skal renses, inden det indsættes i garantitilfælde. Hvis oplysningerne vedrørende håndtering og pleje

af RhizoLoc ikke blev overholdt, kan garantien være begrænset eller bortfalde helt. Garantien er udelukket ved:

- Ved tilslidsesættelse af indikationen
- Hvis det faguddannede personales instruktioner ikke følges
- Egenrådige ændringer på produktet

Oplysninger om ansvar

Du må ikke selvdiagnosticere eller selvmedicinere, medmindre du er uddannet sundhedspersonalet. Før du bruger vores medicinske udstyr for første gang, skal du aktivt sage rád fra en læge eller dette faguddannede personalet, da dette er den eneste måde at vurdere virkningen af vores produkt på din krop og at bestemme eventuelle bivirkninger, der kan opstå som følge af personlig forhold. Følg rádene fra dette faguddannede personalet, samt alle instruktioner i dette dokument / eller dens – også delvise – online præsentation (herunder: tekst, billeder, grafik osv.).

Hvis du fortsat er i tvivl efter at have konsulteret det faguddannede personalet, bedes du tage kontakt til din læge, forhandler eller direkte til os.

Indberetningspligt

På grund af regional lovgivning er du forpligtet til straks at indberette enhver alvorlig hændelse i forbindelse med brugen af dette medicinske udstyr både til producenten og til den kompetente myndighed. Vores kontaktdata fremgår af denne brochures bagside.

Ortskaffelse

Udtjente produkter skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

Materialsammensætning

Polyuretan (PUR), Polyamid (PA), Aluminium (Al), Polyester, Polyester (PES), Polyoxymetylen (POM)

MD – Medical Device (Medicinsk udstyr)

UDI – Mærknings af DataMatrix som UDI

Informationens udgivesdato: 2023-02

Faguddannet personale²

Generelle oplysninger

- Kontroller efter første påtagning, om RhizoLoc passer og at den sidder optimalt. Foretag evt. korktioner.
- Øv korrekt påtagning sammen med patienten.
- Der må ikke foretages usagkynlige ændringer på produktet. Overholder denne anvisning ikke, kan det påvirke produktets ydelse og produktansvaret bortfalder.
- RhizoLoc er kun beregnet til én patient.
- Aluminiumsstiverne er anatomisk formede (etter kroppen), men skal tilpasses individuelt til patientens anatomi. Aluminiumsstiverne formes forsigtigt, så de passer til patienten.

Tommelstroppen til begrænsning af bevægelsigheden af tommelfingeren grundled skal i starten af behandlingen rykkes til rette og fastnes med velcrolokningen, så der ingen folder. I hver høj grad tommelens bevægelsighed

skal begrænses, vurderes af den behandelnde læge.

- * Oplysnings om risiko for personskader (risiko for skader, sundhedsskader og ulykker) evt. materielle skader (skader på produktet).

¹ ortose = ortopædisk hjælpe-middel til stabilisering, aftastning, immobilisering, styring eller korrektion af arme, ben eller krop

² En faguddannet er en person, som iht. gældende lov/givning er bemindiget til at tilpasse og instruere i brugen af ortoser.

pl polski

Szanowni Klienci,

dziękujemy za zaufanie okazane produktom Bauerfeind.

Każdego dnia pracujemy nad poprawą skuteczności medycznej naszych produktów, ponieważ Państwa zdrowie jest dla nas bardzo ważne. Należy dokładnie przeczytać niniejszą **instrukcję użytkowania** i stosować się do zawartych w niej wytycznych. Wszelkie pytania należy kierować do lekarza prowadzącego lub sklepu specjalistycznego, w którym nabyli Państwo wyrób.

Przeznaczenie

RhizoLoc to produkt medyczny. Jest to orteza do unieruchomienia stawu proksymalnego i siodełkowego kciuka.

Wskazania

- Stany podrażnienia pooperacyjne i pourazowe
 - Urazy wieżadła pobocznego, np. kciuku naciarcza
 - Artróza stawu siodełkowego (stopień lekki)
 - Skręcenia / kontuzje
- Zagrożenia wynikające z zastosowania
- ⚠️ UWAGA***
- Należy ściśle stosować się do instrukcji użytkowania i wskazówek fachowców.
- Orteza RhizoLoc należy stosować zgodnie z informacjami zamieszczonymi w niniejszej instrukcji i wskazaniami dotyczącymi jej użytkowania (miejscu zastosowania).
- Aby zapewnić optymalne osadzenie ortezy RhizoLoc, należy sprawdzić, czy produkt jest wystarczająco dopasowany i w razie potrzeby powierzyć specjalistę² jego dopasowanie. Pierwsze dopasowanie i poinstruowanie w zakresie zastosowania może przeprowadzić wyłącznie przeszkoły specjalista.
- Wszywka RhizoLoc z informacjami na temat nazwy produktu, rozmiaru, producenta, wskazówkami dotyczącymi prania i oznakowaniem CE znajduje się na zewnętrznej stronie paska mocowanego na nadgarstek.
- Jednoczesnie stosowanie innych produktów, np. w ramach kompresoterapii (rękawy uciskowe), należy uprzednio skonsultować z lekarzem prowadzącym.
- W przypadku nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem stosowania producent nie ponosi odpowiedzialności.
- Produkt należy chronić przed bezpośrednim kontaktem ze środkami zawierającymi tłuszcze lub kwasy, z maściami i balsamami. Nie należy w żaden sposób modyfikować produktu. Nieprzestrzeganie powyższych wskazań może obniżyć skuteczność działania produktu i prowadzić do wyłączenia odpowiedzialności.
- Dotychczas nie stwierdzono występowania działań ubocznych dotyczących całego organizmu.

Warunkiem wystąpienia zamierzonego działania jest poprawne stosowanie / zakładanie ortezy.

Nie należy zbyt ciężko mocować ortezy RhizoLoc, ponieważ może to być przyczyną wystąpienia miejscowych ucisków. W rzadkich przypadkach możliwe jest wystąpienie zwężenia naczyn krwionosnych i uciszenia nerwów. W takim przypadku należy poluzować paski ortezy RhizoLoc i ewentualnie zwrócić się z prośbą o sprawdzenie jej rozmiaru.

W razie zaobserwowania negatywnych zmian lub narastającego dyskomfortu w związku ze stosowaniem produktu należy przerwać stosowanie produktu i skontaktować się z lekarzem. Uwaga: W przypadku poluzowania pasków i systemów napinających i zamykających, zdejmowania produktu lub dostosowania ustawionych ograniczeń ruchowych, nie ma wystarczającej opieki / ochrony części ciała wymagającej leczenia. Zwłaszcza w takim przypadku unikać wszelkich obciążenia tej części ciała.

Jeśli produkt Bauerfeind ma być używany w związku z ostrymi dolegliwościami / urazami, przed pierwszym użyciem należy pilnie zasięgnąć profesjonalnej porady lekarza i zastosować się do jego zaleceń. Mogą zainstniczyć wynikające ze wskazań ograniczenia, na temat których informacji mogą udzielić wyłącznie specjalisci. W szczególności ograniczeniu może podlegać prowadzenie pojazdów, obsługa innych środków transportu lub maszyn. W razie wątpliwości zalecamy powstrzymanie się od wyżej wymienionych czynności.

Przeciwskazania

Do tej pory nie odnotowano występowania nadwrażliwości o charakterze chorobowym. W przypadku wymienionych poniżej chorób zakładanie i noszenie tego typu produktów należy bezwzględnie konsultować z lekarzem:

- Choroby skóry, rany występujące na powierzchni ciała, która przykrywa orteza, w szczególności w stanach zapalnych; występowanie nabrzmiaty, zaczerniwy i przegrzanych blizn
- Zaburzenia czucia i poruszania ramionami / dloniami, np. w przypadku cukrzycy (diabetes mellitus)
- Zaburzenia odpływu limfy, również niewyjaśnione obrzęmienia tkanki miękkiej w partiach ciała oddalonych od założonej aktywnej ortezy

Wskazówki dotyczące zastosowania

Zakładanie ortezy RhizoLoc

- A – pasek mocowany na nadgarstek,**
- B – pasek mocowany na kciuku,**
- C – nakładka regulująca**
 - ➊ Odpiąć obydwa paski rzepowe ortezy RhizoLoc. Poluzować oba paski, nie wyjmując ich z otworów. ➋ Założyć ortezę RhizoLoc na odpowiedni kciuk. W tym celu przełożyć dłoń przez dolny pasek mocowany na nadgarstek, a kciuk przez pasek mocowany na kciuku. ➌ Zapiąć pasek mocowany wokół nadgarstka. Następnie zapiąć pasek na kciuku, mocując go z boku przy nakładce regulującej.
 - ➍ Po konsultacjach z lekarzem można zmienić ustawienie nakładki regulującej, zmieniając tym samym stopień stabilizacji stawu proksymalnego w

zależności od aktualnej fazy terapii.

Zdejmowanie ortezы RhizoLoc

Odpiąć obyczajną paski rzepowe. Wyjąć dłoń z ortezы RhizoLoc.

Czyszczenie

Przestrzegać przy tym następujących wskazówek:

- Zapiecie na rzepy należy w miarę możliwości usunąć lub zapiąć w przewidzianym miejscu.
- Produkt należy suszyć na powietrzu, a nie w suszarce. W przeciwnym razie może dojść do jego uszkodzenia.
- Orteza¹ pręgi tylko rzecznie, w temperaturze 30 °C, z dodatkiem środka do prania delikatnych tkanin. Na czas prania wszystkie elementy ortezy¹ mogą pozostać na swoim miejscu. Pozostawić orteza¹ do wyschnięcia.
- Regularne czyszczenie zapewnia optymalną skuteczność. Przestrzegać również instrukcji znajdujących się na wswycie przy górnym obrzeżu produktu.
- Chronić produkt przed bezpośrednim działaniem wysokiej temperatury – może ona negatywnie wpływać na skuteczność wyrób. W przypadku reklamacji należy skontaktować się ze sprzedawcą. Przyjmowane są wyłącznie czyste produkty.

Miejsce zastosowania

Zgodnie ze wskazaniami (kciuk).

Patrz: Przeznaczenie.

Wskazówki dotyczące konserwacji

Produkt praktycznie nie wymaga konserwacji pod warunkiem należytego stosowania i pielegnacji.

Instrukcja mocowania i dostosowania pasków

Orteż RhizoLoc dostarcza się w anatomicznie wyprofilowanym kształcie. W razie potrzeby istnieje możliwość dalszego dopasowania kształtu ortezy RhizoLoc. Orteza dostępna jest w dwóch modelach dla dłoni prawej i lewej.

Dane techniczne / parametry

Orteza RhizoLoc jest ortezą kciuka. Nie posiada żadnych części zamiennych.

Wskazówki dotyczące ponownego zastosowania

Produkt przeznaczony jest do indywidualnego zaopatrzenia jednego pacjenta.

Gwarancja

Obowiązują przepisy prawa kraju, w którym zakupiono wyrób. W razie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi należy się najpierw zwrócić bezpośrednio do sprzedawcy, u którego zakupiono wyrób. Przed oddaniem do reklamacji produkt należy oczyścić. Nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących użytkowania i czyszczenia RhizoLoc może ograniczyć zakres roszczeń z tytułu rękojmi lub jej wyłączenie.

Wyłączenie rękojmi następuje w przypadku:

- Użytkowania niezgodnego ze wskazaniami
- Nieprzestrzegania instrukcji specjalisty
- Samowolnych modyfikacji produktu

Zastrzeżenie odpowiedzialności

Nie wolno samodzielnie stawiać diagnozy ani leczyć się na własną rękę, chyba że jest się specjalistą w tym zakresie. Przed pierwszym użyciem naszego

produkту medycznego należy zasięgnąć porady lekarza lub przeszkolonego personelu specjalistycznego, ponieważ tylko w ten sposób można ocenić wpływ naszego produktu na organizm i określić ewentualne zagrożenia będące następstwem jego stosowania, wynikające z indywidualnych uwarunkowań. Należy stosować się do zaleceń specjalistycznego personelu, jak również do wszystkich instrukcji zawartych w niniejszym dokumencie lub jego prezentacji online, nawet we fragmentach (w tym: tekstów, obrazów; grafik itp.).

Jeśli po konsultacji z personelem specjalistycznym pozostaną jakiekolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem, sprzedawcą lub bezpośrednio do producenta i prowadzić do wyłączenia odpowiedzialności.

Ostatnia aktualizacja informacji: 2023-02

Specjaliści²

Wskazówki ogólne

- Po pierwszym zalożeniu należy sprawdzić optymalne dla konkretnego pacjenta ułożenie RhizoLoc. W razie potrzeby należy je skorygować.
- Przeciążać z pacjentem prawidłowy sposób zakładania ortezy.
- Nie wolno dokonywać niezgodnych z przeznaczeniem zmian w produkcji. Nieprzestrzeganie powyższych wskazówek może obniżyć skuteczność działania produktu i prowadzić do wyłączenia odpowiedzialności.
- Orteza RhizoLoc przeznaczona jest do stosowania tylko przez jedną osobę.

Aluminiowe szyny są wyprofilowane anatomicznie, należy je w razie potrzeby dopasować do konkretnego pacjenta. Aby nadać im odpowiednią formę, należy je lekko zgiąć.

Nakładkę regulującą, służącą do ograniczania zakresu ruchu stawu proksymalnego, należy ustawić na początku rehabilitacji tak, aby nie tworzyły się marszczenia. O zmianach mających na celu ograniczenie zakresu ruchu kciuka decyduje lekarz prowadzący.

* Wskazówka dotycząca możliwości szkód osobowych (zagrożenie zdrowia, ryzyko urazu lub wypadku) albo rzeczywistych (uszkodzenie produktu).

¹ Orteza = ortopedyczny środek pomocniczy służący do stabilizacji, odciążania, unieruchomienia, prowadzenia lub korekty kończyn lub tułowia

² Specjalista to każda osoba, która zgodnie z obowiązującymi regulacjami krajowymi jest uprawniona do dopasowywania ortez i instruowania w zakresie ich użytkowania.

cs cesky

Vážená zákaznice,
vážený zákazníku,
mnohokrát vám děkujeme, že
jste se rozhodl(a) pro produkt
Bauerfeind.

Denně pracujeme na zlepšování lékařské účinnosti našich produktů, protože nám záleží na vašem zdraví. Pozorně si přečtěte a dodržujte tento **návod k použití**. V případě otázek se obraťte na svého lékaře nebo na specializovaný obchod.

Stanovený účel

RhizoLoc je lékařský výrobek. Je to ortéza ke stabilizaci hlavního a sedlového kloubu palce.

Indikace

- Pooperácní a poúrazové podráždění
- Poranění bočních vazů, např. lyžařský palec
- Rizartróza (mírného stupně)
- Distorze / kontuze

Rizika použití

⚠️ Pozor!

Pečlivě dodržujte údaje uvedené v tomto návodu k použití a pokyny odborného personálu.

RhizoLoc je třeba nosit pouze podle údajů tohoto návodu k použití a podle uváděných oblastí použití (místo nasazení).

K zajištění optimálního nasazení ortézy RhizoLoc se musí zkontrolovat, zda je výrobek dostatečně vytvarovaný, popř.

musí být odborným personálem² dodatečně vytvarovaný, aby odpovídal anatomii v dané oblasti. Pouze proškoleny odborný personál smí provádět (první) přípušťení a instruktáz. Nášivku RhizoLoc s informacemi o návodu výrobku, velikosti, výrobci, návodu k mytí a CE označením najdete na vnější straně paže/zápašti.

Jestliže chcete zároveň používat i jiné výrobky, např. v rámci komprezní terapie (návleky na paži), domluvte se předem s vaším ošetřujícím lékařem. Při nesprávném používání nebo v případě použití v jiném účelu se záruka na výrobek neposkytuje. Zabraňte styku výrobku s prostředky, které obsahují tuhy, kyselinu, masti a tělová mléka. Neprovádějte žádné změny na výrobku. Při nedodržení tohoto pokynu může dojít k ovlivnění účinku výrobku do té míry, že přestane plnit záruku na výrobek.

Vedlejší účinky, které by ovlivnily celý organismus, nejsou doposud známé. Předpokladem je správné používání / příkládání. Ortézu RhizoLoc nepříkládejte moc napevno, může to vyvolat lokální příznaky způsobené tlakem. Žřídka může dojít k zúžení cév a nervů. V případě potřeby uvolněte popruhy na ortéze RhizoLoc a eventuálně nechte přezkoušet velikost vaší ortézy RhizoLoc.

Jestliže v souvislosti s použitím výrobku zažnamenáte jakékoli negativní změny nebo narůstající potíže, přestaňte výrobek dále používat a obraťte se na svého lékaře.

Pozor: Pokud dojde k uvolnění pásků a utahovacích a uzavíracích systémů, popř. k odložení výrobku nebo změně nastavených omezení pohybu, dochází k nedostatečné peči / ochraně části těla, která

vyžaduje ošetření. Zejména v tomto případě se vyvarujte jakéhokoli zatížení této části těla. Pokud chcete použít produkt Bauerfeind z důvodu akutních potíží / zranění, vyhledejte před prvním použitím bezodkladně odbornou lékařskou pomoc a dbejte příslušných pokynů. Mohou existovat omezení související s indikací, která vám odborný personál vysvětlí. Může se jednat zejména o omezení schopnosti k řízení vozidel, jiných dopravních prostředků nebo strojů. V případě pochybností vám doporučujeme, abyste se pozatím výše uvedených činností zdrželi.

Kontraindikace

Nadměrná citlivost při onemocněních není zatím známa. Při dale uvedených příznacích onemocnění je příložení a nošení takové pomůcky indikováno pouze po domluvě s vaším ošetřujícím lékařem:

- Kožní choroby nebo poranění v blízké oblasti, zvláště při zánětových projevech, stejně jako vystupujících jízvách s otoky, zarudnutím a přehřátím
- Poruchy citlivosti a pohybu horní končetiny / ruky, např. při cukrovce (Diabetes mellitus)
- Poruchy odvodu lymfy, také nejasné otoky měkkých tkání, a to i v vzdálených místech těla

Pokyny k použití

Nasazování / příkládání ortézy RhizoLoc

A – pás zápěstí, B – páš palce, C – palcová spona

➊ Odlepte 2 pásy se suchým zipem z RhizoLoc. Uvolněte páš bez vytážení z vodítka. ➋ Přiložte RhizoLoc na postížený palec. Proveďte k tomu ruku spodním pásem zápěstí a palec horním pásem palce. ➌ Zapněte páš zápěstí. Pak zapněte páš palce

obtočením palce vedle palcové spony. ➍ Po dohodě s Vaším lékařem lze pomocí palcové spony nastavit stabilizaci základního kloubu palce do léčebné fáze.

Snímání / odložení RhizoLoc

Odepněte páš palce a zápěstí. Vymějte ruku z ortézy RhizoLoc.

Pokyny k čistění výrobku

- Dbejte následujících pokynů:
- Pokud je to možné, musí být pásy se suchým zipem sejmuty nebo pevně nalepeny na určené místo.
 - Výrobek sušte na vzduchu, nikoliv v sušičce, jinak může dojít k jeho poškození.
 - Ortézu¹ perte jen v ruce při teplotě 30 °C a k praní používejte jemný prací prostředek. Při tomto postupu mohou všechny součásti zůstat na ortéze¹. Ortézu¹ nechte uschnout na vzduchu.
 - Pravidelná péče zaručuje optimální účinek. Respektujte pokyny k péči uvedené na výšte etiketě na horním okraji produktu.
 - Svůj výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla, protože to mohlo případně snížit jeho účinnost. V případě reklamací se obralte na svého prodejce. Zpracováváme jen vyčištěné zboží.

Místo nasazení

Podle indikaci (palec). Viz stanovení účelu.

Upozornění týkající se údržby

Při správném zacházení a péči nevyžaduje výrobek žádnou údržbu.

Návod k sestavení a montáži

RhizoLoc se dodává v anatomický (vyhovující stavbě lidského těla) tvarovaném stavu.

V případě potřeby lze RhizoLoc dále tvarovat. Ortéza je ve dvou provedeních pro levou a pravou ruku.

Technické údaje / parametry

RhizoLoc je ortéza pro palec. Náhradní díly se neprodávají.

Pokyny k opakovanému používání

Výrobek je určen k individuálnímu ošetření jednoho pacienta nebo pacientky.

Záruka

Platí zákonná ustanovení země, ve které byl produkt zakoupen. Jestliže předpokládáte, že nastal případ uplatnění záruky, obraťte se nejdříve na osobu, od které jste produkt zakoupili. Před ohlášením nároku ze záruky výrobek vyčistěte.

Při nerespektování pokynů k nakládání s výrobkem RhizoLoc a k peči o něj může být záruka omezena nebo vyloučena. Plnění ze záruky je vyloučeno v následujících případech:

- Použití neodpovídající indikaci
- Nerespektování pokynů odborného personálu
- Svévolné pozměňování výrobku

Pokyny k poskytování odpovědnosti

Pokud nejste odborný zdravotnický pracovník, neprovádějte samodiagnostiku ani samoléčbu. Před prvním použitím našeho lékařského výrobku se poradte s lékařem nebo vyškoleným odborným personálem, protože je to jediný způsob, jak posoudit účinek našeho výrobku na vaše tělo a v případě potřeby určit případná aplikacní rizika vyplývající z vaší tělesné konstituce. Říďte se radami tohoto odborného personálu a všemi informacemi

v tomto dokumentu / nebo jeho online verzi – včetně výňatků (zejména: texty, obrázky, grafika atd.).

Máte-li po konzultaci s odborným personálem jakékoli pohybností, obraťte se na svého lékaře, prodejce nebo kontaktujte přímo nás.

Ohlášovací povinnost

Na základě regionálních zákonních předpisů jste povinni neprodleně ohlásit každou závažnou událost při použití tohoto lékařského výrobku jak výrobcí, tak i příslušnému úřadu. Naše kontaktní údaje najdete na zadní straně této brožury.

Likvidace

Po skončení doby použitelnosti výrobek zlikvidujte podle platných místních předpisů.

Složení materiálu

Polyuretan (PUR), Polyamid (PA), Hliník (Al), Polyceter, Polyester (PES), Polyoxymethylen (POM)

[MD] – Medical Device
(Zdravotnický prostředek)

[UDI] – Identifikátor maticového 2D kódu jako UDI

Stav informací: 2023-02

Odborný personál²

Všeobecná upozornění

- Po prvním použití ortézy RhizoLoc zkontrolujte optimální a individuální polohu. V případě potřeby upravte.
- Spolu s pacientem nacvičte správné příkládání.
- Nesmí být prováděny neodborné úpravy výrobku. Při nedodržení tohoto pokynu může dojít k ovlivnění účinku výrobku do té míry, že přestane platit záruka na výrobek.
- Ortéza RhizoLoc je určena pro používání jedním pacientem.

Hliníkové výztuhy jsou anatomický (vyhovující stavbě lidského těla) formovány, popř. musí být přizpůsobeny anatomici příslušného pacienta. Vytvarujte hliníkové výztuhy na použití lehké sily na anatomicky správný tvar.

Palcová spona musí být tahem upnutá bez záhybů na začátku používání pro omezení základního klubku palce. Změnu v omezení pohybu určuje osetrující lékař.

* Upozornění na nebezpečí poranění osob (riziko poranění a nehody, zdravotní riziko), popř. věcná škoda (škody na výrobku).

¹ Ortéza = ortopedická pomůcka ke stabilizaci, odlehčení, znehybnění, vedení či korekci končetin nebo trupu

² Odborný personál je každá osoba, která je oprávněna dle platných státních nařízení provádět přizpůsobení a instruktáz o používání ortéz.

sk slovensky

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

dakujeme pekne, že ste sa rozhodli pre výrobok firmy Bauerfeind.

Pracujeme každý deň na zlepšení medicínské účinnosti našich výrobkov, lebo Vaše zdravie nám leží na srdeci. Prečítajte si starostlivo tento **návod na použitie** a dodržiavajte ho. Pri otázkach sa obráťte na svojho lekára alebo odbornú predajňu.

Stanovenie účelu

RhizoLoc je medicínsky výrobok. Je to ortéza na stabilizáciu základného a sedlového kĺbu palca.

Indikácie

- Pooperáčne a posttraumatické stavby podráždenia
- Zranenia bočného väzu, napr. lyžiarsky palec
- Rizartróza (ťahkého stupňa)
- Distorzor / kontúzie

Riziká použitia

⚠️ Pozor*

Rešpektujte čo najpresnejšie zadania uvedené v tomto návode a pokyny kvalifikovaného personálu.

Ortéza RhizoLoc sa smie používať iba v súlade s údajmi stanovenými v tomto návode na použitie a v uvedených oblastiach použitia (miesto použitia).

Aby bola zabezpečená optimálna poloha ortézy RhizoLoc, je potrebné skontrolovať, či je výrobok dostatočne tvarovaný; v príp. potreby musí byť ergonomicky upravený odborným pracovníkom². (Prvý) prispôsobenie a poučenie musí byť vykonané školeným odborným pracovníkom.

Nášvika RhizoLoc s informáciami o návaze výrobku, veľkosti, výrobcovi, spôsobe prania a známkou CE sa nachádza na vonkajšej strane zápalného pásu.

O kombinácií s inými výrobkami, napr. v rámci komplexnej terapie (rukávy), sa najsúkôr poradte so svojim osetrujúcim lekárom. Pri nesprávnom použití alebo použití na iný účel nebude platíť záruka na výrobok.

Zabráňte styku výrobku s prostrediami obsahujúcimi tuky, kyseliny, masti a telové mlieka. Nevykonávajte žiadne zmeny na výrobku. Nedodržanie tohto základu môže nepriznávateľne ovplyvniť výrobok a môže dôjsť k zániku záruky na výrobok.

Vedľajšie účinky, ktoré by ovplyvňovali celý organizmus, nie sú doteraz známe. Predpokladom je správne používanie / aplikácia. ¹ Ortézu RhizoLoc neprikladajte

priľš napevno, pretože to môže vyuvať lokálne príznaky spôsobené tlakom. V zriedkavých prípadoch môže dôjsť k zúženiu krvných ciev a nervov. V tomto prípade uvoľnite pásy RhizoLoc a pripradne si nechajte skontrolovať veľkosť svojej ortézy RhizoLoc. Pokiaľ sporozujete akékoľvek negatívne zmeny alebo narastajúce príznaky v súvislosti s užívaniom výrobku, prestaňte ho používať a obráťte sa na svojho lekára.

Pozor: Pri uvoľnení popruhov a tiež napínacích a blokovacích systémov alebo pri odložení výrobku alebo úprave limitov pohybu dochádza k nedostatočnej starostlivosťi / nedostatočnej ochrane časti tela, ktorá potrebuje ošetroenie. Zabráňte v tomto prípade hlavne akémukolvek zataženiu tejto časti tela.
Pokiaľ chcete použiť svoj výrobok Bauerfeind z dôvodu akútnych fažkostí / zranení, musíte vyhľadať prečí prvým použitím urýchlene odbornú lekársku pomoc a riadiť sa týmito radami. Môžu existovať obmedzenia súvisiace s indikáciou, ktoré vám vysvetlí odborný personál. Najmä riadenie vozidiel, iných dopravných prostriedkov alebo strojov môže byť možné len v obmedzenom rozsahu. V prípade pochybností vám odporúčame, aby ste sa nateraz zdržali výšsie uvedených činností.

Kontraindikácie

Nadmeraná citlosť pri chorobách nie je doteraz známa. Pri nasledujúcich príznakoch chorob je prikladanie a nosenie takéjto pomôcky indikované len po porade s Vašim ošetroujúcim lekárom:

- ochorenia a zranenia pokožky v dotknutej časti tela, obzvlášť pri zapalových prejavoch,

takisto vystupujúcich jazvách s opuchmi, sčervenáním a prehriatím

- citlivosť a motorické poruchy paže / ruky, napr. pri cukrovke (diabetes mellitus)
- poruchy odtekania lymfy, ako aj neobjasnené opuchy mäkkých tkániv distálne od priloženej ortézy

Upozornenia týkajúce sa používania

Obliekanie / prikladanie ortézy RhizoLoc

- A – pás na zápästie,**
- B – pás na palec,**
- C – pútko na palec**

① Rozpojte ② pásy so suchými zipmi ortézy RhizoLoc. Uvoľnite pásy bez toho, aby ste ich vytiahli z vodiacieho otvoru. ③ Prilozte ortézu RhizoLoc na postihnutý palec. Pretiahnite ruku cez spodný pás na zápästie a palec cez vrchný pás na palec.

④ Zavorte páns na zápästie. Nasledne zavorte páns na palec tak, že ho prilepte na strane vedľa pútka na palec. ⑤ Po konzultácii s vašim lekárom môžete pomocou pútka na palec nastaviť stabilizačiu hlavného kliba palca v závislosti od fázy terapie.

Vyzliekanie / odkladanie ortézy RhizoLoc

Otvorte popruh na palec a zápästie. Vtyhnite ruku z ortézy RhizoLoc.

Upozornenia týkajúce sa čistenia

Dodržiavajte pritom nasledujúce pokyny:

- Pokiaľ je to možné, musia byť lepiace pásy odstránené alebo pevne prilepené na k tomu určené miesto.
- Výrobok sušte na vzduchu, nie v sušičke, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu výrobku.

• Ortézu¹ môžete prať iba ručne pri 30 °C pri použití jemného pracacieho prostriedku. Prítom môžu zostať všetky komponenty na ortéze¹. Nechajte ortézu¹ vyschnúť na vzduchu.

- Pravidelné ošetrovanie zaručuje optimálne účinky. Rešpektujte pokyny uvedené na etikete, ktorá je príslušná na hornom okraji Vášho výrobku.
- Nevyušťajte výrobok nikdy priamej horúčave, mohlo by to o.i. negatívne ovplyvniť účinlosť. Pri reklamáciach sa obráťte na svoju predajcu. Upravuje sa iba výštený tovar.

Miesto nasadenia

Podľa indikácie (palec).
Pozri Spôsob účinku.

Upozornenia, týkajúce sa ošetrovania výrobku

Pri správnom zaobchádzaní a starostlivosťi si výrobok nevyzaduje prakticky žiadne ošetrovanie.

Návod na zostavenie a montáž

Ortéza RhizoLoc sa dodáva anatomicky (ergonomicky) predtvarovaná. V prípade potreby je možné ortézu RhizoLoc ďalej tvarovať. Ortéza je k dispozícii v dvoch vyhotoveniach pre pravú a ľavú ruku.

Technické údaje / parametre

RhizoLoc je ortéza pre palec. Nie sú k dispozícii žiadne náhradné diely.

Pokyny pre opäťovné použitie

Výrobok je naplánovaný na individuálne ošetrovanie pacienta alebo pacientky.

Záruka

Platia zákonné ustanovenia krajiny, kde bol výrobok zakúpený. Ak vznikne podozrenie

na záručný prípad, kontaktujte najprv priamo tú osobu, od ktorej ste výrobok zakúpili. Výrobok sa musí pred podaním záručnej reklamácie výčistiť. Pokiaľ neboli dodržané pokyny k manipulácií a ošetrovaniu RhizoLoc, môže byť negatívne ovplyvnená alebo vylúčená záruka.

Záruka je vylúčená pri:

- Používaní bez správnej indikácie;
- Nedodržiavaní pokynov kvalifikovaného personálu;
- Svojvočinných zmenách výrobku

Pokyny k záruke

Nevykonávajte samostatnú diagnostiku ani samoliečbu, pokiaľ nie ste kvalifikovaný zdravotnícky pracovník. Pred prvým použitím našho medicínskeho výrobku sa bezpodmienečne poradte s lekárom alebo kvalifikovaným zdravotníckym personálom, pretože je to jediný spôsob, ako posúdiť účinok našho výrobku na vaše telo a príp. určiť užívateľské riziká, ktoré vyplývajú z vašej osobnej konštitúcie. Rešpektujte rady tohto kvalifikovaného zdravotníckeho personála a tiež všetky informácie uvedené v týchto podkladoch / alebo v ich - online prezentácií (tiež: texty, obrázky, grafiky atď.).

Pokiaľ máte po konzultácii s odborným personálom nadále pochybnosti, obráťte sa na svojho lekára, predajcu alebo kontaktujte priamo našu spoločnosť.

Oblasovacia povinnosť

Na základe regionálnych zákonnych predpisov súte povinní, bezodkladne nahlásiť každý závažný problém pri používaní tohto medicínskeho výrobku výrobcom, ak je kompetentnému úradu. Naše kontaktné údaje nájdete na zadnej strane tejto brožúry.

Likvidácia

Zlikvidujte výrobok po ukončení používania podľa miestnych predpisov.

Zloženie materiálu

Polyuretán (PUR),
Polyamid (PA), Hliník (Al),
Polyester, Polyester (PES),
Polyoxymetylén (POM)

MD – Medical Device
(Zdravotnícke pomôcky)
UDI – Značkovací dátová matrícia
ako UDI

Stav informácií: 2023-02

Odborný pracovník²

Všeobecné upozornenia

- Po prvom použití ortézy RhizoLoc skontrolujte jej optimálnu a individuálnu polohu. V prípade potreby vykonajte úpravy.
- Spolu s pacientom nacierte správne prikladanie.
- Neodborné úpravy výrobku sa nesmú vykonávať. Pri nedodržaní tohto zákazu môže byť nepriaznivo ovplyvnený účinok výrobku do tej miery, že prestane platiť záruka na výrobok.
- Ortéza RhizoLoc je určená na používanie len u jedného pacienta.

Hliníkové dláhy sú anatomicky (ergonomicky) tvarované, musia sa prípadne prispôsobiť na individuálnu anatómiu pacienta. Za tým účelom upravte malou silou hliníkové dláhy do správneho anatomického tvaru. Pútko na palec na obmedzenie pohybu hľavného kĺba palca sa musí pri začiatí liečby zatahiať a zlepšiť suchým zipsom tak, aby na ňom neboli žľaby. Zmenu obmedzenia pohybliosti palca určuje ošetroujúci lekár.

* Upozornenie na nebezpečenstvo poškodenia

zdravia osôb (riziko poranenia, poškodenia zdravia a úrazu), príp. vecných škôd (poškodenie výrobku).

1 Ortéza = ortopedická pomôcka pre stabilizáciu, odfahčenie, upokojenie, vedenie alebo korekciu končatín alebo trupu

2 Odborný pracovníkom je každá osoba, ktorá je podľa platných národných predpisov, ktoré sa na ňu vzťahujú, oprávnená na prispôsobovanie ortéz a poskytovanie poučenia o ich použíti.



Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy a Bauerfeind termékkel választotta.

Minden nap azon dolgozunk, hogy a termékeink egészségügyi hatékonyságát növeljük, hiszen az Őn egészsége fontos számunkra. Kérjük, figyelemesen olvasson el és pontosan tartsa be a jelen használati útmutatóban leírtakat. Felmérőlő kérdéseivel kapcsolatban forduljon a kezelőorvosához vagy keresse fel a szaküzletet.

Rendeltetés

A RhizoLoc egy gyógyászati termék. A hüvelykujj nyeregizületének és alapizületének stabilizálására szolgáló ortézia.

Javallatok

- Mütét utáni vagy posztraumás érzékenység
- Oldalszalag-sérülések, pl. Ligamentum ulnare ruptura
- Az első karpo-metakarpális izület artrózisa (Rhizarthroisis) (enyhe fokú)
- Rándulások / zúzódások

Az alkalmazással járó kockázatok

Vigyázat!

Kérjük, pontosan tartsa be a jelen használati útmutató előírásait és a szakszemélyzet utasításait.

A RhizoLoc kizárálog a használati útmutatóban található utasítások szerint és a felsorolt alkalmazási területeken (alkalmazási hely) viselhető.

A RhizoLoc optimális illeszkedésének biztosítása érdekében meg kell vizsgálni, hogy megfelel-e a termék alakja, és nem szükséges-e, hogy szakember² utolag a test formájához igazítása. Az (első) egyedi beállítást és a bemutatást kizárálog kiegészít szakszemélyzet végezheti.

A RhizoLoc bevarrott címkejé, amely a termék nevét, méretét, gyártóját, valamint a termék mosásával és CE jelölésével kapcsolatos információkat tartalmazza, a csuklópánton kívül található.

Más termékkal, pl. kompressziós terápia keretében (karhárínya) történő használatáról kérje kezelőorvosá véleményét. A szakszertűl vagy nem rendelhetősszerű használat a termékfelelősség kizárást jelenti.

Ügyeljen, hogy a termék ne érintkezzen zsír- és savtártalmú anyagokkal, kenőcsökkel és oldatokkal. A termék ne változtassa meg. Ennek a korlátozánságnak a figyelmen kívül hagyása csökkenti a termék hatékonyságát, és megszűnik a termékre vonatkozó jótállás.

Jelenleg nem ismertek a termékeknek az egész szervezetre ható mellékhatásai. A termékkel szakszerűen kell felhasználni/ használni. Ügyeljen, hogy a RhizoLoc ne legyen túl szoros, mert ez a szövetek helyi megnyomódását

okozihatja. Ritkán előfordulhat a véredények vagy az idegápoláék részleges elzáródása. Ilyen esetben lazítsa meg a RhizoLoc pántját és szükség esetén ellenőriztesse a RhizoLoc méretét.

Amenyiben a termék használataival kapcsolatban negatív váltózásokat vagy a panaszok súlyosbodását tapasztalja, ne alkalmazza tovább és forduljon az orvosához. Vigyázat: Ha a pántok és a feszítői és rögzítőrendszerek megzavarulnak, vagy a termék leteszik, illetve ha a mozgáskorlátozás-beállításokat elállítják, a kezelést igénylő tesztresz ellátása / védelemre nem lesz megfelelő mértekű.

Különösen ebben az esetben kerülje ezen tesztresz bármilyen megheréslést.

Ha Őn a Bauerfeind termékét akut panaszok / sérvélés miatt kívánja használni, az első használat előtt súrgóson kérje és kövesse szakorvosa tanácsát. Előfordulhatnak az indikációval kapcsolatos korlátozások, amelyekről a szakszemélyzet ad tájékoztatást. Előfordulhat, hogy különösen a járművek, egyéb szállítóeszközök vagy gépek vezetése csak korlátozottan lehetséges. Ha kétségei vannak, azt javasoljuk, hogy egyelőre tartózkodjon a fent említett tevékenységektől.

Ellenjavallatok

Orvosilag jelentős túlerzékenységre utaló tünetek jelenleg nem ismertesek. A következő diagnosikák esetén az ilyen jellegű gyógyászati segédesszközök viselése és alkalmazása csak az orvossal folytatott megbeszélés után javallott:

- Bőrbetegségek, a bőr sérülései a segédesszköz viselése által érintett testtájákon, különösen gyulladásos tünetek megélete

esetén, valamint gyulladt hegek, bőrpír és túlzott melegség esetén

• A kar / kéz érzékelési és mozgásavarai, pl. cukorbetegség (Diabetes mellitus) esetén

• Nyirokáramlási zavarok, tisztázatlan, testidegen lágyrézsi duzzanatok a felhelyezett ortézis miatt

Alkalmazási tanácsok

A RhizoLoc felvételle és levétele

A – csuklópánt,

B – hüvelykujjpánt,

C – tépőzáras pánt

❶ Nyissa ki a RhizoLoc 2 tépőzáras pántját. Láthatja meg a pántot anélküli, hogy kihúzná azokat a vezetőből. ❷ Helyezze a RhizoLoc eszközöt az érintett hüvelykujjra. Ehhez veszesse át a kezét az alsó csuklópánton és a hüvelykujjat a felső hüvelykujjpánton. ❸ Zárja le a csuklópántot. Ezután zárja le a hüvelykujjpántot új módon, hogy azt a tépőzárral oldalt a hüvelykujjfül mellett rögzítse. ❹ Az orvos-sával történt megbeszélés után a hüvelykujj oldalsó tépőzáras pántjával a terápiás fázistól függően állíthatja be a hüvelykujj-alapízület stabilizálását.

A RhizoLoc levétele

Nyissa ki a hüvelykujj- és a csuklópántot. Hüzza ki a kezét a RhizoLoc eszközöből.

Tisztítási utasítások

Tartsa be a következő utasításokat:

• A tépőzáras öveket lehetőleg távolítsa el, vagy a megfelelő helyeken rögzítse őket.

• A terméket levegőn száritsa, ne száritóban, mivel a termék tökmerehet.

• Kérjük, hogy az ortézist¹ csak kímélező mosórrel, 30 °C-on, kiszállítsa. Így az összes alkatrész az ortézisen¹ maradhat. Az ortézist¹ szabadab

levegőn hagyja megszárudni.

- A rendszeres ápolás garantisztja az optimális hatást. Kérjük, vegye figyelembe a termék felső szélére varrt címkén olvasható ápolási útmutatót is.
- Soha ne tegye ki a terméket közvetlen hőnek, mivel az többek között a hatékonyiséget is befolyásolhatja. Reklamáció esetén forduljon az Ön szakkereskedéséhez. Csatlakozzon a termék reklamációjával foglalkozunk.

Alkalmazási hely

A javallatoknak megfelelően (hüvelykujji).

Lásd a rendeléstest.

Karbantartási utasítások

Megfelelő kezelés és ápolás esetén a termék gyakorlatilag nem igényel karbantartást.

Összehangolt és szerelési útmutató

A RhizoLoc szállítása anatómiai (testhez idomuló módon) formázott állapotban történik. Szükséges esetén a RhizoLoc alakja tovább igazítatható. Az ortézis két kivitelben áll rendelkezésre a jobb és a bal kéz számára.

Műszaki adatok / paraméterek

A RhizoLoc egy ortézis a hüvelykujj számára. Pótalkatrészek nem kapthatók hozzá.

Tájékoztatás az újbóli felhasználással kapcsolatban

A termék a betegek egyénre szabott ellátására készült.

Garancia

Annak az országoknak a törvényi előírásai érvényesek, amelyben a terméköt megvásárolta. Amennyiben Ön garanciális problémát gyanít, kérjük, hogy először forduljon akitől Ön

a terméket megvásárolta. Kérjük, hogy a terméket a garanciális probléma bejelentése előtt mosson ki. Amennyiben a RhizoLoc használata és az ápolására vonatkozó utasításokat nem tartották be, a garancia károsodhat vagy kizárása kerülhet.

A garanciat kizárt feltételek:

- Nem az indikációknak megfelelő használat
- Amennyiben nem tartják be a szakszemélyzet utasítását
- Önhatalmúlag elvégzett változtatások a terméken

Jogi nyilatkozat

Ne végezzen öndiagnózist vagy öngyógyítást, haucsak nem egészségügyi szakember. Gyógyászati termékünk első használata előtt mindenkorban kérje ki orvos vagy szakképzett személyzet tanácsát, mivel csak így mérték fel termékünk hatására az Ön szervezetére, és csak így határozhatsz meg az Ön személyes alkata miatt esetlegesen felmerülő használási kockázatokat. Kovesse az említett szakszemélyzet tanácsait, valamint az ebben a dokumentumban / vagy annak online megjelenítésében (szövegek, képek, grafikák stb.) található összes utasítást.

Amennyiben az egészségügyi szakemberrel való konzultációt követően bármilyen kétély marad, kérjük, forduljon orvosához, viszonteladójához vagy követenél hozzáink.

Jelentési kötelezettség

A regionális törvényi előírások alapján Ön köteles a jelen gyógyászati termék használata során jelentkező valamennyi jelentős eseményt haladéktalanul jelenteni a gyártó, valamint az illetékes hatóság felé. Elérhetőségeinket a jelen tájékoztató hátfalán találja.

Hulladékkezelés

Kérjük, a használatot követően a terméket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítva.

Anyag összetétele

Poliuretan (PUR), Poliamid (PA), Alumínium (Al), Poliéster, Poliészter (PES), Polioximetylén (POM)

MD – Medical Device (Orvosteknikai eszköz)

UDI – Az UDI az adatmátrix azonosítója

Információs állapot: 2023-02

Szakszemélyzet²

Általános utasítások

• Az első kezelés után ellenőrizze a RhizoLoc optimális és teste szabott elhelyezkedését. Szűkség esetén végezzen korrekciókat.

• A pácienssel gyakoroltassa a segédesköz felvételét.

• A termék szakszerűlten megváltoztatása nem megengedett. Ennek a korlátozásnak a figyelmen kívül hagyása csökkeníti a termék hatékonyiségi, így a termékre vonatkozó jóllállás megszűnik.

• A RhizoLoc csak egyetlen páncon kezeléséhez készül.

A alumíniumműrémítők anatómiai (testhez idomuló módon) lettek megformálva, azonban adott esetben a páciens egyéni anatómiájához kell igazítani azokat. Ehhez a alumíniumműrémítőkkel kis erőhatás mellett formázza az anatómiaiag megfelelő alakra.

A oldalsó hüvelykujj pántot a hüvelykujjal-alapízület korlátozásához a kezelés kezdetén húzással gyűrűdésmentesen kell szorosan rögzíteni. A hüvelykujj mozgáskorlátozásáranak módosítását a kezelőorvos határozza meg.

* Figyelmezetés személyi sérülés (sérülésveszély, egészségi és baleseti kockázat), adott esetben anyagi kár (a termék károsodásának) veszélyére.

1Ortežis – ortopédiai segédeszköz végtagok vagy törzs stabilizálására, tehermentesítésre, pihenettsére, vezetésére, vagy korrigálására

2A szakszemélyzet azokat a személyeket foglja magában, aikik az Őn országában érvényes előírások értelmében az ortézisek egyedi beállítására és használataának banítására jogosultak.

hr hrvatski

Poštovani korisnici,

zahvaljujemo vam što ste se odlučili za proizvod tvrtke Bauerfeind.

Mi svakodnevno radimo na poboljšanju medicinske učinkovitosti svojih proizvoda jer vaše nam je zdravlje izuzetno važno. Pažljivo pročitajte i poštujte ove **upute za uporabu**. Ako imate kakvih pitanja, obratite se svom liječniku ili specijaliziranoj trgovini.

Određena primjena

RhizoLoc je medicinski proizvod. To je ortoza za stabilizaciju korijenskog i sedlastog zgloba palca.

Indikacije

- Postoperativne i post-traumatske iritacije
- Ozljeda kolateralnih ligamenta, npr. skijaški palac
- Zistriza (blagog stupnja)
- Distorzije / kontuzije

Rizici kod primjene

Oprez*

Molimo obratite pozornost na specifikacije navedene u ovim uputama za uporabu i na upute stručnog osoblja.

RhizoLoc dopušteno je nositi u skladu s podacima navedenima u ovim uputama za uporabu i u skladu s navedenim područjima primjene (mjesto primjene).

Da bi se proizvod RhizoLoc mogao optimalno koristiti treba provjeriti je li primjeren oblikovan, odnosno treba li ga stručno osoblje² naknadno prilagoditi tijelu. (Pru) prilagodbu i postavljanje smije vršiti samo stručno školovano osoblje.

Ušivna etiketa proizvoda RhizoLoc s informacijama o nazivu proizvoda, veličini, proizvođaču, uputama za pranje i CE oznakom nalazi se izvana na traci ručnog zgloba.

Prethodno dogovorite kombinaciju s drugim proizvodima npr. u okviru kompresijske terapije (anatomski oblikovano plietivo za ruku) s Vašim liječnikom.

Pri nestručnoj primjeni ili primjeni koja nije u skladu s namjenom, jamstvo za proizvod ne vrijedi.

Proizvod ne smije doći u dodir sa sredstvima koja sadrže masnoće i kiseline, ljevitim mastima i losionima. Ne radite preinake na proizvodu. U suprotnom, može se smanjiti učinkovitost proizvoda pa je odgovornost za proizvod isključena.

Dosada nisu poznate nuspojave na cijeli organizam. Podrazumejava se stručna primjena / stručno postavljanje proizvoda.

RhizoLoc ne stavljamte prečvrsto jer se u protivnom mogu pojavit znakoviti podljeva. U rjetkim slučajevima može doći do suženja krvnih žila i živaca.

U tom slučaju otpustite trake RhizoLoc ortoze te eventualno provjerite njezinu veličinu.

Ako prilikom uporabe proizvoda ustanovite promjene ili pak povećanje tegoba, prestanite upotrebljavati proizvod i obratite se svojem liječniku.

Oprez: Ako su trake i sustav zatezanja i zaključavanja olabavljeni ili je proizvod uklonjen ili postoji potreba prilagodbe postavljenih ograničenja, tada nema dovoljne rjege / dovoljne zaštite dijela tijela koji treba tretirati. Posebno u ovom slučaju izbjegavajte svaku opterećenje na ovom dijelu tijela.

Ako želite koristiti svoj Bauerfeind proizvod zbog akutnih tegoba / ozljeda, prije prve uporabe hitno potražite stručni liječnički savjet i poštujte ga. Mogu postojati ograničenja povezana s indikacijom koja će Vam objasniti stručno osoblje. Posebice upravljanje vozilima, drugim prijevoznim sredstvima ili strojevima može biti moguće samo u ograničenoj mjeri. Ukoliko ste u nedoumici, savjetujemo vam da se za sada suzdržite od prethodno navedenih aktivnosti.

Kontraindikacije

Nisu poznati medicinski relevantni slučajevi preosjetljivosti. U slučaju slijedećih bolesti postavljanje i nošenje ovakvog pomagala moguće je samo uz dogovor sa Vašim liječnikom:

- Kožne bolesti / ozljede na liječenim djelovima tijela, naročito upalne pojave, izbočeni ožljici s oteklinom, crvenilom i hipertermijom
- Smetnje osjetila i pokreta ruke / šake, npr. kod šećerne bolesti (diabetes mellitus)

* Smetnje u limfnom protoku, isto tako nejasne otekline mekog tkiva distalno od postavljene ortoze

Upute za primjenu

Stavljanje RhizoLoc

A – Traka ručnog zgloba,

B – Traka palca,

C – Jezičić za palac

1 Otvorite 2 čičak trake

RhizoLoc-a. Olabavite trake, ne izvlačite ih iz vodilice. **2** Stavite RhizoLoc na dotični palac. Za to provucite šaku kroz donju traku ručnog zgloba, a palac kroz gornju traku palca. **3** Zatvorite traku ručnog zgloba. Zatim zatvorite traku palca tako da je zaliđepte čičak zatavaračem bočno pored jezička za palac.

4 Nakon prethodnog dogovora s liječnikom pomoći jezičku za palac možete namjestiti stabilizaciju korijenskog zgloba palca ovisno o fazi terapije.

Skidanje / odlaganje RhizoLoc-a

Otvorite traku palca i ručnog zgloba. Izvucite šaku iz RhizoLoc-a.

Upute za čišćenje

Pritom se, molimo, pridržavajte sljedećih uputa:

- Pojasev s čičkom po mogućnosti valja ukloniti ili učvrstiti na za to predviđeno mjesto.

- Proizvod sušite na zraku, a ne u sušilici rublja jer se može oštetiti.

- Molimo perite ortozu¹ samo ručno na 30 °C deterdžentom za osjetljivo rublje. Pri tome sve komponente mogu ostati na ortozu¹. Pustite ortozu¹ da se osuši na zraku.

- Redovito održavanje jamči optimalno djelovanje. Također se pridržavajte uputa na ušivenoj etiketi na gornjem rubu vašeg proizvoda.

• Nikada nemojte izlagati proizvod izravnog topolini, to između ostalog može umanjiti učinkovitost. U slučaju reklamacija molimo obratite se svom trgovcu. Obraduje se samo očišćena roba.

Mjesto uporabe

Prema indikacijama (palac). Vidi određenu namјenu.

Upute za održavanje

Kod ispravnog rukovanja i njegove proizvod gotovo da i ne treba održavati.

Upute za sastavljanje i postavljanje

RhizoLoc se isporučuje u anatomski (prema tijelu) oblikovanom stanju. U slučaju potrebe RhizoLoc se može i dalje oblikovati. Ova ortoza postoji u dvije izvedbe, za desnu i lijevu ruku.

Tehnički podaci / parametri

RhizoLoc je ortoza za palac. Ne postoje rezervni dijelovi.

Upute za ponovnu uporabu

Proizvod je predviđen za individualno zbrinjavanje jednog pacijenta.

Jamstvo

Vrijede zakonske odredbe države u kojoj ste kupili proizvod. U slučaju potraživanja iz jamstva, molimo prvo direktno kontaktirajte prodajno mjesto na kojem ste kupili proizvod. Proizvod se treba očistiti prije prijave jamstva. Ako se ništice pridržavali uputa za postupanje i održavanje bandaže RhizoLoc, jamstvo može biti umanjeno ili isključeno.

- Jamstvo je isključeno u sljedećim slučajevima:
- Primjena nije sukladna indikaciji
 - Nepoštivanje uputa stručnog osoblja
 - Samoinicijativna izmjena na proizvodu

Isključenje odgovornosti

Nemojte provoditi samodijagnoze ili samodiakciju osim ako se ne ubrajate u medicinsko stručno osoblje. Prijve prve primjene našeg medicinskog proizvoda svakako se aktivno posavjetujete s liječnikom ili školovanim stručnim osobljem jer se jedino tako može procijeniti djelovanje našeg proizvoda na vaše tijelo te se eventualno mogu utvrditi rizici primjene koji nastaju zbog osobne konstitucije.

Pridržavajte se savjeta stručnog osoblja te svih naputaka iz ovog dokumenta / ili njegove - također u djelomične - onlajn verzije, (isto tako: tekstova, slike, grafika itd.).

Ako nakon konzultacije sa stručnim osobljem i dalje ostanu nedoumice, molimo obratite se svom liječniku, trgovcu ili izravnemu nama.

Obveza prijave

Temeljem regionalnih zakonskih propisa obvezni ste svaki ozbiljniji događaj vezan uz uporabu ovog medicinskog proizvoda odmah prijaviti kako proizvođaču tako i nadležnoj državnoj instituciji. Naše podatke za kontakt možete pronaći na poliedri brošure.

Zbrinjavanje

Molim zbrinjte proizvod nakon završetka razdoblja uporabe sukladno lokanim propisima o zbrinjavanju takvog otpada.

Sastav

Poliuretan (PUR), Poliamid (PA), Aluminij (Al), Poliester,

Poliester (PES),
Polioksimetilen (POM)

MD – Medical Device (Medicinski proizvod)

UDI – Identifikator matrice podataka kao UDI

Datum informacije: 2023-02

2 Stručno je osoblje svaka osoba koja je prema za Vas važećim državnim uredbama ovlaštena za prilagodbu ortoza i upućivanje pacijentu u način njihove uporabe.

sr srpski

Poštovani korisnici,

hvala vam što ste se odlučili za Bauerfeind proizvod.

Svaki dan radimo na poboljšanju medicinske efikasnosti naših proizvoda, jer je vaše zdravje blizu naših srca. Pažljivo pročitate slijedeće ovo **uputstvo za upotrebu**. Ako imate pitanja, obratite se isključivo svom lekaru ili vašoj specijaliziranoj prodavnici.

Određivanje namene

RhizoLoc je medicinski proizvod. To je ortoza za stabilizaciju bazalnog i distalnog zgloba palca.

Indikacije

- Posttraumatska ili postopativa stanja nadraženosti
- Povrede kolateralnog medijalnog ligamenta, npr. skijaški palac
- Rizar troza (niskog stepena)
- Distorzije / kontuzije

Rizici primene

⚠️ Oprez:

Molimo vas da pažljivo poštujete specifikacije u ovom uputstvu za upotrebu i uputstvu stručnog osoblja.

RhizoLoc treba nositi samo prema ovom uputstvu za upotrebu i na navedenim područjima primene (mesto korištenja).

Da biste osigurali da je RhizoLoc optimalno prilagođen pacijentu, morate proveriti da li je proizvod

dovoljno oblikovan i dalimima potreba da ga stručno osoblje² dodatno oblikuje. (Prvo) podešavanje proizvoda i obrazloženje smisla da se obavi samo od strane školovanog stručnog osoblja. Ušivena etiketa RhizoLoc-a sa informacijama o nazivu proizvoda, veličini, proizvođaču, uputstvu za pranje i CE oznaka nalazi se na vanjskoj strani trake ručnog zgloba.

Dogovorite kombinaciju s drugim proizvodima, npr. kompresivnim čarapama pre toga s Vašim lečnikom.

Kod nestručne primene ili primene nevezane za svrhu isključena je odgovornost za proizvod.

Ne dozvolite da proizvod dolazi u kontakt sa masnim i kiselim sredstvima, kremama i losionima. Ne pravite bilo kakve promene na proizvodu. Nepridržavanje može da utiče na performanse proizvoda, tako da je isključena odgovornost za proizvod.

Do sada nisu poznate kontraindikacije, koje se odnose na celi organizam. Preduslov je stručna primena i postavljanje.

Nemojte stegnuti RhizoLoc previše crvsto, u suprotnom može izazvati simptome lokalnog pritiska. U retkim slučajevima može da priklesti krvne sudove i nerve. Olabavite u tom slučaju trake sa RhizoLoc-a i dozvolite da se po potrebi pregleda veličina Vašeg RhizoLoc-a.

Kada pri nošenju proizvoda primelite negativne promene ili povećanu nelagodnost, prekinite upotrebu i obratite se svom lekaru.

Oprez: Ako se trake i sistemi zatezanja i zaključavanja olabave ili se proizvod ukloni ili postoji potreba da se podese granice kretanja, tada postoji nedovoljna nega / nedovoljna zaštita dela tela kome je potrebno lečenje. Posebno u ovom slučaju

izbegavajte bilo kakvo opterećenje na ovom delu tela.
Ako želite da koristite svoj Bauerfeind proizvod zbog akutnih tegoba / povreda, hitno potražite stručnu medicinsku pomoć pre prve upotrebe i poštuje dobivene savete. Možda postoje ograničenja u vezi sa indikacijama koja će vam stručno osoblje objasniti. Posebno upravljanje vozilima, drugim prevoznim sredstvima ili mašina može biti moguća samo u ograničenoj meri. Ako ste u nedoumici, savetujemo vam da se za sada uzdržite od gore navedenih aktivnosti.

Kontraindikacije

Nisu poznati medicinski relevantni slučajevi preosetljivosti. U slučaju sledećih obolenja postavljanje i nošenje ovog pomoći galo moguće je samo uz prethodni dogovor sa Vašim lekarom :

- Kožne bolesti / ozlede na lečenim delovima tela, naročito upalne pojave, izbočeni ožiljci sa oteklinom, crvenilom i hipertermijom
- Smrtnje osetila i pokreta ruke / šake, npr. kod šećerne bolesti (Diabetes mellitus)
- Smrtnje limfne drenaže, isto tako nejasne otekline mekog tkiva iz tela postavljenih ortoza

Upute za primenu

oblačenje / postavljanje RhizoLoc-a

A – traka ručnog zgloba,

B – traka palca,

C – vezica za palac

① Otvorite obabde čičak trake RhizoLoc-a. Olabavite trake bez da se iste izvuku iz previdenog položaja. ② Stegnite RhizoLoc na bolesnom palcu. Za tu namenu provucite ruku kroz donju traku ručnog zgloba i palac kroz gornju traku palca. ③ Zatvorite traku ručnog zgloba. Posle toga zatvorite traku palca tako što 1 cete je pribižnisti stranično pokraj

vezice za palac. ④ Nakon prethodnog dogovora sa Vašim lečnikom možete pomoći vezice za palac u zavisnosti od faze terapije podesiti stabilizaciju bazalnog zgloba palca.

Skidanje / odlažanje RhizoLoc

Otvorite traku palca i traku ručnog zgloba. Izvucite ruku iz RhizoLoc-a.

Napomene za čišćenje

Pri tome poštujte sledeće uputstvo:

- Čišćak traku, ukoliko je moguće, izvaditi ili spojiti na to predviđeno mesto.
- Proizvod osušite na vazduhu a ne u mašni za sušenje, jer inače mogu nastati oštećenja na proizvodu.
- Molimo da perete ortožu¹ ručno samo na 30 °C koristeći blagi deterdžent. Sve komponente mogu ostati na ortoži¹. Ostavite ortožu¹ da se osuši na vazduhu.
- Redovna nega osigurava optimalno dejstvo. Takođe, обратите pažnju na uputstva na etiketi zašivenoj na vrhu vašeg proizvoda.

- Nikada ne izlažite proizvod direktnoj toplosti, između ostalog može se desiti da to utice na efikasnost. U slučaju reklamacija, molimo Vas da se obratite vašem proizvođaču. Samo očišćeni proizvodi biće prihvaci.

Mesto korištenja

Pri prethodnoj indikaciji (palac). Vidi određivanje namene.

Napomene za održavanje

Kod ispravnog rukovanja i održavanja proizvod praktično nije potrebno održavati.

Upute za sastavljanje i montažu

RhizoLoc se isporučuje u anatomske (telu) oblikovanom stanju. Po potrebi možete

RhizoLoc dodatno podesiti. Ima ortoža i za desnu i za levu ruku.

Tehnički podaci / parametar

RhizoLoc je ortoža za palac. Ne postoje rezervni delovi.

Uputstvo za ponovnu primenu

Proizvod je namenjen za individualno tretiranje jednog pacijenta.

Garancija

Važe zakonski propisi zemlje u kojoj ste proizvod kupili. U slučaju potraživanja iz garancije stupite u kontakt prvo s prodavcem kod kojeg ste proizvod kupili. Proizvod se mora očistiti pre garantne reklamacije. Ako nisu poštovana uputstva za rukovanje i održavanje RhizoLoc, garancija može biti umanjena ili isključena.

Garancija je isključena kod:

- Primene koja nije u skladu sa indikacijama
- Nepoštovanja uputstava stručnog osoblja
- Neovažljene modifikacije proizvoda

Odricanje od odgovornosti

Nemojte sami postavljati dijagnozu ili provoditi samolečenje, osim ako niste medicinski stručni radnik.

Pre sve upotrebe našeg medicinskog proizvoda, aktivno potražite savet lekara ili medicinskog stručnog osoblja, jer to je jedini način da procenite efekat našeg proizvoda na vaše telo i, ako je potrebno, da odredite sve rizike primene koji proizilaze iz vaše lične konstitucije. Pratite savete medicinskog stručnog osoblja i sve informacije u ovoj dokumentaciji / ili njenoj - delimično sažetoj - on-line verziji (takođe: tekst, slike, grafike, itd.).

Ako nakon konsultacije sa stručnim osobljem imate bilo kakve nedoumice, obratite se svom lekaru, producuvu ili nas kontaktirajte direktno.

Obavezno prijavljivanje

Na osnovu regionalnih zakonskih propisa, obavezni ste da bez odlaganja prijavite bilo koji ozbiljan incident kada koristite ovaj medicinski proizvod i proizvođač u nadležnom organu vlasti. Naše kontaktne podatke možete pronaći na poledini ove brošure.

Odlaganje

Molimo da proizvod nakon njegovog korisnog veka odložite u otpad prema lokalnim zakonskim propisima.

Sastav materijala

Poliuretan (PUR), Poliamid (PA), Aluminijum (Al), Polieter, Polyester (PES), Polioksimetilen (POM)

 - Medical Device (Medicinsko sredstvo)

 - Identifikator matrice podataka kao UDI

Datum informacije: 2023-02

Stručno osoblje¹

Opšte napomene

- Nakon prve upotrebe, proverite da li je RhizoLoc optimalno prilagođen pacijentu. U slučaju potrebe, napravite potrebne korekcije.
- Vezbajte pravilno postavljanje sa pacijentom.
- Nestrucno promene na proizvodu nisu dozvoljene. Nepridržavanje može da utiče na performanse proizvoda, tako da je isključena odgovornost za proizvod.
- Proizvod RhizoLoc je namenjen za lečenje samo jednog pacijenta.

Aluminijске šine su anatomska (prema telu) oblikovane, ali se ipak moraju prilagoditi ličnoj anatomiji pacijenta. Za tu namenu laganim pritiskanjem prilagodite aluminijске šine anatomski ispravnom obliku.

Vežica sa palac za ograničenje bazalnog zglobova palca mora na početku tretmana povlačenjem biti prvičvena bez nabora. Promene ograničenja pokreta palca određuje lekar koji nadgleda tretman.

* Upustvo na opasnost za osobe (rizik na povrede, zdravije i nesreću) i u slučaju materijalne štete (štete na proizvodu).

1 Ortoza = ortopedsko pomagalo za stabilizaciju, rasterećenje, fiksiranje, vodenje ili korekciju ekstremiteta ili trupa

2 Stručno osoblje je svako lice koje je prema za njega važećim državnim propisima ovlašteno za prilagodavanje ortoza i uputama za njihovu upotrebu.

sl slovenski

Spoštovani kupec,

zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za izdelek podjetja Bauerfeind.

Nenihno se trudimo izboljšati medicinsko učinkovitost naših izdelkov, saj nam je vaše zdravje pomembno. Natančno preberite in upoštevajte ta **navodila za uporabo**. Če imate kakrsna kolik vprašanja, se obrnite na svojega zdravnika ali specializirano prodajalno.

Namen uporabe

RhizoLoc je medicinski pripomoček. Gre za ortoza za stabilizacijo palčnega in sedlastega sklepa.

Indikacije

- Postoperativna in posttraumatska draženja
- Poškodbe stranskih vezi, npr. smučarski palec
- Rizar troza (lažja stopnja)
- Zvini / udarnine

Tveganja uporabe

Previdno*

Natančno upoštevajte smernice teh navodil za uporabo in napotke strokovnega osebja.

Ortozo RhizoLoc smete uporabljati samo skladno s priloženimi navodili in z navedeno indikacije (mesta uporabe).

Da bi zagotovili optimalno namestitev ortoze RhizoLoc, morate preveriti, če je izdelek ustrezno prilagojen oz. ga mora strokovno osebje² še dodatno prilagoditi. Prilagoditev (pro) in usposabljanje lahko opravi izključno strokovno izobraženo osebje.

Etiketa RhizoLoc z informacijami o imenu izdelka, velikosti, proizvajalcu, navodilu za pranje in oznako CE se nahaja na zunanjem zapenstem traku. O kombiniraju z drugimi izdelki, npr. v okviru kompresijske terapije (rokavica), se morate predhodno posvetovati z lečečim zdravnikom.

Pri nepravilni uporabi ali zlorabi izdelka garancija za izdelek ne velja več.

Naj izdelek ne pride v stik z maščobnimi in kislimi sredstvi, mazili in losioni. Izdelka ne smete spremniti.

Neupoštevanje te zahteve lahko neugodno vpliva na delovanje izdelka, zato je jamstvo za izdelek izključeno.

Neželeni učinki, ki vplivajo na celoten organizem, trenutno niso znani. Pravilna uporaba / namestitev se predpostavlja.

Ortoze RhizoLoc, ne smete namestiti preveč na tesno, saj lahko lokalno pride do mest, kjer je tikvo preveč stisnjeno. V redkih primerih lahko pride do zoženja krvnih žil in živcev. V tem primeru razrahljajte trak ortoze RhizoLoc in po potrebi še enkrat preverite velikost svoje ortoze RhizoLoc. Če med uporabo izdelka opazite kakrsne kolik negativne spremembe ali poslabšanje stanja, ga prenehajte uporabljati in obiščite zdravnika.

Previdno: Če trakovi, sistemi trakov za zategovanje in zaklepjanje popustijo ali če izdelek snemate ali prilagodite nastavljene omejitve gibljivosti, del telesa, ki potrebuje zdravljenje, ni dovolj zaščiten. V tem primeru se še posebej izogibujte vsakršnim obremenitvam tega dela telesa.

Če želite izdelek Bauerfeind uporabljati zaradi akutnih težav / poškodb, se pred prvo uporabo posvetujte s strokovno usposobljenim zdravstvenim osebjem in upoštevajte njihove napovedi. Glede na indikacije lahko obstajajo omejitve, o katerih vas bo obvestilo strokovno usposobljeno osebje. Zlasti vožnja vozil, drugih prevoznih sredstev ali strojev je lahko mogočo le v omejenem obsegu. V primeru dvoma vam svetujemo, da se zaenkrat odpoveste zgoraj navedenim dejavnostim.

Kontraindikacije

Preobčutljivostne reakcije do zdaj niso znane. Pri naslednjih boleznih lahko tak pripomoček namestitev in nosite samo po posvetu s svojim zdravnikom:

- Kožne bolezni / poškodbe na oskrbovanih območjih telesa, posebej pri vnetjih, kot tudi pri izboklih brazgotinah z oteklino, rdečini in prevročem oskrbovanih območju

- Zmanjšan občutek in omejeno gibanje roke / dlani, npr. pri sladkorni bolezni (Diabetes mellitus)
- Motnje odvajanja limfne tekočine, tudi nejasno otekanje mehkih tkiv, ki so oddaljena od območja, kjer je nameščena opornica.

Navodila za uporabo

Oblačenje / nameščanje RhizoLoc

A – zapestni trak,

B – palčni trak,

C – palčna sponka

- 1 Odprite oba 2 ježka na trakovih ortoz RhizoLoc. Sprostite trakova tako, da ju ne potegnete iz zaokane. **2** RhizoLoc položite ob prizadet palec. Roko vstavite skozi spodnji zapestni trak in palec skozi zgornji palčni trak. **3** Zaprite zapestni trak. Potem zaprite palčni trak tako, da ga pritrdite zraven palčne sponke.

4 Po pogovoru s svojim zdravnikom lahko v skladu s fazo zdravljenja s pomočjo palčne sponke prilagodite stabilizacijo palčnega metakarpa falangealnega sklepa.

Snemanje ortoze RhizoLoc

Odprite palčni in zapestni trak. Izvlecite roko iz ortoze RhizoLoc.

Napotki za čiščenje

Pri pranju upoštevajte naslednja navodila:

- Če je mogoče, trakove odstranite ali jih tesno pritrdite na temu namenjenem mestu.
- Izdelek posušite na zraku, ne v sušilnem stroju, saj se lahko pri tem poškoduje.
- Ortozo¹ lahko perete samo ročno z blagim pralnim sredstvom pri temperaturi vode 30 °C. Pri tem lahko vse sestavne dele pustite na ortoz¹. Ortozo¹ pustite na zraku, da se posuši.

- Z redno nego boste zagotovili optimalno delovanje. Upoštevajte tudi navodila na všiti etiketi na zgornjem robu izdeleka.
- Izdelek ne izpostavljajte neposredni vročini, saj lahko to med drugim vpliva na učinkovitost delovanja. V primeru reklamacij se obrnite na lokalnega prodajalca. Obravnavamo lahko zgolj čist izdelek.

Mesta uporabe

Skladno z indikacijami (palci). Glejte namen uporabe.

Napotki za vzdrževanje

S pravilno nego in ravnanjem izdelek skoraj ne potrebuje vzdrževanja.

Navodilo za sestavljanje in montažo

RhizoLoc je dobavljen v anatomskega (telesu prilagojenem) predhodno oblikovanem stanju. Po potrebi lahko RhizoLoc dodatno prilagodite. Ortoza je na voljo v dveh izvedbah, za desno in levo roko.

Technični podatki / parameter

RhizoLoc je ortoza za palce. Na voljo ni nadomestnih delov.

Navodila za ponovno uporabo

Izdelek je namenjen izključno individualni oskrbi pacienta ali pacientke.

Garancija

Veljav zakonski predpisi države, v kateri je bil izdelek kupljen. V primeru uveljavljanja garancije se najprej obrnite neusposredno na osebo, pri kateri ste izdelek kupili. Izdelek morate pred privajo garancijskega zahtevka očistiti. Neupoštevanje navodil za ravnanje z opornico RhizoLoc

in neno nego lahko neugodno vpliva na garancijo ali ta preneha veljati.

Garancija preneha veljati, kadar:

- Izdelek ne uporabljate v skladu z indikacijami;
- Ne upoštevate navodil strokovno usposobljenega osebja;
- Izdelek samovoljno spremnjate

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Ne poskušajte sami postaviti diagnoze ali se sami zdraviti, razen če ste strokovno usposobljeno zdravstveno osebje. Pred prvo uporabo našega medicinskega izdelka se posvetujte z zdravnikom ali usposobljenim strokovnjakom, saj lahko te oceni učinek našega izdelka na vaše telo in morebitna tveganja pri uporabi zaradi vaše telesne zgradbe. Upoštevajte nasvet strokovnjakov in vsa navodila v tem dokumentu / ali njegovi – tudi nepopolni – spletni različnici (vključno z besedili, slikami, grafikami itn.).

Če ste po posvetu s strokovno usposobljenim zdravstvenim osebjem še vedno v dvomih, se obrnite na svojega zdravnika, trgovca ali neposredno na nas.

OBVEZNOST OBVEŠČANJA

Zaradi regionalnih zakonskih predpisov ste dolžni vsak resen incident pri uporabi tega medicinskega pripomočka nemudoma javiti prizovajalcu in pristojnemu organu. Naše kontaktne podatke najdete na zadnji strani te brošure.

ODSTRANJEVANJE

Po prenehanju uporabe izdelek odstranite skladno z lokalnimi predpisi.

SESTAVA MATERIALA

Poliuretan (PUR), Poliamid (PA), Aluminij (Al), Polieter, Poliester (PES), Polioksimetilen (POM)

MD – Medical Device (Medicinski pripomoček)

UDI – Oznaka kode podatkovne matrice kot edinstvenega UDI

Stanje informacij: 2023-02

Strokovno usposobljeno osebje²

Spošljena navodila

- Pri prvem prevzemu preverite optimalno in individualno namestitev ortoze RhizoLoc. Po potrebi opravite spremembe.
- S pacienti vadite pravilno namestitev.

• Na izdelku ni dovoljeno opraviti nedovoljenih sprememb. Pri neupoštevanju navodil lahko pride do zmanjšane zmogljivosti izdelka, s čimer se garancija iznica.

- Ortoza RhizoLoc je namenjena izključno uporabi enega pacienta.

• Aluminijaste palice so predhodno anatomsko oblikovane (prilagojene telesu), vendar jih je treba še dodatno prilagoditi anatomiji posamežnega pacienta. To storite tako, da zlahkim pritiskom ukritivte aluminijaste palice tako, da dobijo anatomsko pravilno obliko.

Palčno sponko za imobilizacijo palčnega metakarpa falangealnega sklepa je treba na začetku zdravljenja pritegniti in pritrditi, ne da bi pri tem nastale gube. O spremembah omrejite gibljivosti palca odloča lečec zdravnik.

- Napotek glede nevarnosti poškodb oseb (nevarnost nastanka poškodb, zdravstvenega tveganja in tveganja nesreč).

¹Ortozo = ortopedski pripomoček za stabilizacijo, razbremenitev, imobilizacijo, poravnavo ali korekcijo udov ali trupa

2 Strokovno usposobljeno
osjeđe je vsaka oseba, ki je po
veljavnih državnih predpisih
pooblaščena za prilaganje in
usposabljanje za uporabo ortoz.

ro romanian

Stimată clientă, stimate client,

vă mulțumim că ati aleș un
produs Bauerfeind.

În fiecare zi lucrăm pentru a
îmbunătăți eficiența medicală
a produselor noastre, deoarece
sănătatea dumneavoastră este
cea mai importantă pentru noi.
Vă rugăm să călări cu atenție și
să respectați aceste **instrucțiuni
de folosire**. Dacă aveți întrebări,
adresați-vă medicului sau distri-
butorului specializat.

Destinația de utilizare

RhizoLoc este un produs
medical. Aceasta este o orteză
pentru imobilizarea articulației
carpometacarpiene și a celei
metacarpofalangiene.

Indicații

- Iritații postoperatorii sau
posttraumatice
- Leziuni ale ligamentelor colate-
rale, de ex., policele schiorului
- Rizartroză (grade ușoare)
- Entorse / contuzii

Riscuri în utilizare

⚠ Precauție*

Vă rugăm să respectați cu
strictețe indicațiile din aceste
instrucțiuni de folosire, precum
și indicațiile personalului de
specialitate.

RhizoLoc trebuie să fie purtat
numai în conformitate cu
instrucțiunile de folosire și în
domeniile de aplicare (la locurile
de utilizare) indicate.

Pentru a asigura stabilitatea
optimală a RhizoLoc, trebuie să se
verifice dacă produsul este
ajustat corespunzător și dacă nu
este necesară ajustarea
ulterioră de către personalul de
specialitate.² Ajustarea (prima
ajustare) și instrucțiunile se vor
asigura doar de către personalul
de specialitate instruit.

Eticheta cusută a RhizoLoc cu
informații privind denumirea
produsului, mărimea, producăto-
rul, instrucțiunile de spălare și
marca CE se află pe partea
exterioră a curelei încheieturii
mâinii.

Dacă de exemplu în cadrul unei
terapii de compresie (ciorapi
compresivi pentru brațe) doriti
s-o folosiți în combinație cu alte
produse, solicitați mai întâi sfatul
medicului care vă tratează.
Nu ne asumăm răspundere în
cazul utilizării

necorespunzătoare și în alte
scopuri a produsului.

Vă rugăm să evitați contactul
produsului cu țenii ce conțin
grăsimi sau acizi, cu unguento și
lotiuni. Nu modificați produsul. În
cazul nerespectării acestor
instrucțiuni eficiența produsului
poate fi influențată și garanția
produsului își pierde validitatea.
Efecte secundare, ce afectează
intregul organism nu sunt cunoscute
când până în momentul de fată.
Se presupune folosirea / aplica-
rea corespunzătoare.

Nu aplicați produsul RhizoLoc
prea strâns, deoarece poate
produce senzații de strângere
locale. În cazuri rare este posibilă
comprierea vaselor de sânge
și a nervilor. În acest caz slăbiți
curelele RhizoLoc și eventual
verificați mărimea produsului
RhizoLoc pe care îl purtați.
Dacă observați modificări
negative sau un disconfort în
legătură cu utilizarea produsului,
întrerupeți utilizarea și adresați-
lă medicului dumneavoastră.

Precauție: În cazul slăbirii
benzilor, a sistemelor de chingi
sau de închidere, precum și
dacă se îndepărtează produsul
sau se modifică poziția anterior
reglată a dispozitivelor de
limitare a mobilității, nu este
asigurată îngrijirea / protecția
corespunzătoare a acelei părți a
corpușui care necesită tratament.
În special în acest caz, evitați
să vă suprasolicitați partea
respectivă a corpului.
Dacă doriti să utilizați produsul
dvs. Bauerfeind ca urmare a unor
probleme / leziuni acute, înainte
de prima utilizare solicitați
neapărat sfatul personalului
medical și respectați-l. Pot exista
restrictii în indicații, pe care
personalul de specialitate vi le
va explika. În special conducerea
autovehiculelor, a altor mijloace
de transport sau a utilajelor
poate fi posibilă doar limitată.
Dacă aveți nelămuriri, vă sfătuim
să renunțați pentru moment la
activitățile menționate anterior.

Contraindicații

Reacții de hipersensibilitate nu
sunt cunoscute până în
momentul de fată. În cazul
următoarelor tipuri de boli,
aplicarea și purtarea unui astfel
de mijloc auxiliar trebuie făcută
numai după consultarea
medicului dumneavoastră:

- Boli / râni ale picelii în zona în
care se utilizează produsul, mai
ales inflamații, dar și cicatrice
deschise inflamate, înrosiri și
supraîncâlziri
- Sensibilitate și probleme
ce afectează mișcarea
brațului / mâinii, de ex. la diabet
(Diabetes mellitus)
- Probleme de circulație
limfatică, chiar tumefierile ale
țesuturilor moi în alt loc decât
locul de aplicare al suportului

Indicațiile de utilizare

Punerea / aplicarea produsului RhizoLoc

- A – Cureaua încheieturii mâinii,**
B – Cureaua degetului mare,
C – Eclisă pentru degetul mare

1 Mai întâi desfaceți cele 2
curele cu arici ale RhizoLoc.
Desfaceți curelele fără a le
scoate din ghidaj. **2** Puneți
RhizoLoc pe degetul mare
afectat. Pentru asta treceți mâna
prin cureaua inferioară a
încheieturii mâinii și degetul
mare prin cureaua superioară a
degetului mare. **3** Închideți
cureaua încheieturii mâinii. Apoi
închideți cureaua degetului mare
prinzând-o lateral îngădă eclisa
degetului mare. **4** După ce v-ați
consultat cu medicul
dumneavoastră, cu echipa pentru
degetul mare puteți regla gradul
de stabilizare a articolării
bazale a degetului mare, în
funcție de fază terapeutică.

Scoarea / îndepărțarea RhizoLoc

Desfaceți cureaua degetului
mare și cea a încheieturii mâinii.
Scoateți mâna din RhizoLoc.

Instrucțiuni de curățare

Vă rugăm să țineți seama de
următoarele indicații:

- Dacă este posibil, scoateți
benzile cu arici sau faxați-le în
locul prevăzut.
- Uscăți dispozitivul la aer și nu
în ușator, în caz contrar există
riscul deteriorării dispozitivului.
- Vă rugăm să spațiți orteza¹
doar manual, la 30 °C, folosind
un agent de curățare delicat.
În timpul spălării ortezei pot
rămâne montate. Lăsați orteza¹
să se useze la aer.
- Îngrijirea periodică asigură
un efect optim. Vă rugăm să
respectați și indicațiile de pe

eticheta aplicată pe marginea superioară a produsului.

- Nu expuneți niciodată acest produs direct căldurii deoarece astfel, printre altele, îl poate fi afectată eficiența. Pentru reclamații, vă rugăm să cădați adresați magazinului de unde ați achiziționat produsul. Se prelucrăază numai produsele curătate.

Locul de utilizare

Conform indicațiilor (degetul mare).

Vezi instrucțiunile privind utilizarea conform destinației.

Instrucțiuni de întreținere

La o utilizare și îngrijire corespunzătoare, practic nu necesită întreținere.

Instrucțiuni de asamblare și montaj

La livrare produsul RhizoLoc are forma adaptată anatomic (este adaptată la corp). Dacă este cazul, RhizoLoc poate fi ajustat ulterior. Orteza este disponibilă în două variante pentru mâna stângă și mâna dreaptă.

Date tehnice / parametri

Produsul RhizoLoc este o orteză pentru degetul mare. Nu se comercializează piese de schimb.

Indicații de reutilizare

Produsul este conceput pentru îngrijirea individuală a unui pacient.

Garanția

Sunt aplicabile prevederile legale valabile în țara în care a fost achiziționat produsul. În cazul situațiilor în care se impune aplicarea prevederilor referitoare la garanție, vă rugăm să cădați adresați mai întâi persoanei de la care ați achiziționat produsul. Produsul trebuie curătat înainte de solicitarea garanției. Dacă nu au fost respectate indicațiile

privind manipularea și îngrijirea RhizoLoc, garanția poate fi afectată sau exclusă. Garanția este exclusă în caz de:

- Utilizare neconformă cu indicațile
- Nerespectare a instrucțiunilor personalului de specialitate
- Modificare neautorizată a produsului

Informații privind răspunderea

Nu recurgeți la autodiagnosticare sau la automedicație, cu excepția cazului în care faceți parte din personalul medical de specialitate. Înainte de a începe să utilizați produsul nostru medical, trebuie să solicitați sfatul unui medic sau al personalului de specialitate instruit, întrucât aceasta este singura modalitate de a evalua efectele produsului nostru asupra corpului dumneavoastră și de a stabili dacă există riscuri în utilizarea produsului, determinate de constituția individuală. Respectați instrucțiunile primite din partea personalului de specialitate, precum și toate instrucțiunile din acest document sau din forma sa publicată online, integral sau parțial (inclusiv: texte, imagini, reprezentări grafice etc.).

Dacă încă aveți nelumuriri după ce v-ați consultat cu personalul de specialitate, vă rugăm să luați legătura cu medicul dumneavoastră sau cu comerciantul de la care ați achiziționat produsul sau să ne contactați direct.

Destinația de utilizare

Datorită prevederilor legale regionale, sunteți obligați să comunicați fără întâiere orice incident grav apărut ca urmare a utilizării acestui produs

medical atât producătorului, cât și autorității competente. Datele noastre de contact le găsiți pe partea posterioară a acestei broșuri.

Eliminarea ca deșeu

La sfârșitul perioadei de utilizare vă rugăm să eliminați produsul în conformitate cu reglementările locale.

Compoziția materialului

Poliuretan (PUR), Poliamidă (PA), Aluminiu (Al), Polieter, Poliester (PES), Polioximetilenă (POM)

[MD] – Medical Device (Dispozitiv medical)

[UDI] – Identificator MatriceDate sub formă de UDI

Data informațiilor: 2023-02

corespunzător tijele de aluminiu la forma anatomică.

La începutul tratamentului elisa degetului mare pentru limitarea mișcării articulației bazale a degetului mare trebuie să fie fixată strâns și fără cută. Modificarea pentru limitarea mișcării degetului mare este stabilită de medicul curant.

* Indicații pentru evitarea vă-tămarilor corporale (riscul rânilor, al afectării sănătății și al accidentelor) și al eventualelor pagube materiale (deteriorarea produsului).

1 Orteză = mijloc ortopedic auxiliar pentru stabilizarea, detensionarea, imobilizarea, dirijarea sau corectarea membrelor sau a trunchiului

2 Este considerat personal de specialitate orice persoană care, în conformitate cu reglementările naționale, este calificată pentru ajustarea ortezelor și pentru instruirea privind folosirea acestora.

 el ελληνικά

Αγαπητέ πελάτη,

οας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της Bauerfeind.

Εργάζομαστε σε καθημερινή βάση στη βελτίωση της ιατρικής αποτελεσματοποίησης των προϊόντων μας, καθώς δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτατα στην υγεία οας. Διαβάστε σχολαστικά και τηρείτε τις παρόντας **οδηγίες χρήσης**. Εάν έχετε απορίες, απευθύνθετο στον ιατρό σας ή στο εξειδικευμένο κατάστημα που σας έξυπνετεί.

Σκοπούμενη χρήση

To RhizoLoc είναι ένα ιατρικό προϊόν. Αποτελεί μια όρθωση για τη σταθεροποίηση της βασικής άρθρωσης και της εφιπποειδώς άρθρωσης του αντικείμενου.

Ενδείξεις

- Μετεγχειρητικοί και μεταραμφατικοί έρεθσιμοι
- Τραυματισμοί πλαγίων συνδέσμων, π.χ. αντίχειρας του σκιέρ
- Αρθρίτιδα βάσεις αντίχειρα (ήπου βαθμού)
- Διαστρέμματα / Θλάσεις

Κίνδυνοι χρήσης

⚠️ Προσοχή*

Τηρείτε επακριβώς τις πληροφορίες που θα βρείτε στις παρουσίες οδηγίες χρήσης και τις οδηγίες των ειδικών.

Το Rhizoloc λα τα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες των παρουσιάσαν διογκών χρήσης και για τα προδιοριζόμενα σημεία (οπέμεια εφαρμογής). Για να διασφαλίσετε η βελτίωση εφαρμογή του Rhizoloc, λα τα πρέπει να ελεγχθεί αν η διαμόρφωση του προϊόντος είναι κατάλληλη για τη χρήση ή αν τα πρέπει να διορθωθεί από τους ειδικούς², ώστε να εφαρμόζεται σωστά. Η (πρώτη) εφαρμογή και η επίδειξη του τρόπου εφαρμογής θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από κατάλληλη εκπαίδευσην ειδικούς.

Η ρομμένη επικέδωτη του Rhizoloc με πληροφορίες για το όναμα του προϊόντος, το μέθεος, τον κατασκευαστή, τις οδηγίες πλυσίματος και το σήμα CE βρίσκεται στην έξωτερη πλευρά του ιμάντα καρπού.

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε συνδυασμό με άλλα, π.χ. στο πλαίσιο μιας θεραπείας συμπλέσεως (κάλτσες βραχίονα), συμβούλευθείτε το θεράποντα λατρό σας.

Σε περίπτωση αντικανονικής χρήσης ή χρήσης για σκοπό διαφορετικό από τον προβλέπομενο παύει η ευθύνη για ελαττώματα του προϊόντος.

Το προϊόν δεν θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με μέσα που περιέχουν λίπη και οξέα, με αλοιφές ή λοσιόν. Μην πραγματοποιείτε αλλαγές στο

προϊόν. Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να επηρεάσει διαυμενώς η απόδοση του προϊόντος και θα αποκλειστεί η ευθύνη για ενδέχεμα ελάττωμάτα του.

Δεν έχουν έως τώρα αναφέρει παρενέργειες που να επηρεάζουν ούλοκλη τον οργανισμό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή χρήση / εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε το Rhizoloc πολύ ασφυχτή, ενδέχεται να προκληθούν τοπικοί μώλωπες. Σε σπάνιες περιπτώσεις ενδέχεται να προκληθεί στέπωση των αιμοφόρων αγγείων και των νεύρων. Σε αυτήν την περίπτωση χαλαρώνεται τονα τιμάντες του Rhizoloc και, αν χρειάζεται, παραδώστε το για έλεγχο των διαστάσεών του.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε αρνητικές αλλαγές ή αυσανόνεμες ενοχλήσεις, που σχετίζονται με τη χρήση του προϊόντος, διακόψτε τη χρήση και απευθυνθείτε σε έναν ιατρό.

Προσοχή! Σε περίπτωση χαλάρωσης των ιμάντων και των ουσιητμάτων έλξης και ασφράλισης, αφαιρέστε του προϊόντος ή μεταπότιστε των ρυθμισμένων διατάξεων περιορισμού κίνησης, δεν παρέχεται επαρκής φροντίδα / προστασία του μέλους του σώματος που χρήζει θεραπείας. Απορεύετε ιδιαίτερα σε αυτήν την περίπτωση οποιαδήποτε επιβάρυνση του συγκεκριμένου μέλους του σώματος.

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν Bauerfeind σε περίπτωση οξέων ενοχλήσεων / τραυματισμών, ζητήστε οπωδήποτε επαγγελματική ιατρική συμβουλή πριν από τη χρήση για πρώτη φορά και τηρείτε τις οδηγίες. Ενδέχεται να παρατηρούνται περιορισμοί βάσει των ενδείξεων, για τους οποίους θα σας ενημερώσουν οι ειδικοί. Ειδοπούτο, ο χειρισμός οχημάτων, άλλων μεταφορικών μέσων ή μηχανημάτων ενδέχεται να είναι δυνατός σε περιορισμένο

βαθμό. Σε περίπτωση αμφιβολίων, προτείνουμε να απέχετε προσωρινά από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες.

Αντενδείξεις

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας με κλινική σημασία δεν έχουν γίνει έως τώρα γνωστές. Στις ακόλουθες περιπτώσεις κλινικών συμπτωμάτων η εφαρμογή και η χρήση ενός τετού βοηθητικού μέσου συνιστάται μόνο κατόπιν συνεννόησης με το θεράποντα λατρό σας:

- Δερματικές ασθένειες / τραυματισμοί στο μέρος του σώματος που τοποθετείται η όρωση, ίδιως εάν υπάρχουν φαινόμενα φλεγμονής, ουλές με οιδημα, ερεθισμός και αισθημά καυσού
- Αισθητικές και κινητικές διαταραχές στη βραχίονα (ποι Χ, π.χ. σε περίπτωση σακαρύδους διαβήτη (diabetes mellitus))
- Διαταραχές στη ροή της λέμφου, οικύμη και απροσδιόριστης αιτιολογίας οιδήματα μαλακών μορίων σε μέρος του σώματος μακριά από το βοήθημα που τοποθετείται

Υποδείξεις χρήσης

Εφαρμογή / τοποθέτηση του Rhizoloc

A – Ιμάντας καρπού,

B – Ιμάντας αντίχειρα,

C – Λωρίδα αντίχειρα

❶ Ανοίξτε τους 2 ιμάντες με velcro του Rhizoloc. Χαλαρώστε τους ιμάντες χωρίς να τους αφαιρέσετε από το οδηγό. ❷ Τοποθετήστε το Rhizoloc στον πλάσχοντα αντίχειρα. Περάστε το χέρι μέσα από τον κάτω ιμάντα καρπού και το βραχίονα μέσα από τον επάνω ιμάντα αντίχειρα. ❸ Κλείστε τον ιμάντα καρπού. Στη συνέχεια κλείστε τον ιμάντα αντίχειρα κολλώντας τον στο πλάι δίπλα στο τημά του αντίχειρα. ❹ Κατόπιν συνεννόησης με το θεράποντα λατρό σας μπορείτε να ρυθμίσετε

μέσω του τιμήματος του αντίχειρα το βαθμό ακινητοποίησης της βασικής άρωμάσης του αντίχειρα ανάλογα με τη φάση της θεραπείας.

Αφάρεση του Rhizoloc

Ανοίξτε τους ιμάντες βραχίονα και καρπού. Αφαιρέστε το χέρι από το Rhizoloc.

Υποδείξεις καθαρισμού

Τηρείτε τις ακόλουθες υποδείξεις:

- Εφόσον είναι δυνατό, προτείνεται η αφαίρεση των ιμάντων velcro ή η σωστή κολλήση τους στο προβλέπουμένο σημείο.
- Στεγνώντε το προϊόν στον αέρα και όχι στο στεγνωτήριο, καθώς ενδέχεται να υποστούν ζημιές.
- Πλένετε την όρωση¹ αποκλειστικά στο χέρι στους 30 °C με πορτορουτικό για ευαίσθητα ρούχα. Δεν απαιτείται η αφαίρεση εξαρτημάτων από την όρωση¹. Αφίρθηκε την όρωση¹ να στεγνώσει φυσικά.
- Με την τακτική φροντίδα διασφαλίζετε τη βελτίωση δράσης. Τηρείτε τις οδηγίες που αναγράφονται στην υφασμάτινη ετικέτα στο επάνω άκρο του προϊόντος σας.
- Μήν αφήνετε το προϊόν εκτεθειμένο σε άμεση θερμότητα, καθώς ενέργεια να επηρεάσει περιπτώσεις αποτελεσμάτων που προκαλούνται από την θερμοποίηση. Για την υποβολή παραπόνων, απευθυνθείτε στον έμπορο από τον οποίο προμηθεύεται το προϊόν. Επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά καθαρά προϊόντα.

Σημείο εφαρμογής

Σύμφωνα με τις ενδείξεις (αντίχειρα).

βλ. σκοπούμενη χρήση.

Υποδείξεις συντήρησης

Το προϊόν δεν απαιτεί συντήρηση, εάν γίνεται σωστή χρήση και φροντίδα του.

Υπόδειξη συναρμολόγησης και τοποθέτησης

To Rhizoloc παραδίδεται ανατομικά διαμορφωμένο. Εάν απαιτείται, μπορεί να προσαρμοστεί στο Rhizoloc. Η όρθωση κυκλοφορεί σε δύο παραλλαγές για το δεξί και το αριστερό χέρι.

Τεχνικά χαρακτηριστικά / παράμετροι

To Rhizoloc είναι μια όρθωση σταθεροποίησης για τον αντίχειρα. Δεν απαιτούνται ανατλακτικά.

Υποδείξεις για την επαναχρησιμοποίηση

Το προϊόν προορίζεται για την επαναχρησιμοποίηση με τον έπιπλο καθώς οι διατομικές εφαρμογές σε έναν και μόνο ασθενή.

Εγγυοδοτική κάλυψη

Ισχύουν οι νομικές διατάξεις της χώρας στην οποία αποκτήθηκε το προϊόν. Σε περίπτωση που θεωρείται ότι παρίτιστη εμπίπτει στα πλαίσια εγγυοδοτικής κάλυψης, απευθύνεται αρχικά στο σημείο από το οποίο προμηθευτήκε το προϊόν. Καθαρίζεται το προϊόν πριν από οποιαδήποτε άξωση στα πλαίσια της εγγυοδοτικής κάλυψης. Σε περίπτωση που τήρηση των υποδείξεων σχετικά με τον χειρισμό και τη φροντίδα του Rhizoloc, ενδέχεται να περιοριστεί ή να ακυρωθεί η εγγυοδοτική κάλυψη. Η εγγυοδοτική κάλυψη ακυρώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Χρήση όχι ανάλογα με τις ενδείξεις
- Μη τήρηση των οδηγιών των ειδικών
- Αυθαίρετες τροποποιήσεις του προϊόντος

Αποποίηση ευθύνης

Μην προβάνετε σε αυτοδιάγνωση ή αυτοθεραπεία, εκτός εάν είστε ειδικός. Πριν από τη χρήση

του ιατρικού προϊόντος για πρώτη φορά, συμβουλεύετε οπωδόποτε έναν ιατρό ή έναν εκπαιδευμένο ειδικό, καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αξιολογηθεί την επίδραση του προϊόντος στο σώμα σας και να προσδιοριστεί τυχόν κινδύνους από τη χρήση που μπορεί να προκύψουν. Ακολουθείτε τις συμβουλές του ειδικού, καθώς και όλες τις οδηγίες που πέρανται στο παρόν φυλλάδιο ή στην, ακόμη και αποσταματική, online παρουσίαση (επίσης κείμενα, εικόνες, γραφικά κλπ.).

Εάν εγκαλούλευθετεί ένα έχετε αμφιβολίες μετά την επικοινωνία με τον ειδικό, επικοινωνήστε με τον ιατρό σας, τον έμπορο ή απευθείας με εμάς.

Υποχρέωση δήλωσης

Σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που ισχύουν κατά τόπους είστε υποχρεωμένοι να δηλώνετε άμεσα οποιοδήποτε συσβαρό περιστατικό αντιμετωπίστε πατά τη χρήση του παρόντος ιατρικού προϊόντος τόσο στα καθηκόντα σας όσο και στην αρμόδια αρχή. Για τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρίας μας, ανατρέξτε στο οπισθόφυλλο του παρόντος φυλλάδιου.

Απόρριψη

Απορρίπτετε το προϊόν μετά τη χρήση συμφωνά με τις κατά τόπους ισχύουσες οδηγίες.

Σύνθεση

Πολυουρεθάνη (PUR),
Πολιαμίδιο (PA), Αλουμίνιο (Al),
Πολιαθεράνη, Πολιυεστέρας (PES),
Πολιυδεξιμεθυλένη (POM)

MD – Medical Device (Ιατρική συσκευή)

UDI – Αναγνωριστικό της μήτρας δεδομένων με τη μορφή UDI

| Ενημέρωση: 2023-02

Για τους ειδικούς²

Γενικές υποδείξεις

- Ελέγχετε μετά την πρώτη εφαρμογή εάν το Rhizoloc είναι προσαρμοσμένο τέλεια και εξατομικευμένα στον ασθενή. Εάν χρειάζεται, πραγματοποιήστε διορθώσεις.
- Επιδειξίτε το αστοχό τρόπο εφαρμογή στον ασθενή.
- Δεν θα πρέπει να πραγματοποιήσται αντικανονικές τροποποιήσεις στο προϊόν. Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να επηρεαστεί διαυγένεια η απόδοση του προϊόντος και θα αποκλειστεί η ευθύνη για ενδέχομενα ελαττώματα του.
- To Rhizoloc προορίζεται για τη φροντίδα ενός και μόνο ασθενούς. Οι ράβδοι αλουμινίου είναι ανατομικά διαμορφωμένες, θα πρέπει ωστόσο να προσαρμόσονται, εάν απαιτείται, στην ειδική ανατομία του ασθενούς. Προσαρμόστε τις ράβδους αλουμινίου στην αστοχή ανατομίας, αυξάνοντας ελαφρώς την πίσση.

Το τμήμα του αντίχειρα για περιορισμό της κίνησης της βασικής άρθρωσης του αντίχειρα πρέπει κατά την έναρξη της θεραπείας να είναι σταθερά κολλημένη χωρίς να διπλώνεται, όταν βρίσκεται υπό πίεση. Ο θεράπων ιατρός καθορίζει αν θα αλλάξει ο βαθμός περιορισμού της κίνησης του βραχίονα.

* Υπόδειξη κινδύνου για σωματικές ζημιές (κίνδυνος τραυματισμού, κίνδυνος για την υγεία και κίνδυνος ασύχρηστης) ή για υλικές ζημιές (ζημιές στο πρόιόν).

¹ Όρθωση = ορθοπεδικό βοήθημα για την σταθεροποίηση, την αποφόρτιση, την ακινητοποίηση, την καθοδήγηση ή τη διόρθωση του κορμού ή μελών του σώματος

² Ειδικοί θεωρούνται τα άτομα που σύμφωνα με τις ισχύουσες

κρατικές διατάξεις είναι εξουσιοδοτημένα να εφαρμόζουν και να υποδεικνύουν τον τρόπο χρήσης ορθώσεων.

tr turkish

Değerli müşterimiz

Bir Bauerlein ürününe tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.

Her gün ürünlerinizin tıbbi etkinliğini artırmak için kullanıyoruz, çunku sağlığınızın kalibimizde yer var. Lütfen bu kullanım talimatını dikkatlice okuyun. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen doktorunuza veya yetkili satıcıya başvurun.

Kullanım amacı

Rhizoloc her biri ürünündür. Başparmak bazal ve karpometakarpal ekleminin stabilizasyonu için tasarlanmıştır.

Endikasyonlar

- Postoperatif ve posttraumatik irritasyon
- Lateral ligament zedelenmeleri, örn. kayakçı başparmağı
- Rizartroz (ağır derece)
- Bükkülme / ezilmle

Kullanım Riskleri

Dikkat*
Lütfen bu kullanım talimatlarına uzman personelin talimatlarına uyun.

Rhizoloc, sadece bu kullanım kılavuzunda yer alan bilgiler doğrultusunda ve uygulama alanlarında kullanılmışmalıdır. Rhizoloc'un en uygun şekilde kullanılmasını sağlamak için ürünün yeterli oranda sekillemenmesi olup olmadığı ve gerekçinde vücut yapısına uygun olarak teknik personel² tarafından sekillendirilmesi gerekip gerekmediği kontrol edilmeliidir. İlk uyarılama ve kullanım bilgileri

sadece eğitimi teknik personel tarafından sunulur.

RhizoLoc üzerinde ürün adı, boyut, üretici, yaka bilgileri ve CE işaretinin bulunduğu dikiş etiket bilek kemerinin dış kısmında yer alır.

Doktorunuz danışmadan, örneğin bir kompresyon terapisi kapsamında (kol çorapları gibi) gibi başka ürünlerle birlikte kullanmayın.

Uygun olmayan veya amacının dışında kullanıldığında ürün sorumluluğu ortadan kalkar. Ürünün yağı, asit, merhem ve losyonlar içeren maddelerle temas etmesini sağlayın. Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Bu talihamı uyulmaması ürün performansını olumsuz etkileyebilir ve bu durumda üreticinin sorumluluğu ortadan kalkar.

Tüm vücutu etkileyen bir yan etkiye bugüne kadar rastlanmamıştır. Ürün kullanım talihamına uygun şekilde kullanılmışlardır.

RhizoLoc' u çok sıkı şekilde kullanmayın, aksi halde lokal basınç semptomları baş gösterebilir. Çok ender olarak, kan damarlarında veya sinirlerde sıkışma olabilir. Bu durumda RhizoLoc' un bağırlarını gevşetin ve gerektiğinde RhizoLoc' un ölçüsünü kontrol ettirin.

Ürünün kullanımıyla bağlantılı olarak olumsuz değişiklikler veya şikayetlerinizde artış olduğunu fark ederseniz kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Dikkat: Kayışlar, sıkıştırma ve kapatma sistemleri gevşetilirse veya ürün çıkarılırsa veya ayarlanan hareket sınırlamları değiştirilirse vücutundan tedavi gerektiren kısmına yeterli etki / koruma sağlanmaz.

Özellikle bu durumda, vücutundan bu bölümünü zorlasmaktan kaçının.

Bauerfeind ürününü akut şikayetler / yaralanmalar nedeniyle kullanmak istiyorsanız, ilk kez kullanmadan önce acilen profesyonel tıbbi tavaşıye alın ve bunları uygulayın. Uzmanın hakkında bilgi verdiği, endikasyonla ilgili kısıtlamalar söz konusu olabilir. Özellikle ara, diğer ulaşım araçları veya makine kullanımını kısıtlayabilir. Süphe durumunda, şimdilik yukarıda belirtilen faaliyetlerden kaçınmanızı tavaşıye ederiz.

Kontrendikasyonlar

Tıbbi bakımdan anlamlı hipersensiviteye rastlanmamıştır. Aşağıdaki klinik durumlarda, bu tür bir medikal ürün sadece doktorunuzdan danışıldıktan sonra kullanılabilir:

- Destek ürününün kullanıldığı bölgelerde, özellikle inflamasyon belirtileri olmuşsa, cilt problemleri / yaraları. Ayrıca şişme, kızarıcı ve aşırı ısınmayı birlikte ya da yerlerinde kabarma
- Kolda / elde duyarlılık ve hareket bozuklukları, Örn. şeker hastalığında (Diabetes mellitus)
- Lenf akış bozuklukları, aynı zamanda giyilen destekten uzak yumuşak dokuda belirgin olmayan spesifikler

Kullanım Bilgileri

RhizoLoc' un Giyilmesi

- A – El bileği kemerı,**
B – Başparmak kemerı,
C – Bileklik

- ①** RhizoLoc' un 2 cırt bandını açın. Yuvasından tamamen çıkarmadan kemerleri gevşetin.
② RhizoLoc' u başparmaklığınızına geçirin. Bunu yapmak için elinizi el bileği alt kemerinden ve başparmaklığını üst başparmak kemerinden geçirin. **③** El bileği kemerini kapatın. Ardından bileklik yanındaki cırt banda sabitleyerek başparmak kemerini kapatın.

4 Doktorunuz görüşerek tedavi aşamasına göre bileklikle metakarpofalangeal eklemi stabilizasyonu ayarlayabilirsiniz.

RhizoLoc' un çıkarılması

Başparmak ve el bileği kemerini açın. Elinizi RhizoLoc'tan çıkarın.

Temizlikle İlgili Uyarılar

Lütfen aşağıdaki bilgileri dikkate alın:

- Velcro bantlar, mümkünse çıkarılmalı veya öngörülen yere sıkıca sabitlenmelidir.
- Ürünün kurutucuda değil hava vasisıyla kurutun, aksi takdirde ürün hasar görebilir.
- Lütfen ortez¹ sadece hassas çamasır deterjanı kullanarak elinizde, 30 °C de yıkayın. Bu esnada tüm bileşenler ortezde¹ kalabilir. Ortez¹ havalandırarak kurutun.
- Düzenli bakım en iyi etkiyi sağlar. Ürününüzün üst kenarına dikişli etikettedeki talimatları dikkate alın.
- Ürününüz asla doğrudan sığçağı maruz bırakmayın, aksi halde ürünün etkisi kısıtlanabilir. Ürünle ilgili şikayetlerinizin olduğunu lütfen saticiniza başvurun. Sadece temizlenmiş ürünler işleme alırsın.

Uygulama Bölgesi

Endikasyonlarda belirtilen bölgeler (Başparmak). Bakın Anımcı.

Bakım Uyarıları

Doğru kullanıldığında ve bakım yapıldığında, ürünün normal şartlarda teknik bakıma ihtiyacı yoktur.

Birleştirme ve Montaj Talimatları

RhizoLoc ürünleri anatomik olarak şekillendirilmiş durumda testim edilir. Gerektiği durumda RhizoLoc şekillendirilebilir. Sağ

ve sol el için iki model ortez mevcuttur.

Teknik veriler / parametreler

RhizoLoc, başparmak için bir ortezidir. Yedek parça temin edilemez.

Yeniden kullanım için bilgiler

Ürün tek bir hastanın kişisel tedavisi için öngörmülmüştür.

Garanti

Ürünün satın alındığı ülkeydeki yasal hükümler gecerlidir. Bir garanti talebi halinde, lütfen önce ürünü satın aldığınız yere başvurun. Üründen, garanti için gösterilmenden önce temizlenmemlidir. RhizoLoc'ın kullanımı ve bakımı ile ilgili talimatlara uyulmamışsa, garanti bozulabilir veya geçersiz olabilir. Garanti aşağıdaki durumlarda geçersizdir:

- Endikasyona uygun olmayan kullanım
- Sağlık uzmanının tavsiyelerine uyulmaması
- Kendi kendine yapılan ürün değişikliği

Sorumluluk kapsamı

Tip uzmanı değilseniz kendi kendinize tanrı koymayan veya kendi kendinize ilaç vermeyin. Tıbbi ürünümüzü ilk kez kullanmadan önce, ürünümüzün vücutundan üzerindeki etkisini değerlendirmenin ve kişisel yapı nedeniyle ortaya çıkabilecek kullanım risklerini belirlemelinin tek yolu bu olduğundan, aktif olarak bir doktorun veya eğitimi uzmanı tavsiyesini alın. Bu uzmanın tavsiyelerine ve bu belgedeki / veya çevrimiçi sunumundan tüm talimatları, alıntıları ile üye gün (ayrıca: metinler, resimler, grafikler vb.). Uzman personele görüşükten sonra herhangi bir şüpheniz

kalırsa, lütfen doktorunuza, bayınıze veya doğrudan bize başvurun.

Bildirme yükümlülüğü

Bölgesel yasal düzenlemeler nedeniyle, bu tıbbi cihazı kullanırken meydana gelen her ciddi olayı hem yeticiye hem de yetkili makama derhal bildirmeniz gereklidir. İletişim bilgilerimizi bu bölümün arka sayfasında bulabilirsiniz.

Bertaraf

Lütfen ürünün kullanımından sonra yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

Malzeme içeriği

Poliüretan (PUR), Polyamid (PA), Alüminyum (Al), Polieter, Polyester (PES), Polioksimetilen (POM)

 – Medical Device (Tıbbi cihaz)
 – UDI veri matrisi nitelendiricisi

Son revizyon: 2023-02

Teknik personel²

Genel Uyarılar

- İlk kullanımdan önce RhizoLoc'un size en uygun yapıda olup olmadığını kontrol ediniz. Gerekliğinde düzeltin.
- Hastalar üzerinde doğru uygulamayı yapın.
- Ürün üzerinde kurallara uymayan değişiklikler işleme alınmamalıdır. Bu tâlimata uyulmaması ürünün performansını olumsuz etkileyebilir ve bu durumda üreticinin sorumluluğu ortadan kalkar.
- RhizoLoc sadece tek hasta kullanım için tasarlanmıştır. Alüminyum cubuklar atomik olarak şekillendirilmiştir, gerektiğinde hastanın kendi anatomisine göre uyarlanmalıdır. Bunun için alüminyum cubukları hafif güç kullanıp hastanın

anatomik yapısına uygun olarak şekillendiriniz.

Metakarpofalangeal eklemin sınırlanırılmasına yönelik bilek tedavi başlangıcında kat yapamayacak şekilde sabitlenmelidir. Başparmak hareketinin sınırlanırılmasına yönelik uygulanacak değişikliği tedaviyi uygulayan doktor belirler.

* Kişilerin zarar görme tehlikelerine (yarananma, sağlık ve kaza riski), ayrıca maddi hasara (ürün hasarı) ilişkin uyarı.

¹Ortez = organların veya gövdenin stabilizasyonu, yükünün hafifletilmesi, immobilizasyonu, yönlendirilmesi veya düzeltilemesi için ortopedik destek

²Teknik personel, ortezlerin kullanımı alanında uyarlama ve kullanım bilgilerini sunmak için gerçeli yasal düzenlemeler doğrultusunda yetki sahibi olan kişidir.

ru русский

Уважаемые клиенты!

Благодарим вас за приобретение продукции Bauerfeind.

Каждый день мы работаем над повышением эффективности нашей медицинской продукции, поскольку ваше здоровье нам очень дорого. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по использованию и следуйте приведенным в ней указаниям. При возникновении вопросов обратитесь к своему врачу или в специализированный магазин.

Назначение

RhizoLoc является продуктом медицинского назначения.

Это ортез для стабилизации застывшего-пластного и седловидного сустава большого пальца.

Показания

- Послеоперационные и посттравматические болезненные состояния
- Травмы боковой связки, например, «палец лыжника»
- Ризартроз (легкой степени тяжести)
- Растяжения суставов/ухибы

Риски при использовании изделия

⚠️ Внимание*

В точности следуйте информации в данной инструкции по использованию и указаниям специалистов.

RhizoLoc следует применять в строгом соответствии с настоящей инструкцией и только для областей тела, указанных в ней (части тела, для которых применяется данное изделие). Для обеспечения оптимальной посадки ортеза RhizoLoc необходимо проверить, достаточно ли его форма соответствует особенностям Вашего лучезапястного сустава, и в случае необходимости квалифицированный специалист² должен откорректировать форму ортеза. Первая подгонка и инструктаж по применению ортеза должны быть проведены квалифицированным специалистом.

Вашата этикетка ортеза RhizoLoc, на которой указано наименование изделия, размер, производитель, инструкции по стирке и знак CE, расположена на внешней стороне ремня для запястья.

Заранее обсудите с Вашим лечащим врачом возможное применение данного ортеза в сочетании с другими изделиями, например, с

компрессионными рукавами. Производитель не несет ответственности за недопустимое использование изделия или за использование изделия не по назначению. Избегайте применения данного изделия вместе с мазями, лосьонами или любыми веществами, содержащими жиры и кистолы. Не вносите никаких изменений в конструкцию изделия. В противном случае это может негативно скажаться на его лечебном действии – в таком случае производитель не несет ответственности за изделие.

На сегодняшний день неизвестно никаких побочных эффектов, оказываемых негативное влияние на организм в целом. Данное изделие следует надевать и использовать надлежащим образом.

Не затягивайте ортез RhizoLoc слишком туго, иначе изделие может оказывать чрезмерное давление на некоторые участки тела. В редких случаях могут быть перекаты кровеносные сосуды или нервы. В этом случае ослабьте ремни ортеза RhizoLoc и при необходимости проверьте, правильно ли подобран его размер.

Если при ношении изделия вы почувствуете негативные изменения или усиление дискомфорта в связи с применением изделия, прекратите использование изделия и обратитесь к врачу. Внимание: При ослаблении ремней и систем растягивающих ремней и застежек, снятии изделия или регулировке установленных ограничений движения не обеспечивается достаточное терапевтическое воздействие на зону повреждения / достаточная защита пострадавшей части тела. Особенно в данном случае

избегайте любых нагрузок на эту часть тела.

Если вы хотите использовать изделие Bauerfeind из-за наличия острой боли/получения травмы, перед применением изделия обязательно обратитесь за профессиональной медицинской консультацией. В зависимости от показаний могут иметься соответствующие ограничения, о которых вас проинформирует специалист. В частности, возможно ограничение на управление автомобилем, другими средствами передвижения или механизмами. При возникновении сомнений мы советуем вам пока воздержаться от вышеупомянутых действий.

Противопоказания

До сих пор не сообщалось о клинически значимых реакциях в связи с повышенной чувствительностью. При нижеперечисленных картинах болезни применение и ношение изделия возможно только после консультации с врачом:

- Заболевания/повреждения кожи на соответствующей области тела, особенно при появлении признаков воспаления, а также при наличии шрамов, выступающих над поверхностью кожи, отеков, покраснений или при появлении чувства жара
- Сенсорные расстройства и нарушение моторных функций руки / кисти, например, при сахарном диабете (diabetes mellitus)
- Нарушение лимфооттока, отек мягких тканей на значительном удалении от наложенного бандажа.

Указания по использованию

Как надевать изделие RhizoLoc

A – ремень для запястья,

B – ремень для большого пальца,

C – застежка для большого пальца

❶ Сначала расстегните 2 ремня на застежках RhizoLoc. Ослабьте ремни, так чтобы они не выходили из направляющей. **❷** Приложите RhizoLoc к поврежденному большому пальцу. Для этого проведите руку через нижний ремень для запястья, а большой палец – через верхний ремень для большого пальца.

❸ Застегните ремень запястья. Затем застегните ремень для большого пальца, так чтобы он застегнулся сбоку рядом с застежкой для большого пальца.

❹ После консультации с врачом при помощи застежки для большого пальца Вы можете отрегулировать изделие, чтобы стабилизировать пястно-фаланговый сустав большого пальца в зависимости от этапа лечения.

Как снимать изделие RhizoLoc

Расстегните ремни для большого пальца и запястья. Извлеките руку из изделия RhizoLoc.

Указания по уходу за изделием

При этом выполняйте следующие указания:

- Ремешки с застежками на липучках следут по возможности снять или зафиксировать в предусмотренном для этого месте.
- Сушите изделие на воздухе, а не в сушильной машине во избежание его повреждения.

• Стирайте ортез¹ только вручную при температуре 30 °C, используя мягкое моющее средство. При этом можно не снимать никакие компоненты ортеза¹. Сушка ортеза¹ производится на воздухе.

• Благодаря регулярному уходу обеспечивается оптимальный эффект. Соблюдайте рекомендации по уходу на этикетке, вшитой на верхней кромке вашего изделия.

• Никогда не подвергайте изделие прямому воздействию высоких температур, это может негативно отразиться в том числе и на эффективности ортеза. Если у Вас возникли претензии к изделию, обращайтесь в специализированный магазин, где вы его приобрели. Назад изделия принимаются только в чистом виде.

Часть тела, для которой применяется данное изделие

В соответствии с показаниями (большой палец руки).

См. назначение.

Указания по техническому уходу

Изделие не требует особого ухода при правильном обращении и хранении.

Указания по конструкции изделия и его сборке

Форма поставляемого ортеза RhizoLoc соответствует анатомическим особенностям лучезапястного сустава. При необходимости формы изделия RhizoLoc можно откорректировать. Ортез имеет две модели: для правой и для левой руки.

Технические данные / параметры

RhizoLoc – это ортез, предназначенный для стабилизации большого пальца. Запасные части в комплект не входят.

Указания для повторного использования

Изделие предназначено для индивидуального использования одним пациентом.

Гарантия

Действуют законодательные положения страны, в которой приобретено изделие. Если вы предполагаете, что имеет место гарантийный случай, обращайтесь сразу к тому, у кого было приобретено данное изделие. Прежде чем обращаться за гарантийным обслуживанием, изделия следует очистить.

Если указания по обращению с бандажом RhizoLoc и уходу за ним не были соблюдены, гарантийные обязательства производителя могут быть ограничены или исключены.

Гарантия исключается в случае:

- Использования изделия не по назначению
- Несоблюдения рекомендаций специалистов
- Самостоятельного изменения изделия

Указания об ответственности

Не занимайтесь самодиагностикой или самолечением, если вы не являетесь медицинским специалистом. Перед первым использованием нашего медицинского изделия обязательно обратитесь за консультацией к врачу или квалифицированному специалисту, поскольку только они могут оценить воздействие

нашего изделия на ваш организм и при необходимости выявить риск при использовании изделия, обусловленный индивидуальной конституцией. Следуйте рекомендациям этих специалистов, а также всем указаниям настоящей инструкции или ее онлайн-версии, включая частичные публикации (в т. ч. тексты, фотографии, изображения и т. д.).

Если после консультации специалиста у вас остались сомнения, свяжитесь со своим врачом, дистрибутором или непосредственно с нами.

Обязанность извещения

В соответствии с предписаниями регионального законодательства, о каждом серьезном инциденте, произошедшем при использовании данного медицинского изделия, следует незамедлительно извещать как производителя, так и компетентный орган. Наши контактные данные указаны на обратной стороне брошюры.

Утилизация

Утилизация изделия после окончания его использования осуществляется согласно местным предписаниям.

Состав материала

Полиуретан (PUR), Полиамид (PA), Алюминий (Al), Полизэфир, Полиэстер (PES), Полиоксиметилен (POM)

 – Medical Device
(Медицинское оборудование)

 – Классификатор матрицы данных как UDI

Состояние информации: 2023-02

Информация для специалистов²

Общие указания

- Если пациент использует ортез RhizoLoc впервые, проверьте оптимальную посадку ортеза и его соответствие индивидуальным особенностям сустава пациента. При необходимости отрегулируйте ортез надлежащим образом.
- Покажите пациенту, как следуя правильно надевать ортез.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия. В противном случае это может негативно сказаться на его лечебном действии – в таком случае производитель несет ответственности за изделие.
- Ортез RhizoLoc предназначен для использования только одним пациентом.

Несмотря на то, что форма алюминиевых стержней соответствует анатомическим особенностям лучезапястного сустава, для каждого пациента требуется индивидуальная настройка их формы. Для этого приайте анатомически правильную форму алюминиевым стержням, слегка прикладывая усилие.
Застежка для большого пальца для ограничения пястно-фалангового сустава большого пальца в начале использования должна быть прочно застегнута без образования складок. Изменения и ограничения подвижности большого пальца определяет лечащий врач.

- * Обратите внимание на опасность возможного личного ущерба (риск получения травм, риск для здоровья, риск несчастного случая) или повреждения имущества (ущерб, нанесенный данному изделию).

¹ Ортез = ортопедическое изделие для стабилизации, разгрузки, иммобилизации, поддержания или коррекции конечностей или туловища

² Квалифицированный специалист – это лицо, которое в соответствии с действующими нормами законодательства имеет право проводить подгонку ортезов и давать указания относительно их надлежащего применения.

lv latviešu

Cienījamā klientē, godātās klient!

Lieles paldies, ka izvēlējāties Bauerfeind izstrādājumi.

Mēs katru dienu strādājam, lai uzlabotu mūsu izstrādājumu medicīnisko efektivitāti, jo ījūsu veselība mums ir vairīga. Lūdzu, rūpīgi izlasīt un ievērojet šo lietošanas instrukciju. Sūdzību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar savu ārstu vai jautājet speciālistētājā tirdzniecības vietā.

Mērķis

RhizoLoc ir medicīnās produkts. Tā ir īkska pamatnes locītavas un īkska segvleida locītavas stabilizācijas ortoze.

Indikācijas

- Postoperatīvs un posttrauma-tisks kairinājums
- Sānu saīšu savainojumi, piem., "slēpotāja īksķis"
- Karpometakarpālās locītavas artroze (viegla pakāpe)
- Distorzijas / kontūzijas

Risks izstrādājuma lietošanas laikā



⚠️ Uzmanību*

Lūdz, ievērojet šajā lietošanas instrukcijā noteiktās prasības un speciālistu norādes.

RhizoLoc drīkst lietot vienīgi saskaņā ar šīs lietošanas pamācību norādījumiem un minētajās izmantošanas vietās (attiecīgām kermena daļām).

Lai nodrošinātu, ka RhizoLoc optimāli piegūl, jāpārbauda, vai izstrādājums ir pietaiekami pielāgots kermeni, un vajadzības gadījumā kvalificētam personālam² tas ir pārliepīgo atbilstoši kermena formai. (Pirmsreizi) pieļāgošanu un instruktāžu drīkst veikt vienīgi apmācīti, kvalificēti personāls. RhizoLoc iešūtā etikete ar informāciju par izstrādājuma nosaukumu, izmēru, ražotāju, mazgāšanas norādēm un CE markējumu atrodas āpusē pie plaukuma locītavas siksnes.

Par kombinēšanu ar citiem izstrādājumiem, piem. kompresijas terapijas ietvaros (ar piedurknēm), iepriekš konsultēties ar savu ārstu.

Nepareizas izmantošanas gadījumā vai izmantojot to ciitem nolūkiem, izstrādājuma garantija nav spēkā.

Sargājiet izstrādājumu no saskars ar taukus un skābi saturošiem līdzekļiem, ziedēm un losjoniem. Neievietiet izstrādājumam nekādas izmaiņas. Šī noteikuma neievērošanas gadījumā var tikt ieteikmēta izstrādājuma efektivitāte un izstrādājums zaudē garantiju.

Līdz šim nav zināmas blakusparādības, kas ietekmētu visu kermenī. Izstrādājums jāuzliek un jānēs pareizi. RhizoLoc nevajadzētu uzlikt pārāk cieši, jo tas var radīt lokālu spiediena sājutu. Retos gadījumos pastāv iespēja nespiesti asinsvadus un nervus. Šādos gadījumos palaidiet RhizoLoc siksnes valīgā un vajadzības gadījumā pārbaudiet savu RhizoLoc izmēru.

Ja saistībā ar izstrādājuma lietošanu konstatējat jebkadas nelabvēlīgas izmēnas vai pieaugošas sūdzības, pārtrauciet turpmāku izstrādājumu lietošanu un vērsieties pie sava ārstā.

Uzmanībū! Padarot siksnu, kā arī nosprieagošanas un aizvēršanas sistēmas valīgākas vai novelkot izstrādājumu, vai regulējot piemērotos kustību ierobežojumus, ārstējamajai kermeņa daļai netiek nodrošināta piejekama aprūpe vai aizsardzība. Šādā gadījumā novērsiet jebkādu iespējamo šīs kermeņa daļas noslogošanu. Ja Bauerfēns izstrādājumu vēlaties izmantot akūtu sūdzību vai traumu gadījumā, pirms pirmās lietošanas reizes obligāti saņemiet profesionālu medicīnisko konsultāciju un ieveirojet sniegtos norādījumus. Iespējami no indikācijām atkarīgi ierobežojumi, par kuriem jūs informēs kvalificētā personāls. Tas jo īpaši var ierobežot transportlīdzekļu, pārvietošanās līdzekļu vai mašīnu vadību. Šaubu gadījumā iesakām pagādām izvairīties veikti iepriekš minētās darbības.

Kontrindikācijas

Nav ziņams, ka pastāvētu medicīniski nozīmīga hipersensitīvīte. Ar tālāk minētām kliniskām izpaušmēm šāda veida palīdzīdzekļa uzlikšana un nēsašana ir atlauta vienīgi pēc konsultācijas ar ārstu:

- ādas slimības / traumas tajā kermeņa daļā, kurā tiek nēsāts atbalsts, jo īpaši, ja ir iekaisuma pazīmes; piepalētas rētas ar uztūkumu, apsārtumu un pārkāršanas pazīmēm;
- rokas / plaukstas jutīguma un kustību traucējumi, piem., cukurslimības gadījumā (Diabetes mellitus);

• imfas atteces traucējumi, arī neskaidrs audu uztūkums distīlā no uzliktā orzoze

Izmantošanas norādījumi

RhizoLoc uзвільняння / улікашання

- A – plaukstas локітавас сікса,
B – ілкша сікса,
C – ілкша айздре

❶ Atlaistiet 2 RhizoLoc ліпсікс-нас. Паладієт сікса вагіжак, неізвелкот тān to стірпніаміум. ❷ Piecieciet RhizoLoc attiecīga-jam ілкши. Izbāziet plaukstu cauri апакшейjal plaukstas локітавас сіксаі и ілкши cauri augšē-jai ілкша сіксаі.

❸ Aitzaistiet plaukstas локітавас сікса. Pēc tam aitzaistiet ілкша сікса, ніфосікешој то сānā, blakus ілкша айздре. ❹ Vienojoties ar ārstu, ar ілкша айздарі juvār iestātī ілкша матақароплан-гейлās локітавас стабілізаціjas pakāpi atbilstoši terapijas fāzei.

RhizoLoc novільшання / нонемінана

Atlaistiet ілкшу и plaukstas локітавас сіксаі. Izvirziet plaukstu ārā no RhizoLoc.

Tirišanas norādījumi

Lūdu, nemiet vērā šādus norādījumus:

- Lipslēžēji ir jāņoņem, cik vien ir iespējams, vai stingri jāsaslēdzēji parezdētā vietā.
- Ľaujiet izstrādājumam iżūt pašām, nevis žāvētājā, pretējā gadījumā tas var tikt sabojāts.
- Lūdu, magzājiet ortozīl tikai ar rokām 30 °C temperatūrā, izmantojot maigu magzāšanas līdzekļu. Turklat visas sastāvdāvas var palikt uz ortozes¹. Ľaujiet ortozei iżūt pašāi.
- Regulāra kopšana nodrošina optimālu iedarbību. ieveirojet norādes iešūtājai etiketē sava izstrādājumu augšējā malā.
- Nekad nepakļaujiet izstrādājumu tiešai karstuma iedarbībai, tas cita starpā var iztekmēt tā efektivitāti. Sūdzību gadījumā, lūdu, vērsieties tirdzniecības vietā. Sūdzības tiek pieņemtas izskatīšanai tikai, ja produkts ir tīrs.

• Izstrādājums netiek lietots atbilstoši indikācijām
• Neievērojot speciālistu instrukcijas
• Pašrocīgi izmainot izstrādājumu

Šī izstrādājuma lietošanai paredzētās kermeņa daļas

Atbilstoši indikācijām (ілкши). Skatīt mēriki.

Apkopes norādījumi

Ja izstrādājums tiek pareizi lietots un kopts, tam nav nepieciešama īpaša apkope.

Salīšanas un montāžas pamācība

RhizoLoc tiek piegādāts anatomiiski pareizā (kermenim pielāgojot) stāvklli. Ja nepieciešams, RhizoLoc iespējams pielāgot vēl precīzāk. Ir divi veidi ortozes – labajai un kreisajai plaukstai.

Tehniskie dati / parametri

RhizoLoc ir ortozē ілкши. Rezerves daļas nav pieejamas.

Norādījumi atkārtotai lietošanai

Izstrādājums ir paredzēts individuālai lietošanai tikai vienam pacientam(-tei).

Garantija

Ir spēkā tās valsts tiesību akti, kurā izstrādājums ir iegādāts. Ja Jūs uprāt runa ir par garantijas gadījumu, vispirms sazinieties ar uzņēmumu, no kura Jūs iegādājāties izstrādājumu. Pirms garantijas gadījuma pieteikuma izmazgājiet izstrādājumu.

Neievērojot RhizoLoc lietošanas un kopšanas norādes, garantijas prasības var mainīties vai tikt atceltas.

Garantijas prasības tiek atceltas šādos gadījumos:

• Izstrādājums netiek lietots atbilstoši indikācijām

• Neievērojot speciālistu instrukcijas

• Pašrocīgi izmainot izstrādājumu

Norādījumi par fiksāciju

Neievēciet pašdiagnosi vai pašāršēšanos, ja vien neesat veselības aprūpes speciālists. Pirms pirmās mūsu izstrādājuma lietošanas reizes aktīvi vērsieties pēc padoma pie ārsta vai apmācīta veselības aprūpes speciālistā, jo tikai tās iespējams novērtēt mūsu izstrādājuma iedarbību uz jūsu kermeņi un attiecīgi uzzināt arī par lietošanas riskiem, ko rada individuālās kermeņa ipatnības. ieveirojiet veselības aprūpes speciālistu ieteikumus, kā arī visus šajā brošūrā vai tās tiešsaistes versijā (arā fragmentos) sniegtos norādījumus, tostarp tekstus, attēlus, grafikas utt.

Ja pēc konsultēšanās ar speciālistiem rodas šaubas, sazinieties ar savu ārstu, izplatītāju vai tieši ar mums. Ja pēc konsultēšanās ar speciālistiem rodas šaubas, sazinieties ar savu ārstu, izplatītāju vai tieši ar mums.

Pienākums zinot

Pamatoties uz regionālajiem juridiskajiem nosacījumiem jums ir nevakājoties jāzino ražotājam un arī atbildīgajai iestādei par šī izstrādājuma lietošanas apjomu palielināšanos. Mūs kontaktādatus atlasiets šīs brošūras aizmugurē.

Utilizēšana

Pēc lietošanas laika beigām, lūdu, lūkvidējiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Materiāla sastāvs

Poliuretāns (PUR), Poliamids (PA), Aluminij (Al), Poliēteris, Poliesteris (PES), Polioksimetilēns (POM)

MD – Medical Device
(Medicīniska ierīce)

UDI – Datu matricas apzīmētā-
js, UDI

Informācija sagatavota: 2023-02

Kvalificēts personāls²

Vispārīgi norādījumi

- Pēc pirmās aprūpes pārbaudiet, vai RhizoLoc piegū optimāli un atbilstoši kermeņa individuālajam īpatnībām. Ja nepieciešams, veiciet korekcijas.
- Parādiet pacientam, kā ortoze pareizi jāuzliek.
- Izstrādājumam nav atlauts veikt neatbilstošas izmaiņas. Pretējā gadījumā var tikt ieteikmēta izstrādājuma efektivitāte, līdz ar to nebūs spēkā izstrādājuma garantija.
- RhizoLoc ir paredzēts tikai viena pacienta aprūpei. Alumīnija stīpas ir veidotas anatomiski pareizi (kermenī atbilstoši), taču vajadzības gadījumā tās ir jāpielāgo pacienta individuālajai anatomijai. Lai to izdarītu, veidojet alumīnija stīpas anatomiski pareiza formā, plielietojot nelielu spēku. Ārstēšanas sākumā īkska aizdarei, kas fiksē metakarpofalangeālo locītavu, jābūt līdzini, bez krokām piestiprinātai zem spriegotāja. Īkska kustību ierobežojumu izmaiņas nosaka ārstējošais ārsts.
- Norāda uz mēsas bojājumu (traumu, veselības un negādājumu risku) vai materiālu zaudējumu (izstrādājuma bojājumu) risku.
- Ortoze – ortopēdisks palīglikdzeklis locekļui vai kermeņa stabilizācijai, atslogošanai, turēšanai miera stāvoklī, korekcijai

² Kvalificēts personāls ir jebkura persona, kura saskaņā ar attiecīgajā valstī esošo likumdošanu ir pilnvarota veikt ortožu pielāgošanu un sniegt norādes par ortožu lietošanu.

lt lietuvij

Mielas pirkējau,

dékōjame, kad pasirinkote Bauerfeind gamīnį.

Kiekviennā dienā tobūlināmē savo

gaminīju gydomajā poveikj, nes

mums rūpi Jūsų sveikaata.

Atidzības perskaitekite ir laikykties šios

naudojimo instrukcijos.

Jei kyla klausīmū, kreipkitės j

gydytojui arba specializuotu

parduotuvę.

Paskirtis

RhizoLoc yra medicīnīs

paskirties gaminys.

Tai ītvaras, stabilizujantis riešo

balnījā un nykščio sanarijus.

Indikacijos

- Poopercinis ir potrauminis laikotarpis
- Šoninio raiščio traumas, p.vz., slidinimino nykštys
- Reumatoidinis artritis (lengvas atvejus)
- Patempimai / sumušimai

Naudojimo rizika

⚠ Atsargiai*

Tiksliai laikykties šios

naudojimo instrukcijos

ir kvalifikuoto personalo

nurodytum.

RhizoLoc galima nešioti tik laikanties šios naudojimo instrukcijos nurodytum ir tiks pagal nurodytū produktu paskirtī (naudojimo vietā).

Siekiant uztikrinti optimāli RhizoLoc ītvaru padēti, reikia patikrinti, ar produktas pakankamai suformuotas, jei reikia, specialistai² turi pakoreguoti

pagal anatominas formas. (Pirma karta) priderinti ir instruktuoći gali tik kvalifikuotas specialistas. SacroLoc® etiketē, kurioje nurodytas produkto pavadinimās, dydis, gamintojas, skalibimo instrukcija ir CE ženklas yra išorēje riešo dirželi.

Norēdami naudoti kartu su kitais produktais, pavyzdžiu, atliekant kompresīvą terapiją (rankoms skirti tvarcišas), pasitarkite su savo gydaņiuoju gydytoju.

Jei produktas netinkamai naudojamas arba naudojamas ne pagal paskirti, gamintojas atsakomybės nepriimsima.

Saugokite produktą, kad jis nesilieštų su priemonėmis, kurių sudėtyje yra riebalų ir rūgščių, su kremais ir losjonais. Nedarykite jokių produktu pakeitimų.

Nepaisant šių nurodytumų galbūt pakanka produkto efektivumui ir gamintojas tokiu atveju atsakomybės nepriimsima. Šalutinio poveikio visam organizmu nepuvo pastebėta. Būtina sakyta yra tinkamas naudojimas / uždėjimas.

Per stiprius neužverkite RhizoLoc, nes kitaip galimas vietinis spaudimas. Retais atvejais galbūt užspaustos kraujagyslės ir nervai. Tokiu atveju atlaivinkite RhizoLoc dirželius ir, jei reikia, paskrykite patikrinti Jūsų RhizoLoc dydį.

Jei naudodami gaminį pajutote pablogėjimą ar didējant diskomfortu, nustokite naudoti gaminį ir kreipkitės į savo gydytoją.

Atsargiai: Atlaisvinus diržus ir ītēpmimo bei susēgimo sistemas ar nusiēmum gaminj arba išreguliuavus sureguliuotus judējimo limitatorius, gydoma kūno dalis nera pakankamai aprūpinama /apsaugoma. Tokiu atveju saugokite šią kūno dalj nuo bet kokos apkrovos.

Jei norite naudoti Bauerfeind gaminj dēl ūmaus

negalavimo / sužalojimo, prieš naudodami jūr pirmą kartą nedelīsmi krepkičēs profesionalios medicīnīs pagablos ir atsižvelkite į pateiktas rekomendacijas. Gali būti su indikacijomis susijusi apribojimai, kuriuos paaiškins specialistas. Visi pirmā, galbūt īmanoma tik ribotai vairuoti automobilis, kitas transporto priemones ar valdyti mažinās. Jei abejojate, patariame kol kas susižiūkti nuo minētā veiklā.

Kontraindikacijos

Klinīkines reiķīmes padidējusio jautrumo atveju nebuvu pastebēta. Toliau išvardytu sindromu atveju, tokią pagalbinę priemonę užsidīti ir nešioti galima tik pasitarus su savo gydytoju:

- odos līgos / sužalojimai atitinkamo kūno daļvje, ypač uždegimīnies reakcijos, tai pat išting, paraudę ir kaistantys randai;
- rankos / plaštakos jautrumo ir judējimo sutrikimai, p.vz., sergeant cukraligē (Diabetes mellitus);
- limfос nutekėjimo sutrikimai, taip pat neaiškius minkišo audinio patinimai toliau nuo uždėto ītvaro esančiose kūno vietose.

Naudojimo nurodymai

RhizoLoc užsididējimas

A – riešo dirželis,

B – nykščio dirželis,

C – nykščio kilpa

① Atskeite 2 RhizoLoc dirželius su lipniomis juostelėmis. Atlaisvinke dirželius, neišplānoti jūr iš kreipiamosios.

② Uždėkite RhizoLoc ant reikiama nykštī. Tam prakiškite plāstikā per apatinj riešo dirželi, o nykštī – per viršutinj nykštī dirželi. ③ Užsukite riešo dirželi.

Tada užsėkite nykščio dirželį, jį prilipindam į šonę, šalia gydytojo kiltos. Pasitarę su gydytoju, priklausomai nuo terapijos fazės, naudodami nykščio kilpą, galite nutraukti pagrindinio nykščio sąnario stabilizavimą.

RhizoLoc nusiėmimas

Atsėkite nykščio ir riešo dirželius. Ištraukite ranką iš RhizoLoc.

Valymo nurodymai

Laikykites tokų nurodymų:

- Jei įmanoma, dirželius su lipniomis juostelėmis reikia nuimti arba prikljuti numatytoje vietoje.
- Gaminį džiovinkite ore, o ne džiovintuve, nes kitaip galite jį pažeisti.
- Plaukite ortezą¹ tik rankomis, 30 °C temperatūroje, naudodami švelnias skalbimo priemones. Taip plaunant visi komponentai liks ant ortezo¹. Leiskeite ortežui¹ išdžiūti ore.
- Reguliari priežiūra garantuoja optimalaus poveikį. Taip pat laikykites nurodymų, pateiktų įsiūtoje etiketėje prie viršutinio gaminio krasto.
- Saugokite gaminį nuo tiesioginio karščio, nes dėl to galį sumažėti veiksmingumas. Jeigu turite skundų, kreipkitės į prekybos atstovą. Priimama tik švari prekė.

Naudojimo vieta

Pagal indikacijas (nykštys).

Zr. paskirt.

Techninės priežiūros nurodymai

Tinkamai naudojant ir prižiūrint, techninės priežiūros produktui praktiskai nereikia.

Surinkimės ir montavimo instrukcija

RhizoLoc pristatomas anatomiskai (pagal kūną) suformuotus būklės. Prieikus

RhizoLoc galima formuoti toliau. Ortezas yra dviejų modelių: dešiniajai ir kairiajai plastakoms.

Techniniai duomenys / parametrai

RhizoLoc yra nykščio ortezas. Atsarginiai detalių įsigityti negalima.

Nurodymai dėl pakartotinio naudojimo

RhizoLoc yra skirtas naudoti tik Jums vieniems. Jis buvo pritaikytas individualiai Jums. Todėl neperleiskite RhizoLoc trečiesiems asmenims.

Nurodymai dėl pakartotinio naudojimo

Gaminys skirtas individuumui vieno paciento gydymui.

Garantija

Galioja tos šalies, kurioje gaminys pirkta, įstatymai. Jei manote, kad gaminui konkretiu atveju galėtų būti taikoma garantija, pirmiausiai kreipkitės į ją asmenį, iš kurio gaminys įsigijote. Prieš pateikiant reikalavimą dėl garantijos, gaminį reikia išvalyti. Jei nebuvو laikomasi nurodymų dėl RhizoLoc naudojimo ir priežiūros, garantija gali būti pažeista arba negalioti.

Garantija negalioja, kai:

- Naudojama neatsižvelgiant į indikacijas
- Nesilaikoma kvalifikuoto personalo instrukcijos
- Savavališkai modifikuojamas gaminys

Nurodymai dėl atsakomybės

Jei nesate medicinos specialistas, neužsiminkite savidiagnostika ir savygyda. Prieš pirmą kartą naudodamis mūsų mediciniškės paskirties gaminį atvykite konsultuoti kvalifikuotais su gydytoju arba kvalifikuotais specialista, kadangi tai yra

vinientelis būdas įvertinti mūsų gamino poveikį Jūsų organizmu, nustatyti naudojimo riziką, atsirandančią dėl individualaus kūno sudėjimo. Laikykites kvalifikuotų specialistų patarimų ir šiame dokumente arba internetiniame pristatyte pateiktų nurodymų, išskaitant ir ištraukias (taip pat: tekstu, paveikslėliu, grafikais ir t.t.). Jei po konsultacijų su kvalifikuotais specialistais vis dar turite abejonų, kreipkitės į savo gydytoją, pardavėjā arba tiesiogiai į mus.

Pareiga pranešti

Pagal vietinius teisinius potvarinius esate ipareigoti nedelsiant informuoti gamintoją ir atsakingai institucijai apie bet kokio pobūdžio incidentą, įvykusį naujodant ši mediciniškės paskirties produkta. Kontaktiniai duomenys pateikti šio lankstinuko paskutiniame puslaplyje.

Šalinimas

Pabaigę naudoti produkta utilizuokite pagal vietinius teisės aktus.

Medžiagos sudėtis

Poliuretanas (PUR), Poliamidas (PA), Aluminijus (Al), Polieteris, Polyesteris (PES), Polioksetetilenas (POM)

– Medical Device (Medicininis prietaisas)

– Duomenų matricos identifikatorius kaip UDI

Informacija parengta: 2023-02

Specialistai²

Bendrieji nurodymai

- Apžiūrėti pirmą kartą, patikrinkite, ar RhizoLoc padėtis yra optimali ar individualiai pritaikyta. Jeigu reikia, pakoreguokite.
- Išmokykite pacientą teisingai užsidėti.

- Draudžiama netinkamai keisti produktą. Nepaisant šių nurodymų galėtų būti pakenkta produkto efektyvumui ir gamintojas tokius atvejus neprisimins atsakomybės.
- RhizoLoc skirtas naudoti tik vienam pacientui.

Nors aluminio atramos yra suformuotos anatomiskai (pagal kūną), tačiau turi būti pritaikytos pagal individualią paciento anatomiją. Tam, naudodami šiek tiek jėgas, suformuokite aluminines atramas, pritaikydami jas pagal teisingą anatominę formą.

Nykščio kilpą, skirtą pagrindiniams nykščio sąnariui apraboti, apdrojimo pradžioje reikia tvirtai prilipiinti, jos netempiant. Nykščiai dedėjimo aprabojimo pokyčius nustato gydantys gydytojas.

- Nuoroda dėl pavojaus žmonėms (sužalojimų pavojus, žalos sveikatai ir nelaimingo atsitikimo rizika) ir materialinių nuostolių (produkto sugadinimas).

¹ Ortezas – pagalbinė ortopedinė priemonė galunėms arba liemenių stabilizuoti, apkrovai mažinti, ramybės būsenai nustatyti, taip pat nukreipti ir koreguoti.

- Specialistas – tai bet kuris asmuo, kuriam pagal Jūsų šalyje galiojančias taisyklės yra suteikta teisė pritaikyti ortezus ir instruktuoti apie jų naudojimą.

לקותות קרים,

אם מודים לכ' על בhort מוצר של
Bauerfeind את

העתולות אופטיות של המוצרים

שלו, כ' בראות חזרות שמשות אל
לקרואן תומך לזרען פנו להר' או
וליעומן הטיב לאמר בהן. אם יש
לחם שלוש כלשון פנו להר' או
להתונת שבר וכרטיס מוצר זה.

יעוד המוצר

RhizoLoc מוצר זה/do צייר בסיס האנדול
ומפרק האoxic של האגדול.

התווויות

- מצב בווי לאחר נתוח או פוטס טרומה
- פצעות בעקבות הצד, כגון גאנול סקן אגגול סקן דלקת מפרקים גזוניות בסיסי הأدול (הדר' קלה)
- ועוותם/ חבלות

סיכון שישם**זהירות**

שים להפרט בהוראות שימוש
של RhizoLoc רק בנסיבות הבאות
הברישת המוצר, היפסיק את השימוש
והתיעץ עץ הרפואה / שלם.
הזרות שהר' של רג' החצונת וועל
מערכות הגוף הנעה והרג' ו/או
הסרת הגוף או תחתה של
מנגבות תונת שעורה ונונן תרום
לפיינס באיכות הטיפול נהגנה
על האבר המוטט, בקרירה זה
יש להציג ביחס מפעלת עטם
על האבר.

אם אתה מעוניין להשתמש בחומר
Bauerfeind עבק עקב אקס' קשים
על הצהה בצד שמאל צד
ובפרק העורן בצד ימין צד
מקבוצ'ו לפ' השמשת העורן.
והשמשת מהחנות שמתמתקים
בז. בשימושו של חלול תחולת
ההזרות, ואשף המבקוץ יכול
להבר' עורן, ברכ' עילן שחולכו
להשתמש בפ' כבורה מוגנת
ברכבים, באמצעות חיבורם אחדים
בארכטונת בקרירה על ספק'
אם ממליצים להונם באפ' ומני
הץ' הר' הזרות בסבה וסימון CE.

אל אפשרות שימוש במוצר זה ביחד
עם מזקירים אחרים, כגון פול'
באמצע לחץ (שחל' רוז', ללא
הтиיעוץ עם הרפואה המסתול'.
ההזרות שמשות לא דוח' לא חול
אם נעשה בו שימוש לא נכון שאנו
הרשות לעוד המוצר.

ש להקיף להר' הזרות
הנומכם בפרט בעקבות לד' קלים,
וכן באוזן צווארון עם סט' מינ' פיז'ו/
אדומונת ווומ'
הפרשות תוחשה ותונגה
ברור' רפ' רפ' לדג'ם בקבוקת
סוכרת (Diabetes mellitus)
ニק'ו לפפה נטם, כולל פוח'ו/
בר' קמות הרוכת שמה'ן לא ברור
באור' וב'ן המרחק מסוכס'.

התוויות נג'

הזרות בשל הג'וות יתר בעליות
משמעות' קלית לא דוח' מה'ן.

בקרכ'ם הבאים, השימוש אופין
ההזרות של' עירס מסוג' המורחים
הן אחר התמי'ות עם הר' הזרא
של'ם:

גע' שער' פצעים בהקל' היג'
הנומכם בפרט בעקבות לד' קלים,
וכן באוזן צווארון עם סט' מינ' פיז'ו/
אדומונת ווומ'

הפרשות תוחשה ותונגה
ברור' רפ' רפ' לדג'ם בקבוקת

סוכרת (Diabetes mellitus)
ニק'ו לפפה נטם, כולל פוח'ו/
בר' קמות הרוכת שמה'ן לא ברור

באור' וב'ן המרחק מסוכס'.

הعروות יישום**לבישה/ השמה שלRhizoLoc****A - רצונת גאנול;****B - רצונת אגגול;****C - לשוני אגגול'**

1 פתחו את שיט' תיש'ות הcz'דים
שלRhizoLoc. שחררו את
הרצונתות של' להוציא אות' מה'ן
הממול'ק' 2. לבלש' את מפרק' הדר'RhizoLoc
על האגדול. לש'ן עילם'ן לת'ב'ר
את קר' הד' רצונת מפרק' הדר'
הדר' הרחותה הנעה ונתה האגדול דדר'
צינ'ה האגדול 3. כרכ' את הר' הצונת
פרק' קר' דדר'. לאור' מ'ן ס'ה'
את לשונת' האגדול על' מ'ן הצונת'
הרצונת'ה' בד' לשונת' האגדול.

4 לאחר תיאום עם הר' השלים
תחל' ולעון' בארכטונת לשונת'
האגודול את מ'ן הר' היוציא' של' מ'ן פ'ק'
הג'ס' של' האגדול, בהתחם לא'ג'ו'
הטיפ'ל.

RhizoLoc לשחרור של'

פתחו את רצונת האגדול ופ'ק'
קר' הדר. מש'ו' ייכ' אל מ'ן
RhizoLoc-

הזרות ייק'

מל'א אחר הזרות הבודאות

ב'מוד'ת אופא', ש' לה'ר' א'ת
הרצונת'ה' הנע'ת לא'ת' זכר' מ'נו'ש
ההזרות. א'ת פ'א'ל' הזרות
הזרקון' וא'ח'ה'ה' של' RhizoLoc-ה'

* לאחר הטיפול הרפואי הראשון, DOI
שנתה RhizoLoc מטב' ומתחם
לטב'ן. מחדת הצור בצעו
תיקון.

- תרגל מען תקין על ידי המטופל.
- אין בצע שינו בלתיholm במוח'ן.
אי' הקופרה על ההוראות עלולה
לפטע בוצעו הגורר, וכן
ההוראות יותר עליה זו.
- ה- RhizoLoc מושך לטיפול
במטופל אחד בלבד.

תשובה האלמנטים מעוצבת בצוואר
אנטומיות לאחראם לבובנה הנוגן,
אך חיבת לחות ומותבת באופן
איש טיפול, שאלך על השב'ן
את תשובה האלמנטים בהזHAM
למבנה האנטומי הנכו'ן גונך כה כה.

עם תחתית הטיפול מושך
ולוחצים לא כלים ואל' שנות
האולד של הקופרה תונת מופן
האולד. רק הדרוף המטפ'ן ייקבע
אם יש צורך לבע שינו במיוחד
הגבתה העונשה של אונדול.

* נהר' בגען סל'ן על צעיה
אשתי' (צפעה, סיכון בריאות'
ואונונון והן (נק' למוציא').

1 ס' = אמצע' נור אופטומ'וי ייעוב'
הפרחתת הנוגן, קביע'ת מכאה או
תיקון של הגדים או של הנו

2 אש' מקצוע' הוא לא אם אשר
מורשה - בכפוף להיקות התקופת
לבוי' בבדינה הירלוונטי' - אך
ההתאמות של סדר ומסור הנחיתות
בגוע' לשימוש ברם.

- עלול פגוע באחריות או לבטל אותה.
האחריות לא תקפה במקרה הבא:
- שימוש שמי על תקפה במקרה הבא:
 - א' מילוי הוראות איש הרקע'
 - שמי בליך מורשתה במוצר

הודעה בדבר חבות

היכנענו מביצ'ין אבחון עצמי או
מנוטלת הורות לא פקו', אלא
אם המכ' אński צוות רפוא', לפ'ן
היחסו או'ו'ן בטור שלם, פ'ן
ברוחות' לבל'ת' עיש' מאש' השותה
רפוא', מושם' צו' הרשותה' הדינה בה
נוק'ן לאמוד' הדר' השופטה' של המוח'
עלוי' על' סוכם' ולייט' אתם' במדיד'ת
חצ'ר' אוזן' סוכם' ארכ'ו'ו'ס'ם
בשימוש' בחוצה' המנוחים האיש'ים.
ה'ק'פ'ה' ל'ק'ר' א'ת' ה'ר'ש'ו'ת' ה'צ'ו'ו'ת'
הרפוא' או'ת' אל' ה'ר'ש'ו'ת' המ'ט'פ'ו'ו'ת' -
בר'ב'ר'ת' / א' ר'ס'ט'ו'ו'ת'
אף' א'ם' הא' ת'צ'ו'ו'ת' (ר'ב'ו': מל',
ת'מו'נו': איז'ר'ו'ן' וכו').

אם' ל'ס' ס'פ'ק'ו'ן' לא'ר'
ה'ר'ש'ו'ת' ע'ם' צ'ו'ו'ת' הרפוא', נא'
ס'נו' ד'ס' ל'ה'ר'ש'ו'ת' ס'ל'ם', ל'מ'ש'ו'ן' א'ו'
ש'רו'ת' א'ן'.

חובת דיווח

בשל ח'קיקה אוזורין, המכ' נדר'שים
ל'חו'ן לא'ר'יו'ן' על' לא'ר'ו'ן' ת'ו'
ב'נ'ת' הש'מו'ש' ב'מ'צ'ר' ר'פ'וי' ה'ח'ן'
ל'ר'ב'ן' ו'ל' ש'ו'ש' המ'ס'מ'ת' מ'רט'
ה'ק'ש'ר' ש'ל'ו'ן' נ'מ'צ'י' ב'ה'ל'ק' הא'חו'ו'
ש'ל'ו'ן' ה'ה'.

סילוק

לאחר סיום הש'מו'ש', י'ל' ס'ל'ק'
את המ'וצ'ר' ב'ה'ר'ת'ם' ל'ת'ק'ו'נו'
ה'מ'ק'ו'מו'ת'

הרכ'ב החומ'רים

פול'ו'ר'ו'ן' (PUR) פול'א'מ'יד' (PA),
אל'ג'ו'נו'ן' (AL) פול'א'ה'ר' (P),
פול'א'ט'ר' (PES),
פול'א'ק'ס' מ'ת'ל'ין' (POM)
פול'א'ק'ס' ר'פ'אי' (MD) –
MD – מ'כ'ש'ר' ר'פ'אי' –
UDI – מ'ג'נ'ר' ש'ל C-DataMatrix –
UDI –

תאריך עד'ון' המ'ידע' –
2023-02

お客様各位、

Bauerfeind 製品をご購入いた
だときまして、誠にありがとうございます
いました。

当社は日々、当社製品の医療的
効能改善のために鋭意努力して
おります。というのも、お客様の健
康は当社にとって重大関心事だ
からです。この取扱説明書を読ん
で記載の通りに従ってください。
ご質問がある場合は、かかりつけ
の医師または、ご利用の専門店に
ご相談ください。

用途

RhizoLoc は医療製品です。
本製品は、母指の中指節関節
および手根中手関節の固定のた
めの補助器具です。

適応症例

- 術後・負傷後の炎症
- 母指の側副韌帯損傷、
たとえば、スキヤーザスム(母
指MP関節尺側副韌帯損傷)
- 母指CM関節症(軽度)
- 指挫・挫傷

ご使用によるリスク

△ ご注意いただきたいこと*
本取扱説明書に記載された注意
事項および専門スタッフの指示
を厳格に従ってください。

RhizoLoc は、必ず、この使用説明
書の指示事項に従い、記載してあ
る使用部位(装着箇所)以外に
は、お召しにならないでください。

RhizoLoc を最適なフィットで確実
に装着いただくために、製品が適
切な形状に整えられているかどうか
をお確かめになり、さらには必要
な場合は、専門技能者²の方に依
頼し、体の線に合うよう形状を修
正してもらってください。(初めて
装着するときの)マッチングと使用
始めの指導は、必ず、熟練した專
門技能者の方が行ってください。

手首関節ベルトの外側に、
RhizoLoc のタグが縫い込んであ
り、そのタグに製品名、サイズ、メ
ーカー名、お洗濯の方法、CEマー
キングの情報が記載されています
ます。

例えば、圧迫治療の一環で、(アーム
ストッキングなど)他の製品と組
み合わせるときは、事前に、かかりつけ
の医師の方の承諾をいただいて
ください。

不適切な使用、または用途外の使
用をされたときは、製造物責任に
かかる責任を負いかねます。
この製品は、薬品、軟膏、ローション
で、油脂や香料を含むものと接触
させないようにしてください。製品
は改造しないでください。改造な
った場合、製品の働きが低下す
るおそれがあるほか、製造物責任
にかかる責任を負いかねる場
合があります。

全身の体組織に影響が及ぶ副作
用につきましては、現在に至るま
で、報告されておりません。ただし、
それには適切にご使用、ご装
着したことだけが前提です。

RhizoLoc は、きつ締め付けすぎ
ると、局部的な圧迫症状につなが
るおそれがありますので、過度の
締め付けはおやめください。いま
んな症状ですが、血管や神経の狭窄
が起こるときがあります。こうした
症状の場合は、RhizoLoc のベル
トを緩め、さらに、必要な場合
は、お使いのRhizoLoc のサイズを
チェックしてみてください。

本製品の使用中に不具合な変化
が現れたり不快感が強くなったり
する場合は、その後の使用を中断
し、かかりつけの医師にご相談く
ださい。

注意:ベルトやけん引システムおよ
び閉鎖システムが緩んだり、製品
の外れしや調整済みの動作制
限の変更があれば処置を要する
身体の部分の十分なケアや保護
ができなくなります。こうした場合
は特にその身体部分にいかなる
負荷も掛からないようにしてくだ
さい。

禁忌症例

疾病に起因する過敏症につきまし
ては、現在に至るまで、報告されて
おりません。疾病のパターンが以

下に挙げるような場合、こうした補助具の装着および着用は、必ずかかりつけの医師の方とご相談になってから、お知らせ下さい。

- ・体の養生する部分の皮膚病または皮膚の負傷で、特に炎症がある場合、瘢痕が隆起して、腫れ、発赤、高熱を伴う場合
- ・腕または手の感覺障害または運動障害、例えば、糖尿病の場合など
- ・リバパ排液障害、装着したサポートから離れた部位に、不明瞭であっても軟組織のリンパ浮腫が見られる場合を含む

使用上の注意

RhizoLoc を装着する

- A—手首関節ベルト、
B—親指ベルト、
C—親指ストラップ

① RhizoLoc で、2本あるベルクロベルトのベルクロを両方とも開きます。両方のベルクロベルトを緩めます。このとき、いずれのベルトもガイドリングから抜いて外さないようにします。② 養生する親指にRhizoLoc を装着します。続いて、下側にある手首関節ベルトに手を、上側にある親指ベルトに親指をそれぞれ通します。③ 手首関節ベルトを閉じます。その後、親指ベルトの片側を親指ストラップと隣り合わせにして、その親指ベルトを閉じてベルクロを貼り合わせます。④ 親指MP関節を固定する程度は、リハビリの進行状況に応じて親指ストラップで調節できますが、かかりつけの医師の方から承諾を得た上で行ってください。

RhizoLoc を外す

親指ベルトと手首関節ベルトのそれぞれ、ベルクロの貼り合わせを開きます。手をRhizoLocから抜きます。

お洗濯にあたっての注意

以下の注意事項を守ってください。

- ・マジックテープを可能な限り取り外すか、指定箇所で閉じてください。
- ・この製品は自然乾燥させてください。乾燥機での乾燥は、製品を傷めるおそれがありますので、ご遠慮ください。
- ・本工具¹は中性洗剤を使用して30°Cのぬるま湯で手洗いのみで洗浄してください。その際工具¹のコンポーネントはすべて取り付けたままで洗浄できます。工具¹は自然乾燥させてください。
- ・定期的なお手入れにより、最適な効果が保証されます。本製品上端部の縫込みラベルに記載のお手入れ上の注記に従ってください。
- ・絶対に熱気に直接晒さないでください。これにより効果に支障がでる場合があります。製品についてお気づきの点、ご不満な点はご利用の専門店にご連絡ください。洗浄済み商品のみが処理されます。

装着箇所

適応症例に応じて、ご装着ください（親指）。
適応症例は、用途の欄をご覧ください。

お手入れにあたっての注意:

この製品は、お取り扱いとお手入れを適切に行なえば、実用上、メンテナンスの必要はありません。

組立・取付の手順

RhizoLoc は、あらかじめアнатミカルな（すなわち、体の線に合わせた）形状に整えた状態で、お手元にお届けします。その後でも必要な場合、RhizoLoc は形状を調整できます。この装具には、右手用と左手用の2タイプがあります。

技術仕様、パラメーター

RhizoLoc は、親指用の支持装具です。スペア部品はご用意しておりません。

再使用時の注意事項

本製品は、お一人の患者様のみにご使用いただく設計となっております。

保証

保証につきましては、この装具をお買い求めいただいた場所の国が定める法令の規定が適用されます。保証の適用対象となるお考えの場合はまず、本製品をお買い求めいただいた際の代理店等に直接、お問合せください。本製品は保証の届け出の前にご洗浄ください。RhizoLoc の取り扱いおよびお手入れに関する指示が守られていない場合、保証が制限されたり、保証の対象外とされる可能性があります。次の場合は保証の対象となりません。

- ・適用症例に該当しない使用
- ・専門技能者の指示に従わない使用
- ・独断による製品の改造

免責事項

医療の専門技能者の方でない限り、独自で診断や治療を行うのはおやめください。当社の医療製品を初めてご使用になる前に、ぜひ医師または訓練を受けた専門技能者によるアドバイスを求めてください。アドバイスを受けることで、当社の製品がユーザーの体に与える影響を評価し、必要に応じて、ユーザーの体質から生じる使用に伴うリスクを判断することができます。この専門技能者によるアドバイス、および本資料／またはそのオンライン情報（部分的なものも含む）のすべての注意事項（テキスト、画像、グラフィックなども含む）に従ってください。専門技能者にご相談の上、ご不明な点がございましたら、担当のお医師様、販売店、または当社まで直接お問い合わせください。

届出義務

地域の法規制により、本医療機器使用の際に重大な問題が生じた場合は、製造元および管轄当局の両方に遅滞なく届ける義務

務があります。当社の連絡先はこのパンフレットの裏面に記載されています。

廃棄方法

使用終了後は、お住まいの地域の規制に従って製品を処分してください。

素材成分

ポリウレタン(PUR),
ポリアミド(PA), アルミニウム(Al),
ポリエーテル, ポリエチレン(PES),
ポリオキシメチレン(POM)

MD - Medical Device (医療装置)

UDI - DataMatrixをUDIとする
マギング

作成日: 2023-02

専門技能者の方へ²

一般的な注意

- ・RhizoLoc は、カスタマイズした形状でビッタ、フィットしていることを、最初の養生を開始した後の段階で確認してください。必要な場合は、修正を行ってください。
- ・患者様には正しく装着してあげてください。
- ・製品には、みだりに改造を加えないでください。改造を加えた場合、製品の働きが低下するおそろがれるため、製造責任にかかる責任は負いかねます。
- ・このRhizoLoc は、患者様ご本人1名以外の養生の目的で使用する仕様にはなっておりません。アルミニウムのロッドは、あらかじめアナトミカルな（すなわち、体の線に合わせた）形状に整えてあります、場合によっては、患者様ご本人のアナトミカルな形にマッチングさせる必要があります。マッチングさせるためには、アルミニウムのロッドに軽く力を加えて、体の線に合った、正しい形状に整えてください。
- ・親指ストラップは、親指MP関節の動きを制限しますが、治療を開始するときは、このストラップを引っ張り、シフがない状態にして、ベルクロをしっかり貼り合わせておいてください。

親指ストラップは、親指MP関節の動きを制限しますが、治療を開始するときは、このストラップを引っ張り、シフがない状態にして、ベルクロをしっかり貼り合わせておいてください。

ください。親指の動きは制限されていますが、この制限の度合いを変更するときは、かかりつけの医師の方が指示してください。

• 人的損害の危険(負傷、健康、事故の各リスク)にかかるご注意ですが、場合により、物的損害(製品の損害)が含まれます。

• 鋼正装具 = 四肢または胴体の安定化、負荷の軽減、固定、補正または矯正のための整形医療用補助具

• ここで医療従事者とは、装具の使用において患者に対し調整や装着指導を行うことを国や地域が発効した法規により認められた人を指します。

ko 한국어

소중한 고객 여러분,

Bauerfeind 제품을 구매해 주셔서 대단히 감사합니다.

여러분의 건강을 진심으로 걱정하므로, 자사 제품의 의료 효과를 향상시키기 위해 바우어피아인츠는 매일 최선을 다하고 있습니다. 이 사용설명서를 주의 깊게 읽고 유념하십시오. 문의 사항이 있으시면 담당 의사나 판매점 문의해 주십시오.

용도

RhizoLoc은 의료 기기입니다. 이 제품은 무지 중수지관절 및 무지 치주중수지관절을 안정화하기 위한 교정기입니다.

적응증

- 손상 후 및 외상 후 자극 상태
- 속부 인대 부상, 스키어 염증
- 수근관절증(증증)
- 염좌/삠

사용 시 발생할 수 있는 위험

△ 주의*

이 사용설명서의 사양과 전문가가 제공하는 정보를 주의 깊게 확인해 주십시오.

RhizoLoc은 이 사용설명서의 지시사항과 일거울 적용 부위(사용 위치)대로만 적용할 수 있습니다.

RhizoLoc을 사용하여 최대의 효능을 보기 위해서는 제품이 완전하게 형태를 유지하고 있는지 그리고 전문가로부터 자신의 신체 모양에 맞추어 다시 번영을 해야 하는지 확인하여 하셔야 합니다. 이 제품을 차운 사용하실 때에는 반드시 숙련된 유자격자의 지시를 받아야 합니다.

제품명, 크기, 제조사, 세탁방법, CE 인증 마크 등의 정보가 표시된

RhizoLoc 라벨은 손목 관절 스트랩 바깥쪽에 있습니다.

예를 들어 압박 요법을 위해 다른 제품(풀 슬리브)과 같이 사용을 해야 할 경우에는 반드시 사전에 담당 의사와 상의하십시오.

올바르게 사용하지 않거나 본래의 용도와 다른 사용한 경우 품질 보증을 받을 수 없습니다.

제품에 유분이나 산성 물질이 포함된 치료제, 연고, 로션 등이 닿지 않도록 주의하십시오. 제품을 임의대로 변형시키지 마십시오. 이 지침에 따르지 않을 경우 제품의 성능에 영향을 미칠 수 있으며, 그로 인해 제품 보증에서 제외될 수 있습니다.

전체적인 신체 조작에 대한 부작용은 지금까지 알려져지 않았습니다. 이는 올바른 사용/작용을 전제로 한 것입니다.

RhizoLoc을 너무 꽉 조이지 마십시오. 꽉 조일 경우 부분적인 압박 증상이 발생할 수도 있습니다.

간혹 혈관과 신경이 압박으로 인해 속죽될 수도 있습니다. 이 경우

RhizoLoc의 스트랩을 느슨하게 하고 경우에 따라 사용하고 계신 RhizoLoc의 사이즈가 적절한지 다시 한 번 확인하십시오.

제품 사용과 관련하여 특별한 부정적인 변화나 통증이 심해지는 것을 느끼면 사용을 중단하고 담당 의료 전문가와 상담하십시오.

주의: 벨트, 트림 및 잠금 시스템을 느슨하게 하거나 제품을 벗는 경우, 또는 설정된 운동 제한을 조절하는 경우 치료가 필요한 신체 부위에 치료/보호가 충분하지 않을 수 있습니다. 이 경우, 특히 해당 신체 부위에 대한 부담을 방지하십시오.

급성 통증/부상으로 인해 Bauerfeind 제품을 사용하고자 하는 경우, 최초 사용 전에 필히 전문적인 의료적 조언을 구하고 이에 의의하십시오. 전문가가 설명한 적응증과 관련하여 제한 사항이 있을 수 있습니다. 특히 차량, 기타 운송 수단 또는 기계의 운전은 제한된 범위에서만 가능합니다. 확실하지 않을 경우, 한동안 상기의 활동을 실시하지 않을 것을 권장합니다.

사용하시는 안 되는 경우 (금기사항)

임상적으로 유의미한 과민 반응은 지금까지 발견되지 않았습니다. 다음과 같은 증상을 보이는 경우에는 반드시 담당 의사와 충분히 상의한 후에 이러한 보조기를 사용해야 합니다.

- 치료 부위에 피부병이 있거나 피부에 상처가 나 있는 경우, 특히 염증이 발생하거나 상처가 나 별걸게 부어 오르고 열이 나는 경우
- 팔이나 손에 감각이 없거나 동작에 장애가 있는 경우, 예: 당뇨병 (Diabetes mellitus)
- 림프액 순환 장애, 보조장구 착용 부위에 원인을 알 수 없는 연조직 부종 현상이 나타나는 경우

사용 방법

RhizoLoc 작용/부작

A - 손목 관절 스트랩,

B - 엄지손가락 스트랩,

C - 쪽 고정 고리

① RhizoLoc의 벨크로 스트랩 2개를 끌러주십시오. 가이드 장치에서 고정내지 않고 스트랩을 느슨하게 합니다. ② RhizoLoc을 다친 엄지손가락에 밀착합니다. 그러기 위해, 아래 손목 관절 스트랩을 통해 손을 그리고 위 엄지손가락 스트랩을 통해 엄지손가락을 통과시킵니다. ③ 손목 관절 스트랩을 잠금니다. 그다음 엄지손가락 스트랩을 잠그는데, 스트랩을 엄지 고정 고리와 나란히 촉면으로 부착합니다.

④ 담당 의사와의 상담 후에 엄지 고정 고리를 사용하여 치료 단계에 따라 엄지 중수지 관절의 안정화를 조정할 수 있습니다.

RhizoLoc 분리/탈착

엄지손가락 및 손목 관절 띠를 끊습니다. 손을 RhizoLoc에서 빼냅니다.

세척상의 주의사항

다음 지침에 의의하십시오:

- 벨크로 벨트는 가능하면 분리하거나 지정된 위치에 붙여 고정시키십시오.
- 제품은 건조기를 사용하지 말고 자연 건조시키십시오. 건조기를 사용할 경우 제품이 손상될 수 있습니다.
- 보조기[1]은 중증 세제를 사용하여 30°C의 온도에서 손세탁만 할 수 있습니다. 세탁 시 보조기 1의 모든 구성을 분리하지 않아도 됩니다. 보조기[1]은 자연건조합니다.
- 정기적인 관리를 통해 효과가 극대화됩니다. 제품 위쪽, 가장자리에 있는 라벨의 유의사항을 준수하십시오.
- 제품을 열기/냉기/직접 노출하지 마십시오. 이는 제품 효과를 떨어뜨립니다. 고객 불만사항이 있을 경우에는 판매처에 문의해 주십시오. 세탁된 제품만 취급 처리됩니다.

사용 위치

적응증별 해당 부위(엄지손가락), 용도를 참조하십시오.

유지보수 안내

제품을 올바로 사용하고 관리할 경우 별도의 유지보수가 필요하지 않습니다.

제품의 조립과 분해 안내

RhizoLoc은 신체구조에 알맞게(인체공학적으로) 사전 성형되어 즉시 사용할 수 있는 완성된 형태로 판매됩니다. 필요에 따라 RhizoLoc은 추가 및 충성 성형을 할 수 있습니다. 본 보조기는 오른발용과 왼발용, 두 가지 버전이 있습니다.

기술 지원/수지

본 RhizoLoc 제품은 엄지손가락용 보조기입니다. 부품을 별도로 구입할 수 없습니다.

재 사용 시 주의 사항

본 제품은 환자 한 명에 대한 개별적인 치료를 위한 제품입니다.

보증

제품 구매 국가의 법을 규정이 적용됩니다. 보증 청구를 해야 하는 경우, 가장 먼저 제품을 구매처에 직접 문의하십시오. 보증 서비스 청구를 하기 전에 제품을 세탁해야 합니다. RhizoLoc의 취급 및 관리 수칙을 준수하지 않은 경우, 보증 서비스가 제한되거나 제외될 수 있습니다.

보증 서비스 제외 사항:

- 적응증에 적합하지 않은 사용
- 전문가의 지시를 따르지 않은 경우
- 제품 무단 변경

제품 보증 안내

의료 전문가가 아닌 이상, 자가 진단이나 자가 치료를 하지 마십시오. 당시의 의료기기를 처음 사용하기 전에 적극적으로 의사나 교육을 받은 전문가의 조언을 받으십시오. 이는 당시 제품이 귀하의 신체에 미치는 영향을 평가하고, 필요한 경우 개인 상태로 인해 사용 시 발생할 수 있는 위험을 판단할 수 있는 유일한 방법입니다. 전문가의 조언과 문서 / 또는 요약을 포함한 온라인 프레젠테이션(텍스트, 이미지, 그래픽 등 포함)의 모든 자침을 따르십시오.

전문가와 상담 후 의문 사항이 있는 경우, 담당 의사, 판매처 또는 당사에 직접 문의해 주십시오.

고지의무

현지 법률을 규정에 따라 사용자는 본 의료기기를 사용하면서 발생하는 모든 심각한 사례를 제조사 및 관계 당국에 지체 없이 알려야 합니다. 당시 연락처 정보는 이 브로셔의 뒷면을 참조하십시오.

폐기

사용 수명이 다 된 후에는 현지 규정에 따라 제품을 폐기하십시오.

재료 성분

폴리우레탄(PUR),
폴리아미드(PA), 알루미늄(Al),

폴리에테르, 폴리에스터(PES),
폴리옥시메틸렌(POM)

MD – Medical Device (의료 기기)
UDI – DataMatrix의 UDI 식별자

작성일: 2023-02

유자격자2

일반 자침

- 첫 치저 후에 RhizoLoc의 이상적이며 개별적인 맞춤 위치를 점검 하십시오. 필요하다면 교정하시기 바랍니다.
- 환자와 함께 올바른 착용 위치를 의심하십시오.
- 함부로 제품을 변경해서는 안 됩니다. 이 지침에 따르지 않을 경우 제품의 성능이 저해될 수 있으며 그로 인해 제품 보증에서 제외될 수 있습니다.
- 본 RhizoLoc 제품은 환자 본인 전용으로 제작되었습니다.

알루미늄 브래킷은 해부학적(인체 공학적)으로 사전 성형되어 있지만, 환자마다 개별적으로 조정되어야 합니다. 이를 위해 알루미늄 브래킷에 악간의 힘을 가하여 개인의 신체적 특징에 가장 적합하도록 변형하십시오.

엄지 중수지 관절의 움직임을 제한하는 엄지 고정 고리는 치료 초기에는 팽팽하게 닦겨 접히는 곳이 없게 단단히 부착해야 합니다. 엄지손가락의 움직임 정도의 변경은 담당 의사가 결정합니다.

- 인직 손해(부상, 건강상 및 사고 위험) 또는 경우에 따라 물적 손해(제품 손상) 위험에 관한 안내

- 보조기 = 팔다리나 몸통을 안정, 하중 분산, 고정, 가이드 또는 교정하기 위한 정형외과적 보조 장치

- 유자격자란 해당 법률의 규정에 따라 보조기 사용을 조정하고 환자를 병원으로 이송할 권한이 있는 이를 말합니다.

عميلنا العزيز، عميلتنا العزيزة.

شكراً جزيلاً لاحتكار أحد منتجات

Bauerfeind

نحن نعمل يومياً على تحسين
الفعالية الطبية لمنتجاتها، ولذلك
لأن صحتك عنزرة على قطواها. ولرجو
إدخال آلة تعديلات على المنتج، وفي
حال عدم الالتزام بذلك، فقد تأثر آداء
الم المنتج، مما يعيق التحول إلى طبيبك أو إلى
منتهي المنتج منه.

الغرض من الاستعمال

حيث أنه قد يؤدي إلى الشعور
بالضغط في مكان الإنذاء، وفي
حالات دائمة قد تحدث انتفاخات في
الأوعية الدموية والاعصاب، وفي هذه
الحالة، فهم أشطرة التشتت لجهاز
RhizoLoc، وقد يضر بقوتها القاسية الذي
تم ضبط جهاز RhizoLoc عليه.

إذا لاحظت أي تغيرات سلبية أو
أعراض متزايدة فيما يتعلق باستخدام
الم المنتج، فتوقف عن استخدامه وتوجه
إلى طبيبك.

أخرين، في حالة فك الأخرمة
وأنياب الشد والفك، أو خط المنتج
أو تعديل حودة الحركة، لا تجده رعاية
كافية، مما يعيق كافية جهاز الجسم
الذي يحتاج إلى العلاج، في هذه الحالة
على وجه المخصوص، تجنب أي مصطف
على هذا الجزء من الجسم.

إذا كنت ترغب في استخدام منتج
Bauerfeind الخاص بك، سبب
مرض/اصابة/جراحة، قابل استئنارة
طبية على وجه السرعة قبل استعماله
لأول مرة وأثنى بذلك، قد تكون هناك
أسباب وضع مثالاً لجهاز RhizoLoc
لتجنب ارتداء جهاز RhizoLoc إلا
طبقاً لرشادات الاستعمال وفي
حالات الاستعمال التي تم ذكرها.
RhizoLoc مثالاً لجهاز
ضيق على هذا الجزء من المنتج ثم
سيشرحها الموقوفون المتخصصين.
على وجه المخصوص، قد تكون قيادة
المركبات أو وسائل النقل أو الآلات
الآخرى ممكنة فقط إلى حد محدود.
في حالة الشك، تنصحك بالانتباه عن
الأشطة المذكورة أعلاه في الوقت
الحالي.

يوجد ملخص
معلومات عن المنتج المقاسين،
الشركة المنتجة، رشادات المعسل
وعلامات المطابقة في الجزء
الخارجي من جرام المضاع.

ينفي عدم استعمال المنتج مع آية
منتجات أخرى على سبيل المثال في
 إطار العلاج بالضغط (جوارب الذراع)،
ألا بعد استئنارة طبيبك المعالج أو.
في حالة استخدام غير المطابق
للفرض أو لغير شخص مختلف لما هو وارد،
يتم إبعاده عن المنتج.

لا يجعل المنتج يتلامس مع المواد
الدهنية والحمضية والملحوم
والمستحضرات الأخرى، ولا يجب
إدخال آلة تعديلات على المنتج، وفي
حال عدم الالتزام بذلك، فقد تأثر آداء
الم المنتج، مما يعيق التحول إلى طبيبك أو إلى
منتهي المنتج منه.

الآثار الجانبية التي تلي العضو
يمكن أن تبرير معرفة حتى الآن، ينطب
استخدامه/ارتداؤه بالشكل المناسب.

حيث أنه قد يؤدي إلى الشعور
بالضغط في مكان الإنذاء، وفي
حالات دائمة قد تحدث انتفاخات في
الأوعية الدموية والاعصاب، وفي هذه
الحالة، فهم أشطرة التشتت لجهاز
RhizoLoc، وقد يضر بقوتها القاسية الذي
تم ضبط جهاز RhizoLoc عليه.

إذا لاحظت أي تغيرات سلبية أو
أعراض متزايدة فيما يتعلق باستخدام
الم المنتج، فتوقف عن استخدامه وتوجه
إلى طبيبك.

أخرين، في حالة فك الأخرمة
وأنياب الشد والفك، أو خط المنتج
أو تعديل حودة الحركة، لا تجده رعاية
كافية، مما يعيق كافية جهاز الجسم
الذي يحتاج إلى العلاج، في هذه الحالة
على وجه المخصوص، تجنب أي مصطف
على هذا الجزء من الجسم.

إذا كنت ترغب في استخدام منتج
Bauerfeind الخاص بك، سبب
مرض/اصابة/جراحة، قابل استئنارة
طبية على وجه السرعة قبل استعماله
لأول مرة وأثنى بذلك، قد تكون هناك
أسباب وضع مثالاً لجهاز RhizoLoc
لتجنب ارتداء جهاز RhizoLoc إلا
طبقاً لرشادات الاستعمال وفي
حالات الاستعمال التي تم ذكرها.
RhizoLoc مثالاً لجهاز
ضيق على هذا الجزء من المنتج ثم
سيشرحها الموقوفون المتخصصين.
على وجه المخصوص، قد تكون قيادة
المركبات أو وسائل النقل أو الآلات
الآخرى ممكنة فقط إلى حد محدود.
في حالة الشك، تنصحك بالانتباه عن
الأشطة المذكورة أعلاه في الوقت
الحالي.

موقع الاستعمال

فرط الحساسية لبعض الأمراض غير
المعروف حالياً. في حالة وجود أي من

الأمراض التالية، ينبع استئنارة
الطبيب أولًا قبل تبقيت واستعمال
مثل هذا الجهاز الطبي المساعد:
• أمراض حلبة/اصيات حلبة في
المدونة على المتصفح المخطوطة
بالحالية العلوية المنتج الخاص بك.
• لا تقم بطفاق تعرضاً من تجنب
الحرارة المنشورة، حيث يُنصح أن
يسحب ذلك أصلاراً دافعاً من ترمومتر
التأثير السليم على قياسية المنتج.
وفي حالة وجود شكاوى، يرجى
التوجه إلى التاجر الذي اشتريت
المنتج منه. يتم معالجة النصائح
النظيفة فقط.

رشادات الاستعمال

RhizoLoc ارتداء/تبقيت

A - حزام المصمم

B - حزام الإيهام

C - شريط الإيهام

❶

افتتح العلبة البلاستيكية في RhizoLoc. قف بفك العلبة دون
سعتها من قبل التثبيت. ❷
RhizoLoc على الإيهام المصادر. وفي
وللقيام بذلك ضع يديك من خلال حزام
المصمم السهل والإيهام من خلال
حزام الإيهام ❸ اربط حزام
المصمم، ثم اغلق حزام الإيهام ❹
江湖 ربطه في جانب شريط الإيهام.
❺ بعد استئنارة طبيبك، يمكنك
استخدام شريط الإيهام لضبط انتقام
الم المنتج، فتوقف عن استخدامه وتوجه
إلى طبيبك.

Fck/خلع
افتح أجزاء الإيهام والمصمم، واسحب
يديك من C. RhizoLoc

رشادات التنظيف

يُرجى مراعاة القوانين المعمول بها
في البلد الذي تم فيه شراء المنتج.
إذا ساورك الشك في شيء متعلق
بالضمان، يرجى الوجه أدولاً إلى
الشخص الذي اشتريت منه المنتج
بماشية، يرجى تنظيف المنتج قبل
الإلاعنة من المطالبة بالضمان، في حالة
عدم مراعاة الرشادات الخاصة بذكافة
التعامل مع المنتج 30 درجة
خففة، ويمكن عنده أن تظل جمع
المكونات على الجهاز التقويمي.

الضمان

تسري الواقع القانوني المعمول بها
في البلد الذي تم فيه شراء المنتج.
إذا ساورك الشك في شيء متعلق
بالضمان، يرجى الوجه أدولاً إلى
الشخص الذي اشتريت منه المنتج
بماشية، يرجى تنظيف المنتج قبل
الإلاعنة من المطالبة بالضمان، في حالة
عدم مراعاة الرشادات الخاصة بذكافة
التعامل مع المنتج 30 درجة
خففة، يمكن عنده أن تظل جمع
المكونات على الجهاز التقويمي.

الموظفون المختصون² إرشادات عامة

- بعد حصول المريض على RhizoLoc، يُرجى التأكيد من ضبطه بجهة يناسب جسمه جيداً، ويجب تصحيح وضع الضيبي في حالة الضربة.
- تدرّب على تثبيت الصماماتة بشكل صحيح مع المرض.
- من غير المسموح إدخال آلة تعديل غير مناسبة على المنتج.
- وفي حالة عدم الالتفاف بذلك، قد يتاثر أداء المنتج ويتسبّب في إعاقة الصمامات.
- إن جهاز RhizoLoc مخصص للغاية المرض واحد فقط.

تم تصميم مشبك ثني التثبيت المصبوغ من الألومنيوم بشكل متعدد ليناسب مع الجسم، ولكن يجب تكييفه بشكل فردي مع المريض. قم بتعديل شكل مشبك التثبيت المصبوغ من الألومنيوم بضغط خفيف إلى الشكل التشاربي المناسب.

يجب تثبيت شريط الإيهام لتقييد حركة مقدمة قاعد الريط دون جود طيات تحت الريط بعد بدء العلاج. يحدد الطبيب المعالج التغيير في حرفة حرفة الإيهام.

* احذر من خط التعرض لرادياتارات بدنية (خط التعرض للإصابة أو للمخاطر الصحية أو خط وقوف حوادث أو أية أضرار مادية (خسائر في المنتج).

1) جهاز القويمى - جهاز تقويمى طبى مساعد يستخدم لتنعيم الدخع أو الأطراق وتحقيق الضغط عنها وتثبيتها والتحكم فيها أو تصفيتها بفضل ملائمها كل من سمح له بمواهدة أحصار فقوبية للعظام والتدريب على استخدامها وذلك وفقاً لـلواحة الحكومية المطبقة عليها.

- الاستخدام غير المطابق لدواعي الاستعمال
- عدم اتباع تعليمات الخبر الطبي
- تعديل المنتج بشكل غير مصرح به

إخلاء المسؤولية

لا تقم بالتشخيص الذاتي أو العلاج الذاتي إلا إذا كنت موظف عيادة صحية متخصص. قبل استخدام منتجنا الطبي لأول مرة، ابحث بنشاط عن مشورة طبية أو موطف عيادة الصحية المتخصص هذا، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لتقدير تأثير منتجنا على جسمك، وأذا لم تتم تهدىء أي مخاطر المستعمل المنتج من ذلك الشخصية. اتبع إصالح الخبر الطبي، بالإمكانية إلى جميع الإرشادات الواردة في هذا المستند، على عرضه التقديمي عبر الإنترنت - بما في ذلك الملاحظات - (أيضاً: النصوص والصور والرسومات وما إلى ذلك).

إذا كانت لديك أي شك بعد استئناف الموظفين المتخصصين، فيرجح الاتصال بظبيك أو التاجر أو الانصال بنا مباشرة.

واجب التبليغ

وفقاً للوائح القانونية الإقليمية، فأنت ملزم بإبلاغ الشركة المصوّبة والسلطنة المختصة عن أي حادث خطير يحدث عند استخدام هذا المنتج الطبي، دون تأثير بيانات الاتصال الخاصة بما موجودة على الجهة الخلفية لهذا الكتيب.

التخلص من المنتج

يرجى التخلص من المنتج بعد انتهاء الاستخدام وفقاً للوائح المحلية.

تكوين المواد

بولي بورينين (PUR),

متعدد الأميد (PA),

الألومنيوم (Al)

بولي إثير بوليستير (PES),

متعدد أوكس البوتيلين (POM)

Medical Device - 

UDI من DataMatrix - 

معزف (جهاز طبى) - 

202-2023

تاريخ إصدار المعلومات:

zh 中文

尊敬的顾客：

非常感谢您选择 Bauerfeind 的产品。

我们始终致力于不断改善产品的疗效，因为您的健康是我们最深切的追求。请仔细阅读并严格遵守本使用说明。如有疑问，请咨询您的主治医生或专业商店。

用途

RhizoLoc 为一款医疗器械产品。该产品为一款用于稳定拇指掌指关节及拇指鞍状关节的矫形器。

适应症

- 术后及创伤后的刺激状态
- 侧副韧带损伤，例如滑雪者拇指
- 鞍状关节病(轻度)
- 扭伤/挫伤

使用风险

注意

请严格遵守本使用说明中的规定和专业人员的提示。

请务必根据本使用说明并针对列出的适应症穿戴和使用

RhizoLoc。

为了确保 RhizoLoc 很好地贴合身体部位，请务必检查产品塑形是否合适。如有必要，可以由专业人员²根据患者体形重新塑形。首次穿戴时，必须由专业人员进行调适并给予指导。

RhizoLoc 标签上列有产品名称、规格、制造商、清洗说明和 CE 标志等信息，缝在腕关节粘扣带外侧。

若要与其它产品（如压力治疗中采用的臂套）组合使用，请务必事先咨询主治医生。

对于不按规定使用产品或者将产品用于其它用途所造成的结果，本公司不承担产品责任。

避免本产品与油脂类或酸性的软膏、洗涤剂和化妆水等物质接触。请勿擅自改动本产品。如不遵守此规定，可能会影响产品疗效，我们不对此承担产品责任。

尚未有损害身体的不良反应报告。前提是一定要按规定正确地使用/穿戴本产品。

不要将 RhizoLoc 绑得太紧，否则有可能导致局部血液循环不畅。个别情况下还可能会引起血管或神经收缩。出现这种情况时，应将 RhizoLoc 的粘扣带松开一点，必要时请检查 RhizoLoc 的尺寸是否合适。

请确认身体是否因使用本产品而出现负面反应或疼痛加剧，如有此类情况，请停止使用并就医。

注意：在绑带、紧束系统或锁定系统松动、脱下本产品、设定好的运动限制结构发生偏移位置的情况下，产品将无法对需要治疗的身体部分发挥充分疗效/提供充足防护。在此情况下请特别注意避免对相应的身体部位施加负荷。

如果您因为急性不适症状或受伤而需要使用 Bauerfeind 产品，请您务必在首次使用前取得并遵循专业医疗建议。视症状而定，产品使用可能存在一定限制，对此专业人员会为您作具体说明。特别是这有可能影响您操纵汽车、其他交通工具或机器。如有不确定，我们建议您在使用期间不要进行上述活动。

禁忌症

尚未有过敏性反应的临床报告。对于有如下症状的患者，使用和穿戴此辅助器具前请务必咨询主治医生：

- 戴护具的身体部位患有皮肤疾病或存在皮肤损伤，特别是出现炎症时；类似地，伤病出现肿大、发红、发热等症状
- 手臂/手存在感觉障碍和运动失调（如糖尿病）
- 淋巴引流障碍，包括远离辅助器具穿戴部位出现的原因不明的软组织肿胀。

使用提示

穿戴 RhizoLoc

- A - 腕关节粘扣带,
- B - 拇指粘扣带,
- C - 拇指护板

① 解开 RhizoLoc 上的两根粘扣带, 松开粘扣带, 但不要将其从连接扣中抽出。② 将 RhizoLoc 贴合到受伤的拇指上。将手伸进下方的腕关节粘扣带, 拇指伸进上方的拇指粘扣带。③ 粘好腕关节粘扣带。然后粘好拇指粘扣带, 注意它将它粘扣在拇指护板的侧面。

④ 在不同的治疗阶段, 咨询医生后可以通过调整拇指护板来控制对拇指掌指关节的稳定效果。

摘除 RhizoLoc

解开拇指和腕关节上的粘扣带。将手从 RhizoLoc 中抽出。

清洗提示

请注意下列提示:

- 若粘扣带可拆, 请在清洗前取下粘扣带; 若不可拆, 请将粘扣带粘到指定的位置。
- 将产品晾干, 不要使用烘干机烘干, 否则会损坏产品。
- 请仅在 30 °C 水温下使用温和的清洁剂手洗本矫形器¹。如此可以保留矫形器上的所有零件¹。将矫形器自然晾干¹。
- 定期护理以确保最佳的使用效果。请遵守产品上方边缘的水洗标签上的提示。
- 切勿将本产品直接暴露在高温/低温/低温环境, 否则可能影响疗效。如需索赔, 请直接联系您的经销商。我们仅接受经过清洁处理的产品。

使用部位

根据适应症(拇指)。

请参见“用途”部分。

保养提示

只要正确使用并进行适当的护理, 本产品实际上无需保养。

组合和装配说明

根据人体结构特点设计的 RhizoLoc 开包即可使用。如有必要, 可以对 RhizoLoc 重新塑形。该矫形器有两种规格, 分别适用于右手和左手。

技术规格 / 参数与配件

RhizoLoc 是一款适用于拇指的稳定矫形器。不另售备件。

重复使用提示

本产品仅供一位患者专用。

质保

需遵守产品购买地所在国的法律规定。若出现可能需要保修的情况, 请立刻直接联系产品销售方。提出保修要求前, 应先清洁本产品。若不遵守使用和护理 RhizoLoc 相关的提示, 则可能影响保修或使保修失效。

若有以下情况, 则我方不再承担保修责任:

- 不遵守指示使用
- 不遵守专业人员的说明
- 擅自对产品进行更改

责任提示

除非您是医疗专业人员, 否则请勿自行诊断或自行用药。首次使用我们的医疗器械前, 请务必主动征求医生或经过培训的专业人员的意见, 因为只有这样才能评估出我们的产品对您身体的影响, 才能在必要时基于您的个人体质确定产品的使用风险。请听从该专业人员的建议, 以及本资料/或其线上说明书中的所有提示, 也包括其中的摘录内容(包括: 文本、图片、图表等)。

咨询专业人员后, 如果仍有疑问, 请联系医生或经销商, 或直接联系我们。

申报义务

依照地区法律法规, 对于在使用本医疗器械时发生的每起重大事故, 您有义务将其立即报告给制造商和主管的政府机关。我方联络方式参见本手册背面。

废弃处理

使用结束后, 请遵照当地法规对本产品进行废弃处理。

材料组成

聚氨酯 (PUR), 聚酰胺 (PA), 铝 (Al), 聚醚, 聚酯 (PES), 聚甲醛 (POM)

[MD] – Medical Device (医疗器械)

[UDI] – 医疗器械唯一标识的 DataMatrix 二维码

发布日期: 2023-02

专业人员²

一般提示

- 首次戴上 RhizoLoc 后, 请检查穿戴位置是否合适。如有必要, 请调整穿戴位置。
- 请指导患者练习如何正确穿戴该产品。
- 请勿擅自改动本产品。如不遵守此规定, 可能会影响产品疗效, 我们不对此承担产品责任。
- RhizoLoc 仅供一位患者专用。铝制支撑条虽是按照人体生理结构特点预先模制的, 但仍需针对患者体形进行再调适。请依照患者的人体生理结构特点, 轻微施力以便铝制支撑条产生适当的塑变。

开始治疗时, 用于固定拇指掌指关节的拇指护板必须粘扣牢固, 而且不能有褶皱。是否改变拇指运动的受限程度, 需要由主治医生决定。

• 关于人身伤害(受伤、健康和事故风险)以及财产损失(产品损坏)的提示。

¹ 矫形器 = 骨科治疗中使用的辅助器具, 可对四肢或躯干起稳定、减轻负荷、固定、引导或矫正作用

² 专业人员是指根据适用国家的相关规定, 有资格对矫形器进行安装和调适等操作的人员。



30°C
86°F

A horizontal row of five blue icons. From left to right: a water drop, a crossed-out symbol, a crossed-out symbol, a crossed-out symbol, and a crossed-out symbol.

AUSTRIA

Bauerfeind Ges.m.b.H.
Hainburger Straße 33
1030 Wien
P +43(0) 800 4430-130
F +43(0) 800 4430-131
E info@bauerfeind.at

BENELUX

Bauerfeind Benelux B.V.
Waarderveldweg 1
2031 BK Haarlem

THE NETHERLANDS

P +31 (0)23 531-9427
F +31 (0)23 532-1970
E info@bauerfeind.nl

BELGIUM

P +32 (0)2 527-4060
F +32 (0)2 792-5345
E info@bauerfeind.be

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Bauerfeind d.o.o.
Meše Selmovića 19
71000 Sarajevo
P +387(0)33 710-100
F +387(0)33 619-422
E info@bauerfeind.ba

CROATIA

Bauerfeind d.o.o.
Goleška 20
10020 Zagreb
P +385(0)1 6542-855
F +385(0)1 6542-860
E info@bauerfeind.hr

FRANCE

Bauerfeind France S.A.R.L.
B.P. 59258
95957 Roissy CDG Cedex
P +33(0)1 4863-2896
F +33(0)1 4863-2963
E info@bauerfeind.fr

ITALY

Bauerfeind Italia Srl
Via Cornaggia 58
20092 Cinisello Balsamo (MI)
P +39 02 8977 6310
F +39 02 8977 5900
E info@bauerfeind.it

NORDIC

Bauerfeind Nordic AB
Storgatan 14
114 55 Stockholm
P +46 (0)774 100 020
E info@bauerfeind.se

REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

Bauerfeind Dooet Skopje
50 Divizija 24 a
1000 Skopje
P +389 (0)2 3179-002
F +389 (0)2 3179-004
E info@bauerfeind.mk

SERBIA

Bauerfeind d.o.o.
102 Omladinskih brigada
11070 Novi Beograd
P +381 (0)11 2287-050
F +381 (0)11 2287-052
E info@bauerfeind.rs

SINGAPORE

Bauerfeind Singapore Pte Ltd.
Blk 41 Cambridge Road #01-21
Singapore 210041
P +65 6396-3497
F +65 6295-5062
E info@bauerfeind.com.sg

SLOVENIA

Bauerfeind d.o.o.
Dolenjska cesta 242 b
1000 Ljubljana
P +386 (0)1 4272-941
F +386 (0)1 4272-951
E info@bauerfeind.si

SPAIN

Bauerfeind Ibérica, S.A.
C/ San Vicente Mártir,
nº 71 -4º -7º
46007 Valencia
P +34 96 385-6633
F +34 96 385-6699
E info@bauerfeind.es

SWITZERLAND

Bauerfeind AG
Vorden Böde 5
5452 Oberrohrdorf
P +41 (0)56 485-8242
F +41 (0)56 485-8259
E info@bauerfeind.ch

UNITED ARAB EMIRATES

Bauerfeind Middle East FZ LLC
Dubai Healthcare City
Building 40, P.O. Box 505116
Dubai
P +971 4 4335-684
F +971 4 4370-344
E info@bauerfeind.ae

UNITED KINGDOM

Bauerfeind UK
85 Tottenham Court Road
London
W1T 4TQ
P +44 (0)121 446-5353
F +44 (0)121 446-5454
E info@bauerfeind.co.uk

USA

Bauerfeind USA, Inc.
75 14th St NE
Suite 2350
Atlanta, GA 30309
P +1 800 423-3405
P +1 404 201-7800
F +1 404 201-7839
E info@bauerfeindusa.com