



30°C
86°F


**BAUERFEIND AG**

Triebeser Straße 16
07937 Zeulenroda-Triebes
Germany
P +49 (0) 36628 66-40 00
F +49 (0) 36628 66-44 99
E info@bauerfeind.com

BAUERFEIND.COM**ValguLoc®**

Hallux-valgus-Orthese
Hallux valgus orthosis
Orthèse hallux valgus
Tutore per alluce valgo
Ortesis hallux valgus


MADE
IN
GERMANY



| | | |
|----|------------|----|
| de | deutsch | 3 |
| en | english | 6 |
| fr | français | 9 |
| nl | nederlands | 12 |
| it | italiano | 15 |
| es | español | 18 |
| pt | português | 21 |
| sv | svenska | 24 |
| no | norsk | 27 |
| fi | suomi | 30 |
| da | dansk | 33 |
| pl | polski | 35 |
| cs | česky | 39 |
| sk | slovensky | 41 |
| hu | magyar | 44 |
| hr | hrvatski | 47 |
| sr | srpski | 50 |
| sl | slovenski | 53 |
| ro | romanian | 56 |
| el | ελληνικά | 59 |
| tr | türkçe | 62 |
| ru | русский | 65 |
| et | eesti | 68 |
| lv | latviešu | 70 |
| lt | lietuvių | 73 |
| uk | українська | 76 |
| he | עברית | 80 |
| ja | 日本語 | 82 |
| ko | 한국어 | 85 |
| ar | عربى | 88 |
| zh | 中文 | 91 |

de deutsch

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Bauerfeind-Produkt entschieden haben.

Jeden Tag arbeiten wir an der Verbesserung der medizinischen Wirksamkeit unserer Produkte, denn Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen.

Bitte lesen und beachten Sie die **Gebrauchsanweisung** sorgfältig. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Ihr Fachgeschäft.

Zweckbestimmung

Die ValguLoc ist ein Medizinprodukt. Sie ist eine Orthese¹ zur Korrektur der Großzehe in Ruhe.

⚠ ValguLoc erfordert die qualifizierte und individuelle Anpassung an den Patienten durch geschultes Fachpersonal³. Nur dadurch werden die volle

Leistungsfähigkeit der Orthese und ein optimaler Tragekomfort gewährleistet.

Indikationen

- Hallux valgus (konservativ und postoperativ)

Anwendungsrisiken

⚠ Vorsicht

Bitte beachten Sie die Vorgaben dieser Gebrauchsanweisung und die Hinweise des Fachpersonals genauestens.

ValguLoc ist nur gemäß den Angaben dieser Gebrauchsanweisung und den aufgeführten Anwendungsgebieten (Einsatzort) zu tragen.

ValguLoc ist eine Nachtschiene. Sie ist **nicht** zum Gehen geeignet.

Um einen optimalen Sitz der ValguLoc zu gewährleisten, muss überprüft werden, ob das Produkt ausreichend angeformt ist, oder gegebenenfalls körperrichtig vom Fachpersonal³ nachgeformt

werden muss. Die (erstmalige) Anpassung und Einweisung darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Sprechen Sie eine Kombination mit anderen Produkten, z.B. im Rahmen einer Kompressionstherapie (Kompressionsstrümpfe), vorher mit Ihrem behandelnden Arzt ab.

Nehmen die Beschwerden zu oder stellen Sie außergewöhnliche Veränderungen fest, stellen Sie die Nutzung des Produktes ein und suchen Sie bitte umgehend Ihren Arzt auf.

Lassen Sie das Produkt nicht mit fett- und säurehaltigen Mitteln, Salben und Lotionen in Berührung kommen. Nehmen Sie keine Veränderung am Produkt vor. Bei Nichtbeachtung kann die Leistung des Produktes beeinträchtigt und eine Produkthaftung ausgeschlossen werden.

Nebenwirkungen, die den gesamten Organismus betreffen, sind bis jetzt nicht bekannt. Das sachgemäße Anwenden / Anlegen wird vorausgesetzt.

Legen Sie die ValguLoc nicht zu fest an, da es sonst zu lokalen Druckschwellungen kommen kann. In seltenen Fällen ist eine Einengung von Blutgefäßen und Nerven möglich. Lockern Sie in diesem Fall die Gurte der ValguLoc und lassen Sie gegebenenfalls die Größe Ihrer ValguLoc überprüfen.

Wenn Sie Ihr Bauerfeind-Produkt aufgrund akuter Beschwerden / Verletzungen nutzen möchten, halten Sie vor der ersten Verwendung dringend professionellen medizinischen Rat ein und beachten diesen. Es können indikationsbedingte Einschränkungen vorliegen, über die das Fachpersonal aufklärt. Insbesondere könnte das Führen von Fahrzeugen, anderen Fortbewegungsmitteln oder Maschinen nur eingeschränkt möglich

sein. Im Zweifel raten wir, auf vorbezeichnete Tätigkeiten einzuweilen zu verzichten.

Kontraindikationen (Gegenanzeigen)

Überempfindlichkeiten von Krankheitswert sind bis jetzt nicht bekannt. Bei nachfolgenden Krankheitsbildern ist das Anlegen und Tragen eines solchen Hilfsmittels nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angezeigt:

- Hauerkrankungen / -verletzungen im versorgten Körperteilabschnitt, besonders bei entzündlichen Erscheinungen, ebenso aufgeworfene Narben mit Anschwellung, Rötung und Überwärmung
- Empfindungs- und Bewegungsstörungen des Beines / des Fußes, z.B. bei Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus)
- Lymphabflusstörungen, auch unklare Weichteilschwellungen körperfern der angelegten Orthese
- Gichtanfall (Arthritis urica)

Anwendungshinweise

Anziehen / Anlegen der ValguLoc

A – Kunststoffspange, B – Gurt mit Klettverschluss, C – Ballenlasche

- ① Öffnen Sie den Klettverschluss des Gurtes der ValguLoc. Schieben Sie die Kunststoffspange zwischen Großzeh und zweiten Zeh hindurch, bis der Großzeh im muldenförmigen Teil der ValguLoc liegt. ② Führen Sie nun den Gurt durch den Einschnitt in der Spange und kleben Sie die unteren Zug fest. ③ Beachten Sie hierbei, dass die Großzehe sichtbar korrigiert sein sollte, ohne Schmerzen zu verursachen.

Ausziehen / Ablegen der ValguLoc

Öffnen Sie den Klettverschluss des Gurtes und führen Sie den Fuß aus der ValguLoc heraus.

Reinigungshinweise

Hinweis: Setzen Sie die ValguLoc nie direkter Hitze (z. B. Heizung, Sonneneinstrahlung, Lagerung im Pkw) aus! Dadurch sind Schäden am Material möglich. Dies kann die Wirksamkeit der ValguLoc beeinträchtigen. Schließen Sie vor der Reinigung alle Klettgurte um Beschädigungen zu vermeiden. Reinigen Sie die ValguLoc separat mit einem Feinwaschmittel per Hand. Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte ausschließlich an Ihr Fachgeschäft. Wir weisen Sie darauf hin, dass nur gereinigte Ware bearbeitet werden kann.

Einsatzort

Entsprechend den Indikationen (Großzeh). Siehe Zweckbestimmung.

Wartungshinweise

Bei richtiger Handhabung und Pflege ist das Produkt praktisch wartungsfrei.

Zusammenbau- und Montageanweisung

Die ValguLoc wird in anatomisch (körpergerichtet) vorgeformtem Zustand geliefert. Im Bedarfsfall kann die ValguLoc weiter angeformt werden. Die Orthese gibt es in zwei Ausführungen für den rechten und linken Großzeh.

Technische Daten /

Parameter

Die ValguLoc ist eine Orthese für den Großzeh.

Es sind Ersatzgurte erhältlich.

Hinweise zum Wiedereinsatz

Das Produkt ist zur Individualversorgung eines Patienten oder einer Patientin vorgesehen.

Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem das Produkt erworben wurde. Vermuten Sie einen Gewährleistungsfall, wenden Sie sich bitte zunächst direkt an denjenigen,

von dem Sie das Produkt erworben haben. Das Produkt ist vor Gewährleistungsanzeige zu reinigen. Wurden die Hinweise zum Umgang und zur Pflege der ValguLoc nicht beachtet, kann die Gewährleistung beeinträchtigt oder ausgeschlossen sein. Die Gewährleistung ist ausgeschlossen bei:

- nicht indikationsgerechter Anwendung
- Nichtbefolgen der Anweisung des Fachpersonals
- eigenmächtiger Produktveränderung

Haftungshinweise

Nehmen Sie keine Selbstdiagnosen oder Selbstmedikation vor, es sei denn Sie gehören zum medizinischen Fachpersonal. Suchen Sie vor dem ersten Einsatz unseres Medizinproduktes dringend aktiv den Rat eines Arztes oder des geschulten Fachpersonals, da nur so die Wirkung unseres Produktes auf Ihren Körper bewertet und ggf. durch persönliche Konstitutionen entstehende Anwendungsrisiken ermittelt werden können.

Befolgen Sie den Rat dieses Fachpersonals, sowie sämtliche Hinweise dieser Unterlage / oder deren – auch auszugsweiser – Online-Darstellung, (auch: Texte, Bilder, Graphiken etc.).

Bleiben nach der Konsultation mit dem Fachpersonal Zweifel, nehmen Sie bitte mit ihrem Arzt, Händler oder direkt mit uns Kontakt auf.

Meldepflicht

Aufgrund regionaler gesetzlicher Vorschriften sind Sie verpflichtet, jeden schwerwiegenden Vorfall bei Anwendung dieses Medizinproduktes sowohl dem Hersteller als auch dem BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) unverzüglich zu melden. Unsere Kontaktdaten

finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre.

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Produkt nach Nutzungsende entsprechend der örtlichen Vorgaben.

Materialzusammensetzung

Polyamid (PA), Ethylen-Vinylacetat (EVA), Acrylat, Polyester (PES)

barrierefreie Version

www.bauerfeind.de/barrierefrei

MD – Medical Device

UDI – Kennzeichner der DataMatrix als UDI

Stand der Information: 2023-02

1 Orthese = orthopädisches Hilfsmittel zur Stabilisierung, Entlastung, Ruhigstellung, Führung oder Korrektur von Gelenken oder Rumpf

2 Hinweis auf Gefahr von Personenschäden (Verletzungs-, Gesundheits- und Unfallrisiko) ggf. Sachschaden (Schäden am Produkt)

3 Fachpersonal ist jede Person, die nach den für Sie geltenden staatlichen Regelungen zur Anpassung und Einweisung in den Gebrauch von Bandagen und Orthesen befugt ist.

Fachpersonal³

Allgemeine Hinweise

Überprüfen Sie nach der ersten Versorgung den optimalen und individuellen Sitz der ValguLoc. Nehmen Sie gegebenenfalls Korrekturen vor.

Üben Sie das richtige Anlegen mit dem Patienten.

Eine unsachgemäße Änderung am Produkt darf nicht vorgenommen werden. Bei Nichtbeachtung kann die Leistung des Produktes beeinträchtigt werden, so dass eine Produkthaftung ausgeschlossen wird.

Die ValguLoc ist zur Versorgung nur eines Patienten vorgesehen.

Die ValguLoc ist anatomisch (körpergerecht) vorgeformt und muss gegebenenfalls an die individuelle Anatomie des Patienten angepasst werden. Formen Sie dazu die Orthese unter leichter Krafteinwirkung an die anatomisch korrekte Form an.

 en english

Dear Customer,

thank you for choosing a Bauerfeind product.

We work to improve the medical effectiveness of our products every day – because your health is very important to us. Please read and observe these **instructions for use** carefully. If you have any questions, please contact your doctor or medical retailer.

Intended use

ValguLoc is a medical device. It is an orthosis¹ for the correction of the big toe at rest.

⚠ The ValguLoc must be individually adjusted for the patient by a trained specialist³. This is the only way to guarantee its full effect and optimal wearing comfort.

Indications

• Hallux valgus (bending of the big toe toward the little toe) – conservative and post-operative treatment.

Risks of using this product

⚠ Caution²

Please closely observe the specifications in these instructions for use and the instructions given by the specialist.

The ValguLoc must be worn in accordance with these instructions and in the specified areas (where to fit the orthosis).

The ValguLoc is a night splint. It is **not** suitable for use while walking.

To guarantee the best possible fit of the ValguLoc, it is essential to check whether the product is adequately shaped, or whether it needs to be reshaped by a specialist³ to fit the body. Only a trained specialist may carry out the (initial) fitting of the orthosis and provide instruction. Consult your physician before combining with other products e.g. as part of compression therapy (compression stockings).

Should you notice increased symptoms or any unusual changes, stop using the product and please contact your physician without delay.

Do not allow the product to come into contact with ointments, lotions, or substances containing grease or acids. Do not make any alterations to the product. Failure to comply with this requirement may adversely affect product performance, thereby excluding any product liability.

No side effects that affect the entire body have been reported to date. This assumes the orthosis is used / fitted correctly.

Do not fit the ValguLoc too tightly, as this could lead to local pressure points. In rare cases, constriction of blood vessels and nerves may occur. If this happens, loosen the straps on the ValguLoc and have the size of your ValguLoc checked if necessary. If you would like to use your Bauerfeind product due to acute symptoms / injuries, make sure to obtain and follow the advice of a medical professional before first using the product. Restrictions may exist given the specific indication which the specialist retailer can clarify.

In particular, the ability to operate vehicles, other means

of transport or machinery may be limited. In case of doubt, we recommend temporarily refraining from the activities mentioned above.

Contraindications

No clinically significant hypersensitive reactions have been reported to date. If you have any of the following conditions, such aids should only be fitted and worn after consultation with your physician:

- Skin disorders / injuries in the part of the body being treated, particularly if inflammation occurs. Likewise, any raised scars with swelling, redness, and excessive heat build-up.
- Impaired sensation and circulatory disorders in the leg / foot, e.g. diabetes mellitus
- Impaired lymph drainage, including soft tissue swellings of uncertain origin in parts of the body where the orthosis is not worn.
- Gout (arthritis urica)

Application instructions

Putting on / applying the ValguLoc

A – Plastic brace, B – Strap with Velcro fastening, C – Ball tab

1 Open the Velcro fastening on the ValguLoc strap. Push the plastic brace between the big toe and the second toe until the big toe is lying in the hollow of the ValguLoc. **2** Now feed the strap through the opening in the brace and secure it in place tightly with the Velcro fastening. **3** In doing so, make sure that the position of the big toes looks correct without causing pain.

Taking off / removing the ValguLoc[®]

Open the Velcro fastening on the strap and move the foot out of the ValguLoc.

Cleaning instructions

Note: Never expose the ValguLoc to direct heat (e.g. heaters, sunlight, leaving in your car, etc.) This may damage the material, which can impair the effectiveness of the ValguLoc.

Close all Velcro straps before cleaning to avoid damage. Clean the ValguLoc separately by hand with a mild detergent.

If you have any complaints, please contact your medical retailer only. Please note that only clean goods can be dealt with.

Where to apply the orthosis

In accordance with the indications (big toe). Please see intended use.

Maintenance instructions

If handled and cared for correctly, the product requires virtually no maintenance.

Assembly and fitting instructions

The ValguLoc is delivered in an anatomically (ergonomically) preshaped state. If necessary, the ValguLoc can be shaped further. The orthoses come in two versions for the right and left big toe.

Technical details / parameters

The ValguLoc is an orthosis for the big toe.

Replacement straps are available.

Notes on reuse

This product is intended to be fitted to one patient only.

Warranty

The statutory regulations of the country of purchase apply. Please first contact the retailer from whom you obtained the product directly in the event of a potential claim under the warranty. The product must be cleaned before submitting it in case of warranty claims. Warranty may be limited or excluded if the instructions on

how to handle and care for the ValguLoc have not been observed. Warranty is excluded if:

- The product was not used according to the indication
- The instructions given by the specialist were not observed
- The product was modified arbitrarily

Disclaimer

Do not diagnose yourself or decide on which medication to take unless you are a medical specialist. Before first using our medical product, please seek the advice of a physician or trained specialist, as this is the only way to assess the effect of our product on your body and determine the potential risks of using this product due to your personal constitution. Follow the advice of this specialist as well as all instructions in this document or its online version, including any excerpts (as well as texts, images, graphics etc.).

If you still have doubts after your consultation with the specialist, please contact your physician or retailer, or contact us directly.

Duty to report

Due to regional legal regulations, you are required to immediately report any serious incident involving the use of this medical device to both the manufacturer and the responsible authority. Our contact details can be found on the back of this brochure.

Disposal

Once you have finished using the product, please dispose of it according to local specifications.

Material content

Polyamide (PA),
Ethylene Vinyl Acetate (EVA),
Acrylate, Polyester (PES)

 – Medical Device

 – DataMatrix Unique Device Identifier UDI

Version: 2023-02

¹ Orthosis = orthopedic aid used to stabilize, relieve, immobilize, control, or correct the limbs or the torso

² Note on the risk of personal injury (risk of injury, harm to health, and accidents) or damage to property (damage to the product)

³ A specialist is any person who is authorized, according to their state's regulations, to fit and provide instructions on the use of supports and orthoses.

Specialists³

General instructions

The first time it is used, check that the ValguLoc fits the individual patient optimally. Make any necessary corrections.

Practice the correct procedure for putting on the orthosis with the patient.

No improper modifications may be made to the product. Failure to comply with this requirement may adversely affect product performance, thereby excluding any product liability.

The ValguLoc is intended for treating one patient only.

The ValguLoc is anatomically (ergonomically) preshaped, but may still need to be individually adjusted to fit the patient's body. To do this, apply a little force to form the orthosis into the anatomically correct shape.

car votre santé nous tient particulièrement à cœur.

Veuillez lire attentivement et tenir compte cette **notice d'utilisation**. Pour toutes questions, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre revendeur spécialisé.

Utilisation

ValguLoc est un dispositif médical. Il s'agit d'une orthèse¹ de correction du gros orteil au repos.

 **ValguLoc exige une adaptation au patient qualifiée et individuelle réalisée par des professionnels formés³.** Ce n'est qu'ainsi que la pleine performance de cette orthèse et un confort de port optimal peuvent être garantis.

Indications

• Hallux valgus (le gros orteil penche vers le petit orteil) : thérapie conservatrice et post-opératoire.

Risques d'utilisation

 **Attention**

Veuillez suivre méticuleusement les indications de la présente notice d'utilisation ainsi que les remarques du professionnel formé.

ValguLoc doit être porté conformément aux recommandations de cette notice d'utilisation et dans le respect des indications données (positionnement).

ValguLoc est une attelle de nuit. Elle ne convient pas à la marche.

Pour garantir un positionnement optimal de ValguLoc, il faut vérifier si le produit est suffisamment ajusté et, le cas échéant, s'il doit être adapté anatomiquement par un professionnel formé³. Seul un professionnel formé est habilité à procéder à l'adaptation (initiale) et à la mise en place.

 français

Chère cliente, cher client,

merci d'avoir choisi un produit Bauerfeind.

Tous les jours, nous travaillons à l'amélioration de l'efficacité médicale de nos produits,

Une combinaison avec d'autres produits, par ex. dans le cadre d'un traitement de compression médicale veineuse (bas de compression), doit préalablement faire l'objet d'une consultation auprès de votre médecin traitant

Si vous deviez constater une aggravation des problèmes ou des modifications exceptionnelles, cessez d'utiliser le produit et veuillez consulter immédiatement votre médecin.

Le produit ne doit pas être utilisé au contact de substances grasses ou acides, de crèmes ou de lotions. N'effectuez aucune modification sur le produit. En cas de non-respect, les propriétés du produit peuvent en être affectées et notre responsabilité dégagée. À ce jour, aucun effet secondaire affectant l'ensemble de l'organisme n'est connu. Il est cependant indispensable que ce dispositif soit correctement mis en place et utilisé.

ValguLoc ne doit pas être porté trop serré afin d'éviter des pressions locales excessives. Une compression des vaisseaux sanguins et des nerfs est possible dans de rares cas. Dans ce cas, desserrez les sangles de ValguLoc et faites vérifier, le cas échéant, la taille de votre ValguLoc. Si vous souhaitez utiliser votre produit Bauerfeind dans le cadre de douleurs / blessures aiguës, demandez impérativement avant la première utilisation un avis médical professionnel et respectez-le. Il peut y avoir des restrictions liées à l'indication, ce qui vous sera expliqué par le professionnel formé. La conduite de véhicules, d'autres moyens de transport ou de machines pourraient notamment s'en trouver limitée. En cas de doute, nous vous conseillons de renoncer provisoirement aux activités susmentionnées.

Contre-indications

Aucune hypersensibilité de caractère pathologique n'est connue à ce jour. En cas d'existence ou d'apparition des symptômes cités ci-après, l'application et le port de ce produit doivent préalablement faire l'objet d'une consultation auprès de votre médecin habituel :

- Dermatoses / lésions cutanées dans la zone en contact avec l'orthèse, notamment en cas d'inflammations et en présence de cicatrices avec gonflement, rougeur et hyperthermie.
- Troubles sensoriels et troubles moteurs de la jambe / du pied, par ex. en présence d'un diabète sucré.
- Troubles de la circulation lymphatique, également tuméfactions inexpliquées des masses molles éloignées de l'orthèse portée.
- Inflammations articulaires (arthrite urica / goutte)

Conseils d'utilisation

Mise en place / ajustement de ValguLoc

A - Boucle en plastique,

B - Sangle avec fermeture

« Velcro », C – Éclisse de l'éminence du gros orteil

- ① Ouvrez la fermeture « Velcro » de la sangle de ValguLoc. Faites coulisser la boucle en plastique entre le gros orteil et le deuxième orteil, jusqu'à ce que le gros orteil soit bien positionné dans la partie concave de ValguLoc. ② Maintenant, faites passer la sangle dans la fente de la boucle et fermez-la à l'aide du « Velcro ». ③ Ce faisant, veillez à ce que le gros orteil soit visiblement corrigeé sans toutefois cela fasse mal.

Retrait de ValguLoc

Ouvrez la fermeture « Velcro » de la sangle et passez-y le pied pour le faire sortir de la ValguLoc.

Conseils de nettoyage

Remarque : Ne pas exposer ValguLoc à la chaleur directe (par ex. Chauffage, soleil, dans une voiture) ! La chaleur peut endommager le matériau. Cela peut limiter l'efficacité de ValguLoc. Avant le lavage, fermez toutes les sangles auto-agrippantes pour éviter tout dommage. Nettoyez ValguLoc à la main et séparez avec une lessive pour linge délicat.

Pour toute réclamation, veuillez-vous adresser exclusivement à votre revendeur spécialisé. Nous tenons à vous informer que seuls des produits propres peuvent être pris en considération.

Position d'utilisation

Conformément aux indications (gros orteil). Voir utilisation.

Conseils d'entretien

S'il est manipulé et entretenu correctement, ce produit n'exige pratiquement aucune maintenance particulière.

Instructions d'assemblage et d'adaptation

L'orthèse ValguLoc est livrée dans un état anatomiquement préformé (ergonomique). En cas de besoin, ValguLoc peut être ajustée davantage. L'orthèse existe en deux versions pour gros orteil droit et gros orteil gauche.

Caractéristiques

techniques / Paramètres

ValguLoc est une orthèse de stabilisation destinée au gros orteil. Des sangles de recharge sont disponibles.

Conseils pour une réutilisation

Ce dispositif est réservé à la prise en charge individuelle d'un seul patient ou d'une seule patiente.

Garantie

La législation en vigueur est celle du pays où le produit a été

acheté. Si un cas de garantie est présumé, veuillez vous adresser premièrement à la personne à qui vous avez acheté le produit. Le produit doit être nettoyé avant de notifier un cas de garantie. En cas de non-respect des indications sur le maniement et l'entretien de la ValguLoc, la garantie peut être compromise, voire devenir nulle et non avenue.

La garantie est caduque dans les cas suivants :

- Utilisation non conforme aux indications
- Non-respect des consignes du professionnel formé
- Altération arbitraire du produit

Exclusion de responsabilité

Ne vous autodagnostiquez pas, ne vous automédiquez pas non plus, à moins que vous ne soyez un professionnel médical formé.

Avant d'utiliser notre dispositif médical pour la première fois, demandez expressément conseil à un médecin ou au professionnel formé : c'est le seul moyen d'évaluer l'effet de notre produit sur votre corps et de déterminer les éventuels risques d'utilisation liés à votre constitution physique personnelle. Suivez les conseils de ce professionnel formé ainsi que toutes les indications de la présente documentation / ou de sa version en ligne – même partielle – (sans oublier les textes, images, graphiques, etc.). Si des doutes subsistent après la consultation avec le professionnel formé, veuillez contacter votre médecin ou votre revendeur ; sinon, vous pouvez même nous contacter directement.

Obligation de déclaration

Conformément aux dispositions légales en vigueur à l'échelle régionale, il vous incombe de signaler immédiatement, aussi bien au fabricant qu'aux autorités compétentes, tout incident grave lié à l'utilisation de ce produit

médical. Vous pourrez trouver nos coordonnées au verso de cette brochure.

Destruction

À la fin de sa durée d'utilisation, veuillez mettre le produit au rebut conformément aux réglementations locales.

Composition

Polyamide (PA),
Éthylène-acétate de vinyle (EVA),
Acrylate, Polyester (PES)

MD – Medical Device (Dispositif médical)

UDI – Identifiant de la matrice de données comme UDI

Mise à jour de l'information :
2023-02

¹ Orthèse = dispositif orthopédique pour stabiliser, décharger, immobiliser, guider ou corriger un membre ou le tronc

² Informations sur les risques de dommages personnels (risques de blessures et d'accidents, dangers sanitaires) et, le cas échéant, de dommages matériels (sur le produit)

³ Un personnel formé est une personne habilitée à utiliser des orthèses actives et des orthèses de stabilisation conformément aux réglementations nationales en vigueur vous concernant.

Professionnel formé³

Généralités

Vérifiez, lors de la première prise en charge, le positionnement optimal et individuel de ValguLoc. Procédez éventuellement à des corrections.

Cherchez le bon positionnement avec le patient.

Aucune modification inadéquate du produit n'est autorisée. Le non-respect de ce point peut remettre en cause l'efficacité du produit et exclure la responsabilité du fabricant.

L'orthèse ValguLoc n'est prévue que pour la prise en charge d'un seul patient.

ValguLoc est préformée anatomiquement, mais elle doit, le cas échéant, être adaptée à l'anatomie particulière du patient. Pour ce faire, adaptez l'orthèse à la forme correcte en la tordant légèrement.



nederlands

Geachte klant,

hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een product van Bauerfeind.

Elke dag werken wij aan de verbetering van de medische effectiviteit van onze producten. Gelieve deze **gebruiksaanwijzing** zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Neem voor vragen contact op met uw arts of uw speciaalzaak.

Beoogd gebruik

ValguLoc is een medisch hulpmiddel. Het is een orthese¹ voor de correctie van de grote teen in rust.

△ ValguLoc vereist deskundige en individuele aanpassing aan de patiënt door geschoold deskundig personeel³. Alleen hierdoor zijn de volledige werkzaamheid van de orthese en een optimale draagcomfort gegarandeerd.

Indicaties

• Hallux valgus (de grote teen wijst naar de kleine teen) – conservatief en postoperatief.

Gebruiksrisico's

△ Let op²

Gelieve de instructies van deze gebruiksaanwijzing en de opmerkingen van het geschoold personeel heel nauwkeurig op te volgen.

De ValguLoc mag slechts volgens de aanwijzingen in deze

gebruiksaanwijzing en de hierin genoemde toepassingsgebieden worden gedragen.

ValguLoc is een nachtspalk. Het product is **niet** geschikt om mee te lopen.

Om een optimale pasvorm van de ValguLoc te kunnen garanderen, moet worden gecontroleerd of het product voldoende is aangevormd. Indien nodig moet het door deskundig personeel³ anatomisch worden nagevormd. Alleen geschoold personeel mag instructies geven en de orthese (voor het eerst) aanpassen.

Bespreek een combinatie met andere producten, bijvoorbeeld in het kader van een compressietherapie (therapeutische compressiekousen), vooraf met de behandelend arts.

Indien de klachten verergeren of als u abnormale veranderingen constateert, stop dan met het gebruik van het product en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Laat het product niet in contact komen met vet- en zuurhoudende middelen, zalf of lotion. U mag geen wijzigingen aanbrengen aan het product. Wanneer u dit toch doet, kan de werking van het product verminderen en kan onze productaansprakelijkheid komen te vervallen.

Bijwerkingen die het gehele orgaanisme betreffen, zijn tot op heden niet bekend. Voorwaarde hiervoor is dat het hulpmiddel deskundig wordt gebruikt / aangebracht. Breng de ValguLoc niet te strak aan, dit kan plaatselijk drukverschijnselen veroorzaken. In zeldzame gevallen kunnen bloedvaten en zenuwen bekneeld raken. Maak in dat geval de band van de ValguLoc iets losser en laat indien nodig de maat van uw ValguLoc controleren. Als u uw Bauerfeind-product

wil gebruiken wegens acute klachten / blessures, dient u voor het eerste gebruik absoluut een medische professional te raadplegen en diens advies op te volgen. Er kan sprake zijn van beperkingen door indicaties. Het geschoold personeel geeft u hier meer uitleg over. Vooral het besturen van voertuigen, andere vervoersmiddelen of machines is soms slechts in beperkte mate mogelijk. Bij twijfel raden we aan om u in de tussentijd te onthouden van de bovenstaande activiteiten.

Contra-indicaties

Over overgevoeligheid van betrekenis is tot nu toe niets bekend. Bij de volgende ziektebeelden is het raadzaam om vóór het aanbrengen en dragen van een dergelijk hulpmiddel eerst met uw arts te overleggen:

- Huidaandoeningen / -verwondingen van het te behandelen lichaamsdeel, vooral bij ontstekingen en littekens die gezwollen zijn, er rood uitzien en warm aanvoelen.
- Gevels- en bewegingsstoornissen van de benen / voeten, bijvoorbeeld bij suikerziekte (diabetes mellitus).
- Lymfeafvoerstoornissen, ook onduidelijke zwellingen elders dan op de plek van de orthese
- Jichtaanval (artritis urica)

Gebruiksinstucties

Aantrekken / aanleggen van de ValguLoc

- A – Kunststof spalk,**
 - B – Band met klittenbandsluiting,**
 - C – Lus rond bal van voet**
- 1 Maak de klittenbandsluiting van de band van de ValguLoc los. Schuif de kunststofspalk tussen de grote teen en de tweede teen door totdat de grote teen in het komvormige deel van de ValguLoc ligt. 2 Geleid nu de band door de daarvoor bestemde

inkeping van de spalk en zet, terwijl u de band strak trekt, deze met de klittenbandsluiting vast.  Let er daarbij op dat de grote teen zichtbaar wordt gecorrigeerd. Dit mag geen pijn veroorzaken.

Uittrekken / afnemen van de ValguLoc

Maak de klittenbandsluiting los en haal uw voet uit de ValguLoc.

Wasvoorschrift

Opmerkingen: Stel de ValguLoc nooit bloot aan directe hitte (radiator, zonlicht, in de auto bewaren)! Hierdoor kan het materiaal beschadigd raken. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de werking van de ValguLoc. Sluit voor het wassen alle klittenbandsluitingen om beschadiging te voorkomen. Was de ValguLoc apart op de hand met een fijnwasmiddel. Wendt u zich in geval van klachten uitsluitend tot uw speciaalaak. Klachten worden alleen in behandeling genomen als het artikel schoon is.

Gebruik

Volgens de indicatie (grote teen). Zie beoogd gebruik.

Onderhoudsinstructies

Bij juist gebruik en de juiste verzorging is het product vrijwel onderhoudsvrij.

Instructies voor samenstelling en montage

De ValguLoc wordt in anatomisch voorgevormde toestand geleverd (aangepast aan de lichaamsform). Indien nodig kan de ValguLoc verder worden aangevormd. De orthese is beschikbaar in twee uitvoeringen voor de rechter en de linker grote teen.

Technische gegevens /

Parameters

De ValguLoc is een orthese voor de grote teen.

Er zijn reservegordels verkrijgbaar.

Aanwijzingen voor hergebruik

Het product is bedoeld voor individueel gebruik door één patiënt(e).

Garantie

De wettelijke bepalingen van het land waar het product is gekocht gelden. Als u meent dat u aanspraak op garantie kunt maken, neem dan in eerste instantie contact op met degene van wie u het product hebt gekocht. Het product dient te worden gereinigd vóór de aansprakelijkstellingsperiode. Indien de aanwijzingen over het gebruik en het onderhoud van de ValguLoc niet zijn naleefbaar, kan de garantie worden beperkt of uitgesloten.

De garantie is uitgesloten bij:

- Oneigenlijk gebruik
- Het niet opvolgen van de aanwijzingen van geschoold personeel
- Eigengemachte productwijziging

Aansprakelijkheid

Doe niet aan zelfdiagnoses of zelfmedicatie, tenzij u een medisch specialist bent. Vraag zeker zelf om het advies van een arts of het geschoold medische personeel, voordat u ons medische product voor het eerst gebruikt. Alleen zo kan de werking van ons product op uw lichaam worden beoordeeld en kunnen eventuele gebruiksrisico's ten gevolge van uw individuele lichaamsbouw worden vastgesteld. Volg het advies van deze professionals op, evenals alle instructies die in dit document vindt of in de – ook gedetailleerde – onlineversie ervan (incl. teksten, afbeeldingen, illustraties, etc.).

Als u na het raadplegen van de medische specialist nog steeds twijfels hebt, neem dan contact op met uw arts, verkoper of rechtstreeks met ons.

Meldingsplicht

Op grond van de regionale wettelijke voorschriften bent u verplicht elk ernstig voorval bij gebruik van dit medische hulpmiddel, onmiddellijk te melden bij zowel de fabrikant als de bevoegde instantie. Onze contactgegevens vindt u op de achterkant van deze brochure.

Verwijderen

Voer het product na de gebruiksduur conform de plaatselijke voorschriften af.

Materiaalsamenstelling

Polyamide (PA),
Ethyleenvinylacetaat (EVA),
Acrylaat, Polyester (PES)

 – Medical device (Medisch hulpmiddel)

 – Identificatiecode van de DataMatrix als UDI

Datum: 2023-02

¹ Orthese = orthopedisch hulpmiddel ter stabilisatie, ontlasting, immobilisatie, geleiding of correctie van ledematen of van de romp

² Verwijst naar gevaar voor persoonlijk letsel (letsel-, gezondheids- en ongevallenrisico) en eventuele materiële schade (schade aan het product)

³ Gescholde personeel is iedere persoon die volgens de regels die voor hem van toepassing zijn, bevoegd om bandages en ortheses aan te meten en patiënten te instrueren over het gebruik ervan.

Geschoold personeel³

Algemene instructies

Controleer na de eerste maal aanbrengen of de ValguLoc optimaal en individueel passend is. Voer indien nodig correcties uit. Oefen het correct aanleggen met de patiënt. Ondeskundige wijzigingen aan het product zijn niet toegestaan. Wanneer dit wel gebeurt, kan dit de werking van

het product negatief beïnvloeden zodat productaansprakelijkheid is uitgesloten. De ValguLoc is uitsluitend bestemd voor slechts één patiënt. De ValguLoc is anatomisch (comfortabel) vorgevormd en moet eventueel op maat worden gemaakt voor de patiënt. Maak de orthese door middel van lichte druk passend met de anatomisch correcte vorm.

 italiano

Gentile cliente,

la ringraziamo per aver scelto un prodotto Bauerfeind.

Ogni giorno lavoriamo per migliorare l'efficacia medica dei nostri prodotti, al fine di garantirvi la massima soddisfazione. La preghiamo leggere e osservare attentamente queste istruzioni per l'uso. Per eventuali domande contatti il suo medico o il suo rivenditore specializzato.

Destinazione d'uso

ValguLoc è un prodotto medicale. È un'ortesi¹ per la correzione della valgodeviazione in posizione di riposo.

 **ValguLoc necessita dell'adattamento qualificato e personalizzato da parte di personale specializzato³. Solo in questo modo è possibile garantire la piena funzionalità e il massimo comfort durante l'utilizzo dell'ortesi.**

Indicazioni

• Alluce valgo (ripiegamento dell'alluce verso il mignolo del piede) – trattamento conservativo e post-operatorio.

Rischi di impiego

 **Precauzioni d'uso²**

Si prega di attenersi scrupolosamente alle indicazioni della presente istruzione per l'uso e

alle avvertenze del personale specializzato.

ValguLoc deve essere indossato esclusivamente seguendo le indicazioni fornite nelle presenti istruzioni per l'uso e in relazione ai campi di applicazione (punti di applicazione) indicati.

ValguLoc è uno splint notturno. **Non** è adatto a essere indossato quando si cammina.

Per garantire l'adattabilità ottimale di ValguLoc, occorre verificare che il prodotto sia adeguatamente adattato e che, nel caso, venga fatto adattare da personale specializzato³ in base all'anatomia del paziente. Il (primo) adattamento e le istruzioni al paziente devono essere fornite unicamente da personale specializzato.

L'eventuale combinazione con altri prodotti, ad es. nell'ambito di una terapia di compressione (calze di compressione), deve essere concordata con il proprio medico curante.

Qualora i dolori aumentino o nel caso in cui si osservino cambiamenti insoliti, sospendere l'uso del prodotto e consultare immediatamente il proprio medico curante.

Evitare il contatto del prodotto con pomate e lozioni contenenti acidi e grassi. Non effettuare alcuna modifica sul prodotto. L'inadempienza di tale norma può comprometterne l'efficacia e precludere ogni garanzia.

Non sono noti effetti collaterali a carico dell'organismo. Si presuppone un uso appropriato del prodotto.

Non indossare troppo strettamente ValguLoc, poiché potrebbe provocare compressioni locali. In rari casi, è possibile una costrizione di vasi sanguigni e nervi. In tal caso, allentare le cinghie di ValguLoc ed eventualmente controllare la correttezza della taglia.

In caso di utilizzo del prodotto Bauerfeind per disturbi acuti o lesioni, prima di utilizzarlo per la prima volta è necessario richiedere immediatamente il parere di un medico e attenersi a esso. Possono sussistere limitazioni dovute all'indicazione, sulle quali il personale specializzato Le fornirà informazioni. In particolare, tali limitazioni possono riguardare la guida di veicoli, di altri mezzi di locomozione o di macchinari. In caso di dubbio, Le consigliamo di sospendere momentaneamente suddette attività.

Controindicazioni

Ipersensibilizzazioni di entità patologica o controindicazioni sistemiche sono al momento ignote. Nel caso delle malattie seguenti l'impiego di questo ausilio è consentito solo previa consultazione del proprio medico:

- Dermatiti o lesioni della zona trattata, in particolare nei casi di manifestazioni infiammatorie, nonché in caso di cicatrici sporgenti con gonfiore, riscaldate e arrossate
- Paralgesie e disturbi del movimento delle gambe / dei piedi, ad es. in caso di diabete mellito
- Disturbi di flusso linfatico, compresi gonfiori asintomatici distanti dalla zona di applicazione dell'ortesi
- Attacchi di gotta (Arthritis urica)

Avvertenze d'impiego

Come indossare ValguLoc

A – Stecca in plastica,

B – Cinghia con chiusura velcro,

C – Fascia copri-prominenza

- ① Aprire la chiusura velcro della cinghia di ValguLoc. Infilare la stecca in plastica tra l'alluce e il secondo dito del piede finché l'alluce non è allontanato nella parte sagomata di ValguLoc. ② Far passare la cinghia attraverso l'apertura della stecca e fissarla in trazione. ③ La posizione

dell'alluce deve risultare corretta in assenza di dolore.

Come togliere ValguLoc

Aprire la chiusura velcro della cinghia e sfilare il piede da ValguLoc.

Avvertenze per la pulizia

Nota: Non esporre mai ValguLoc al calore diretto (ad es. termosifoni e raggi solari). Non conservare in automobile! Il materiale potrebbe danneggiarsi, compromettendo l'efficacia di ValguLoc.

Prima del lavaggio chiudere tutte le cinghie in velcro per evitare eventuali danni. Lavare ValguLoc a mano separatamente con un detergente delicato.

In caso di reclami, rivolgersi esclusivamente al proprio rivenditore specializzato. La informiamo che potranno essere trattati solo articoli puliti.

Zona di applicazione

Secondo le indicazioni (alluce). Vedere la sezione « Destinazione d'uso ».

Avvertenze per la manutenzione

Se correttamente utilizzato e trattato, il prodotto non necessita di manutenzione.

Istruzioni per l'assemblaggio e il montaggio

ValguLoc è fornito preformato anatomicamente. In caso di necessità ValguLoc può essere ulteriormente adattato. L'ortesi è disponibile in due versioni, per l'alluce destro e per l'alluce sinistro.

Dati tecnici / parametri

ValguLoc è un'ortesi per l'alluce. Sono disponibili cinghie di ricambio.

Avvertenze per il riutilizzo

Questo prodotto è stato concepito per il trattamento individuale di un/a sola/o paiente.

Garanzia

Si applicano le disposizioni di

legge vigenti nel Paese in cui il prodotto è stato acquistato.

Nel caso in cui si ritenga di aver titolo per usufruire della garanzia, rivolgersi in primo luogo al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto. Prima di poter usufruire della garanzia il prodotto deve essere lavato. Qualora non fossero state rispettate le indicazioni per la cura e l'utilizzo di ValguLoc, ciò potrebbe comportare una limitazione o un'esclusione della garanzia.

La garanzia è esclusa in caso di:

- Utilizzo non conforme alle indicazioni
- Mancata osservanza delle indicazioni fornite dal personale specializzato
- Modifica arbitraria del prodotto

Esclusione di responsabilità

La preghiamo di evitare autodiagnosi e automedicazioni, a meno che Lei non sia un professionista nel campo della medicina. Prima di usare il dispositivo medico per la prima volta, consulti un medico o un professionista del settore: ciò consentirà una valutazione degli effetti del nostro prodotto sul Suo corpo e di determinare eventuali rischi di impiego legati alla Sua costituzione specifica. Si attenga ai consigli dello specialista e a tutte le informazioni contenute in questo documento /

o nella sua riproduzione online, anche di eventuali estratti (ivi compresi: testi, immagini, grafici, ecc.).

In caso di dubbi dopo aver consultato il personale specializzato, contatti il Suo medico, il rivenditore del prodotto o la nostra azienda.

Obbligo di notifica

In base alle disposizioni di legge in vigore a livello regionale, qualsiasi inconveniente / incidente

verificatosi durante l'uso del presente prodotto medico deve essere immediatamente notificato al produttore e all'autorità competente. I nostri dati di contatto si trovano sul retro della presente brochure.

Smaltimento

Al termine, il prodotto va smaltito conformemente alle disposizioni locali vigenti.

Composizione del materiale

Poliammide (PA),

Etilene vinil acetato (EVA),

Acrilato, Poliestere (PES)

[MD] – Medical Device (Dispositivo medico)

[UDI] – Identificativo della matrice di dati UDI

Informazioni aggiornate al:
2023-02

1 Ortesi = ausilio ortopedico per la stabilizzazione, l'alleggerimento, l'immobilizzazione, la guida o la correzione degli arti o del tronco

2 Avvertenza sul pericolo di danni alle persone (rischio di lesioni, di danni alla salute e di infortuni) o alle cose (danni al prodotto)

3 Per personali specializzati si intende qualsiasi persona autorizzata all'adattamento e all'addestramento all'utilizzo di bendaggi e ortesi secondo le direttive nazionali vigenti nel Paese di utilizzo

Personale specializzato³

Avvertenze generali

Dopo il primo trattamento, verificare che ValguLoc sia correttamente in posizione in base alla situazione individuale del paziente. Eventualmente effettuare le necessarie correzioni.

Fare esercitare il paziente a indossare correttamente il prodotto.

Il prodotto non va modificato in modo improprio.

L'inadempienza di tale norma può compromettere l'efficacia e precludere ogni garanzia.

ValguLoc è previsto per il trattamento di un solo paziente.

ValguLoc è preformato anatomicamente e deve eventualmente essere adattato all'anatomia individuale del paziente. Imprimere all'ortesi la forma anatomicamente corretta esercitando una leggera forza su di essa.

es español

Estimado / a cliente / a,

muchas gracias por haberse decidido por un producto Bauerfeind.

Una de nuestras prioridades es su salud, por lo que todos los días trabajamos para mejorar la eficacia medicinal de nuestros productos. Por favor, lea y siga estas **instrucciones de uso** atentamente. Para cualquier pregunta, póngase en contacto con su médico o su tienda especializada.

Ámbito de aplicación

ValguLoc es un producto médico. Se trata de una ortesis¹ para la corrección del dedo gordo del pie en reposo.

▲ La colocación de

ValguLoc necesita ser adaptada profesional e individualmente al paciente por especialistas cualificados³. Es el único modo de garantizar la completa eficacia de la ortesis y una óptima comodidad al llevarla.

Indicaciones

- Hallux valgus (desviación del dedo gordo hacia el dedo pequeño del pie) – tratamiento conservador y postoperatorio

Riesgos derivados de su uso

⚠ Precaución²

Observe atentamente las especificaciones de estas instrucciones de uso, así como las indicaciones del personal especializado.

ValguLoc debe llevarse solo siguiendo las instrucciones aquí mencionadas y para las indicaciones descritas (lugar de aplicación).

ValguLoc es una férula de uso nocturno. No es adecuada para caminar.

Para garantizar la óptima colocación de ValguLoc, se debe comprobar si el producto está suficientemente adaptado o si se debe encargar a personal competente³ su readaptación a la anatomía del paciente. La (primera) adaptación del producto y su instrucción solo pueden realizarse por personal competente con la debida formación.

El uso en combinación con otros productos, p. ej. en el marco de una terapia de compresión (medias de compresión), solo puede realizarse previo consejo médico.

Si aumentan las molestias o detecta cambios anormales, deje de usar el producto y consulte inmediatamente a su médico. Evite que el producto entre en contacto con pomadas, lociones o ungüentos que contengan grasas o ácidos. No manipule indebidamente el producto. De no observarse esta advertencia, la eficacia del producto puede verse afectada y la garantía perderá su validez.

Hasta la fecha no se conocen efectos secundarios que afecten a todo el organismo, siempre que el producto esté debidamente colocado y se use correctamente. No se ajuste ValguLoc demasiado apretado, ya que puede producir signos locales de presión. En casos muy excepcionales,

es posible que se produzca una constricción de los vasos sanguíneos y los nervios. En tal caso, afloje las cintas de ValguLoc y, si es necesario, solicite la comprobación de la talla de su ValguLoc.

Si desea llevar su producto Bauerfeind debido a molestias / lesiones agudas, busque y siga obligatoriamente el consejo de un médico profesional antes de utilizarlo por primera vez. El personal competente le informará sobre las restricciones relacionadas con las indicaciones. En particular, la conducción de vehículos, otros medios de transporte o maquinaria solo podría llevarse a cabo de forma limitada. En caso de duda, le aconsejamos que por el momento se abstenga de realizar las actividades mencionadas.

Contraindicaciones

No se han constatado reacciones de hipersensibilidad hasta la fecha. En el caso de presentarse alguno de los cuadros clínicos que se indican a continuación, deberá consultar con su médico la utilización de este producto ortopédico:

- Afecciones / lesiones cutáneas en la zona correspondiente del cuerpo, especialmente inflamaciones, también cicatrices abiertas con hinchazón, enrojecimiento y acumulación de calor.
- Pérdida de sensibilidad y alteraciones en los movimientos de la pierna o el pie, p. ej. en la diabetes mellitus
- Trastornos del flujo linfático, así como hinchazón de origen incierto en partes blandas localizadas lejos de la zona de aplicación de la ortesis.
- Ataques de gota (artritis urática)

Indicaciones de uso

Colocación de ValguLoc A – Pasador de plástico,

B – Cinta con cierre de Velcro, C – Brida para la almohadilla

① Abra el cierre de Velcro de la cinta de ValguLoc. Introduzca el pasador de plástico entre el dedo gordo y el índice del pie hasta que el dedo gordo quede colocado en la pieza en forma de artesa de ValguLoc. ③ Ahora, pase la cinta por la ranura del pasador y tire de ella para cerrarla. Asegúrese de que se corrige visiblemente la posición del dedo gordo sin causar dolor.

Cómo quitarse ValguLoc

Abra el cierre de velcro de la cinta y saque el pie de ValguLoc.

Indicaciones de limpieza

Recomendación: No exponga nunca la ortesis ValguLoc al calor directo (p.ej. calefacción, al sol, en el coche). Las altas temperaturas pueden causar daños en el material. Esto puede mermar la efectividad de ValguLoc.

Cierre todas las cintas de Velcro antes de limpiar el producto para evitar daños en el mismo. Limpie ValguLoc a mano por separado con un detergente para prendas delicadas.

En caso de reclamaciones, póngase en contacto únicamente con su comercio especializado. Le advertimos que solo pueden aceptarse productos limpios.

Lugar de uso

Sigún las indicaciones (dedo gordo del pie). Véase el ámbito de aplicación.

Instrucciones de mantenimiento

Si se manipula y cuida de modo apropiado, el producto apenas exige mantenimiento.

Indicaciones para su colocación y montaje

ValguLoc se suministra en forma de producto con ajuste anatómico predeterminado. Si es necesario, puede adaptar más su ValguLoc.

La ortesis está disponible en dos versiones, para el dedo gordo del pie derecho y para el izquierdo.

Datos técnicos / parámetros

ValguLoc es una ortesis para el dedo gordo del pie. Hay correas de repuesto disponibles.

Indicaciones sobre su reutilización

El producto está destinado al tratamiento individual de un paciente.

Garantía

Serán aplicables las disposiciones legales del país en el que se haya adquirido el producto. Por favor, en caso de reclamaciones de garantía, diríjase directamente al punto de venta donde haya adquirido el producto. El producto debe limpiarse antes de entregarse para la prestación de los servicios en garantía. No respetar las indicaciones sobre el uso y el cuidado de ValguLoc puede afectar o excluir la garantía.

Queda excluida la garantía en caso de:

- Uso no conforme al indicado
- No seguir las indicaciones del personal competente
- Realizar cambios arbitrarios en el producto

Avisos de exclusión de responsabilidad

No se autodiagnóstique ni se automedique a menos que sea un profesional de la salud. Antes de usar nuestro producto médico por primera vez, busque activamente el consejo de un médico o personal especializado capacitado, ya que es la única manera de evaluar el efecto de nuestro producto en su cuerpo y determinar los riesgos de uso que puedan surgir debido a la constitución personal. Siga los consejos de este experto, así como todas las instrucciones de este documento / o su presentación online, ya sea de manera parcial o completa,

(incluyendo: textos, imágenes, gráficos, etc.).

Si tiene alguna duda después de consultar al personal cualificado, póngase en contacto con su médico, con el distribuidor o con nosotros directamente.

Obligación de informar

De conformidad a las normas legales regionales vigentes, usted tiene la obligación de informar inmediatamente sobre cualquier hecho grave aparecido durante el uso de este producto médico tanto al fabricante como a las autoridades competentes. Encontrará nuestros datos de contacto en el reverso del folleto del producto.

Eliminación

Al final de la vida útil, deseche el producto conforme a las normativas locales al respecto.

Combinación de materiales

Poliámida (PA),
Vinilacetato etílico (EVA),
Acrílico, Poliéster (PES)

[MD] – Medical Device (Dispositivo médico)

[UDI] – Distintivo de la matriz de datos como UDI

Información actualizada: 2023-02

1 Ortesis = medio de apoyo ortopédico para estabilizar, descargar, inmovilizar, guiar o corregir las extremidades o el tronco

2 Indicación sobre el riesgo de daños personales (riesgo de lesión, para la salud y accidente) o daños materiales (daños en el producto).

3 Se considera personal competente a toda aquella persona que, conforme a la normativa estatal aplicable, esté autorizada para adaptar vendajes y ortesis e instruir sobre su uso.

Personal competente³

Indicaciones generales

Tras el primer tratamiento, compruebe la óptima adaptación individual de ValguLoc. En caso necesario, realice las correcciones pertinentes.

Practique con el paciente la correcta colocación del producto.

No se permite realizar ninguna alteración inadecuada del producto. Si hace caso omiso a esta advertencia, la eficacia del producto puede verse afectada y la garantía puede perder su validez. ValguLoc está prevista para el tratamiento de un solo paciente. ValguLoc tiene una forma anatómica y, si es necesario, debe adaptarse a la anatomía individual del paciente. Para ello, adapte la ortesis a la forma correcta aplicando una ligera fuerza.



Estimado(a) cliente,

muito obrigado por ter optado por um produto da Bauerfeind.

Trabalhamos diariamente para melhorarmos a eficácia médica dos nossos produtos, pois a sua saúde é a nossa prioridade. Leia e observe estas **instruções de utilização** atentamente. Em caso de dúvida, contacte o seu médico ou a sua loja da especialidade.

Finalidade

O ValguLoc é um producto médico. É uma ortótese¹ para a correção do dedo grande do pé em repouso.

⚠ ValguLoc requer uma adaptação qualificada e individual aos pacientes, efetuada por pessoal técnico³. Só assim é garantido o desempenho eficaz da ortótese e um conforto ótimo.

Indicações

• Hallux valgus (desvio do dedo grande do pé em relação aos dedos pequenos) – tratamento conservador e pós-operatório.

Riscos inherentes à utilização



Observe cuidadosamente as especificações destas instruções de utilização e das indicações do pessoal técnico.

O ValguLoc apenas deve ser utilizado de acordo com as informações constantes destas instruções de utilização e nas áreas de aplicação (local de aplicação) mencionadas.

O ValguLoc é uma tala noturna. Não é indicado para caminhar.

Para garantir uma colocação ideal do ValguLoc é necessário verificar se o produto possui o formato adequado ou se, eventualmente, este deve ser moldado ao corpo pelo pessoal técnico. O (primeiro) ajuste e o fornecimento de instruções apenas devem ser efetuados por pessoal técnico qualificado.

O ValguLoc é uma tala noturna. Não é indicado para caminhar.

Caso sinta um aumento das dores ou note alterações incomuns, deixe de utilizar o produto e consulte imediatamente o seu médico.

Caso sinta um aumento das dores ou note alterações incomuns, consulte imediatamente o seu médico. Não assumiremos responsabilidade pelo produto, no caso de uma utilização para outra finalidade que não a indicada.

Não utilize com o produto pomadas, loções ou substâncias gordurosas ou que contenham ácidos. Não efetue quaisquer alterações no produto. Em caso de inobservância, o produto poderá não produzir o efeito pretendido. Nesse caso, não assumiremos

responsabilidade pelo produto. Até ao momento não são conhecidos efeitos secundários que afetem todo o organismo. Parte-se do princípio de que o produto é aplicado / colocado corretamente.

Não aperte demasiado o ValguLoc, pois tal poderá provocar compressões locais. Em alguns casos raros pode ocorrer um aperto nos vasos sanguíneos e nervos. Nestas situações, desaperte os cintos do ValguLoc e, se necessário, solicite a verificação do tamanho do seu ValguLoc. Se pretender utilizar o seu dispositivo da Bauerfeind devido a dores / lesões agudas, antes da primeira utilização procure impreteriosamente aconselhamento médico profissional e leve este em consideração. Podem haver restrições relacionadas com indicações, sobre as quais o pessoal técnico o informará. Em particular, a condução de veículos, outros meios de transporte ou maquinaria só poderia ser possível de forma limitada. Em caso de dúvida, aconselhamos que abdique, temporariamente, das atividades acima referidas.

Contra-indicações

Até ao momento, não são conhecidas reações de hipersensibilidade ao produto. Se o seu quadro clínico apresentar uma das seguintes condições, recomendamos que só coloque e use a ortótese depois de consultar o seu médico:

- Doenças de pele ou feridas na parte do corpo que está a ser tratada, especialmente se houver sintomas inflamatórios, cicatrizes abertas com edema, vermelhidão e sensação de calor.
- Alterações da sensibilidade e distúrbios da circulação das pernas / pés, por ex. em caso de diabetes (Diabetes mellitus)
- Problemas de drenagem linfática, bem como luxações

indefinidas no tecido mole, em locais afastados da zona de colocação da ortótese

- Gota (artrite úrica)

Indicações de utilização

Apertar / colocar o ValguLoc

- A – fivela de plástico,
 - B – cinto com fecho de velcro,
 - C – faixa do joanete
- ① Abra o fecho de velcro do cinto do ValguLoc. Insira a fivela de plástico entre o dedo grande do pé e o segundo dedo ato o dedo grande do pé se situar na parte côncava do ValguLoc. ② Desloque o cinto através da ranhura da fivela e prenda-o de forma fixa e sem dobras. ③ Tenha em atenção que o dedo grande do pé deve ser visivelmente corrigido sem provocar dores.

Retirar / remover o ValguLoc

Abra o fecho de velcro do cinto e guie o pé para fora do ValguLoc.

Indicações de limpeza

Indicação: Nunca exponha o ValguLoc ao calor direto (por ex. aquecimento, radiação solar, no interior de veículos)! Tal pode provocar danos no material. Isto pode comprometer a eficácia do ValguLoc.

Antes da limpeza, feche todas as correias de velcro para evitar danos. Limpe o ValguLoc separadamente e à mão, com um detergente para roupa delicada.

Em caso de reclamações, dirija-se exclusivamente à sua loja da especialidade. Alertamos para o facto de que apenas produtos esterilizados podem ser processados.

Local de aplicação

Conforme indicações (dedo grande do pé). Ver Finalidade.

Indicações de manutenção

O produto praticamente não necessita de manutenção em caso de manuseamento e conservação corretos.

Instruções de Montagem

O ValguLoc é fornecido com um formato anatómico (moldado ao corpo). Se necessário, o ValguLoc pode continuar a ser moldado. A ortótese existe em duas versões para o dedo grande do pé direito e esquerdo.

Dados técnicos /

Parâmetros

O ValguLoc é uma ortótese para o dedo grande do pé. São fornecidas correias de substituição.

Indicações sobre a reutilização

O produto destina-se ao tratamento individual de um paciente.

Garantia

Aplicam-se os regulamentos legais do país no qual o produto foi adquirido. Caso presuma uma reclamação de garantia, dirija-se diretamente à pessoa junto da qual adquiriu o produto. O produto deve ser limpo antes de uma reclamação ao abrigo da garantia. Caso as instruções sobre o manuseamento e os cuidados com a ValguLoc não tenham sido observadas, a garantia pode ser limitada ou excluída.

Exclui-se a garantia nos seguintes casos:

- Utilização não conforme com as instruções
- Não observância das instruções dos profissionais de saúde
- Alterações não autorizadas ao produto

Indicações de responsabilidade

Não proceda a autodiagnósticos ou não se medique a si próprio, a não ser que seja um profissional de saúde. Antes de utilizar o nosso produto médico pela primeira vez, procure ativamente o conselho de um médico ou de profissionais, pois esta é a única forma de

avaliar o efeito do nosso produto no seu corpo e de determinar quaisquer riscos inerentes à utilização que possam surgir devido à constituição pessoal. Siga o conselho do profissional de saúde, bem como todas as instruções deste folheto / ou da sua – mesmo que por excertos – apresentação online (incluindo: Textos, imagens, gráficos etc.). Se tiver alguma dúvida após consultar o pessoal especializado, entre em contacto com o seu médico, revendedor ou diretamente connosco.

Dever de notificação

Devido a normas legais regionais, é obrigado(a) a comunicar de imediato, tanto ao fabricante como à autoridade competente, qualquer incidente grave durante a utilização deste produto médico. Encontra os nossos dados para contacto no verso desdobrável.

Eliminação

Elimine o produto de acordo com as especificações locais após o fim da utilização.

Composição do material

Poliámid (PA),
Acetato-vinilo de etíleno (EVA),
Acrílico, Poliéster (PES)

 – Medical Device (Dispositivo médico)

 – Identificador da matriz de dados como UDI

Versão atualizada em: 2023-02

¹ Ortótese = meio auxiliar ortopédico para a estabilização, alívio, imobilização, guia e correção de membros ou do tronco

² Indicação acerca do perigo de lesões (risco de ferimentos, de saúde e de acidente) ou danos materiais (danos no produto)

³ Por pessoal técnico entende-se qualquer pessoa que, de acordo com os regulamentos oficiais em

vigor no seu país, esteja autorizada a efetuar a adaptação e o fornecimento de instruções relativamente à utilização de ortóteses.

Pessoal técnico³

Indicações gerais

Depois do primeiro tratamento, certifique-se de que o ValguLoc está colocado corretamente e de forma ideal para o caso em questão. Efetue as correções necessárias.

Pratique a colocação correta com o paciente.

Não é permitido introduzir modificações incorretas no produto. Em caso de inobservância, o produto pode não produzir o efeito pretendido. Nesse caso, não assumiremos responsabilidade pelo produto.

O ValguLoc foi concebido para o tratamento de apenas um paciente.

O ValguLoc possui um formato anatómico (moldado ao corpo) e deve, se necessário, ser ajustado às condições anatômicas específicas do paciente. Para tal, molde a ortótese, exercendo uma força ligeira, até alcançar a forma anatomicamente correta.

 svenska

Bästa kund,

tack för du har valt en produkt från Bauerfeind.

Eftersom din hälsa är viktig för oss arbeta vi varje dag med att förbättra den medicinska effekten hos våra produkter. Läs och följ denna bruksanvisning noggrant. Vänd dig till din läkare eller fackhandel om du har frågor.

Ändamålsbestämning

ValguLoc är en medicinsk produkt. Det är en ortos¹ för korrektion de stortå i vila.

⚠️ ValguLoc måste anpassas korrekt och individuellt för patienten av utbildad fackpersonal³. Endast på det sättet kan full funktionsduglighet hos ortosén och en optimal bärkombi- fort garanteras.

Indikationer

• Hallux valgus (vinkling av stortå i riktning mot littolet) – konservativt och postoperativt.

Användningsrisker

⚠️ Observera?

Följ noggrant anvisningarna i denna bruksanvisning samt instruktioner från fackpersonal.

ValguLoc ska användas endast enligt instruktionerna i denna bruksanvisning och för de användningsområden (se rubriken Användningsområde) som anges här.

ValguLoc är en nattskena.

Den är **inte** ägnad att gå med.

För att säkerställa att ValguLoc sitter optimalt måste det kontrolleras att produkten har formats på bästa sätt, eller att den vid behov kan behöva efterjusteras av fackpersonal³ att passa kroppen. Den första tillpassningen och demonstrationen av hur ortosén fungerar får utföras endast av utbildad fackpersonal.

Konsultera din behandlande läkare innan du kombinerar ortosén med andra produkter, t ex inom ramen för en kompressionsbehandling (kompressionsstrumpor).

Om du upplever att besvären tilltar eller vid avvikande förändringar ska du sluta använda produkten och omelbart kontakta din läkare. Utsätt produkten inte för fett- och syrahaltiga medel, salvor och lotioner. Utfrir inga ändringar på produkten. Om detta inte beaktas kan produkterns funktion försämras och produktansvaret bortfalla.

Biverkningar på kroppen i sin helhet är hittills inte kända. En förutsättning är att produkten används på föreskrivet sätt.

Spänna inte fast ValguLoc för hårt eftersom det kan leda till lokala trycksymtom. I sällsynta fall kan blodkärl eller nerver komma i kläm. Lossa i detta fall remmarna på ValguLoc och kontrollera vid behov att din ValguLoc har rätt storlek.

Om du vill använda din Bauerfeind-produkt på grund av akuta besvär / skador ska du alltid rådgöra med medicinsk fackpersonal före första användningen och följa deras rekommendationer. Berorande på indikationen kan det finnas begränsningar som fackpersonalen kan informera om. Det kan särskilt innebära en begränsad förmåga att framföra fordon, andra fortskaffningsmedel eller maskiner. Vid tveksamheter rekommenderar vi att du tills vidare avstå frånovan nämnda aktiviteter.

Kontraindikationer

Overkänslighetsreaktioner av medicinsk karaktär är hittills inte kända. Vid följande sjukdomsbilder ska hjälpmedlet användas först efter att en läkare har rådfrågats:

- Hudsjukdomar / -skador i den behandlade kroppsdelen, framför allt vid inflammatoriska symptom. Detta gäller även uppspruckna ärmar som uppvisar svullnad, rödhet och som hettar
- Känsl- och rörelsestörningar i benet / foten, t ex vid sockersjuka (diabetes mellitus)
- Störningar av lymfväflödet, även obestämda mjukdelssvullnader, i kroppspartier som inte berörs av ortosens placering.
- Gikt (arthritis urica)

Användningsinformation

Påtagning av ValguLoc

A – Plastspanne, B – Rem med kardborrekänppning, C – Tåplös

1 Öppna remmens kardborreknäppning på din ValguLoc.
Skjut in plastspännet mellan stortåns och den andra tåns tills stortåna vilar i den skölformade delen på ValguLoc. **2** För nu remmen igenom spännetts öppning, dra åt och tryck fast kardborrebandet ordentligt. **3** Beakta att stortåna inte bör vara synligt korrigerad utan att förorsaka smärta.

Avtagning av ValguLoc

Öppna remmens kardborreknäppning och dra ut foten ur ValguLoc.

Rengöringsanvisningar

Observera: Utsett aldrig din ValguLoc för direkt värmé (t ex värmeelement, solljus, förvaring i personbil!). Materialiet kan skadas av det. Detta kan påverka funktionen hos din ValguLoc negativt. Stäng alla kardborreband före rengöring för att undvika skador på produkten. Tvätta din ValguLoc för hand separat med ett fintvättmedel.

Vänd dig uteslutande till din fackhandel vid reklamationer. Observera att endast rengjorda produkter kommer att åtgärdas.

Användningsområde

Enligt indikationerna (stortå). Se rubriken Åndamålsbestämning.

Skötselanvisningar

Vid rätt hantering och skötsel är produkten praktiskt taget underhållsfri.

Konstruktion och monteringsanvisning

ValguLoc levereras i anatomiskt (kroppsanpassat) förformat skick. Vid behov kan din ValguLoc formas ytterligare. Ortosen finns i två utföranden: för höger och för vänster stortå.

Tekniska data / parametrar

ValguLoc är en ortos för stortåns. Det finns utbytesremmar till försäljning.

Information för återanvändning

Produkten är avsedd för individuell användning av en patient.

Garanti

För produkten gäller de lagstadgade bestämmelserna i det land där produkten är införskaffad. Vid garantiären ska du i första hand vända dig till den återförsäljare som du köpte produkten av. Produkten ska rengöras innan den visas upp i garantiären. Om anvisningarna om hantering och skötsel av ValguLoc inte har följts kan garantin begränsas eller upphöra att gälla.

Garantin upphör att gälla om:

- Produkten inte har använts enligt indikationen
- Anvisningarna från fackpersonalen inte har följts
- Du har utfört ändringar på produkten på eget initiativ

Information om ansvar

Självdiagnostisera dig inte och själmedicinerna inte, såvida du inte själv är medicinsk fackpersonal. Innan du använder vår medicinska produkt för första gången är det viktigt att du aktivt rådrfrågar läkare eller utbildad fackpersonal, eftersom detta är det enda sättet att bedöma effekten av vår produkt på din kropp och vid behov fastställa eventuella risker med användningen som kan uppstå på grund av din personliga fysik. Följ råden från fackpersonalen och all information i detta underlag / eller dess internettversion – även i form av utdrag (inklusive text, bilder, grafik etc.).

Kontakta din läkare, återförsäljare eller oss direkt om du fortfarande är osäker efter att du har rådrfrågat fackpersonalen.

Rapporteringsskyldighet

På grund av regional lagstiftning är du skyldig att utan dröjsmål rapportera alla allvarligare tillbud

vid användning av detta medicinska hjälpmedel till såväl tillverkaren som ansvarig myndighet. Du hittar våra kontaktuppgifter på baksidan av denna broschyr.

Affallshantering

Affallvara produkten enligt lokala föreskrifter efter användningstiden.

Materialsammansättning

Polyamid (PA),
Etylenvinylacetat (EVA),
Akrylat, Polyester (PES)

 - Medical device
(Medicinteknisk produkt)

 - Identifierare för datamatris som UDI

Senaste uppdatering: 2023-02

1 Ortos = ortopediskt hjälpmedel för stabilisering, avlastning, fixering, styrning eller korrigering av extremiteter eller bål

2 Risk för personskador (skaderisk, hälsorisk och olycksrisk) respektive eventuella skadskador (skador på produkten)

3 Som fackpersonal betraktas var och en som, enligt gällande nationella bestämmelser, är behörig att justera och tillpassa aktivstöd och ortoser inför användning.

Fackpersonal³

Allmänna anvisningar

Kontrollera efter det första användningstillfället att patientens ValguLoc sitter optimalt och har tillpassats individuellt. Korrigera vid behov.

Öva korrekt påtagning till samsmans med patienten.

Icke fackmässig ändring av produkten får inte göras. Om detta inte beaktas kan produkterns funktion försämrmas så att produktsvaret bortfaller.

Varje enskild ValguLoc är avsedd att användas endast av en specifik patient.

ValguLoc är anatomiskt (kroppsanpassat) förformad men behöver i förekommande fall tillpassas individuellt efter den enskilda patientens anatomi. Forma ortesen under utövande av lätt tryck till en anatomiskt korrekt form.

 norsk

Kjære kunde,

tusen takk for at du har bestemt deg for et produkt fra Bauerfeind.

Vi jobber for å forbedre den medisinske effektiviteten av våre produkter hver dag, fordi helsen din er viktig for oss. Vi ber deg om å lese og følge denne **bruksanvisningen** nøyde. Hvis du har spørsmål, kontakt legen din eller spesialforretningen.

Produktets hensikt

ValguLoc er et medisinsk utstyr. Det er en ortose¹ for korrigering av stortåen i ro.

 **ValguLoc krever kvalifisert og individuell tilpasning til pasienten av opplært fagspersonele². Kun ved hjelp av dette garanteres ortosens ytelse og optimal bærekomfort.**

Indikasjoner

• Hallux valgus (bøyning av stortå mot de andre tærne) – konsernativ og postoperativ.

Risiko ved anvendelse

 **Forsiktig²**

Følg nøye instruksene i denne bruksanvisningen og merknadene til fagspersonale.

ValguLoc skal kun brukes i henhold til spesifikasjonene i denne bruksanvisningen, og i de oppførte bruksområdene (plassering). ValguLoc er en nattskinne. Den er **ikke** egnet til å gå med.

For å garantere at ValguLoc er optimalt plassert, må det

kontrolleres om produktet er godt nok formet eller eventuelt må formes i ettersikt av fagpersonale³. (Forst) justering og forklaring av produktet skal utføres av opplært fagpersonale.

I kombinasjon med andre produkter, f.eks. ved kompresjonsbehandling (kompressionsstrømper), rådfører du deg først med en lege.

Hvis symptomene skulle forsterke seg, eller hvis du merker vanlige endringer, må du avbryte bruken og kontakte legen din umiddelbart.

Ikke la produktet komme i kontakt med fett- og syreholdige midler, salver og kremer. Ikke utfør noen forandringer på produktet.

Unnlatelse av å gjøre dette kan redusere produktets ytelse og ugyldiggjøre garantien.

Bivirkninger som kan påvirke hele kroppen, er hittil ikke kjent. Riktig bruk / påføring er påkrevd. Ikke fest ValguLoc for stramt. Dette kan føre til lokale trykkmerker. I sjeldne tilfeller kan blodårer og nerver innsnevres. Hvis dette skjer, gjør du bettet på ValguLoc løsere. Du bør også få størelsen på ValguLoc kontrollert.

Hvis du ønsker å bruke Bauerfeind-produktet på grunn av en akutt lidelse / skade, må du rádføre deg med medisinsk fagpersonale før forstegangs bruk og overholde disse rádene. Det kan foreliggje indikasjonsbetingede begrensninger som fagpersonale vil kunne forklare. Det kan godt hende at kjøring av kjøretøy, andre transportmidler eller maskiner bare er mulig i begrenset grad. Hvis du er i tvil, anbefaler vi at du avstår fra de ovennevnte aktivitetene inntil videre.

Kontraindikasjoner

Hypersensitivitet av klinisk betydning er hittil ikke kjent. Ved

påfølgende kliniske bilder vises kun påføring og bruk av et slikt hjelpemiddel kun etter samråd med legen din:

- Hudsykdommer / -skader i den behandelte kroppsdelen, spesielt ved inflamatoriske fenomener, som hevdede arr med hevelse, rødhet og varme
- Sensoriske og motoriske forstyrrelser av ben / fot, f.eks. med diabetes (diabetes mellitus)
- Lymfeknuter, også uklare hevelseler i bløtevært distalt fra den påførte ortesen
- Urinsyregikt (Arthritis urica)

Anvisninger for bruk

Ta på / av ValguLoc

A – Plastikkspenne, B – Belte med borrelås, C – Fotbaleklaft

① Åpne borrelåsen til beltet på ValguLoc. Skyv plastikkspennen mellom stortåen og den andre tåen, helt gjennom til stortåen. En ligger i en formede delen av ValguLoc. ② Før beltet nå gjennom innsnittet i spennen og fest borrelåsen godt. ③ Vær oppmerksom på at stortåen skal kunne korrigeres uten å forårsake smerten.

Ta på / av ValguLoc

Åpne borrelåsen til beltet og før foten ut av ValguLoc.

Anvisninger for rengjøring

Merk: Ikke utsett ValguLoc for direkte varme (f.eks. ovn, direkte sollys, oppbevaring i bilen)! Dette kan skade materialet. Det kan redusere effektiviteten til ValguLoc.

Før rengjøring må du lukke alle borrelåsene. Slik unngår man skader. Rengjør ValguLoc separat med et mildt vaskemiddel for hånd. Henvend deg til faghandleren din hvis du har klager. Vær oppmerksom på at kun rengjorte varer kan behandles.

Bruksted

I henhold til indikasjoner (stortå). Se produktets hensikt.

Merknader om vedlikehold

Ved riktig bruk og pleie er produktet så å si vedlikeholdsfrift.

Monteringsinstrukser

ValguLoc leveres i anatomisk forhåndsformet tilstand. Ved behov kan ValguLoc formas ytterligere. Ortosen kommer i to varianter til høyre og venstre stortå.

Tekniske data / parameter

ValguLoc er en ortose for stortåren.

Reservebelter er tilgjengelig.

Anvisninger for gjenbruk

Produktet er beregnet til individuell behandling av én pasient.

Garanti

Lovbestemmelserne i landet hvor produktet ble kjøpt, gjelder. Hvis du mistenker et garantisifte, ta først direkte kontakt med forhandleren som du kjøpte produktet av. Produktet skal rengjøres for det vises i garantisifte. Hvis anvisningene om håndtering og vedlikehold av ValguLoc ikke er overholdt, kan garantien bli påvirket eller utelukket.

Garantien utelukkes ved:

- Bruk som ikke er i samsvar med indikasjonene
- Manglende overholdelse av instruksjonene fra fagpersonale
- Uautorisert endring av produktet

Ansvarsfraskrivelse

Ikke selvdiagnostiser eller selvmedisiner, med mindre du er medisinsk fagpersonell. Rådfør deg med legen din eller kvalifisert fagpersonale for du tar i bruk vårt medisinske produkt for første gang. Dette er den eneste måten effekten av produktet kan vurderes i henhold til kroppen din og eventuelle, individuelle risikoen ved anvendelse kan utredes. Følg rádene fra dette fagpersonale og all informasjonen i denne

brosjuren / eller dens nettversjon – inkludert utdrag (herunder: tekster, bilder, grafikk osv.).

Hvis du er i tvil etter å ha konsultert fagpersonale, kontakt legen din, forhandleren eller oss direkte.

Meldeplikt

På grunn av regionale lovbestemmelser, er du forpliktet til å rapportere alvorlige hendelser ved bruk av dette medisinske utstyret til både produsenten og den ansvarlige myndigheten umiddelbart. Vår kontaktsinformasjon finner du på baksiden av denne brosjuren.

Avgfallsbehandling

Efter avsluttet bruk, vennligst avhend produktet i henhold til lokale forskrifter.

Materialsammensetning

Polyamid (PA),
Etylen-vinylacetat (EVA),
Akrylat, Polyester (PES)

MD – Medical Device (Medisinsk utstyr)

UDI – Identifikator av DataMatrix som UDI

Informasjonen ble sist oppdatert: 2023-02

¹Ortose – ortopedisk hjelpemiddel med stabilisering, avlastning, begrensning, fôring eller korrigering av lem eller kropp

²Merknad om fare for personskader (risiko for skader, helse og uhell) og eventuelle skader på materiale (skade på produktet)

³Fagpersonal er personer som er autorisert til å tilpassa og gi instruksjoner om bruk av støtter og ortoser.

Fagpersonale³

Generell informasjon

Sjekk etter første bruk at ValguLoc sitter optimalt og godt tilpasset. Gjør eventuelle korrigeringer. Øv på å påføre ortosene riktig

sammen med pasienten. Det skal ikke utføres uriktig endring av produktet. Unnlatelse av å gjøre dette kan redusere produktets ytelse og ugyldiggjøre garantien. ValguLoc skal kun brukes av én pasient. ValguLoc er anatomisk forhåndsformet og må eventuelt tilpasses pasientens individuelle anatomti. Bruk iitt kraft og form ortosene til anatomisk riktig form.

fi suomi

Hyvä asiakkaamme,

kiitos päättöksestäsi ostaa Bauerfeind-tuote.

Teemme joka päivä työtä hoitoottodeimelle tehoikkuuden parantamiseksi entisestään, sillä terveytesi on meille tärkeää.

Lue ja noudata **huolellisesti** näitä käyttöohjeita. Jos sinulla on kysytävää, ota yhteyttä hoitavaan lääkäriin tai tuotteen jälleenmyyjään.

Käyttötarkoitus

ValguLoc on terveydenhuollon tarvike. Se on isovarpaan virheaseen korjaamiseen tarkoitettu ortoosi¹.

⚠️ Koulutetun ammattiherkkiön 3 on sovitettava ValguLoc-ortoosiin potilaalle asianmukaisesti ja yksilöllisesti. Vain sitten ortoosiin toimivuus ja käyttöönmuuvius voidaan taata.

Käyttöaiheet

• Isovarpaan väyntymisen pikkuvarvasta kohti (vaiväisenluu, Hallux valgus) konservatiivisen ja leikkauksen jälkeisen hoidon yhteydessä.

Käyttöön liittyvät riskit

⚠️ Huomio²

Noudata tarkasti käyttöohjeen määräyksiä ja ammattiherkkiöltön antamia ohjeita.

ValguLoc-ortoosia saa käyttää vain tämän käyttöohjeen mukaisesti ja mainittuihin käyttötarkoituksiin (käyttöalue).

ValguLoc-lastaa käytetään oisin. Se ei sovellu käytettäväksi kävellessä.

ValguLoc-ortoosin ihanteellisen istuvuuden takaamiseksi on tarkistettava, vastaako sen muoto potilaan tarpeita vai onko ammattiherkkiöstö³ muovattava sitä anatomiseksi sopivammaksi. Vain koulutettu ammattiherkkiöstö saa sovittaa ortoosiin (ensiämmäisellä käyttökerroksella) ja opastaa sen käytössä.

Keskustele hoitavan lääkäriksi kanssa, jos aiott käyttää tuotetta yhdessä muiden lääkinnällisten hoitoottodeiden (esimerkiksi lääkinnällisten hoitouskukkien) kanssa.

Jos vauvasi pahenevat tai huomaat kehossasi poikkeavia muutoksia, lopeta tuotteen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä hoitavaan lääkäriisi.

Tuote ei saa joutua kosketuksiin voiteiden tai kosteusemulsioiden eikä rasvoja tai happoja sisältäviin aineiden kanssa. Älä tee tuotteeseen mitään mutoksiakin. Ohjeiden noudata mättää jättämisen voi heikentää tuotteen toimivuutta ja johtaa tuotevaastun raukeamiseen.

Koko elintilöön kohdistuvista haittavaikutuksista ei ole tähän mennessä ilmoitettu. Tuotetaan on käytettävä ja se on laitettava paikalleen asianmukaisesti.

Ala kiristää ValguLoc-ortoosia liian tiukalle, sillä se voi aiheuttaa paikallisia painaumia. Harvinaisissa tapauksissa ortoosi saattaa painaa verisurionia ja hermoja. Löysää tällöin ValguLoc-ortoosin hihnoja ja tarkistaa tarvittaessa ValguLoc-ortoosin koko.

Jos haluat käyttää hankkimaisi Bauerfeind-tuotetta akuttienvaijovaan tai vammojen vuoksi, kysy ehdottomasti neuvooa ter-

veydenhuollon ammattilaiselta ennen ensimmäistä käyttöertää ja noudata saamiasi neuvooja. Käyttöohjeissa voi olla rajoituksia, joista ammattiherkkiöstö osaa kertoa sinulle. Rajoituksia voi liittyä esimerkiksi ajoneuvon ja muiden kulkuvälineiden kuljettamiseen tai koneiden käyttöön. Jos olet epävarma asiastä, suosittelemme olemaan suorittamatta edellä mainitujia tehtäviä ensi alkuun.

Käyttörajoitukset (vasta-aihheet)

Yliherkkyyksistä aiheutuvista terveydellisistä haittavaikutuksista ei ole ilmoitettu tähän mennessä. Seuraavissa tilanteissa tuotetta saa käyttää vain lääkärin harkinnan mukaisesti:

- ihosairaudet / vammat hoidettavalla alueella, varsinkin jos kyseinenalue on tulehtunut tai jos kyseisellä alueella on koholla olevia arpia, jotka ovat turvonneet, punoittavat tai kuumottavat,
- tuntohärööt jalassa / jalkaterässä ja jalan / jalkaterän liükkeiden rajoituminen, esimerkiksi diabetesta sairastavilla,
- imunestekierron hiriöitä, myös kauempaan ortoosista sijaitsevat, tuntemattomasta syistä johtuvat pehmytisien turvotukset
- kihti (Arthritis urica).

Käyttööhjeet

ValguLoc-ortoosin pukeminen ja sovitus

A – muovilasta , B – tarranauha, C – vaivaisluun lasta

① Aavaa ValguLoc-ortoosin tarranauha. Työnnä muovilasta isovarpaan ja sen vieriesien varaan väliniin pitkälle, kunnes isovarvaras on ValguLoc-ortoosin kouruosassa.

② Vedä hihna sitten muovilastasta olevaan rakkoon ja kiinnitä hihna tiukasti.

③ Varmista, että isovarvaras on selvästi suorassa mutta kipua ei kuitenkaan tunne.

ValguLoc-ortoosin poistaminen
Avaa tarranauha ja vedä jalka pois ValguLoc-ortoosista.

Puhdistusohjeet

Ohje: Alä altista ValguLoc-ortoosia suoralle kuumuudelle (esim. lämmityspatterit, auringonvalo, säälytys kuumassa autossa)! Se voi vaurioittaa materiaaleja. Materiaalin vaurioituminen puolestaan voi heikentää ValguLoc-ortoosin toimivuutta.

Sulje kaikki taranauhat ennen puhdistamista niiden vaurioitumisen välttämiseksi. Pese ValguLoc-ortoosi erikseen käsissä hienopesuainetta käytäen. Ota reklamaatioitapauksessa yhteyttä ainoastaan jälleenmyyjään. Huomaat, että vain puhdistettua tuotetta voidaan korjata.

Käyttööalue

Käyttöohjeiden mukaisesti (isovarvan). Katsotaan Käyttötarkoitus-kohda.

Huolto-ohjeet

Jos tuotetaan käsittelään ja hoitetaan asianmukaisesti, sitä ei tarvitse huoltaa.

Kokonais- ja asennusohje

ValguLoc-ortoosi toimitetaan anatomiseksi muotoiltuna. Tarvittaessa ValguLoc-ortoosia voi muotoilla uudelleen. Ortoosista on saatavana kaksi mallia: oikeaan ja vasempaan isovarpaaseen.

Tekniset tiedot ja parametrit

ValguLoc on isovarpaan tukior-toosi. Siihen on saatavana vahio-hihnoja.

Tuotteen uudelleenkäyttö

Tuote on tarkoitettu vain yhdelle potilaalle.

Tuotetakuu

Tuotteeseen sovelletaan sen ostomaa laainsäädäntöä. Mahdollisessa takuutapauksesta ota ensin yhteyttä tuotteen myyjään. Tuote on puhdistettava ennen takuuvaatimusten esittämää. Jos ValguLoc hoito- ja käsiteilyohjeita ei ole noudattettu, takuuta voidaan rajoittaa tai se voi raueta kokonaan.

Takuu ei ole voimassa, jos:

- Tuotetta on käytetty käyttötaiheiden vastaisesti
- Ammattihenkilöstön antamia ohjeita ei ole noudattettu
- Tuotteeseen on tehty omavaltaisia muutoksia

Tuotevastuu

Älä tee itsediagnosia tai itsehoitoa, ellet ole terveydenhuollon ammattilainen. Ennen kuin käytät terveydenhuollon tarviketta ensimmäistä kertaa, kysy neuvoa lääkäriltä tai koulutetulta ammattihenkilöstöltä, sillä se on aina tapa arvioida tuotteemme vaikutusta kehoosi ja määritää tarvittaessa ruumiinrakenteesta johtuvat käytöön liittyvät riskit. Noudata ammattihenkilöstöön neuvoja ja kaikkia tämän asiakirjan tai sen verkkoversion ohjeita (mukaan lukien tekstit, kuvat, graafikka jne.). Jos jokin asia jää epäselväksi ammattihenkilöstöön konsultoinnin jälkeen, otta yhteyttä lääkäriisi, jälleenmyyjäsi tai suoraan meihin.

Ilmoitusvelvollisuus

Alueellisen lainsäädännön nojalla kaikista tämän terveydenhuollon tarvikkeista käytöön liittyvistä vakavista halittapahumista on ilmoitettava sekä valmistajalle että toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Valmistajan yhteystiedot ovat tämän esitteen takakannessa.

Hävitäminen

Hävitä tuote käytön päättyttyä paitalisten määräysten mukaisesti.

Materiaalikoostumus

Polyamidi (PA),
Eteeni-vinyliasettaati (EVA),
Akrylaatti, Polyesteri (PES)

MD – Medical Device (Lääkinnällinen laite)

UDI – Datamatriisi tunniste
UDI:na

Tiedot päivitetty: 2023-02

¹ Ortoosi = ortopedinen tuki, joka stabiloi, keventti kuormitusta, immobilisoi ja ohjaa tai korjaa raijojen tai vartalon asentoa

² Viittaa henkilöihävinkejä (loukkautumis- ja tapaturmavaara sekä vaara terveydelle) ja mahdollisten esinevahinkojen (tuotteen vaurioituminen) vaaran

³ Ammattihenkilöstöön lukeutuvat henkilöt, jotka voimassaa olevien kansallisten määräysten mukaisesti ovat valtuuttetuja sovittamaan tukia ja ortoseja ja opastamaan niiden käytössä.

Ammattihenkilöstö³

Yleisiä ohjeita

Tarkista ensimmäisen hoitokerran jälkeen, että ValguLoc-ortoosi istuu ihanteellisesti ja yksilöllisesti. Korja saätöjä tarvittaessa. Harjoittele tuen asianmukaista pukemista potilaan kanssa. Tuotteeseen ei saa tehdä epäasiainmukaisia muutoksia. Kiellon noudattamatta jättämisen voi heikentää tuotteen toimivuutta ja johtaa tuotevastuuun raukeamiseen.

ValguLoc-ortoosi on tarkoitettu ainoastaan yhden potilaan hoitoon.

ValguLoc on muotoiltu anatomiseksi, mutta se on tarvittaessa sovitettava potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Muotolle ortoosi potilaalle sopivaksi käyttämättä liiallista voimaa.

da dansk

Kære kunde

Tak, fordi du har valgt et Bauerfeind-produkt.

Vi arbejder hver dag på at forbedre den medicinske effekt af vores produkter, fordi dit hoved ligger os på hjertet. Læs og følg nærværende **brugsanvisning** nøje. Hvis du skulle have spørgsmål, så kontakt din egen læge eller din forhandler.

Anvendelsesområde

ValguLoc er medicinsk udstry. Den er en ortose¹ til korrektion af storetæn i hvile.

ValguLoc kræver en kvalificeret justering og tilpasning til patienten ved faguddannet personale³. Kun således udnyttes ortosens fulde effekt og opnås en optimal bærekomfort.

Indikationer

• Hallux valgus (storetæn drejer hen mod tilletænet) – konservativt og postoperativt.

Bivirkninger

Forsigtig²

Vær opmærksom på angivelserne i denne brugsanvisning og det faguddannede fagpersonalets oplysninger.

ValguLoc bør kun anvendes i henhold til oplysningerne i denne brugsanvisning og kun til de angivne områder (anvendelsessted). ValguLoc er en natskinne. Den er ikke beregnet til at gå med.

For at opnå en optimal pasform skal det kontrolleres, om ValguLoc er formet optimalt efter kroppen, eller om den om nødvendigt skal tilpasses yderligere af fagfolk³. Tilpasning (første) og instruktion må kun foretages af faguddannet personale.

En evt. kombination med andre produkter, f.eks. kompressionsbe-

handling (kompressionsstrømper) skal først aftales med den behandelnde læge.

Hvis smerten tiltager, eller du konstaterer usædvanlige forandringer, skal du opøre med brugen af produktet og omgående kontakte din egen læge.

Sørg for, at produktet ikke kommer i berøring med fedt- og syreholdige midler, salver eller lotioner. Der må ikke foretages ændringer på produktet. En tilside- desættelse af dette kan påvirke produktet, og erstætningsansvaret kan bortfalde.

Der er ingen kendte bivirkninger, som vedrører hele organismen. Faglig korrekt brug / påtagning forudsættes.

Stram ikke ValguLoc for meget, da der ellers lokalt kan forekomme tryksteder. I sjeldne tilfælde kan det medføre indsnsævringer af blodkår og nerver. Løsn i så fald remmene på ValguLoc og få evt. kontrolleret, om det er den rigtige størrelse.

Hvis du ønsker at anvende dit Bauerfeind-produkt på grund af akutte gener / skader, bør du under alle omstændigheder få professionel medicinsk rådgivning før første brug og følge denne. Der kan forelægge indikationsbetegnede begrænsninger, som det faguddannede personale vil oplyse om. Især kan der være begrænsninger med henblik på at køre bil eller andre transportmidler eller betjene maskiner. Hvis du er i tvivl, anbefaler vi, at du midlertidigt afstår fra de nævnte aktiviteter.

Kontraindikationer

Overfølsomheder med sygdomskarakter er hidtil ikke konstateret. Ved nedenstående sygdomsbilleder er påtagning og brug af et sådant hjælpemiddel kun tilladelig i samråd med lægen:

• Hudsygdomme / -læsioner i det berørte område af kroppen,

især ved betændelsestilstande, opsvulmede ar med hævsel, rødme og hypertermi

• Følsomheds- og bevægelsesforstyrrelser i armen/foden, f.eks. ved sukkersyge (diabetes mellitus)

• Lymfestase, også uklare hævelser af bloddele i større afstand fra ortosen

• Urinsur gigt (arthritis urica)

Brugsanvisning

Påtagning af ValguLoc

A – plastspænde, B – rem med velcrolukning, C – knystdel

① Åbn velcrolukningen på ValguLocs rem. Skub plastspændet mellem storetå og tåen ved siden af igennem, indtil storetåen ligger i den skålformede del af ValguLoc. ② Før nu remmen gennem åbningen i spændet og fastgør den, mens du holder den stram. ③ Vær opmærksom på, at man skal kunne se, at storetåens stilling korrigeres, dog uden at det gør ondt.

Aftagning af ValguLoc

Åbn remmens velcrolukning, og før fodden ud af ValguLoc.

Rengøring

Bemærk: ValguLoc må aldrig udsettes for direkte varme (f.eks. fra radiator, sol, opbevaring i bil!). Materialer kan blive beskadiget. Dette kan påvirke funktionen af ValguLoc.

Luk alle velcrolukninger før rengøringen for at undgå skader. Vask ValguLoc separat i hånden med et finvaskemiddel.

Henvend dig udelukkende til din forhandler i forbindelse med reklamationer. Vi gør opmærksom på, at det kun er rensede varer, der kan bearbejdes.

Anvendelsessted

I henhold til indikationerne (storetå). Se anvendelsesområde.

Vedligeholdelse

Ved korrekt håndtering og pleje er produktet næsten vedligeholdelsesfrit.

Samle- og monterings vejledning

ValguLoc er anatomisk formet (formet efter kroppen) ved leveringen. Ved behov kan ValguLoc tilpasses yderligere.

Ortosen fås både til højre og venstre storetå.

Tekniske data / parametre

ValguLoc er en ortose til storetåen.

Reserveremme kan købes.

Oplysninger vedrørende brugen

Produktet er beregnet til individuel behandling af én patient.

Garanti

Lovbestemmelserne i det land, hvor produktet blev købt, er gældende. Henvend dig i garantitilfælde først direkte til den forhandler, hvor du har købt produktet. Produktet skal renses, inden det indsættes i garantitilfælde. Hvis oplysningerne vedrørende håndtering og pleje af ValguLoc ikke blev overholdt, kan garantien være begrænset eller bortfalde helt. Garantien er udelukket ved:

- Ved til sidesættelse af indikationen
- Hvis det fuguddannede personales instruktioner ikke følges
- Egenrådige ændringer på produktet

Oplysninger om ansvar

Du må ikke selvdiagnoscere eller selvmedicinere, medmindre du er uddannet sundhedspersonalet. Før du bruger vores medicinske udstyr for første gang, skal du aktivt søge råd fra en læge eller dette fuguddannede personalet, da dette er den eneste måde at vurdere

virkningen af vores produkt på din krop og at bestemme eventuelle bifvirkninger, der kan opstå som følge af personlige forhold. Følg rådene fra dette fuguddannede personalet, samt alle instruktioner i dette dokument / eller dens – også delvise – online præsentation (herunder: tekst, billeder, grafik osv.).

Hvis du fortsat er i tvivl efter at have konstateret det fuguddannede personalets, bedes du tage kontakt til din læge, forhandler eller direkte til os.

Indberetningspligt

På grund af regional lovgivning er du forpligtet til straks at indberette enhver alvorlig hændelse i forbindelse med brugen af dette medicinske udstyr både til producenten og til den kompetente myndighed. Vores kontaktdata fremgår af denne brochures bagside.

Bortskaftelse

Udtjente produkter skal bortskaftes i henhold til de lokale regler.

Materialersammensætning

Polyamid (PA),
Ætylen-vinyacetat (EVA),
Akrylat, Polyester (PES)

[MD] – Medical Device (Medicinsk udstyr)

[UDI] – Mærkning af DataMatrix som UDI

Informationens udgivesdato:
2023-02

1 Ortho = ortopædisk hjælpemiddel til stabilisering, aflæstning, immobilisering, styring eller korrektion af arme, ben eller krop

2 Oplysning om risiko for person-skader (risiko for kvæstelser, sundhedsskader og ulykker) evt. materielle skader (skader på produktet)

3 En fuguddannet er en person, som iht. gældende lovgivning er berettiget til at tilpasse og instruere i brugen af bandager og ortoser.

Faguddannet personale³

Generelle oplysninger

Kontroller efter første påtagning, om ValguLoc passer, og om den sidder optimalt. Juster den om nødvendigt.

Øv korrekt påtagning sammen med patienten.

Der må ikke foretages usagkynige ændringer på produktet. Overholder oplysningerne i denne brugsanvisning ikke, kan det påvirke produktets ydelse og produktansvaret bortfalder.

ValguLoc er kun bereget til behandling af én patient.

ValguLoc er anatomisk formet (efter kroppen), men skal evt. tilpasses individuelt til patienten. Form ortosens forsigtigt, så den passer til patienten.



Szanowni Klienci,

dziękujemy za zaufanie okazane produktom Bauerfeind.

Każdego dnia pracujemy nad poprawą skuteczności medycznej naszych produktów, ponieważ Państwa zdrowie jest dla nas bardzo ważne. Należy dokładnie przeczytać niniejszą **instrukcję użytkowania** i stosować się do zawartych w niej wycytycznych. Wszelkie pytania należy kierować do lekarza prowadzącego lub sklepu specjalistycznego, w którym nabyli Państwo wyrob.

Przeznaczenie

ValguLoc to produkt medyczny. Jest to ortea¹ do korygowania dużego palca stopy w stanie spoczynku.

⚠ ValguLoc wymaga fachowego dopasowania do indywidualnych potrzeb pacjenta przez specjalistę².

Tylko w takim przypadku gwarantujemy pełną funkcjonalność ortez i optymalny komfort noszenia.

Wskazania

- Hallux valgus (odchylenie palucha w kierunku matego palca) – terapia zuchawczca i pooperacyjna.

Zagrożenia wynikające z zastosowania

⚠️ Uwaga!

Należy ściśle stosować się do instrukcji użytkowania i wskazówek fabrykowanych.

Orteza ValguLoc należy stosować wyłącznie zgodnie z informacjami zamieszczonymi w niniejszej instrukcji użytkowania i wskazaniami dotyczącymi jej użytkowania (miejscza zastosowania). ValguLoc to szyna przeznaczona do stosowania w nocy. **Nie** należy stosować jej podczas chodzenia. Aby zapewnić optymalne osadzenie ortezu ValguLoc, należy sprawdzić, czy produkt jest wyistarzająco dopasowany i w razie potrzeby powierzyć specjalistę³ jego atomiczne dopasowanie. Pierwsze dopasowanie i poinstruowanie w zakresie zastosowania może przeprowadzić wyłącznie przeszkołony specjalista.

Jednoczesno stosowanie innych produktów, np. ramach kompresoterapii (produkty uciskowe), należy uprzednio skonsultować z lekarzem prowadzącym.

W przypadku nasilenia się objawów lub zauważenia niepokojących zmian należy zaprzestać stosowania produktu i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Produkt należy chronić przed bezpośrednim kontaktem ze środkami zawiązającymi tłuszcze lub kwasy, z maściami i balsamami. W żaden sposób nie modyfikować produktu. Nieprzestrzeganie powyższych wskazań może

obniżyć skuteczność działania produktu i prowadzić do wyłączenia odpowiedzialności. Dotychczas nie stwierdzono występowania działań ubocznych dotyczących całego organizmu. Warunkiem wystąpienia zamierzonego działania jest poprawne stosowanie / zakładanie produktu. Nie należy zbyt ciasno mocować ortezu ValguLoc, ponieważ może to być przyczyną wystąpienia miejscowych ucisków. W rzadkich przypadkach może dojść do zwężenia naczyń krwionośnych i ucisku na nerwy. W takim przypadku należy położyć paski ortezu ValguLoc i ewentualnie zlecić sprawdzenie jej rozmiaru. Jeśli produkt Bauerfeind ma być używany w związku z ostrymi dolegliwościami / urazami, przed pierwszym użyciem należy pilnie zasięgnąć profesjonalnej porady lekarza i zastosować co do jego zaleceń. Mogą zaistnieć wynikające ze wskazań ograniczenia, na temat których informacji mogą udzielić wyłącznie specjalisci. W szczególności ograniczeniu może podlegać prowadzenie pojazdów, obsługa innych środków transportu lub maszyn. W razie wątpliwości zalecamy powstrzymanie się od wyżej wymienionych czynności.

Przeciwwskazania

- Do tej pory nie odnotowano występowania nadwrażliwości o charakterze chorobowym. W przypadku wymienionych poniżej chorób zakładanie i noszenie tego typu produktów należy bezwzględnie konsultować z lekarzem:
- Choroby skóry, rany w miejscu stosowania produktu, w szczególności stany zapalne; występowanie nabrzemiałych, zaczerniwionych i przerzanych blizn.
 - Zaburzenia czucia i poruszania nogi / stopy, np. w przypadku cukrzycy (diabetes mellitus)

- Zaburzenia odpływu limfy, również niewyjaśnione obrzędzenia tkanki miękkiej w partiach ciała oddalonych od zatożonej ortez
- Dna moczanowa (arthritis urica)

Wskazówki dotyczące zastosowania

Zakładanie ortezu ValguLoc

- A – plastikowa klamra,
- B – pasek z zapięciem na rzep,
- C – nakładka boczna

① Odpiąć pasek na rzep ortezu ValguLoc. Wsunąć plastikową klamrą pomiędzy paluch a drugi palec, tak aby paluch znalazł się we wkleistej części ortezu ValguLoc. ② Przetożzyć pasek przez wcięcie w klamrze, naciągnąć i zapiąć. ③ Należy przy tym pamiętać, że paluch powinien ustawić się w wyraźnie skorygowanym, jednak niepowodującym bólu położeniu.

Zdejmowanie ortezu ValguLoc

Odpiąć pasek na rzep i wysunąć stopę z ortezu ValguLoc.

Czyszczenie

Wskazówka: Orteza ValguLoc nie należy wystawiać na działanie bezpośredniego źródła ciepła (np. ogrzewania, promienie słoneczne), nie należy jej pozostawiać w nagrzanym samochodzie! Może to spowodować uszkodzenie materiału. Może to prowadzić do zmniejszenia skuteczności ortezu ValguLoc.

Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu zapiąć wszystkie paski rzepowe, aby uniknąć uszkodzeń. Orteza ValguLoc należy czyszczyć osobno ręcznie, z dodatkiem środka do prania tkanin delikatnych.

W przypadku reklamacji należy kontaktować się wyłącznie ze sklepem specjalistycznym. Zwracamy uwagę na to, że w ramach reklamacji przyjmujemy wyłącznie czyste produkty.

Miejsce zastosowania

Zgodnie ze wskazaniami (paluch). Patrz: Przeznaczenie.

Wskazówki dotyczące konserwacji

Wyrob praktycznie nie wymaga konserwacji pod warunkiem należytego stosowania i pielęgnacji.

Instrukcja składania i montażu

Orteza ValguLoc jest dostarczana w anatomicznie wyprofilowanym kształcie. W razie potrzeby należy dostosować kształt ortezu ValguLoc. Orteza ta dostępna jest w dwóch wersjach: na prawy i lewy paluch.

Dane techniczne / parametry

Orteza ValguLoc jest ortezą stabilizującą paluch.

Dostępne są paski wymienne.

Wskazówki na temat ponownego zastosowania

Produkt przeznaczony jest do indywidualnego zaopatrzenia jednego pacjenta.

Gwarancja

Obowiązują przepisy prawa kraju, w którym zakupiono wyrob. W razie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi należy się najpierw zwrócić bezpośrednio do sprzedawcy, u którego zakupiono wyrob. Przed oddaniem do reklamacji produkt należy oczyścić.

Nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących użytkowania i czyszczenia ValguLoc może ograniczyć zakres roszczeń z tytułu rękojmi lub jej wyłączenie.

Wyłączenie rękojmi następuje w przypadku:

- Użytkowania niezgodnego ze wskazaniami
- Nieprzestrzegania instrukcji specjalisty
- Samowolnych modyfikacji produktu

Zastrzeżenie odpowiedzialności

Nie wolno samodzielnie stawiać diagnozy ani leczyć się na własną rękę, chyba że jest się specjalistą w tym zakresie. Przed pierwszym użyciem naszego produktu medycznego należy zasięgnąć porady lekarza lub przeszkolonego personelu specjalistycznego, ponieważ tylko w ten sposób można ocenić wpływ naszego produktu na organizm i określić ewentualne zagrożenia będące następstwem jego stosowania, wynikające z indywidualnych uwarunkowań. Należy stosować się do zaleceń specjalistycznego personelu, jak również do wszystkich instrukcji zawartych w niniejszym dokumencie lub jego prezentacjach online, nawet we fragmentach (w tym: tekstów, obrazków, grafik itp.).

Jeśli po konsultacji z personelem specjalistycznym pozostaną jakiekolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem, sprzedawcą lub bezpośrednio z nami.

Obowiązek zgłaszania

Na podstawie regionalnych przepisów prawa użytkownik jest zobowiązany do niezwłoczonego zgłoszenia wszelkich poważnych incydentów związanych z użyciem tego wyrobu medycznego – zarówno producentowi, jak i właściwemu organowi. Nasze dane kontaktowe można znaleźć na odwrocie broszury.

Utylizacja

Po zakończeniu użytkowania zutylizować produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.

Skład materiałowy

Poliamid (PA),
Octan etylenowiny (EVA),
Akrylan, Polyester (PES)

[MD] – Medical Device (Urządzenie medyczne)

UDI – Unikalny identyfikator urządzenia – kod DataMatrix, UDI

Ostatnia aktualizacja informacji:
2023-02

- 1 Orteza = ortopedyczny środek pomocniczy służący do stabilizacji, odciążania, unieruchomienia, prowadzenia lub kontygu kończyn albo tułowia
- 2 Wskazówka dotycząca możliwych szkód osobowych (ryzyko obrażeń ciała i wypadku) lub rzeczowych (uszkodzenie wyróbu)
- 3 Specjalista to każda osoba, która zgodnie z obowiązującymi regulacjami krajowymi jest upoważniona do dopasowywania aktywnych ortez i ortez oraz do instruowania w zakresie ich użytkowania.

Specjałiści³

Wskazówki ogólne

Po pierwszym założeniu należy sprawdzić optymalne dla konkretnego pacjenta ułożenie ValguLoc. W razie potrzeby odpowiednio skorygować.

Przećwiczyć z pacjentem prawidłowy sposób zakładania.

Nie wolno dokonywać niezgodnych z przeznaczeniem zmian w produkcji. Nieprzestrzeganie powyższych wskazań może obniżyć skuteczność działania produktu i prowadzić do wyłączenia odpowiedzialności.

Orteza ValguLoc przeznaczona jest do stosowania tylko przez jedną osobę.

Orteza ValguLoc jest wyprofilowana anatomicznie, należy ją jednak w razie potrzeby dopasować do indywidualnych potrzeb pacjenta. W tym celu przy użyciu nieznacznej siły należy dopasować ortezę do właściwego anatomicznego kształtu.



česky

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

mnohokrát vám děkujeme, že jste se rozhodl(a) pro produkt Bauerfeind.

Denně pracujeme na zlepšování lékařské účinnosti našich produktů, protože nám záleží na vašem zdraví. Pozorně si přečtěte a doručte tento **návod k použití**. V případě otázek se obrátěte na svého lékaře nebo na specializovaný obchod.

Účel

ValguLoc je lékařský výrobek. Je to ortéza na korekci palce nohy w kilodowm statu.

⚠ ValguLoc vyžaduje kvalifikované a indywidualny przypisobieni pacientowi prostrednictwem szkolenia odbornego personelu. Jen tím je zajistěna plná výkonnost ortézy a optimální komfort při nošení.

Indikace

- Hallux valgus (wbocheni palce nohy k malicu nohy) – konzervativni a pooperačni.

Rizika použití

⚠ Pozor²

Pečlivě dodržujte údaje uvedené v tomto návodu k použití a pokyny odborného personálu.

ValguLoc je třeba nosit pouze podle údajů tohoto návodu k použití a podle uváděných oblastí použití (místo nasazení).

ValguLoc je noční dlaha.

Není určena k chůzi.

K zajištění optimálního nasazení ortézy ValguLoc se musí zkонтrolować, zda je výrobek dostatecznie wyprofilowany, pop. musi byt odbornym personálem³ dodatečne wyprofilowany, aby odpowidał anatomii w danej oblasti. Pouze proskoleny odborný personál smi provádět (prvni) przypisobieni a instruktáz.

Jestliže chcete zároveň používat ijiné výrobky, např. v rámci komprezivní terapie (komprezívni puncochy), domluvte se předem s vašim ošetřujícím lékařem.

Jestliže dojde ke zhoršení problémů, nebo když se objevily neobyvklé změny, přestaňte výrobek používat a navštivte okamžitě svého lékaře.

Výrobek nesmí přijít do kontaktu s mastnými a kyselými látkami, mastnými a pleťovými mlékami. Neprovádějte změny na výrobku. Při nedodržení tohoto pokynu může dojít k ovlivnění účinku výrobku do té míry, že přestanete platit záruka na výrobek.

Vedlejší účinky, které by ovlivnily celý organismus, nejsou dosud známé. Předpokládem je správné používání / příkládání.

Ortezu ValguLoc nepřipíládejte moc naepěno, může to vyvolat lokální příznaky způsobené tlakem. Ve vzácných případech může dojít k zúžení cév a nervů. V tomto případě uvolněte popruh na ortéze ValguLoc a i případně nechte přezkoušet velikost vaši ortézy ValguLoc.

Pokud chcete použít produkt Bauerfeind z důvodu akutních potíží z zranění, vyhledejte před prvním použitím bezodkladně odbornou lékařskou pomoc a obejměte příslušnými pokyny. Mohou existovat omezení související s indikací, která vám odborný personál ověří. Může se jednat zejména o omezení schopnosti k řízení vozidel, jiných dopravních prostředků nebo strojů. V případě pochybností vám doporučujeme, abyste se prozatím výše uvedených činností zdrželi.

Kontraindykace

Nadměrná citlivost vedoucí až k onemocnění nemí zatím známa. Při dálé uvedených příznacích onemocnění je příložení a nošení takové pomůcky indikováno pouze po domluvě s vaším ošetřujícím lékařem:

- Kožní choroby nebo poranění v dotčené části oblasti, zvláště při zánětlivých projevech, stejně jako vystupujících jízvách s otoky, zarudnutím a pňehřátem
- Poruchy citlivosti a poruchy pohybu nohy / chodidla, např. při cukrovce (diabetes mellitus)
- Poruchy odvodu lymfy, také nejasné otoky měkkých tkání, a to i v vzdálenějších místech těla.
- Záchrat dny (Arthritis urica)

Pokyny k používání

Oblékání / Přikládání ortézy

ValguLoc

A – plastová spona,

B – popruh se suchým zipem,

C – spona na bříšku palce

① Otevřete suchý zip popruhu ortézy ValguLoc. Nasunujte plastovou sponu mezi palec nohy a druhý prst nohy, dokud nebudete palec nohy ležet v mísovitém dílu ortézy ValguLoc. **②** Nyní provlékněte sponu přes výstřih ve sponě a tahem jej připevněte. **③** Přítom dbejte, aby byl palec nohy viditelně korigován, avšak bez vyvolání bolesti.

Snímání / odložení ValguLoc

Rozepněte suchý zip popruhu a vytáhněte chodidlo z ortézy ValguLoc.

Pokyny k čištění

Upozornění: Nevystavujte ortézu ValguLoc nikdy přímo teplu (např. u topení, slunečnímu záření, při skladování v autě). Může dojít k poškození materiálu. To může negativně ovlivnit účinnost ortézy ValguLoc.

Před čištěním slepte všechny suché zipy, aby se zabránilo poškození. Ortézu ValguLoc myjte odděleně a ručně pomocí jemněho pracího prostředku.

Pri reklamach se obracajte výhradně na vaš spacializovaný obchod. Upozorňujeme, že zboží musí být čisté.

Místo nasazení

Podle indikaci (palec nohy). Viz stanovení účelu.

Upozornění týkající se údržby

Při správném zacházení a péči nevyžaduje výrobek žádnou údržbu.

Návod k sestavení a montáži

ValguLoc se dodává v anatomický (vyhovující stavbě lidského těla) tvarovaném stavu. V případě potřeby lze ValguLoc dále tvarovat. Ortéza je v dvou provedených pro levý a pravý palec nohy.

Technické údaje /

parametry

ValguLoc je ortéza pro palec nohy. K dostání jsou náhradní pásky.

Upozornění týkající se opakování používání

Výrobek je určen k individuálnímu ošetření jednoho pacienta nebo pacientky.

Záruka

Plati zákonné ustanovení země, ve které byl produkt zakoupen. Jestliže předpokládáte, že nastal případ uplatnění záruky, obraťte se nejdříve na osobu, od které jste produkt zakoupili. Před ohlášením nároku ze záruky výrobek vycistěte. Při nerespektování pokynů k nakládání s výrobkem ValguLoc a ke péči o něj může být záruka omezena nebo vyloučena.

Plnění ze záruky je vyloučeno v následujících případech:

- Použití neodpovídající indikaci
- Nerespektování pokynů odborného personálu
- Svévolné pozměňování výrobku

Pokyny k poskytování odpovědnosti

Pokud nejste odborný zdravotnický pracovník, neprovádějte samodiagnostiku ani samolečbu. Před prvním použitím našeho lékařského výrobku se posadte s lékařem nebo vyškoleným odborným personálem, protože je to jediný způsob, jak posoudit účinek našeho výrobu na vaše tělo a v případě potřeby určit případná

aplikáni rizika vyplývající z vaší tělesné konstituce. Rídte se radami tohoto odborného personálu a všemi informacemi v tomto dokumentu / nebo jeho online verzi – včetně výňatku (zejména: texty, obrázky, grafika atd.).

Máte-li po konzultaci s odborným personálem jakékoli pochybnosti, obraťte se na svého lékaře, prodejce nebo kontaktujte přímo nás.

Ohlašovací povinnost

Na základě regionálních zákonních předpisů jsou povinni neprodleně ohlásit každou závažnou událost při použití tohoto lékařského výrobku jak výrobcu, tak i příslušnému úřadu. Naše kontaktní údaje najdete na zadní straně této brozury.

Likvidace

Po skončení doby použitelnosti výrobek zlikvidujte podle platných místních předpisů.

Složení materiálu

Polyamid (PA),
Ethylenvinylacetat (EVA),
Akrylát, Polyester (PES)

MD – Medical Device
(Zdravotnický prostředek)

UDI – Identifikátor maticového 2D kódu jako UDI

Stav informací: 2023-02

1 Ortéza = ortopedická pomůcka ke stabilizaci, odlehčení, znehynění, vedení či korekci končetin nebo těla

2 Upozornění na nebezpečí poškození osob (riziko poranění a nehydy, zdravotní rizik), popř. věcná škoda (škody na výrobku)

3 Odborný personál je každá osoba, která je oprávněna dle platných státních nařízení provádět přípůsobení a instruktáž o používání bandáží a ortéz.

Odborný personál³

Všeobecná upozornění

Po prvním použití zkонтrolujte optimální a individuální polohu ortézy ValguLoc. V případě potřeby provedte korekce.

Spolu s pacientem nacvičte správné příkládání.

Je zakázáno provádět neodborné úpravy výrobku. Při nedodržení tohoto pokynu může dojít k ovlivnění účinku výrobku do té míry, že přestane plnit záruku na výrobek. Ortéza ValguLoc je určena pro používání jedním pacientem.

ValguLoc je anatomický (vyhovující stavbě lidského těla) formována a popř. musí být přizpůsobena anatomii příslušného pacienta. Ortézu vytvářejte za použití lehké síly na anatomicky správný tvar.

sk slovensky

Vážená zákaznička, vážený zákazník,

dakujeme pekne, že ste sa rozhodli pre výrobok firmy Bauerfeind.

Pracujeme každý deň na zlepšení medicinskej účinnosti našich výrobkov, lebo Vaše zdravie nám leží na srdeči. Prečítajte si starostlivo tento **návod na používanie** a dodržiavajte ho. Pri otázkach sa obráťte na svojho lekára alebo odbornú predajnu.

Účel

ValguLoc je medicínsky výrobok. Je to ortéza¹ na korektúru haluxov v kľude.

⚠ ValguLoc využávuje kvalifikované a individuálne prispôsobenie na pacienta prostredníctvom vyškoleného odborného personálu². Iba tak je zaručená plná výkonnosť ortézy a optimálne pohodlné nosenie.

Indikácie

• Hallux valgus (zalomenie palca smerom k maličku) – konzervatívne a postoperatívne.

Rizika používania

⚠️ Pozor!

Rešpektujte čo najpresnejšie zadanie uvedené v tomto návode a pokyny kvalifikovaného personálu.

ValguLoc sa smie nosiť iba podľa pokynov v tomto návode na použitie a na uvedených oblastiach použitia (účel, miesto nasadenia).

ValguLoc je nočná dlaha.

Nie je vhodná na chôdzú.

Aby sa zaručilo optimálne upevnenie ValguLoc, musíte skontrolovať, či je výrobok dosťatočne vytváraný, alebo sa musí dodatočne tvarovo prispôsobiť telesnej veľkosti prostredníctvom odborného personálu³. (Prvotné) nastavenie a uvedenie smie vykonávať len vyškolený odborník. komprezáne pančuchy/Kombináciu s inými produkami, napr. v rámci kompreznej terapie (komprezáne pančuchy), vopred prehovorte so svojím ošetrovujúcim lekárom.

Ak by ste mali ľahkosti alebo na sebe pocítili neobvyklé zmeny, zrušte používanie výrobku a vyhľadajte ihneď svojho lekára. Nikdy nenechajte výrobok prísť do kontaktu s prostriedkami obsahujúcimi tuky a kyseliny, masti a emulzie. Nie je dovolené vynávátať akékoľvek zmeny výrobku. Nedodržanie môže ohrozíť funkciu výrobku, a preto znamená, že bude vylúčená záruka za výrobok. Vedľajšie účinky, ktoré postihujú celý organizmus, nie sú doteraz známe. Predpokladá sa odborná manipulácia / používanie. Nepríhľahuje ValguLoc príliš pevne, lebo v opačnom prípade môže dôjsť k lokálnym tlakovým príznakom. V zriedkavých prípadoch je možné zúženie ciev a nervov.

Uvoľnite v tomto prípade popruhy ValguLoc a v prípade potreby nechajte prípadne skontrolovať veľkosť vašej ValguLoc.

Pokiaľ chcete použiť svoj výrobok Bauerfeind z dôvodu akútnej ľahkosti / zranení, musíte vyhľadať pred prvým použitím určeného odbornú lekársku pomoc a riadiť sa týmito radami. Môžu existovať obmedzenia súvisiace s indikáciou, ktoré vám vysvetlí odborný personál. Najmä riadenie vozidiel, iných dopravných prostriedkov alebo strojov môže byť možné len v obmedzenom rozsahu. V prípade pochybností vám odporúčame, aby ste sa nateraz zdržali vyššie uvedených činností.

Pokiaľ chcete použiť svoj výrobok Bauerfeind z dôvodu akútnej ľahkosti / zranení, musíte vyhľadať pred prvým použitím určeného odbornú lekársku pomoc a riadiť sa týmito radami. Môžu existovať obmedzenia súvisiace s indikáciou, ktoré vám vysvetlí odborný personál. Najmä riadenie vozidiel, iných dopravných prostriedkov alebo strojov môže byť možné len v obmedzenom rozsahu. V prípade pochybností vám odporúčame, aby ste sa nateraz zdržali vyššie uvedených činností.

Kontraindikácie

Precitlivenosť vedúci k vzniku ochorenia nie je doteraz známa. U nasledujúcich obrazoch ochorenia sa nasadenie a používanie takejto pomôcky indikuje iba po porade s lekárom:

- Ochorenia / poranenia kože v ošetrovanej časti tela, predovšetkým pri prejavoch zápalu, takisto ako výrazky s opuchnutím, sčervenanie a prehriatie
- Poruchy citlivosti a pohyblivosti nohy / chodidla, napr. pri cukrovke (Diabetes mellitus)
- Poruchy lymfatického odtoku, tiež nejasné opuchy mäkkých častí v určitej vzdialenosťi od uloženej ortézy
- Dnávny záchrav (Arthritis urica)

Pokyny pre používanie

Nasadenie / príloženie ortézy

ValguLoc

A – plastová rozpera,

B – popruh na suchý zip,

C – spona na podušku

① Otvorte suchý zip popruhu ValguLoc. Presúvajte plastovú rozperu medzi palec a druhý prst, kým sa nebudé nachádzať palec v časti ValguLoc s priebehinou.

② Potom presuňte popruh cez zárez v rozperze a upevnite ho riadne pod fahom. **③** Dávajte pritom pozor, že palec sa musí dať viditeľne korigovať bez toho, aby pritom vznikli bolesti.

Nasadenie / príloženie ortézy

ValguLoc

Otvorte suchý zip popruhu a vyviedte nohu z ValguLoc.

Pokyny pre čistenie

Upozornenie: Podpäťtenky

ValguLoc nikdy nevystavujte vysokým teplotám (napr. kúrenie, priame slnečné svetlo, uskladnenie v osobnom vozidle). Tak je možný vznik poškodenia materiálu. Toto môže znižiť účinnosť podpäťienok ValguLoc.

Uzávrite pred čistením všetky upevňovacie popruhy, aby ste zabránili poškodeniu. ValguLoc sa musí čistiť separátne a manuálne jemným pracím prostriedkom.

V prípade reklamácie sa prosím vždy obracajte na svoju odborného predajcu. Chceme zdôrazniť, že spracovať je možné len výčisťený tovar.

Miesto nasadenia

Podľa indikácií (palec). Pozri odsek Účel.

Pokyny pre údržbu

Pri správnej manipulácii a ošetrovaní výrobkov prakticky nepotrebuje žiadun údržbu.

Návod na zloženie a montáž

ValguLoc sa dodáva v anatomický vopred vypravovanom (na miere podla tela) stave. V prípade potreby sa dá ValguLoc ďalej tvarovať.

Ortéza sa vyrába v dvoch verziách pre pravý a ľavý palec.

Technické údaje / parametre

ValguLoc je ortéza na palce. Dajú sa zakúpiť náhradné pásy.

Pokyny pre opakovanie použitia

Výrobok je naplánovaný na individuálne ošetrovanie pacienta alebo pacientky.

Záruka

Platia zákonné ustanovenia krajiny, kde bol výrobok zakúpený. Ak vznikne podporenie na záručnom prípade, kontaktujte najprv priamu tú osobu, od ktorej ste výrobok zakúpili. Výrobok sa musí pod podaním záručnej reklamácie výčistiť. Pokiaľ neboli dodržané pokyny k manipulácii a ošetrovaniu ValguLoc, môže byť negatívne ovplyvnená alebo vylúčená záruka.

Záruka je vylúčená pri:

- Používaní bez správnej indikácie;
- Nedodržiavaní pokynov kvalifikovaného personálu;
- Svojvoľných zmenech výrobku

Pokyny k záruke

Nevykonávajte samostatnú diagnostiku ani samoliečbu, pokiaľ nie ste kvalifikovaný zdravotnícky pracovník.

Pred prvým použitím náslova medicínskeho výrobku sa bezpodmienečne poradte s lekárom alebo kvalifikovaným zdravotníckym personálom, pretože je to jediný spôsob, ako posúdiť účinok náslova výrobku na vaše tela a príp. určiť účinok lekárskych rizík, ktoré vyplývajú z vašej osobnej konštitúcie. Rešpektujte tohto kvalifikovaného zdravotníckeho personála a tiež všetky informácie uvedené v týchto podkladoch / alebo v ich - online prezentácií (tiež: texty, obrázky, grafiky atď.).

Pokiaľ máte po konzultácii s odborným personálom nadalej pochybnosti, obráťte sa na svoju lekára, predajcu alebo kontaktujte priamo našu spoločnosť.

Oblasovacia povinnosť

Na základe regionálnych zákonných predpisov ste povinní, bezodkladne nahlásiť každý závažný problém pri používaní tohto medicínskeho výrobku výrobcovi, ako aj kompetentnému úradu. Naše kontaktné údaje nájdete na zadnej strane tejto brožúry.

Likvidácia

Zlikvidujte výrobok po ukončení používania podľa miestnych predpisov.

Zloženie materiálu

Polyamid (PA),
Etylen vinylacetát (EVA),
Akrylát, Polyester (PES)

MD – Medical Device (Zdravotnícke pomôcky)

UDI – Značkovač dátová matrica ako UDI

Stav informácií: 2023-02

¹ Ortéza – ortopedická pomôcka pre stabilizáciu, odťahenie, skliďenie, vedenie alebo korekciu končatin alebo trupu

² Upozorzenie na poranenia osôb (nebezpečenstvo poranenia, zdravotné riziko a riziko úrazu), príp. majetkové škody (poškodenie výrobku)

³ Odborným personálom je každá osoba, ktorá je v súlade s pre Vás platnými národnými predpismi oprávnená vykonávať príspôsobenie bandáží a ortéz a zácvik v ich používaní.

Odborný personál³

Obecné pokyny

Pred prvým nasadením skontrolujte optimálnu a individuálnu polohu bandáže ValguLoc. Prípadne vykonajte nutné korektury.

Nacierte s pacientom správne nasadenie bandáže.

Vykonávať neodbornú zmienu výrobku je zakázané. Nedodržanie môže ohrozit funkciu výrobku, a preto znamená, že bude vylúčená záruka za výrobok.

Ortéza ValguLoc je určená na poskytnutie starostlivosti iba pre jedného pacienta.

ValguLoc je anatomicky vopred vytvarovaná (na mieru podla tela) a musí sa v prípade potreby prispôsobiť individuálnej anatómie pacienta. Vytvarujte príтом ortézu ľahkým pôsobením sily na anatomicky správny tvar.

hu magyar

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy a Bauerfeind termékét választotta.

Minden nap azon dolgozunk, hogy a termékeinknél egészségügyi hatékonyságát növeljük, hiszen az Ön egészsége fontos számunkra. Kérjük, figyelmesen olvassa el és pontosan tartsa a **jelen használati útmutatóban** leírtakat. Felmerülő kérdéseivel kapcsolatban forduljon a kezelőorvosához vagykeres fel a szaküzletet.

Rendelhetős

A ValguLoc egy gyógyászati termék. A nagylábjú nyugalmi helyzetben történő korrekciójára szolgáló ortézis.

△ A ValguLoc eszköz hozzáértő, képzett szakszemélyzetnek³ kell a páciens egyéni méreteihez igazítania. Csak így garantált határozott maximális teljesítőképessége és az optimális viselési kényelem.

Javallatok

- Hallux valgus (a nagy lábujj halításia kislábujj felé) – konzervatív és posztoperativ.

Használati kockázatok

⚠ Vigyázat²

Kérjük, pontosan tartsa be a jelen használati útmutató előírásait és a szakszemélyzet utasításait.

A ValguLoc kizárolág a használati útmutatóban található utasítások szerint és a felsorolt alkalmazási területeken (alkalmazási hely) viselhető.

A ValguLoc egy éjszakai rögzítés. Járás közben **nem** használható.

A ValguLoc optimális illeszkedésének biztosítása érdekében meg kell vizsgálni, hogy megfelel-e a termék alakja, vagy nem szükséges-e, hogy szakember utolag a test formájához igazitsa. Az (első) egyedi illesztést és a bemutatást kizárolág képzett szakszemélyzet végezheti.

Más termékekkel, pl. kompressziós terápia (kompressziós harisnya) keretében történő használatáról kérje kezelőorvosra véleményt.

Ha tünetei súlyosodnak, vagy szokatlan változásokat észlel, vagyja abba a termék használatát, és azonnal keresse fel orvosát.

Ügyeljen arra, hogy a termék ne érintkezzen zsr- vagy svartalmú anyagokkal, kenőcsökkel és krémekkel. A termékkel ne változtasson meg. Ennek a korlátozásnak a figyelmen kívül hagyása csökkenti a termék hatékonyságát, és megszűnik a termékre vonatkozó jótállás.

A termék egész szervezetet érintő mellékhatásai jelenleg nem ismertek. A termékét szakszerűen kell alkalmazni /viselni.

Ügyeljen, hogy a ValguLoc ne legyen túl szoros, mert ez a szöveget helyi megnegyedését okozhatja. Ritkán előfordulhat a véredények vagy az idegpályák részleges elzáródása. Ilyen esetben lazítsa meg a ValguLoc

pántjait és szükség esetén elleírőriztesse a ValguLoc méréttét.

Ha Ön a Bauerfeind termékét akut panaszok / sérelmek miatt kíványa használni, az első használat előtt sürgös kérje e követes szakorvosa tanácsát. Előfordulhat, hogy az indikációval kapcsolatos korlátozások, amelyekről a szakszemélyzet ad tájékoztatást. Előfordulhat, hogy különösen a járművek, egyéb szállítószekszők vagy gépek vezetése csak korlátozottan lehetséges. Ha kétségei vannak, azt javasoljuk, hogy egységre tartózkodjon a fent említett tevékenységekkel.

Ellenjavallatok

Orvosig jelentős túlerzékenységre utaló tünetek jelenleg nem ismertek. A következő diagnózisok esetén az ilyen jellegű gyógyászati segédeszközök viselése és alkalmazása csak az orvosossal folytatott megbeszélés után javallott:

- Bőrbetegségek, a bőr sérülései a segédeszköz által elláttott testréjéken, különösen gyulladásos tünetek megléte esetén, valamint gyulladt hegek, bőrpír és túlzott melegesség esetén
- A lábszár / lábak érzékelési és a mozgási zavarra esetén, pl. cukorbetegség (Diabetes mellitus) esetén
- Nyirokáramási zavarok, tisztaálaton, testidegen lágyrézsi duzzanatok a felhelyezett ortézis miatt.
- Kőszvényes roham (Arthritis urica)

Használati útmutató

A ValguLoc felvételre / felhelyezése

A – Műanyag heveder,

B – Tépőzáras pánt,

C – Ujjizületi nyelv

① Nyissa ki a ValguLoc pántjának tépőzájrát. Csúsztassa a műanyag hevedert a nagylábjúról és a második lábujj közei ügy, hogy a nagylábjúr a ValguLoc

technikai alakú részben feküdjen. ② Vezesse át a pántot a hevederen lévő begágon, majd erősen meghúzza rögzítse. ③ Ugyeljen arra, hogy a nagylábjú állása láthatóan megváltozon anélkül, hogy ez fájdalmat okozna.

A ValgùLoc levétele

Nyissa ki a pánt tépőzájrát, és húzza ki a lábat a ValgùLoc merevitőből.

Tisztítási utasítások

Megjegyzés: Ügyeljen, hogy a ValgùLoc merevitőt ne érje közvetlen hőhatás (pl. fűtés, napsugárzás vagy gépkocsiban történő tárolás miatt)! Ez az anyag károsodását okozhatja. Mindez befolyásolhatja a ValgùLoc hatékonyságát.

Tisztítás előtt a károsodások elkerülése érdekében rögzítse a tépőzárat. A ValgùLoc merevitőt finom mosószerrel, elkulonítve, kézel színtsítsz. Reklamáció esetén kizárolag a szakszékhelyen forduljon. Felhívjuk figyelmét arra, hogy munkavégzés csak kitisztított termékkel történhet.

Hásználati hely

A javallatoknak megfelelően (nagylábjú). Lásd a rendeltetést.

Karbantartási utasítások

Megfelelő kezelés és ápolás esetén a termék gyakorlatilag nem igényel karbantartást.

Összeállítási és szerelési útmutató

A ValgùLoc szállítása anatómiaiag (testhez idomuló módon) formázott állapotban történik. Szükség esetén a ValgùLoc alakja tovább igazitható. Az ortézis két kivitelben által rendelkezésre a jobb és a bal nagylábjú számára.

Műszaki adatok / paraméterek

A ValgùLoc egy ortézis a nagylábjú számára. Pótánatók kaphatók.

Utasítások újbóli használához

A termék a betegek egyéni szabott ellátására készült..

Garancia

Annak az országnak a törvényi előírási érvényesek, amelyben a terméket megvásárolta. Amennyiben Ön garanciális problémát gyanít, kérjük, hogy előzőr forduljon akihöz. Ön a terméket megvásárolta. Kérjük, hogy a terméket a garanciális probléma bejelentése előtt mossa ki. Amennyiben a ValgùLoc használata és az apolására vonatkozó utasításokat nem tartották be, a garancia károsodhat vagy kizárársa kerülhet.

- A garanciát kizárt felteletek:
 - Nem az indikációkön megfelelő használattal
 - Amennyiben nem tartják be a szakszemélyzett utasítását
 - Önhatalmúlag elvégzett változtatások a terméken

Jogi nyilatkozat

Ne végezz öndiagnózist vagy öngyógyítást, ha csak nem egészségügyi szakember. Gyógyászati termékünk első használata előtt mindenkorban kérje ki orvos vagy szakcépzett személyzet tanácsát, mivel csak így mérhető fel termékünk hatására az Ön szervezetére, és csak így határozható meg az Ön személyes alkata miatt esetlegesen felmerülő használati kockázatok. Kövesse az említett szakszemélyzet tanácsait, valamint az ebben a dokumentumban / vagy annak online megjelenésében (szöveges, képek, grafikák stb.) található összes utasítást. Amennyiben az egészségügyi szakemberrrel való konzultációt követően bármilyen kétélye marad, kérjük, forduljon orvosához, hiszen szabadonjához vagy közvetlenül hozzánk.

Jelentési kötelezettség

A regionális törvényi előírások alapján Ön köteles a jelen gyógyászati termék használata során jelentkező valamennyi jelentős eseményt haladéktalanul jelenteni a gyártó, valamint az illetékes hatóság felé. Elérhetőségeinket a jelen tájékoztató hátfalán találja.

Hulladékkezelés

Kérjük, a használatot követően a termékkel a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Anyag összetétele

Polyamid (PA),
Etilén-vinil-acetát (EVA),
Akrilát, Poliészter (PES)

- [MD]** – Medical Device
(Orvostechnikai eszköz)
[UDI] – Az UDI az adatmátrix azonosítójá

Információs állapot: 2023-02

1 Ortézis = ortopédiai segédeszköz végtagok vagy törzs stabilizálására, tehermentessére, vezetésére, korrigálására vagy ezek panaszainak enyhítésére.
2 Figyelmezettségi személyi sérülés (sérülésveszély, egészségi és baleseti kockázat), adott esetben anyagi kár (a termék károsodására) veszélyre

3 A szakszemélyzet azokat a személyeket foglalja magába, aikik az Ön országában érvényes előírások értelmében a pacientök és ortézisek egyedi illesztésére és használataikat be tanítására jogosultak.

Szakszemélyzet³

Általános utasítások

A első kezelés után ellenőrizze a ValgùLoc optimális és trestre szabott elhelyezkedését. Szükség esetén végezzen korrekciókat. A beteggel gyakoroltassa a helyes felvételt. A termék szakszerűen megváltoztatása nem megengedett.

Ennek a korlátozásnak a figyelmen kívül hagyása csökkenti a termék hatékonyságát, így a termékfelelősséget kizárt.

A ValgùLoc csak egyetlen páciens kezeléséhez készül.

A ValgùLoc anatómiaiag (testhez idomuló módon) lett megformálva, és adott esetben a páciens egyéni anatómiájához kell igazítani. Ehhez az ortézist kis erőhatás mellett formázza az anatómiaiag megfelelő alakra.

hr hrvatski

Poštovani korisnici,

zahvaljujemo vam što ste se odlučili za proizvod tvrtke Bauerfeind.

Mi svakodnevno radimo na poboljšanju medicinske učinkovitosti svojih proizvoda jer vaše nam je zdravlje izuzetno važno. Pažljivo pročitate i poštujte ove upute za uporabu. Ako imate kakvih pitanja, obratite se svom liječniku ili specijaliziranoj trgovini.

Određena primjena

ValgùLoc je medicinski proizvod. To je ortoza¹ za korekciju nožnog palca u mirovanju.

▲ ValgùLoc zahtijeva kvalificiranu i individualnu prilagodbu pacijentu koju treba provesti samo lovano stručno osoblje². Samo se tako mogu zajamčiti potpuna djelotvornost ortoze i optimalna udobnost prilikom nošenja.

Indikacije

• Hallux valgus (pomak nožnog palca prema malom prstu) - neoperativno i operativno.

Rizici primjene

▲ Oprez²

Molimo obratite pozornost na specifikacije navedene u ovim

uputama za uporabu i na upute stručnog osoblja.

ValguLoc treba nositi samo prema uputama za uporabu i na navedenim područjima primjene (mjesto primjene).

ValguLoc je noćna proteza.

Nije prilagoden za hodanje.

Kako bi se proizvod ValguLoc mogao optimalno koristiti treba provjeriti je li prijermeni oblikovan, odnosno treba li ga stručno osoblje³ naknadno prilagoditi tijelu. (Prvu) prilagodbu i upućivanje smije provesti samo stručno školovano osoblje.

Prihodno dogovorite kombinaciju s drugim proizvodima npr. u okviru kompresijske terapije (kompresivne čarape) sa svojim liječnikom. Ako se tegobe povećaju ili ako na sebi uočite neobične promjene, odmah se obratite svojem liječniku. U slučaju nestrukture ili nemanjenske primjene isključeno je jamstvo na proizvod. Ako na sebi primijetite neuobičajene promjene ili pojačanje tegoba, prestanite s uporabom proizvoda i smješta se obratiti svojem liječniku.

Do sada nisu poznate nuspojave koje djeluju na cijeli organizam. Podrazumijeva se stručna primjena / stručno postavljanje proizvoda.

ValguLoc ne stavljamte prečvrsto jer se u protivnom mogu pojavit znakovi podjeva. U rijetkim je slučajevima moguće priklijenje krvnih žila i živaca. U tom slučaju otpustite trake ValguLoc ortoze te eventualno provjerite njezinu veličinu.

Ako želite koristiti svoj Bauerfeind proizvod zbog akutnih tegoba / ozljeda, prije sve uprave hitno potražite stručni liječnički savjet i poštujte ga. Mogu postojati ograničenja povezana s indikacijom koja će Vam objasnit stručno osoblje. Posebice upravljanje vozilima, drugim prijevoznim sredstvima ili strojevima može

biti moguće samo u ograničenom mjeri. Ukoliko ste u nedoumici, savjetujemo vam da se za sada suzdržite od prethodno navedenih aktivnosti.

Kontraindikacije (protučinci)

Nisu poznati medicinski relevantni slučajevi preosjetljivosti. U slučaju sljedećih navedenih simptoma bolesti postavljanje i nošenje takvog pomagala indicirano je tek nakon prethodnog savjetovanja s liječnikom:

- Kožne bolesti / ozljede na ljećenim dijelovima tijela, posebice upalne pojave, također izloženi ožiljiči s oteklinom, crvenilom i hipertermijom
- Smrtnje osjetila i pokreta noge / stopala, npr. kod šećerne bolesti (diabetes mellitus)
- Smrtnje u limfnom protoku, isto tako nejasne otekline mekog tkiva distalno od postavljene ortoze.
- Napad gihta (Arthritis urica)

Upute za primjenu

Stezanje / postavljanje ValguLoc ortoze

A – plastična kopča, B – traka s čičak zatvaračem, C – vrpca

① Otvorite čičak zatvarač trake ValguLoc-a. Provucite plastičnu kopču između palca i prsta do palca dok palac ne legne u dio u obliku korita ValguLoc-a. ② Zatim provucite traku kroz otvor na kopči te je čvrsto povucite. ③ Molimo pripazite pritom da se palac treba vidljivo ispraviti, ali bez da se prijeđe granična boli.

Skidanje / odlaganje ValguLoc-a
Otvorite čičak zatvarač trake i izvučite stopalo izvan ValguLoc-a.

Upute za čišćenje

Napomena: Nikada ne izlažite ValguLoc izravnoj toplini (npr. grijanju, sunčeva svjetlost, skladištenju u osobnom vozilu)! Materijal se tako može oštetiti.

To može umanjiti djelotvornost ValguLoc-a.

Prije pranja zatvorite sve čičak trake kako bi se izbjeglo oštećivanje. ValguLoc perite odvojeno na ruke sredstvom za pranje osjetljivog rublja.

U slučaju reklamacije obratite se isključivo svojoj specijaliziranoj trgovini. Napominjemo da je moguća samo obrada očišćenog proizvoda.

Mjesto primjene

Prema indikacijama (palac). Vidi određenu primjenu.

Napomene za održavanje

U slučaju ispravnog rukovanja i njegove proizvod gotovo da i ne zahtijeva održavanje.

Upute za sastavljanje i montazu

ValguLoc se isporučuje u anatomski (prema tijelu) oblikovanom stanju. U slučaju potrebe ValguLoc se može i dodatno oblikovati. Ova ortoza postoji u dvije izvedbe, za desni i lijevi palac.

Tehnički podaci / parametri

ValguLoc je ortoza za palac. Dostupni su zamjenski pojasevi.

Napomene za ponovnu uporabu

Proizvod je predviđen za individualno zbrinjavanje jednog pacijenta.

Jamstvo

Vrijede zakonske odredbe države u kojoj ste kupili proizvod.

U slučaju potraživanja iz jamstva, molimo prvo direktno kontaktirajte prodajno mjesto na kojem ste kupili proizvod.

Proizvod se treba očistiti prije prijave jamstva. Ako se niste pridržavali uputa za postupanje i održavanje bandaže ValguLoc, jamstvo može biti umanjeno ili isključeno.

Jamstvo je isključeno u sljedećim slučajevima:

- Primjena nije sukladna indikaciji ValguLoc-a.
- Nepoštivanje uputa stručnog osoblja
- Samoinicijativna izmjena na proizvodu

Isključenje odgovornosti

Nemojte provoditi samodijagoze ili samomedikaciju osim ako se ne ubrajate u medicinsko stručno osoblje. Prije prve primjene našeg medicinskog proizvoda svakako se aktivno posavjetujte s liječnikom ili školovanim stručnim osobljem jer se jedino tako može procijeniti djelovanje našeg proizvoda na vaše tijelo te se eventualno mogu utvrditi rizici primjene koji nastaju zbog osobne konstitucije. Pridržavate se savjeta stručnog osoblja te svih naputaka iz ovog dokumenta / ili njegove – također i djelomične – online verzije, (isto tako: tekstova, slike, grafika itd.). Ako nakon konzultacije sa stručnim osobljem i dalje ostanou nedoumice, molimo obratite se svom liječniku, trgovcu ili izravno nama.

Obvezna prijava

Temeljem regionalnih zakonskih propisa obvezni ste svaki ozbiljniji dogadjaj vezan uz uporabu ovog medicinskog proizvoda odmah prijaviti kako proizvođaču tako i nadležnoj državnoj instituciji. Naše podatke za kontakt možete pronaći na poledini brošure.

Zbrinjavanje

Molim zbrinjate proizvod nakon završetka razdoblja uporabe sukladno lokanim propisima o zbrinjavanju takvog otpada.

Sastav

Poliimid (PA), Etilen vinil acetat (EVA), Akrilat, Polyester (PES)

MD – Medical Device (Medicinski proizvod)

UDI – Identifikator matrice podataka kao UDI

Datum informacija: 2023-02

1 Ortoza = ortopedsko pomagalo za stabilizaciju, rasterećenje, immobilizaciju, vođenje ili korekciju udova ili trupa

2 Upozorenje na opasnost od ozljeda (rizik od ozljeda, rizik po zdravlje, rizik od nezgoda), odnosno materijalne štete (štete na proizvodu)

3 Stručno je osoblje svakog osoba koja je u skladu s vrijeđecim nacionalnim propisima ovlaštena za postavljanje bandaža i ortozi i upućivanje u njihovu uporabu.

Stručno osoblje³

Opće napomene

Nakon prve primjene provjerite optimalni i individualni dosjed ValguLoc-a. Po potrebi ga korigirajte.

S pacijentom vježbate pravilno postavljanje.

Nisu dopuštene nestručne izmjenе na proizvodu. Nepridržavanje navedenih napomena može ugroziti učinak proizvoda tako da je isključeno jamstvo za proizvod. Korištenje ValguLoc ortoze predviđeno je samo za jednog pacijenta.

ValguLoc je oblikovan anatomski (prema tijelu) te ga je potrebno po potrebi prilagoditi individualnoj anatomiji pacijenta. Zato oblikujte ortozu uz laganu primjenu sile na anatomske ispravan oblik.

srpski

Poštovani korisnici,

hvata vam što ste se odlučili za Bauerfeind proizvod.

Svaki dan radimo na poboljšanju medicinske funkcionalnosti naših proizvoda, jer je vaše zdravlje blizu naših srca. Pažljivo pročitajte i sledite ovo **uputstvo za upotrebu**. Ako imate pitanja, obratite se isključivo svom

lekaru ili vašoj specijaliziranoj prodavnici.

Određivanje namene

ValguLoc je medicinski proizvod. To je ortoza¹ za korekciju velikog nožnog prsta u mirovanju.

⚠ ValguLoc zahteva kvalifikovano i individualno prilagođavanje pacijentu od strane obučenog stručnog osoblja.³ Samo na taj način je obezbedena puna funkcionalnost ortoze i optimalni komfor pri nošenju.

Indikacije

• Hallux valgus (deformitet velikog nožnog prsta prema malom nožnom prstu) – konzervativno i postoperativno.

Rizici primene

⚠ Mere opreza²

Molimo vas da pažljivo poštujete specifikacije u ovom uputstvu za upotrebu i uputstva stručnog osoblja.

ValguLoc treba nositi samo prema ovom uputstvu za upotrebu i na navedenim područjima primene (mesto primene).

ValguLoc se upotrebljava noću.

Nije namenata za hodanje.

Da biste osigurali da je ValguLoc optimalno prilagođen pacijentu, morate proveriti dali je proizvod dovoljno oblikovan i dali ima potrebe da ga stručno osoblje³ dodatno oblikuje. (Prvo) prilagođavanje proizvoda i kratko upućivanje u proizvod sime da izvrši samo kvalifikovano stručno osoblje.

Dogovorite kombinaciju sa drugim proizvodima, npr. u okviru kompresivne terapije (kompresivne čarape) pre toga sa Vašim lečnikom.

Ukoliko se simptomi pogoršaju ili primenite neobične promene na sebi, prekinite sa upotrebotom proizvoda i molimo vas da odmah

obavestite svog lekaru.

Proizvod ne smje da dode u dodir sa sredstvima koja sadrže masnoću ili kiselinu, krema ili losionima. Ne pravite nikakve promene na proizvodu.

Nepridržavanje može da utiče na performanse proizvoda, tako da je isključena odgovornost za proizvod.

Do sada nisu poznate kontraindikacije koje se odnose na ceo organizam. Preduslov je stručna primena / postavljanje. Nemojte stegnuti ValguLoc previše čvrsto, u suprotnom može izazvati simptome lokalnog pritiska. U retkim slučajevima može da priklepište krvne sudove i nerve. Olabavite u tom slučaju trake sa ValguLoc-i i dozvolite da se po potrebi pregleda veličina Vašeg ValguLoc-a.

Ako želite da koristite svoj Bauerfeind proizvod zbog akutnih tegoba / povreda, hitno potražite stručnu medicinsku pomoć pre prve upotrebe i poštujte dobivene savete.

Možda postoje ograničenja u vezi sa indikacijama koja će vam stručno osoblje objasniti. Posebno upravljanje vozilima, drugim prevoznim sredstvima ili mašinama boći moguća samo u ograničenoj meri. Ako ste u nedoumici, savetujemo vam da se sa Šaša udžrđe od gore navedenih aktivnosti.

Kontraindikacije

Preosjetljivosti usled bolesti dosad nisu poznate. U slučaju sledećih simptoma bolesti postavljanje i nošenje takvog pomagala indikovano je tek nakon prethodnog dogovora sa lekarom:

- Kožne bolesti / povrede na treiranim delovima tela, posebno u slučaju upalnih pojava; a i kod izraženih ožiljaka sa otocima, crvenilom i hipertermijom
- Smetnje osetila i pokreta noge / stopala, npr. kod šećerne bolesti (Diabetes mellitus)

• Smetnje limfne drenaže, isto tako nejasne otekline mekog tkiva iz tela postavljene ortoze.

• Giht (Arthritis urica)

Uputstvo o primeni

Oblačenje / postavljanje ValguLoc-a

A – plastična stezaljka, B – traka sa čičak zatvaračem, C – kaši

1 Otvorite čičak zatvarač na traci ValguLoc-a. Uvucite plastičnu stezaljku između velikog nožnog prsta i drugog nožnog prsta sve dok se veliki prst ne uklopi u predviđenu udubinu ValguLoc-a.

2 Provucite traku kroz urez u stezaljci i poljavičenjem je pričvrstite. 3 Pri tome imajte na umu da veliki nožni prst treba vidljivo promeniti položaj bez da osećate bol.

Skidanje / odlaganje ValguLoc

Otvorite čičak zatvarač na traci i izvucite nogu iz ValguLoc-a.

Uputstvo za održavanje

Napomena: Nikada ne izlažite ValguLoc direktnoj toplosti (npr. grejanje, sunčeva svjetlost, skladištenje u automobilu)! Moguće su štetne na materijalu. To može uticati na efikasnost ValguLoc -a.

Pre pranja zatvorite sve čičak trake da ne bi došlo do oštećenja. ValguLoc perite posebno i ručno sa deterdžentom za osetljive vrste veša.

U slučaju reklamacija, molimo Vas da se obratite isključivo vašoj specijaliziranoj prodavnici. Napomnjemo da je moguća samo obrada očišćenog proizvoda.

Područje primene

Odgovarajuće indikacijama (veliki nožni prst). Vidi namenu.

Uputstvo za održavanje

Kada se proizvod pravilno koristi i pere, praktično nije potrebno održavanje.

Uputstvo za sastavljanje i montažu

ValguLoc se isporučuje u anatomskim (telu) oblikovanim stanju. Po potrebi možete ValguLoc dodatno podesiti. Ortoza se proizvodi u dva oblika: za desni i levi nožni prst.

Tehnički podaci / parametri

ValguLoc je ortoza za veliki nožni prst. Dostupne su zamenске trake.

Uputstvo za ponovnu primenu

Proizvod je namenjen za individualno tretiranje jednog pacijenta.

Garancija

Važe zakonski propisi zemlje u kojoj ste proizvod kupili. U slučaju potraživanja iz garancije stupite u kontakt prvo s prodavcem kod kojeg ste proizvod kupili. Proizvod se mora očistiti pre garantne reklamacije. Ako nisu poštovana uputstva za rukovanje i održavanje ValguLoc, garancija može biti umanjena ili isključena.

Garancija je isključena kod:

- Primene koja nije u skladu sa indikacijama
- Nepoštovanja uputstava stručnog osoblja
- Neovlašćene modifikacije proizvoda

Odricanje od odgovornosti

Nemojte sami postavljati dijagnozu ili provoditi samolečenje, osim ako niste medicinski stručni radnik. Pre prve upotrebe našeg medicinskog proizvoda, aktivno potražite savet lekara ili medicinskog stručnog osoblja, jer je to jedini način da procenite efekat našeg proizvoda na vaše telo i ako je potrebno, da odredite sve rizike primene koji proužajate iz vaše lične konstitucije. Pratite savete medicinskog stručnog osoblja i sve informacije u ovoj dokumentaciji / ili njenoj - delimično sažetoj - on-line verziji

(takođe: tekst, slike, grafike, itd.). Ako nakon konsultacije sa stručnim osobljem imate bilo kakve nedoumice, обратите se svom lekaru, producvcu ili nas kontaktirajte direktno.

Obavezno privlaživanje

Na osnovu regionalnih zakonskih propisa, obavezni ste da bez odlaganja private bilo koji ozbiljan incident kada koristite ovaj medicinski proizvod i proizvođaču i nadležnom organu vlasti. Naše kontaktne podatke možete pronaći na poleđini ove brošure.

Odlaganje

Molimo da proizvod nakon njegovog korisnog veka odložite u otpad prema lokalnim zakonskim propisima.

Sastav materijala

Poli amid (PA),
Etilen-vinil acetat (EVA),
Akrilat, Polyester (PES)

MD – Medical Device (Medicinsko sredstvo)

UDI – Identifikator matrice podataka kao UDI

Datum informacija: 2023-02

1 Ortoza = ortopedsko pomagalo za stabilizaciju, rasteraćenje, fiksiranje, vodenje ili korekciju ekstremiteta ili trupa

2 Upozorenje o opasnosti od telesnih povreda (rizik od ozleda i nesreće, rizik po zdravlju) i, ako je relevantno, materijalne štete (oštećenja na proizvodu)

3 Stručno osoblje je svako lice koje je prema za njega važećim državnim propisima ovlašćeno za prilagođavanje aktivnih bandaža i ortoza prema uputstvima za njihovu upotrebu.

Stručno osoblje³

Opšte napomene

Nakon prve upotrebe, proverite da li je ValguLoc optimalno prilagođen pacijentu. U slučaju

potrebe, napravite potrebne korekcije.

Vežbajte pravilno postavljanje sa pacijentom.

Nestrucne promene na proizvodu nisu dozvoljene. U slučaju nepridržavanja uputstva, može doći do smanjenja efikasnosti proizvoda, zbog čega dejstvo više ne može biti zagarantovano.

Proizvod ValguLoc je namenjen za lečenje samo jednog pacijenta.

ValguLoc je oblikovan anatomski (prema telu), ali se ipak mora po potrebi prilagoditi ličnoj anatomiji pacijenta. Za tu namenu laganim pritiskanjem prilagodite ortozu anatomskej ispravnom obliku.

sl slovenski

Spoštovani kupec,

zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za izdelek podjetja Bauerfeind.

Nenehno se trudimo izboljšati medicinsko učinkovitost naših izdelkov, saj nam je vaše zdravlje pomembno. Natančno preberite in upoštevajte ta **navodila za uporabo**. Če imate kakrsna kolik vprašanja, se obrnite na svojega zdravnika ali specializirano prodajalno.

Namen uporabe

ValguLoc je medicinski priporoček. Gre za ortoza¹ za korekturo palca u mirovanju.

△ Izdelek ValguLoc zahteva individualno prilagoditev bolniku s strani strokovno usposobljenega osoblja³. Samo tako sta zagotovljena popolna učinkovitost ortoze in čim udobnejše nošenje.

Indikacije

• Hallux valgus (usmerjenost palca k mezinzu) – konservativno in postoperativno.

Tveganja pri uporabi

△ Previdno²

Natančno upoštevajte smernice teh navodil za uporabo in napotke strokovnega osoblja.

Ortozo ValguLoc smete uporabljati samo skladno s priloženimi navodili in za navedene indikacije (mesto uporabe).

ValguLoc je nočna opornica.

Ni primerna za hojo.

Da bi zagotovili optimalno namestitev ortoze ValguLoc, morate preveriti, ali je izdelek ustrezno prilagojen oz. ga mora strokovno osoblje³ še dodatno prilagoditi. Prilagoditev (prvo) in usposabljanje lahko opravi izključno strokovno izobraženo in usposobljeno osebo.

O kombinirjanju z drugimi izdelki, npr. v okviru kompresijske terapije (kompresijske nogavice), se morate predhodno posvetovati z lečičem zdravnikom.

Če se simptomi poslabšajo ali če opazite kakrsne kolik nenavadne spremembe, prenehajte uporabljati izdelek in o tem nemudoma obvestite svojega zdravnika.

Izdelek ne sme priti v stik s snovmi, mazilni in losjonji, ki vsebujejo mastobe in kisline. Izdelek ne smete spremnijati. Neupoštevanje te zahteve lahko neugodno vpliva na delovanje izdelka, zato je garancija za izdelek izključena.

Neželeni učinki, ki bi vplivali na celoten organizem, niso znani. Obvezna je namenska uporaba / namestitev izdelka.

Ortoze ValguLoc ne smete namestiti preveč na tesno, saj se lahko lokalno pojavi mesta, kjer je tkivo preveč stisnjeno. V redkih primerih se lahko pojavi stiskanje krvnih žil in živcev. V tem primeru razrabljajte trakovje ortoze ValguLoc in po potrebi še enkrat preverite velikost svoje ortoze ValguLoc.

Če želite izdelek Bauerfeind uporabljati zaradi akutnih težav / poškodb, se pred prvo uporabo posvetujte s strokovno usposobljenim zdravstvenim osebjem in upoštevajte njihove nasvete. Glede na indikacije lahko obstajajo omejitve, o katerih vas bo obvestilo strokovno usposobljeno osebje. Zlasti vožnja vozil, drugih prevoznih sredstev ali strojev je lahko mogoča le v omejenem obsegu. V primeru dvoma vam svetujemo, da se zaenkrat odpoveste zgoraj navedenim dejavnostim.

Kontraindikacije (nezeleni učinki)

Škodljive preobčutljivostne reakcije še niso znane. Pri naslednjih boleznih lahko pripomčok namesti in nosite samo po predhodnem posvetu z zdravnikom:

- bolezni / poškodbe kože na delih telesa, kjer nosite pripomček; predvsem kadar gre za vnetja, kot tudi pri vseh izbočenih brazgotinah z otekinjem, rdečico in prekomernim pregrevanjem;
- motnje občutjenja in omejeno gibanje noge / stopala, npr. pri sladkorni bolezni (Diabetes mellitus);
- motnje v odvajjanju limfe, tudi otekanje mehkega tkiva na mestih, ki niso blizu nameščene ortoze;
- napad putike (Arthritis urica).

Navodila za uporabo

Nameščenje ortoze ValguLoc

A – Sponka iz umetne mase,
B – Trak z ježkom,
C – Zavihek sponke

① Odprite ježek na traku ortoze ValguLoc. Umetno sponko potisnite med palec in kazalec, dokler se palec ne ulže v vbočen del ortoze ValguLoc. ② Zdaj potegnite trak skozi zanko na sponki in ga dobro pritegnite in pritrдite. ③ Pri tem ne pozabite, da mora biti palec opazno korigiran, ne

da bi pri tem uporabnik občutilbolečine.

Snemanje ortoze ValguLoc

Otvorte suchý zip popruhu avyvedte nohu z ValguLoc.

Navodila za čiščenje

Opomba: Izdelka ValguLoc nikoli ne izpostavljajte neposrednim vrim potopite (npr. ogrevanju, sončnim žarkom, shranjevanju v avtu). Pri tem se lahko nameřec material poškoduje. To lahko vpliva na učinkovitost ortoze ValguLoc. Pred čiščenjem zaprite vse ježke, da ne bi prišlo do poškodb. Ortozo ValguLoc operite ločeno na roke z blagim pralnim sredstvom.

V primeru reklamacij se obrnite izključno na svojo specializirano prodajalno. Radi bi vas opozorili, da lahko obravnavamo zgolj čist izdelek.

Mesto namestitve

V skladu z indikacijami (palec na nogi). Oglejte si namen uporabe.

Navodila za vzdrževanje

Pri pravilnem ravnanju in negi vzdrževanje izdelka skorajda ni potrebno.

Navodila za sestavljanje in namestitev

Ortoza ValguLoc je dobavljena v anatomske (telesu prilagojen) predhodno oblikovanem stanju. Po potrebi je mogoče ortozo ValguLoc še dodatno prilagoditi. Ortoza je na voljo v dveh izvedbah, za levi in desni palec.

Tehnični podatki / parametri

ValguLoc je stabilizacijska ortoza za palec. Na voljo so tudi nadomestni trakovi.

Navodila za ponovno uporabo

Izdelek je namenjen izključno individualni oskrbi pacienta ali pacientke.

Garancija

Velajo zakonski predpisi države, v kateri je bil izdelek kupljen. V

primeru uveljavljanja garancije se najprej obrnite neposredno na osebo, pri kateri ste izdelek kupili. Izdelek morate pred prijavo garancijskega zahtevka ocistiti. Neupoštevanje navodil za ravnanje z opornico ValguLoc in njeno nego lahko neugodno vpliva na garancijo ali ta preneha veljati. Garancija preneha veljati, kadar:

- Izdelek ne uporablja v skladu z indikacijami;
- Ne upoštevate navodil strokovno usposobljenega osebja;
- Izdelek samovoljno spreminja.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Ne poskušajte sami postaviti diagnoze ali se sami zdraviti, razen če ste strokovno usposobljeno zdravstveno osebje. Pred prvo uporabo našega medicinskega izdelka se posvetujte z zdravnikom ali usposobljenim strokovnjakom, saj lahko ta oceni učinek našega izdelka na vaše telo in morebitna tveganja pri uporabi zaradi vaše telesne zgradbe. Upoštevajte nasvet strokovnjakov in vsa navodila v tem dokumentu / ali njegovih – tudi nepopolni – spletni različicah (vključno z besedili, slikami, grafikami itn.).

Če ste po posvetu s strokovno usposobljenim zdravstvenim osebjem še vedno v dvomitih, se obrnite na svojega zdravnika, trgovca ali neposredno na nas.

Obveznost obveščanja

Zaradi regionalnih zakonskih predpisov ste dolžni vsak resen incident pri uporabi tega medicinskega pripomočka nemudoma javiti prizvojalcu in pristojnemu organu. Naše kontaktne podatke najdete na zadnji strani te brošure.

Odstranjevanje

Po prenehanju uporabe izdelek odstranite skladno z lokalnimi predpisi.

Sestava materiala

Poliamid (PA),
Etilen-vinil acetat (EVA),
Akrilat, Poliester (PES)

MD – Medical Device (Medicinski pripomoček)

UDI – Označa kode podatkovne matrice kot edinstvenega UDI

Stanje informacij: 2023-02

1 Ortoza = ortopedski pripomoček za stabilizacijo, razbremenitev, imobilizacijo, naravnjanje ali korekcijo udov ali trupa

2 Oporzilo glede nevarnosti poškodb oseb (nevarnost nastanka poškodb, zdravstvenega tveganja in tveganja nesreč) oz. materialne škode (poškoda na izdeku).

3 Strokovno usposobljeno osebje je vsaka oseba, ki je po veljavnih državnih predpisih pooblaščena za prilaganje in usposabljanje za uporabo opornic in ortoz.

Strokovno osebje³

Splošna navodila

Pri prvem prevzemu preverite optimalno in individualno namestitev ortoze ValguLoc. Po potrebi opravite spremembe.

S pacienti vadite pravilno namestitev.

Ni izdelku ni dovoljeno opraviti nedovoljenih sprememb. Pri neupoštevanju teh navodil lahko pride do poslabšane uporabnosti izdelka, zaradi česar se jamstvo iznči.

Ortoza ValguLoc je namenjena izključno uporabi s strani enega pacienta.

Ortoza ValguLoc je predhodno anatomsko oblikovana (prilagojena telesu), vendar jo je treba po potrebi še dodatno prilagoditi anatomiji posameznega pacienta. Zaradi ortoza s pomočjo lahkega upogibanja prilagodite v pravilen položaj.

Stimată clientă, stimate client,

vă mulțumim că ați ales un produs Bauerfeind.

În fiecare zi lucrăm pentru a îmbunătăți eficiența medicală a produselor noastre, deoarece sănătatea dumneavoastră este cea mai importantă pentru noi. Vă rugăm să cățări cu atenție și să respectați aceste **instrucțiuni de folosire**. Dacă aveți întrebări, adresati-vă medicului sau distribuitorului specializat.

Destinația de utilizare

ValguLoc este un produs medical. Aceasta este o orteză¹ pentru corectarea halucelui în repaus.

△ ValguLoc necesită o adaptare calificată și individuală la fiecare pacient, realizată de către personalul de specialitate instruit³. Numai în acest mod se asigură eficacitatea totală a ortezei, precum și un confort optim în timpul purtării.

Indicații

- Hallux valgus (deviere spre exterior a halucelui de la picior) de degetul mic de la picior) – terapie conservativă și postoperativă.

Riscuri în utilizare

△ Atenție²

Vă rugăm să respectați cu strictețe indicațiile din aceste instrucțiuni de folosire, precum și indicațiile personalului de specialitate.

ValguLoc trebuie să fie purtat numai în conformitate cu instrucțiunile de folosire și cu domeniile de aplicare (în locuri) indicate. ValguLoc este o atelă purtat pe parcursul noptii. Aceasta **nu este destinată purtării în timpul mersului**.

Pentru a asigura poziția optimă a ValguLoc, trebuie verificat dacă

produsul este ajustat corespunzător și dacă nu este necesară o ajustare ulterioară la corp de către personalul de specialitate³. (Prima) ajustare și instruirea pot fi efectuate doar de personalul de specialitate. Dacă, de exemplu, în cadrul unei terapii prin compresie (ciorapi compresivi medicinali), doriti să o folosiți în combinație cu alte produse, solicitați mai întâi sfatul medicului curant.

Dacă starea de disconfort se intensifică sau dacă observați modificări neobișnuite, să iși utilizeze produsul și luati imediat legătura cu medicul dumneavoastră.

Nu ne asumăm răspunderea

în cazul în care produsul este

utilizat în mod necorespunzător

sau în alte scopuri.

Vă rugăm să evitați contactul produsului cu soluții care contin grăsimi sau acizi, cu unguento și lotiuni. Nu efectuați nicio modificare asupra produsului. În cazul nerespectării acestor instrucțiuni, eficiența produsului poate fi afectată, iar garanția produsului își pierde validitatea.

În prezent, nu se cunosc efecte secundare care să afecteze organismul. Se pornește de la premsa unei folosiri / aplicări corespunzătoare.

Nu aplicați produsul ValguLoc prea strâns, deoarece poate produce senzații locale de strângere. În puține cazuri, este posibilă comprimarea vaselor de sânge și a nervilor. În acest caz, slabăți urelele produsului ValguLoc și eventual verificați mărimea acestuia.

Dacă doriti să utilizați produsul dvs. Bauerfeind ca urmare a unor probleme / leziuni acute, înainte de prima utilizare solicitați neapărat sfatul personalului medical și respectați-l. Pot exista restricții în indicații, pe care personalul de specialitate vi le va explica. În special conducearea autovehiculelor, a altor mijloace

de transport sau a utilajelor poate fi posibilă doar limitată. Dacă aveți nelămuriri, vă sfătuim să renunțați pentru moment la activitățile menționate anterior.

Contraindicații

În prezent, nu se cunosc reacții de hipersensibilitate din punct de vedere medical. În cazul următoarelor tipuri de boli, aplicarea și purtarea unui astfel de mijloc auxiliar trebuie făcută numai după consultarea medicului:

- Dermatoze / leziuni cutanate în zona de aplicare a produsului, în special în cazul erupțiilor cutanate, dar și al cicatricilor deschise cu inflamație, înroșire și supraîncălzire.
- Sensibilitate și dificultăți de mișcare a piciorului / labei piciorului, de exemplu în cazul diabetului (Diabetes mellitus)
- Tulburări ale circulației limfatici, precum și tumefierii ale țesuturilor moi într-un alt loc decât locul de aplicare a ortezei.
- Crize de gută (Arthritis urica)

Indicații de utilizare

Punerea / aplicarea produsului ValguLoc

- A – Cataramă din material plastic, B – Curea cu închizătoare velcro, C – Eclisă de strângere**

① Desfaceți închizătoarea velcro a curelei ValguLoc. Poziționați catarama din material plastic între haluc și al doilea deget, până când halucele se va fixa în partea cu ghieab a ValguLoc.

② Acum treceți cureaua prin creștătură din cataramă și fixați-o cu închizătoarea velcro. ③ Asigurați-vă că poziția halucelui este vizibilă corectată, fără însă a provoca dureri.

Scoaterea / îndepărtarea produsului ValguLoc

Desfaceți închizătoarea velcro a curelei și scoateți piciorul din ValguLoc.

Indicații de curățare

Indicație: Niciodată nu expuneți produsul ValguLoc la acțiunea directă a căldurii (de exemplu surse de căldură, radiatiu solar, depozitarea în autovehicule)! În caz contrar, sunt posibile deteriorări ale materialului. În acest mod, eficiența produsului ValguLoc poate fi afectată.

Pentru a evita deteriorarea produsului, închideți toate curelele velcro înaintea curățării. Spălați manual ValguLoc și nu împreună cu alte produse, folosind un detergent slab.

Pentru reclamări, vă rugăm să vă adresați exclusiv magazinului de specialitate de unde ați achiziționat produsul. Vă aștragem atenția asupra faptului că doar produsele curățate în prealabil pot fi prelucrate.

Locul utilizării

Conform indicațiilor (haluce). Vezi destinația de utilizare.

Instrucțiuni de întreținere

În cazul utilizării și îngrijirii corespunzătoare, produsul nu necesită practic niciun fel de întreținere.

Instrucțiuni de asamblare și montare

Produsul ValguLoc este livrat în forma adaptată anatomic. Dacă este necesar, ValguLoc poate fi ajustat ulterior. Această orteză este disponibilă în două variante, pentru halucele drept și stâng.

Date tehnice / Parametri

Produsul ValguLoc este o orteză pentru haluc. Sunt disponibile curele de înlocuire.

Indicații de reutilizare

Produsul este conceput pentru îngrijirea individuală a unui pacient.

Garanția

Sunt aplicabile prevederile legale valabile în țara în care a fost achiziționat produsul. În cazul situațiilor în care se impune

aplicarea prevederilor referitoare la garanție, vă rugăm să vă adresați mai întâi persoanei de la care ați achiziționat produsul. Produsul trebuie curățat înainte de solicitarea garanției. Dacă nu au fost respectate indicațiile privind manipulările și îngrijirea ValguLoc, garanția poate fi afectată sau exclusă.

- Garanția este excludată în caz de:
- Utilizare neconformă cu indicațiile
 - Nerespectare a instrucțiunilor personalului de specialitate
 - Modificare neautorizată a produsului

Informații privind răspundere

Nu recurgeți la autodiagnosticare sau la automedicarea, cu excepția cazului în care faceți parte din personalul medical de specialitate. Înainte de a începe să utilizați produsul nostru medical, trebuie să solicitați sfatul unui medic sau al personalului de specialitate instruit, întrucât aceasta este singura modalitate de a evalua efectele produsului nostru asupra corpului dumneavoastră și de a stabili dacă există riscuri în utilizarea produsului, determinate de constituția individuală. Respectați instrucțiunile primite din partea personalului de specialitate, precum și toate instrucțiunile din acest document sau din forma sa publicată online, integral sau parțial (inclusiv: texte, imagini, reprezentări grafice etc.).

Dacă încă aveți nelămuriri după ce v-ați consultat cu personalul de specialitate, vă rugăm să luați legătura cu medicul dumneavoastră sau cu comerciantul de la care ați achiziționat produsul sau să ne contactați direct.

Destinația de utilizare

Datorită prevederilor legale regionale, sunteți obligați să comunicăți fără întârziere orice incident grav apărut ca urmare

a utilizării acestui produs medical atât producătorului, cât și autorității competente. Datele noastre de contact le găsiți pe partea posterioară a acestei broșuri.

Eliminarea de deseu

La sfârșitul perioadei de utilizare vă rugăm să eliminați produsul în conformitate cu reglementările locale.

Compoziția materialului

Poliamicid (PA),
Acetat de etilen-vinil (EVA),
Acrilat, Poliester (PES)

MD – Medical Device (Dispozitiv medical)

UDI – Identificator MatriceDate sub formă de UDI

Data comunicării informațiilor:
2023-02

1 Orteză = mijloc ortopedic auxiliar pentru stabilizarea, detensionarea, imobilizarea, alinierea sau corectarea membrelor sau a trunchiului

2 Indicații pentru evitarea vătămărilor corporale (riscul de leziuni, accidente sau de piercătură a stării de sănătate) și al evenimentelor pagube materiale (deteriorarea produsului).

3 Din personalul de specialitate face parte orice persoană care, în conformitate cu reglementările naționale în vigoare, este autorizată pentru ajustarea suporturilor și a orzelor și pentru instruirea privind folosirea acestora.

Personal de specialitate³

Indicații generale

După prima utilizare, verificați ca poziția produsului ValguLoc să fie optimă și adaptată individual. Dacă este nevoie, efectuați corecturi.

Exersați poziționarea corectă împreună cu pacientul.

Nu este permisă modificarea necorespunzătoare a produsului. În cazul nerespectării indicațiilor, eficiența produsului poate fi afectată, iar garanția acestuia își pierde validitatea.

Produsul ValguLoc este conceput pentru utilizarea de către un singur pacient.

Produsul ValguLoc are o formă anatomică (adaptată la corp), totuși el trebuieajustat conform caracteristicilor anatomicice ale pacientului. Astfel, prin apăsare ușoară, ajustați orteza corespunzătoare formei anatomicice.

el ελληνικά

Aγαπητέ πελάτη,

σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της Bauerfeind.

Εργάζομαστε σε καθημερινή βάση στη βελτίωση της iατρικής αποτελεσματικότητας των προϊόντων μας, καθώς δύνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην υγεία σας. Διαβάστε οχυροστά και τηρείτε τις παρούσες **οδηγίες χρήσης**. Εάν έχετε απορίες, απευθύνθετε στον ιατρό σας ή στο εξειδικευμένο κατάστημα που σας έχει πρέπει.

Σκοπούμενη χρήση

To ValguLoc eίναι ένα iatρικό προϊόν. Eίναι μια άρθρωση¹ για διόρθωση του μεγάλου δακτύλου σε κατάσταση ηρέματος.

△ To ValguLoc απαιτεί εξειδικευμένη και εξαιτούμενή προσαρμογή στον ασθενή από εκπαιδεύμενο ειδικού². Μόνο με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η πλήρη αποτελεσματικότητα της άρθρωσης και το βέλτιστο επίπεδο άνεσης κατά τη χρήση.

Ενδείξεις

- Blăsoar de măgăsă dăktuloul (iklón) του μεγάλou dăktuloul pîros to mișkro dăktuloul) – se perîptwto

συντρητικής αντιμετώπισης ή μετεγχειρητικă.

Κινδύνοι από τη χρήση

△ Προσοχή²

Τηρείτε επακριβώς τις πληροφορίες που θα βρείτε στις παρούσες οδηγίες χρήσης και τις οδηγίες των ειδικών.

To ValguLoc θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες των παρουσιάσθων ιατρών και για τα προσδιοριζόμενα σημεία (ημέρα εφαρμογής). Το πρόιόν ValguLoc αποτελεί ένα νάρθηκο νυκτάς. **Δεν είναι κατάλληλο για βάσιση.**

Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη εφαρμογή του ValguLoc, θα πρέπει να ελεγχθεί αν η διαμόρφωση του προϊόντος είναι κατάλληλη για τη χρήση ή αν θα πρέπει να διόρθωθει από τους ειδικούς³, ώστε το προϊόν να εφαρμόζει σωστά. Η (πρώτη) εφαρμογή και η επίδειξη του τρόπου εφαρμογής θα πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά από εκπαιδευμένους ειδικούς. Πριν από τη χρήση σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα, π.χ. στα πλαίσια μιας θεραπείας συμπίεσης (κάλτωση συμπίεσης), συμβουλευθείτε το θεράποντα ιατρό σας.

Εάν οι ενοχλήσεις που αισθάνεστε επιδεινωθούν ή παραπρήσητε σαυνάθιστες αλλαγές, δικύγιως τη χρήση του προϊόντος και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Το πρόιόν δεν θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με μέσα που περιέχουν λίπη και οξεία, με αλοιφές και λοσιόν. Μην τροποποιείτε το πρόιόν.

Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να επηρεάσει δυσανάντης η αποτελεσματικότητα του προϊόντος και θα ακυρωθεί η ευθύνη για ελαττώματα του προϊόντος.

Έως τώρα, δεν έχουν αναφερθεί παρενέργειες που να επηρεάσουν ολόκληρο τον οργανισμό. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η σωστή χρήση / εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε το ValguLoc υπερβολικά αριγτά, καθώς ενδέχεται να παραπρηθούν τοπικοί μώλωπες, Σε

οπίνιες περιπτώσεις ενδέχεται να παραπρέψει στένωση των αιμοφόρων αγγείων και των νεύρων. Σε αυτήν την περίπτωση, χαλαρώστε τους ιμάντες του Valguloc, και, εφόσον απαιτείται, αναθέτετε τον έλεγχο των διαστάσεων του Valguloc. Εάν επιθυμείται ότι χρησιμοποιήσετε το προϊόν Bauerfeind σε περίπτωση οξείων ενοχλήσεων / τραυματισμών, ζητήστε απόσδημήστε επαγγελματική ιατρική συμβούλιο πριν από τη χρήση για πρώτη φορά και τηρείτε τις οδηγίες. Ενδέχεται να παραπρόσυνται περιορισμοί βάσει των ενδείξεων, για τους οποίους θα σας ενημερώσουν οι ειδικοί. Ειδικότερα, ο χειρισμός σχημάτων, όλων μεταφορικών μέσων ή μηχανημάτων ενδέχεται να είναι δύνατος σε περιορισμόν παθούλιον, προτείνουμε να απέχετε προσωρινά από την προαναφερθείσας δραστηριότητες.

Αντενδείξεις

Έως τώρα, δεν έχουν γίνει γνωστές αντιδράσεις υπερευαίσθησις με κλινική σημασία. Στις ακόλουθες περιπτώσεις κλινικών συντιμωτών, η εφαρμογή και η χρήση ενός τέτοιου βοηθητικού μέσου συνιστάται μόνο κατόπιν συνεννόησης με το θεράποντα ιατρό σας:

- Δερματικές ασθενείες / τραυματισμοί στο μέρος του ώματος, που ποτεθείται το βοηθητικό, ιδίως εάν παραπρόσυνται φαινόμενα φλεγμονής, συλές με σίδημα, ερεθίσματα ή αιθίσματα καύσου
- Αιθητηριακές και κινητικές διαταραχές του κάτω άκρου, π.χ. σε περίπτωση σαγκαρύδους διαβήτη (Diabetes mellitus)
- Διαταραχές στη ροή της λέμφου, ακόμη και απροσδιόριστες απιολογίες οδιμάτων μωρών σε μέρος του ώματος μακριά από την ποτοθείμενη ορθώση.
- Ουρική αρθρίτιδα (Arthritis urica)

Υποδείξεις χρήσης

Εφαρμογή / τοποθέτηση του Valguloc

Α - Τμήμα συγκράτησης από συνθετικό υλικό,

B – Ιμάντας με κλείσιμο velcro, C – Λωρίδα για το βλαισό μέγα δάκτυλο

① Αναίστε το κλείσιμο velcro του ιμάντα του Valguloc. Περάστε το τμήμα συγκράτησης από συνθετικό υλικό ανάμεσα από το μεγάλο δάκτυλο και το δεύτερο δάκτυλο, μέχρι ο μέγας δάκτυλος να βρεθεί εντός του κοιλού τμήματος του Valguloc. ② Περάστε τον ιμάντα από το άνωμα του τμήματος συγκράτησης και κολλήστε τον ασκώντας πίεση. ③ Ο μέγας δάκτυλος θα πρέπει να βρίσκεται σε εμφανώς διορθωμένη θέση, χωρίς όμως να προκαλείται πόνος.

Αφαίρεση του Valguloc

Αναίστε το κλείσιμο velcro του ιμάντα και αφαίρεστε το πόδι από το Valguloc.

Υποδείξεις καθαρισμού

Υπόδειξη: Το Valguloc δεν θα πρέπει να εκτίθεται ποτέ σε άμεση πηγή θερμότητας (π.χ. συστήματα θέρμανσης, ηλιακή ακτινοβολία, λόγω αποθήκευσης σε αυτοκίνητο)! Ενδέχεται να προκληθούν ζημιές στο υλικό. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να έχει δυοσεμενές επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητά του Valguloc.

Πριν από τον καθαρισμό, ασφαλίζετε όλους τους ιμάντες velcro, ώπως να αποφεύγουν τυχόν ζημιές. Καθαρίζετε το Valguloc ξεχωριστά στο χέρι με απορρυπαντικό για ευαίσθητα ρούγια.

Σε περίπτωση παραπόνων, απευθύνετε αποκλειστικά στο εξειδικευμένο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε το προϊόν. Ζας επισημαίνουμε ότι η επεξεργασία προϊόντων είναι δύνατη μόνο εάν αυτά είναι καθαρά.

Σημείο εφαρμογής

Σύμφωνα με τις ενδείξεις (μέγας δάκτυλος). Βλ. σκοπούμενη χρήση.

Υποδείξεις συντήρησης

Σε περίπτωση σωστής χρήσης και φροντίδας, το προϊόν δεν απαιτεί συντήρηση.

Οδηγίες συναρμολόγησης

Και τοποθέτησης

Το Valguloc παραδίδεται ανατομικά διαμορφωμένο. Εφόσον απαιτείται, το Valguloc μπορεί να προσαρμοστεί περιπτέρω. Η όρθωση κυλικοφορεί σε δύο παραλλαγές, για το δεξί και τον αριστερό μεγάλο δάκτυλο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά / παράμετροι

Το Valguloc αποτελεί μια όρθωση για το μεγάλο δάκτυλο.

Διατίθενται ανταλλακτικοί ιμάντες.

Υποδείξεις για την επαναχρησιμοποίηση

Το προϊόν προορίζεται για την εξατομικευμένη εφαρμογή σε έναν και μόνο ασθενή.

Εγγυοδοτική κάλυψη

Ισχύουν οι νομικές διατάξεις της χώρας στην οποία αποκτήθηκε το προϊόν. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι μια περίπτωση εμπίπτει στα πλαίσια εγγυοδοτικής κάλυψης, απευθύνετε αρχικά στο σημείο από το οποίο προμηθευτήκατε το προϊόν.

Καθαρίζετε το προϊόν πριν από οποιαδήποτε αξίωση στα πλαίσια της εγγυοδοτικής κάλυψης. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποδείξεων σχετικά με τον χειρισμό και τη φροντίδα του Valguloc, ενδέχεται να περιοριστεί ή να ακυρωθεί η εγγυοδοτική κάλυψη ακυρώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Χρήση όχι ανάλογη με τις ενδείξεις
- Μη τήρηση των οδηγιών των ειδικών
- Αυθαίρετες τροποποιήσεις του προϊόντος

Κινδύνους από τη χρήση που μπορεί να προκύψουν. Ακολουθείτε τις συμβουλές του ειδικού, καθώς και όλες τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν φυλλάδιο ή στην, ακόμη και αποστασιακή, online παρουσίαση (επίσης κείμενα, εικόνες, γραφικά κλπ.). Εάν εξακολουθείται να έχετε αμφιβολίες μετά την επικοινωνία με τον ειδικό, επικοινωνήστε με τον ιατρό σας, τον έμπορο ή απευθείας με εμάς.

Υποχρέωση δήλωσης

Σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που ισχύουν κατά τόπους είστε υποχρεωμένοι να δηλώνετε άμεσα οποιαδήποτε συβαρό περιστατικό αντιμετωπίστε πατά τη χρήση του παρόντος ιατρικού προϊόντος τόσο σε κατασκευαστή όσο και στην αρμόδια αρχή. Για τα στοιχεία επικοινωνίας της επαγγέλματος, ανατρέξτε στο οπισθόφυλλο του παρόντος φυλλαδίου.

Απόρριψη

Απορρίπτετε το προϊόν μετά τη χρήση συμφώνω με τις κατά τόπους ισχύουσες οδηγίες.

Σύνθεση

Πολυαμίδιο (PA), Αιθυλικόν οξίς βινύλιο (EVA), Ακρυλικό, Πολυεστέρας (PES)

MD – Medical Device (ιατρική συσκευή)

UDI – Αναγνωριστικό της μήτρας δεδομένων με τη μορφή UDI

Ενημέρωση: 2023-02

1 Όρθωση = ορθοπεδικό βοηθήμα για σταθεροποίηση, απόρριψη, ακινητοποίηση, καθοδήγηση ή διόρθωση του κορμού ή μελών του σώματος

2 Υπόδειξη κινδύνου για σωματικές βλάβες (κινδύνους τραυματισμού, κινδύνου για την εγκέφαλο, κινδύνους στην αρχική μάστιγα) ή για υλικές ζημιές (ζημιές στο πρόσωπο)

3 Ειδικοί θεωρούνται τα άτακτα που σύμφωνα με τις ισχύουσες κρατικές

διατάξεις είναι εξουσιοδοτημένα να τοποθετούν βοηθήματα και ορθώσεις και να υποστηνούν τον τρόπο χρήσης τους.

Ειδικοί³

Γενικές υποδείξεις

Μετά την πρώτη εφαρμογή, ελέγχετε εάν το ValguLoc έχει προσαρμοστεί τέλεια και εξαποκευμένα. Εφόσον απαιτείται, πραγματοποιήστε διορθώσεις.

Επιδειξίτε το ωστό τρόπο εφαρμογής στον ασθενή.

Απαγορεύονται οι αντικανονικές τροποποιήσεις στο προϊόν. Σε διαφορετική περίπτωση, ενέργετα να επηρεαστεί δυσμενά η αποτελεσματικότητα του προϊόντος και θα ακυρώσει η ευθύνη για ελλείψωμά του προϊόντος.

To ValguLoc προορίζεται για τη φροντίδα εντός, και μένο ασθενούς. To ValguLoc είναι ανατομικά προσαρμοσμένο. Όποτοσ, εφόσον απαιτείται, θα πρέπει να προσαρμόζεται στην ειδική ανατομία του ασθενούς. Προσαρμόστε την όρθωση στο αστάσιο απαντώματις αποψής σχήμα, ασκώντας ελαφρώς δύναμη.

tr turkish

Değerli müşterimiz

Bir Bauerfeind ürününü tercih ettiğiniz için çok teşekkürler ederiz.

Her gün ürünlerinizin tıbbi etkinliğini artırarak ilaç kullanmadan çalışıyoruz, çünkü sağlığınıza kalbimizde yeri var. Lütfen bu kullanım talimatını dikkatlice okuyun.

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen doktorunuza veya yetkili satıcıya başvurun.

Kullanım amacı

ValguLoc tıbbi bir ürünüdür. Ayak basparmağının hareketsiz durumda düzeltilemesi için tasarlanmıştır.

⚠ ValguLoc, eğitilmiş bir uzman tarafından³ hastaya özel olarak ayarlanmalıdır. Ortezin tam performans gösternesi ve ideal rahatlığı sunması sadece bu şekilde sağlanır.

Endikasyonlar

- Hallux valgus (basparmağın küçük parmağı doğru büükülmüş) – konservatif ve postoperatif.

Kullanım riskleri

⚠ Dikkat

Lütfen bu kullanım talimatlarına ve uzman personelin talimatlarına uyun.

ValguLoc, sadece bu kullanım talimatında yer alan bilgiler doğrultusunda ve uygulama alanlarında kullanılmışmalıdır.

ValguLoc her gece atelidir. Yürüme için uygun **değildir**.

ValguLoc'un en uygun şekilde orturmasının sağlanmak için ürünün yeterli oranda şekillenmesi olup olmadığı veya gerektiğiinde vücut yapısına uygun olarak bir uzman³ tarafından şekillendirilmesi gerekip gerekmeden kontrol edilmeli dir. (ilk) uyarlama ve kulanım talimatları sadece eğitimli uzman tarafından sunulur.

Doktorunuza danışmadan başka ürünlere birlikte kullanmayı, örneğin bir kompresyon tedavisi (kompreşyon çoraplarıyla).

Sıkayetler artarsa veya anomal gelişimler kar ederseniz, ürünü kulamaya devam etmeyin ve derhal doktorunuza başvurun. Ürünün yağ ve asit içeren madde ler, merhemler ve losyonlar ile temas etmemesini sağlayın. Üründe herhangi bir degeflik yapmayın. Talimatlara uyulmasi, ürünün performansını olumsuz etkileyebilir ve bu durumda üreticinin sorumluluğu ortadan kalkar.

Tüm vücudu etkileyen yan etkiler şimdiden kadar görülmemiştir. Ürün uygun şekilde giyilebilir / kullanılmalıdır.

ValguLoc'u çok sıkı şekilde kullanmayın, aksi halde lokal basınç semptomları baş gösterebilir. Çok ender olarak damarlarda veya sinirlerde sıkışma olabilir. Bu durumda ValguLoc'un kemelerini gevşetin ve gerekirse ValguLoc'unuzun beden ölçüsünü kontrol ettirin. Bauerfeind ürününüzü akut şikayetler / yaralanmalar nedeniyle kullanmak istiyorsanız, ilk kez kullanmadan önce acilen profesyonel tıbbi tavsiye alın ve bunları uygulayın. Uzmanın hakkında bilgi verdiği, endikasyonu ile ilgili kısıtlamalar söz konusu olabilir. Özelliğle araç, diğer ulaşım araçları veya makine kullanımını kısıtlanabilir. Süphe durumunda, similtilik yukarıda belirtilen faaliyetlerden kaçınmanızı tavsiye ederiz.

Kontraendikasyonlar

Klinik anlamda aşırı hassasiyetle yol açıp açmadığı henüz bilinmemektedir. Aşağıdaki klinik durumlarda, tübür bir medikal ürün sadece doktorunuza danışmadan sonra giyilebilir ve kullanılabilir:

- Destek ürününün kullanıldığı bölgelerde, özellikle inflamasyon belirtileri, cilt problemleri / yaraları oluşmuşsa. Ayrıca şiddetle büküleme yara, kızarıklık ve aşırı ısı hissedildiğinde
- Bacakta / ayakta duyarlılık ve hareket bozuklukları, örneğin şeker hastalığından (Diabetes mellitus)
- Lenf akış bozuklukları, aynı zamanda gıyileen ortezden uzak yumuşak dokuda belirgin olmayan sıklıklıklar
- Eklek yangıları (Arthritis urica)

Kullanım talimatları

ValguLoc'un giyilebilir / takılmasını A – Plastik kışkırt, B – C – bantlı kemer, C – Kenar dişi

⚠ ValguLoc kemerinin cirt bandını açın. Plastik kışkırtı basparmak ile ikinci parmak arasından geçirerek basparmak ValguLoc'un oluk şeklindeki kismına gelinmeye kadar itin.

② Kemerli kışkırtaki kesitten geçirin ve cekerek cirt bantla sabitleyin. ③ Bu işlem sırasında basparmanın büyük ağırlara neden olmadan gözle görürülür şekilde düzeltmesi gerektiğine dikkat edin.

ValguLoc'un çıkarılması

Kemerin cirt bandını açın ve ayınızı ValguLoc'tan dışarı çıkarın.

Temizlik talimatları

Bilgi: ValguLoc'u asla doğrudan isya (ör. isıtıcılar, direkt güneş ışığı, araba içinde) maruz bırakmayın! Aksi halde üründe hasar meydana gelebilir. Bu, ValguLoc'un etkisini azaltabilir. Hasar görmesini önlemek için temizlik esnasında tüm cirt bantları kapatın. ValguLoc'u ayrı olarak hassas bir çamışır deterjanı ile elde yıkayın.

Ünrele ilgili sıkıyettelerin için lütfen sadece yetkilileri satıcınızın başvurun. Yalnızca temiz ürünlerin işleme alınacağını hatırlatmak isteriz.

Kullanım yeri

Endikasyonlar doğrultusunda (basparmak). Bkz. Kullanım amacı.

Bakım ipuçları

Doğru kullanıldığında ve bakım yapıldığında, ürünün normal şartlarda teknik bakıma ihtiyacı yoktur.

Birleştirme ve montaj talimatı

ValguLoc'ın ürünlerini anatomik (vücut yapısına uygun) olarak şekillendirilmiş durumda testim edilir. Gerekli durumda ValguLoc'ın şekillendirilebilir. Sağ ve sol basparmak için iki model ortez mevcuttur.

Teknik veriler / parametreler

ValguLoc, basparmak için tasarlanmıştır ve ortezdir. Yedek kemerler mevcuttur.

Yeniden kullanım şartları

Ürün tek bir hastanın kişisel tedavi için öngörülmüştür.

Garanti

Ürünün satın alındığı ülkeydeki yasal hükümler gereclidir. Bir garanti talebi halinde, lütfen önce ürünü satın aldığınız yere başvurun. Ürün, garanti için gösterilmenden önce temizlenmemlidir. ValguLoc'in kullanımı ve bakımı ile ilgili talimatlara uyulmamışsa, garanti bozulabilir veya gecersiz olabilir. Garanti aşağıdaki durumlarda geçersiz:

- Endikasyona uygun olmayan kullanım
- Sağlık uzmanının tavsiyelerine uyulmaması
- Kendi kendine yapılan ürün değişikliği

Sorumluluk kapsamı

Tıp uzmanı deşifreniz kendi kendinize tanı koymayın veya kendi kendinize ilaç vermeye. Tibbi ürünümün ilk kez kullanmadan önce, ürünümün vücutundan üzerindeki etkisini değerlendirmenin ve kişisel yapı nedeniyle ortaya çıkabilecek kullanım risklerini belirlemenin tek yolu bu olduğundan, aktif olarak bir doktorun veya eğitimli uzmanın tavsiyesini alın. Bu uzmanın tavsiyelerine ve bu belgedeki / veya çevirmişi sunumundaki tüm talimatlara, alıntılarında bile uyın (ayrica: metinler, resimler, grafikler vb.). Uzman personelle görüşütken sonra herhangi bir şüpheniz kalırsa, lütfen doktorunuza, bayınıze veya doğrudan bize başvurun.

Bildirme yükümlülüğü

Bölgesel yașsal düzlemlerden nedeniyle, bu tıbbi cihazı kullanırken meydana gelen her ciddi olayı hem üreticiye hem de yetkilî makama derhal bildirmeniz gereklidir. İletişim

bilgilerimi bu broşürü arkada bulabilirsiniz.

Bertaraf

Lütfen ürünü kullanmadan sonra yerel yönetimliklere uygun olarak bertaraf edin.

Malzeme içeriği

Polyamid (PA),

Etilen-vinil asetat (EVA),

Akrilik, Polyester (PES)

[MD] – Medical Device (Tıbbi cihaz)

[UDI] – UDI veri matrisi nitelendirici

Son revizyon: 2023-02

1 Ortez = Organların veya gövdenin stabilizasyonu, rahattaması, immobilizasyonu, kontrol edilmesi veya düzeltilemesi için ortopedik yardımcı ürünler

2 Kişilerin zarar görme tehlkesine (yalanlama, kaza riski) ve maddi hasara (ürün hasarı) ilişkin uyarı

3 Uzman, bandaj ve ortezlerin kullanımı alanında uygulama yapmak ve kullanım bilgilerini vermek için gecerli yasal düzenlemeler doğrultusunda yetki sahibi olan kişi dir.

Uzman3

Genel bilgiler

İlk kullanmadan önce ValguLoc'un size en uygun yapıda olup olmadığı kontrol edin. Gerekirse düzeltin.

Hastalar üzerinde doğru uygulamayı yapın.

Ürün üzerinde kurallara uymayan deşiklikleri yapılmamalıdır. Bu talimata uyulmaması ürünün performansını olumsuz etkileyebilir ve bu durumda üreticinin sorumluluğu ortadan kalkar.

ValguLoc sadecce tek hasta kullanım için tasarlanmıştır.

ValguLoc anatomik (vücut yapısına uygun) olarak şekillendirilmiştir, gerektirdiğinde hastanın kendi anatomisine uyaranmalıdır. Bunun için ortezleri hafif güç kulanarak anatomik olarak doğru yarıya şekillendirin.



русский

Уважаемые клиенты!

Благодарим вас за приобретение продукции Bauerfeind.

Каждый день мы работаем над повышением эффективности нашей медицинской продукции, поскольку ваше здоровье нам очень дорого. Внимательно ознакомьтесь с **инструкцией по использованию** и следите приведенным в ней указаниям. При возникновении вопросов обратитесь к своему лечащему врачу или в специализированный магазин.

Назначение

ValguLoc является продуктом медицинского назначения. Это ортез³ для коррекции большого пальца стопы в состоянии покоя.

⚠ ValguLoc требует квалифицированной подгонки обученным специалистом³ согласно физиологическим особенностям пациента. Только так обеспечивается полная действенность ортеза и оптимальный комфорт при ношении.

Показания

• Hallux valgus (искривление большого пальца стопы в сторону мизинца) — консервативное и послеоперативное лечение.

Причины для использования изделия

⚠ Внимание²

В точности следуйте информации в данной инструкции по использованию и указаниям специалистов.

Носить ValguLoc'ı sadece yalnızca uygun şekilde kullanın. ValguLoc — это ночная шина. On ne предназначен для ношения во время ходьбы.

Чтобы обеспечить оптимальную посадку ValguLoc, необходимо проверить, имеет ли изделие правильную форму, или же специалист³ должен подогнать его в соответствии с формой ступни. (Первую) подгонку и объяснение применения должен проводить обученный специалист.

Предварительно вам следует обсудить с вашим лечащим врачом возможность комбинирования с другими изделиями, например, в рамках компрессионной терапии (компрессионные чулки).

Если симптомы усилились или если вы обнаружили необычные изменения самочувствия, прекратите использование изделия и немедленно обратитесь к врачу. На изделие не должны попадать средства, содержащие хиры и кислоты, мази и лосьоны. Не вносить изменения в изделие. При несоблюдении этого правила действенность изделия может снизиться, и производитель не несет за это ответственности.

Побочные действия, которые проявляются во всем организме, до настоящего времени неизвестны. Предостылкой является правильное применение / надевание.

Не затягивать ValguLoc слишком плотно, так как в противном случае могут наблюдаться местные явления сдавливания. В редких случаях это может привести к пережатию кровеносных сосудов и зажемлению нервных окончаний. В этом случае ослабьте ремни ValguLoc и при необходимости проверьте, правильно ли подобран размер вашего ValguLoc.

Если вы хотите использовать изделие Bauerfeind из-за наличия острой боли / получения травмы, перед применением изделия обязательно обратитесь за профессиональной медицинской консультацией. В зависимости от показаний могут иметься соответствующие ограничения, о которых вас проинформирует специалист.

В частности, возможно ограничение на управление автомобилем, другими средствами передвижения или механизмами. При возникновении сомнений мы советуем вам пока воздержаться от вышеупомянутых действий.

Противопоказания

До настоящего времени чрезмерная болезненность чувствительность не наблюдалась. При перечисленных ниже клинических картинах применение и ношение данного вспомогательного средства возможно только после консультации с вашим врачом:

- заболевания / повреждения кожи на соответствующем участке тела, особенно при воспалительных явлениях, а также рубцы с отеком, покраснением и повышением температуры
- нарушения чувствительности и подвижности ноги / ступни, например, при диабете (Diabetes mellitus)
- нарушения оттока лимфы, а также отеки мягких тканей неясной этиологии вблизи наложенного ортеза
- приступ подагры (Arthritis urica)

Указания по использованию

Надеть / наложить ValguLoc

A — пластиковая шина,
B — ремешок с застежкой на липучке, **C** — клапан

❶ Открыть застежку на липучке на ремешке ValguLoc. Вставить пластиковую шину между большим и вторым пальцем стопы, чтобы большой палец находился в углублении шинны ValguLoc. ❷ Теперь провести ремешок через вырез в шине, затянуть его и застегнуть на замок-липучку.

❸ Обратить внимание, что большой палец стопы должен занять видимое исправленное положение, но оно не должно причинять боль.

Снять / убрать ValguLoc

Откройте застежку-липучку ремешка и выньте стопу из ValguLoc.

Указания по уходу за изделием

Указание: ValguLoc прямому воздействию тепла (например, отопление, солнечное излучение, хранение в автомобиле)! Это может привести к повреждению материала. Результатом может стать снижение эффективности ValguLoc

Перед чисткой закрыть все застежки на липучке на ремешке во избежание повреждений. Чистить ValguLoc вручную отдельно мягким моющим средством.

При наличии претензий обращаться к исключительным в ваш специализированный магазин. Обратите внимание, что обработка возможна только для очищенного изделия.

Место применения

В соответствии с показаниями (большой палец стопы). См. назначение.

Указания по обслуживанию

При правильном обращении и уходе изделие практически не требует обслуживания

Инструкция по сборке и монтажу

ValguLoc поставляется в состоянии, когда ему предварительно придана правильная анатомическая форма. При необходимости можно исправить форму ValguLoc. Ортез существует в двух исполнениях — для больших пальцев стопы левой и правой ноги.

Технические данные / параметры

ValguLoc — это ортез для большого пальца стопы.

Доступны запасные ремешки.

Указания по повторному использованию

Изделие предназначено для индивидуального использования одним пациентом.

Гарантия

Действуют законодательные положения страны, в которой приобретено изделие. Если вы предполагаете, что имеет место гарантийный случай, обращайтесь сразу к тому, у кого было приобретено данное изделие. Прежде чем обращаться за гарантийным обслуживанием, изделие следует очистить. Если указания по обращению с бандажом ValguLoc и уходу за ним не были соблюдены, гарантийные обязательства производителя могут быть ограничены или исключены.

Гарантия исключается в случае:

- Использования изделия не по назначению
- Несоблюдения рекомендаций специалистов
- Самостоятельного изменения изделия

Указания об ответственности

Не занимайтесь самодиагностикой или самолечением, если вы не являетесь медицинским специалистом. Перед первым использованием нашего медицинского изделия обязательно обратитесь за консультацией к врачу или квалифицированному специалисту, поскольку только они могут оценить воздействие нашего изделия на ваш организм и при необходимости выявить риск при использовании изделия, обусловленный индивидуальной конституцией. Следуйте рекомендациям этих специалистов, а также всем указаниям настоящей инструкции или ее онлайн-версии, включая частичные публикации (в т. ч. тексты, фотографии, изображения и т. д.).

Если после консультации специ-

алиста у вас остались сомнения, свяжитесь со своим врачом, дистрибутором или непосредственно с нами.

Обязанность извещения

В соответствии с предписаниями регионального законодательства, о каждом серьезном инциденте, произошедшем при использовании данного медицинского изделия, следует незамедлительно сообщать как производителю, так и компетентный орган. Наши контактные данные указаны на обратной стороне брошюры.

Утилизация

Утилизация изделия после окончания его использования осуществляется согласно местным предписаниям.

Состав материала

Полиамид (PA),
Этиленвинилацетат (EVA),
Акрилат, Полиэстер (PES)

MD — Medical Device (Медицинское оборудование)

UDI — Классификатор матрицы данных как UDI

Информация по состоянию на:
2023-02

¹ Ортез — ортопедическое вспомогательное средство для стабилизации, снятия нагрузки, обездвиживания, изменения направления или коррекции конечностей или туловища

² Указание на опасность травм (риск получения травм, риск для здоровья, риск несчастного случая) или материального ущерба (ущерб изделию)

³ Специалист — лицо, которое уполномочено в соответствии с действующими государственными правилами на выполнение подгонки и инструкташа при использовании бандажей и ортезов.

Информация для специалистов³

Общие указания

После первого использования проверить оптимальную и индивидуальную посадку ValguLoc. При необходимости выполнить коррекцию.

Покажите пациенту, как следует правильно надевать изделие.

Запрещается выполнять ненадлежащие изменения изделия. При несоблюдении этого правила действенность изделия может снизиться, и производитель не несет за изделие ответственности.

ValguLoc предусмотрен для использования только одним пациентом.

ValguLoc предварительно сформован так, что он задает правильное анатомическое положение, при необходимости его нужно подогнать с учетом анатомических особенностей пациента. Изменить форму ортеза в соответствии с анатомически правильной формой, не прилагая значительных усилий.

et eesti

Lugueetud klient!

Suur tänu, et olete otustanud Bauerfeindi toote kasuksi!

Iga päev töötame oma toodete meditsiinilise kasutamise parendamise nimel, sest Teie tervis läheb meile korda.

Lugege ja järgige käesolevat **kasutusjuhendit** hoolikalt.

Kui teil on küsimusi, siis pöörduge oma arsti või oma edasimüüja poole.

Esmärk

ValguLoc on meditsiinitoodete. See on ortoos¹ suure varba korrigeerimiseks rahuolekus.

ValguLoc paigaldab väljäöppinud tehniline personal³, arvestades pasiendi eripära. Ainult nii on tagatud ortoosi mõju ja optimaalne mugavus kandmise ajal.

Näidustused

- Hallux valgus (suure varba kaldumine väikse varba pool) – konservatiivne ja postoperatiivne.

Ohud kasutamisel

Ettevaatust²

Palun järgige hoolikalt selles kasutusjuhendis olevaid andmeid ja spetsialistit juhtnõöre.

ValguLoc tuleb kasutada selle kasutusjuhendi järgi ja selleks ette nähtud kohal.

ValguLoc on mõeldud kasutamiseks öösel. See **ei ole** mõeldud käimiseks!

Selleks, et ValguLoc istuks võimalikult hästi, tuleb kontrollida, kas toode on piisavalt vormitud või kas spetsialistid³ saavad seda veelgi rohkem keha järgi vormida. Esmane sobitamine ja paigaldamine üksnes koolitatud spetsialisti poolt!

Enne kasutamist koos teiste toodeteega (nt rõhkuksuudaga) konsulteerige oma ravitsariga. Kui kaebusi tekib üha rohkem või kui nendeja tuvastatakse iseäralikke muudatusi, ärge toodet rohkem kasutage ja otsige viivitamatult arstiabi.

Ärge laske tootel puutuda kokku rasva ja happeid sisalduvate ainete, salivid või kreemidega. Ärge tehe toote juures muudatusi. Kui sellest nõudest ei peeta kinni, siis kasjuhis ei hüvitata. Kõrvatõimede organismile ei ole teada. Eelduseks on otstarbekohane kasutamine.

Ärge paigaldage ValguLoc'i liiga tugevalt, kuna see võib muljuda. Harvard jalutud esineb veresoonte ja närvide kokkusrumist. Lõvdvendaage

sellisel juhul ValguLoc rihamasid ja laske vajaduse korral oma ValguLoc'i suurust kontrollida.

Kui soovite oma Bauerfeindi toodet kasutada akutsetute kaebuse / vigastuse töött, küsige enne esmakordset kasutamist tingimata professionaalset meditsiinilist nõu ja järgige seda. Võib esineda näidustustega seotud piiranguid, mida eriala-personal selgitab. Eelkõige võib sõidukite, muide liikumisvahendite või masinate juhtimine olla võimalik ainult piiratult. Kaitluse korral soovitame eelnevalt nimetatud tegevustest eisalgu hoiduda.

Vastunäidustused

Ultiundlikkuse kohta ei ole teatid. Järgmiste haigustega korral tohib abivahendi paigaldada ja seda kanda üksnes eelnevaval kokkuleppel ravistarvista:

- nahaprobleemid / -vigastused ravitavate piirkonnas, eriti põletikulised muutused, samuti punetavad ja ülekuumenenud armid;
- algade tundlikkuse / liikuviuse probleemid, nt suhkrugaiguse korral (Diabetes mellitus);
- lünfihaigused, sh ebamäärasrast päritolu paistetus pehmetes kudedes;
- podagra (Arthritis urica).

Kasutamine

ValguLoc paigaldamine

A – kunstmaterjalist kinnis,

B – takjapäelaag rihm, C – lapats

1 Avage ValguLoc'i rihm takjakinnitus. Libistage ValguLoc'i kunstmaterjalist kinnis suure varba ja teise varba vahel, kuni suur varvas istub selleks ette nähtud nõu. 2 Tooge rihm kinnisest läbi ja pingutage. 3 Pidage meeles, et suur varvas peab silmanähtavalt õigesesse asendisse minema, kuid sealjuures ei tohi teil olla valus.

ValguLoc eemaldamine

Avage takjapael ja tömmake jalg ValguLocist välja.

Puhastamine

Nööuanne: Ärge jätkage ValguLoc'ni otse kuumuse (nt küttekahe, päiksekiireid, muuli hoitustamine) kätel! See võib materjalil kahjustada. Seejärel ei toimi ValguLoc enam nii tõhusalt. Pange enne puhatamist takjarihm kinni, et seda mitte kahjustada. Puhatage ValguLoc'i käsitsi eraldi õrna puhatustahendiga. Kaebuste korral pöörduge edasi-muujapoole. Juhiime tänelepanu, et käideldakse üksnes puhatatud toodet.

Kasutuskoht

Näidustuse kohaselt (suur varvas). Viit eesmärgi peatükki.

Hooldus

Öige kasutuse korral on toode peaegu hooldusvaba.

Kokkupanek

ValguLoc tannitakse keha järgi vormituna. Vajaduse korral saab seda veel paremaks vormida. Ortoosi on kahes variandis, parema ja vasaku jala varba jaoks.

Tehnilised andmed

ValguLoc on suure varba ortoos. Saadaval on asendusrihamad.

Juhised taaskasutuseks

Toode on mõeldud kiendlile individuaalseks kasutamiseks.

Garanti

Kehtivad selle riigi seadussätted, kus toode osteti. Kui kahtlustate, et tegemist on garantijuhutumiga, pöörduge otse toote müüja pool. Toode tuleb enne garantilise üle andmist puhatustada. Kui ValguLoc kasutamisel ja hooldamisel ei ole järgitud juhiseid, võib see garantii kahjulikult mõjutada või selle välistada.

Garantiini on välilstatud, kui:

- Kasutamine ei vasta näädistustele

- Ei ole järgitud spetsialistide nõuandeid
- Toodet on omavoliliselt muudetud

Vastutust puudutav teave

Ärge diagnoosige või ravige end ise, kui Te ei ole tervishoiutoötaja. Enne meie meditsiinitoote esmast kasutamist küsige aktiivselt nõu mõnelt arstilt või päädevalt spetsialistilt, seal ainult nii saab hinnata meie toote mõju Teie kehal ja vajaduse korral määrata. Teie tervise põhjal kasutamisest tulenevaid riske. Järgineks samuti kõiki selles dokumentis / või veebijälituses olevaid hujuseid (sh tekstd, pildd, graafikud jne). Kui konsultatsiooni järgselt jäab spetsialistidega konsulteerimisel kahtlusi, võtke ühendust oma arsti, edasimüüja või otse meiega.

Teatamise kohustus

Tulenevalt riigi poolt kehtestatud õigusaktidesest on Teil kohustus viitumatuks teavitada nii töötajat kui ka päädevalt ametiasutust mis tahes tõsisest juhtumist seoses selle meditsiinitoote kasutamisega. Meie kontaktandmed leiate selle brošüüri tagaküljelt.

Jäätmekäitus

Palun kõrvaledata toode pärast kasutamise lõppu vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Materjali koostis

Poliüamiid (PA), Etüleene-vinüülatsetaat (EVA), Akrülaat, Polüester (PES)

MD – Medical Device
(Meditsiiniseade)

UDI – Andmetunnistriks kvalifitseerija UDI-na

Uuendamise kuupäev: 2023-02

¹ Ortoots = orthopediline abivahend liigeste või keha stabiliseerimiseks, paigal hooldimiseks, korrigereerimiseks
² Viide isikuühakuhule (vigastuse, tervisekahju või önnetuse oht)

või materiaalsele kahjule (toote kahjustamine)
³ Spetsialist on iga isik, kellegel on riiklike eeskirjade kohaselt õigus sideme ja ortooside paigaldamiseks ja nende kasutamise juhendamiseks.

Spetsialist³

Üldised nõuanded

Kontrollige ValguLoc optimaalset ja keha eripära arvestavat sobivust. Vajaduse korral korrigeerige.

Harjutage õigest paigaldamist koos patsiendiaga.

Toodet ei tohi muuta. Mitteotstarbekohane kasutamine tühistab garantiit.

ValguLoc on ette nähtud ainult ühele patsiendile.

ValguLoc on keha järgi vormitud ja see tuleb paigaldada, arvestades patsiendi anatoomia eripära. Kasutage seega kerget survet, et ortoos õigesti paigaldada.

lv latviešu

Cienījamā kliente, godātais klient!

Lielas paldies, ka izvēlējātis Bauerfeind izstrādājumu.

Mēs katru dienu strādājam, lai uzlabotu mūsu izstrādājumu medicīniski efektivitati, jo jūsu veselība mums ir svariga. Lüdzu, rūpigl izlasiet un ievērojet šo **lietošanas instrukciju**. Südžibu gadījumā, lüdzu, sazinieties ar savu ārstu vai jautājiet spēcializētāja tirdzniecības vietā.

Mērķis

ValguLoc on medicīnas produkts. Tā on ortoots¹ kājas ikšķa korekcijsai un fiksācijai.

**⚠ Neepicēšama kvalificēta ja
individuaalne ValguLoc pielaigoša-
na pacientam, kõa veic apmācīts
speciālists³. Tikai tädejādi tiek**

**nodrošināta ortozen efektīva
darbība un optimāls komforts
nēsāšanas laikā.**

Indikācijas

• Hallux valgus (kājas ikšķa deformācija virzienā uz mazo pirksti) – konservatiivne un postoperatiivne.

Risks izstrādājuma lietošanas laikā

⚠ Uzmanību!²

Lüdz, ievērojet šajā lietošanas instrukcijā noteiktās prasības un speciālistu norādes.

ValguLoc drīkst lietot vienīgi saskanā ar šīs lietošanas pamācības norādījumiem un minētajās izmantošanas vietas (attiecīgā kermenē daļām).

ValguLoc ir naoks šīna. Tā **nav** paredzēta lietošanai stājagājā.

Lai nodrošinātu, ka ValguLoc optimāli piegūl, jāpārbauda, vai izstrādājums ir piētiekami pielāgots kermenim, vai vajadzības gadījumā kvalificētam personālam³ tas ir jāpielāgo atbilstoši kermenē formai. (Pirmsreizejā) pielāgošanu un instruktāžu drīkst veikt vienīgi apmācīts, kvalificēts personāls.

Par kombinēšanu ar citiem izstrādājumiem, piem, kompresijas terapijas ietvaros (ar ārstniecīkājām kompresijas zēkēm), vispirms konsultēties ar savu ārstu.

Pārstājiet lietot izstrādājumu un nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja jūsu Südžibas pastiprinās vai konstatējat neierastas izmaiņas. Neļaujiet izstrādājumam saskarties ar taukus un skābi saturēšiem līdzekļiem, ziedēm un losjoniem. Neieviet izstrādājumam nekādas izmaiņas. Šī noteikuma neievērošana gadījumā var tikt ieteikmēta izstrādājuma efektivitāte un izstrādājums zaudē garantiju.

Lüdz šīm nav zināmas blakuspārādības, kas ieteikmētu visu

kermenī. Izstrādājums jāuzliek un jānēsā pareizi.

ValguLoc nevajadzētu uzlikt pārāk cieši, jo tas var radīt lokālu spiediena sājutu. Retos gadījumos pastāv risks saistei asinsvadus un nervus. Sādā gadījumā atlaidiet ValguLoc siksnu valjāk un vajadzības gadījumā pārbaudiet savu ValguLoc izmēru.

Ja Bauerfeind izstrādājumu vieglaties izmantot akutu Südžibu vai traumu gadījumā, pirms pirmās lietošanas reizes obligati sanemiet profesionālu medicīnisko konsultāciju un ievērojet sniegtos norādījumus. Iespējami no indikācijām atkarīgi ierobežojumi, par kuriem jūs informēs kvalificēti personāls. Tas jo īpaši var ierobežot transportlīdzekļu, pārvietošanās līdzekļu vai mašīnu vadību. Saubu gadījumā iesakām pagādām izvairīties veikt iepriekš minētās darbības.

Kontrindikācijas

Lüdz šīm nav zināma medicīniski nozīmīga hipersensitivitāte. Ja pacientam ir tālāk norādītās kliniskās izpaušmes, šāda veida palīgložekļa uzlīksana un nēsāšana ir atlauta tikai pēc konsultācijas ar ārstu.

• Ādas simbīlās / traumas tajā kermenē daļā, kurā tiek nēsāts izstrādājums, jo īpaši, ja ir iekāusuma pažīmes; piepaceltas rētas ar uztukumu, apsārtumu un pārkāršanās pažīmēm.

• Kājas / pēdas jūtīguma un kustību traucējumi, piem, cukurslimības gadījumā (Diabetes mellitus).

• Limfās atteces traucējumi, arī neskaidrus audu uztukums distāli no uzlikts ortozes.

• Podagra (Arthritis urica).

Izmantošanas norādījumi

ValguLoc uzvilčšana / uzlikšana
A – plāstomas patamate,
B – siksni ar īpšlēdzēju,
C – spilventiņa uzliktnis

1 Attaisiet ValguLoc siksnais līpslēžēju. Būdīt plastmasas pamatni starp kājas īkšķi un otro pirkstu, līdz kājas īkšķis nonāk ValguLoc dobeida daļā. **2** Pēc tam izvelciet siksnu cauri iegriezumam pamatni, pievelciet un ciessi nostipriniet to. **3** Turklat nemiet vērā, ka kājas īkšķi korekcijai jābūt acimredzamai, tācu tā nedrīkst radīt sāpes.

ValguLoc novilkšana / noņemšana

Attaisiet siksnais līpslēžēju un izvelciet pēdu no ValguLoc.

Tīrišanas norādījumi

Norādījums: ValguLoc nedrīkst pakļaut tiešai karstuma iedarbībai (piemēram, no sildītāja, saules, atstājot automašīnā!) Tas var sabojāt materiālu. Tādējādi var tikt samazināta ValguLoc efektivitāte.

Pirms tīrišanas aiztaisiet visas siksnais, lai izvairītos no bojājumiem. Tiriņ ValguLoc atsevišķi, ar rokām, izmantojot saudzējošo mazgāšanas līdzekli. Sūdzību gadījumā, līdzu, vērsieties specializētajā tirdzniecības vietā. Mēs vēlamies atgādināt, ka tiks apstrādātas tikai tīras preces.

Pieliešana

Atbilstoši indikācijām (kājas īkšķis). Skatiet sadālu Mērķis.

Apkopes norādījumi

Ja izstrādājums tiek pareizi lieuts un kopts, nav nepieciešama išpāša apkope.

Salikšanas un montāžas norādījumi

ValguLoc tiek piegādāta anatomsiski pareizi (kermenim pieļāgota) stāvoklī. Ja nepieciešams, ValguLoc var pielāgot vēl precīzāk. Ir divi veidi ortoze – labājam un kreisajam kājas īkšķim.

Tehniskie dati / parametri

ValguLoc ir ortoze kājas īkšķim. Ir pieejamas rezerves siksnais.

Norādījumi par atkārtotu izmantošanu

Izstrādājums ir paredzēts individuālai lietošanai tikai vienam pacientam(-tei).

Garantija

Iz strādājums ir pareizākti, kurā izstrādājums ir iegādāts. Jūs suprāt runa ir par garantijas gadījumu, vispirms sazinieties ar uzņēmumu, no kura Jūs iegādājāties izstrādājumu. Pirms garantijas gadījuma pieitekuma izmazgājiet izstrādājumu. Neievērojot ValguLoc lietošanas un kopšanas norādes, garantijas prasības var mainīties vai tikt atceltas.

Garantijas prasības tiek atceltas šādos gadījumos:

- Izstrādājums netiek lietots atbilstoši indikācijām
- Neievērojot speciālistu instrukcijas
- Pašrocīgi izmainot izstrādājumu

Norādījumi par fiksāciju

Neveiciet pašdiagnозi vai pāšārstēšanos, ja vien neesat veselības aprūpes speciālisti. Pirms pirmās mūsu izstrādājuma lietošanas reizes aktīvi vērsieties pēc padoma pie ārstā vai apmācīta veselības aprūpes speciālistu, jo tīkai tā iespējams novērtēt mūsu izstrādājuma iedarbību uz jūsu kermenī un attiecīgi uzziņāt arī par lietošanas riskiem, ko rada individuālās kermenīs iapatnības.

Ievērojiet veselības aprūpes speciālistu ieteikumus, kā arī visus šajā brošūrā vai tās tiešsaistes versijā (arī fragmentos) sniegtos norādījumus, tostarp tekstus, attēlus, grafikas utt.

Ja pēc konsultēšanas ar speciālistiem rodas šaubas, sazinieties ar savu ārstu, izplatītāju vai tieši ar mums.

Pienākums zipot

Pamatoties uz regionālajiem juridiskajiem nosacījumiem jums ir nekaķeļoties jāzino ražotājam

un arī atbildīgajai iestādei par Šī izstrādājuma lietošanas apjomu palielināšanās. Mūsu kontaktātās adresīs atradīs Šīs brošūras aizmugurē.

Uzīmēšana

Pēc lietošanas laika beigām, līdzīgi kādātās izstrādājumu sašķāpā ar vietējiem noteikumiem.

Materiāla sastāvs

Poliamīds (PA),
Etīlena vinila acetāts (EVA),
Akrilāts, Polyesteris (PES)

MD – Medical Device
(Medicīniska ierīce)

UDI – Datu matrīcas
apzīmētās, UDI

Informācija sagatavota: 2023-02

1 Ortoze – ortopēdisks palīglīdzeklis līceļu vai kermenī stabilizācijai, atslēgošanai, fiksēšanai miera stāvoklī, vadišanai vai korekcijai.
2 Norāda uz mēsas bojājumu (traumu, veselības un negadījumu risku) vai materiālu zaudējumu (izstrādājuma bojājumu) risku.

3 Kvalificētis personāls ir jebkura persona, kura saskaņā ar attiecīgajā valstī esošo likumdošanu ir pilnvarota veikt atbalstu un ortožu pielāgošanu, kā arī sniegt norādes par to lietošanu.

Kvalificētās personāla³ 3

Vispārīgi norādījumi

Pēc pirmās aprūpes pārbaudiet, vai ValguLoc pieguļ optimāli un atbilstoši kermenī individuālajām iapatnībām. Ja nepieciešams, veiciet korekcijas.

Parādīt pacientam, kā izstrādājums pareizi jauzliek.

Nav atlauts veikt nekādas neatbilstošas izmaiņas. Norādījumu neievērošanas gadījumā var samazināties izstrādājuma efektivitāte, līdz ar to izstrādājuma garantija zaudē spēku.

ValguLoc ir paredzēta tikai viena pacienta aprūpei.

ValguLoc ir veidota anatomsiski pareizi (kermenim atbilstoši), un vajadzības gadījumā tā ir jāpielāgo pacienta individuālajai anatomijai. Lai to izdarītu, veidojiet ortozi anatomiski pareizā formā, pieļietojot nelielu spēku.

lt lietuviu

Mielas pirkējau,

dékojame, kad pasirinkote Bauerfond gamini.

Kiekvienu dieną tobulināme savo gaminiņu gydomajai poveikai, nes mums rūpi Jūsų sveikatai. Atidzītai persikāytai un laikykities šīos naudojimo instrukcijos. Jei kyla klausījumi, kriepkities ī gydytāja arba specializotā pārdotuvē.

Paskirtis

ValguLoc yra medicīnēs paskirties produktas. Tai ortezas¹ kojos nykščio korekcijai ramybēs būsenoje.

⚠️ Parēngti specialisti² turi kvalifikuoτi ar individuālai pritaikīty ValguLoc pacientui. Tik taip uztīkrimamos visos ītvāro funkcionis ar patogumas.

Indikācijos

• Hallux valgus (didžiojo kojos pīršto pakrypmas link mažojo pīršto) – konservatīvis ir pooperatīvus gydymas

Naudojimo rizika

⚠️ Atsargia!

Tiksliai laikykities šios naudojimo instrukcijos ir kvalifikuoto personalo norūdynu.

ValguLoc galima nešioti tik laikinti šios naudojimo instrukcijos norūdynu ir pagal norūdytu produkto pārkīrtu (naudojimo vietoje).

ValguLoc yra naktinis ītvāras. Jis neprīkaitys kāvīščioti.

Siekiant uztīkrinti optimali ValguLoc padēt būtina patikrinti,

ar produktas tinkamai suformuotas ir ar nereikią, kad jį pagal anatominių ypatumus pakoregulotų kvalifikuoti specialistai³. Pritai-kyti ir instruktuoti (pirmą kartą) gali tik kvalifikuotas specialistas. Prieš naudojant su kitais produktais, pavyzdžiu, atlikiant kompre- sinę terapiją (gydomosios kompresinės kojinės), reikia pasiarti su gydantį reakciją.

Jei simptomai stiprija arba pastebėjote neįprastą pokyčių, nutraukite produkto naudojimą ir nedelsdami kreipkitės į savo gydytoją.

Saugokite, kad ant gaminio nepa-tekutį kremą, losjoną ir priemonių, kurių sudėtyje yra riebalų ir rūgščių. Neatlikite jokių produkto pakeitimų. Nesilaikant šiu nu-rodymų gali sumazėti produkto veiksmingumas ir gamintojas gali neprišiūruti atsakomybės už gaminį.

Šalutinio poveikio visam organizmu nepastebėta. Būtina tinkamai naudoti ir (arba) uždėti. Neuz- veržkite ValguLoc per stiprią, nes gali susidaryti vėtinis spaudimas. Retais atvejais galima užspausti kraujagysles ir nervus. Tokiu atveju atlaisvinkite ValguLoc diržus ir, jei reikia, patirkinkite ValguLoc dydį. Jei norite naudoti Bauerfeind gaminį dėl ūmias negalavimo/ sužalojimo, prieš naudodami iš pirmą kartą nedelsdami kreipkitės profesionalios medicinėnės pagalbos ar atsižvel- kite į pateiktas rekomendacijas. Gali būti su indikacijomis susi-ju sių apribojimių, kuriuos paaikiškins specialistas. Visų pirma, gali būti įmanoma tik ribotai vairuoti automobilium, kitas transporto priemonės ar valdyti masinas. Jei abejote, patariame kol kas susilaikyti nuo minėtų veiklų.

Kontraindikacijos

Klinikinis reiškėmės padidėjusio jautrumo atveju iški šiol nepa- stabėta. Jei pasireiška toliau

nurodytų reakcijų, šią pagalbinę priemonę uždėti ir nesižoli galima tik pasitarus su gydytoju.

- Odos ligos ir (arba) sužalojimai atitinkamo kūno dalyje, ypač uždegiminės reakcijos, taip pat iškielius patinę randai, paraudu- sios ir kaistančios vietos
- Kojos ir (arba) pėdos jautrumo ir judejimo sutrikimai, pavyzdžiu, sergant cukriniu diabetu (diabe- tes mellitus)
- Limfос tekėjimo sutrikimai, taip pat neuaiskūs minkštajo audinio patinimai toliau nuo uždėto ortezo
- Podagros prieppuolis (arthritis urica)

Nurodymai naudotojui

Kaip užsidėti ValguLoc

A – plastinié plökštelié,

B – dirželis su lipuku,

C – pėdos dirželis

① Atplėskite ValguLoc dirželio lipuką. Sumkite plastinię plökštelię tarp dirželio ir antrojo kojos gyrti, kol didysis pirtas pateks į lovelio formos ValguLoc dalį. ② Prakiškite dirželį priplėstelės įpjovą ir priveržkite pliplipinkite.

③ Stenkites, kad didžiojo kojos pirtšo padėtis būtų akivaizdžiai pataisys, bet pirtšo neskadėtų.

Kaip nusisiimti ValguLoc

Atplėskite dirželio lipuką ir ištraukite pėdą iš ValguLoc.

Valymo nurodymai

Pastaba: saugokite ValguLoc nu tiesioginiu karščio šaltiniu (pvz., nelaikeyk šalia radiatoriaus, saulėje, automobiliuje)! Karštis gali pažeisti medžiagą. Dėl to gali sumazėti ValguLoc veiksmingumas. Siekdami išvengti pažeidi- mo, prireč valydamis užsekti visus dirželius su lipukais. ValguLoc rankomis valykite vieną, nau- domam jautriems skalbiams išskirtas skalbiamašias priemones. Jeigu turite skundų, kreipkitės į specializuotaparduotuvę. Priemonė, kad apdropti galime tik švarią prekę.

Naudojimo vieta

Pagal indikacijas (didysis kojos pirtas). Žr. dalį Paskirtis.

Techninės priežiūros nurodymai

Tinkamai naudojant ir prižiūrint, gaminui techninės priežiūros beveik nereikia.

Surinkimo ir montavimo instrukcija

ValguLoc pristatomas iš anksto suformuotas anatomiškai (pagal kūną). Prireikus ValguLoc galima papildomai formuoti. Orteza būna dviejų modelių – dešiniam ir kairiam dėl tiesiogiai kojų pirtstams.

Techniniai duomenys / parametrai

ValguLoc yra didžiojo kojos pirsto ortezas.

Galima įsigyti papildomų dirželių.

Nurodymai dėl pakartotinio naudojimo

Gaminys skirtas individualiam vienou pacientu gydymui.

Garantija

Galioja tos šalies, kurioje gaminys pirkta, įstatymai. Jei manote, kad gaminui konkretiū atveju galėtų būti taikoma garantija, pirmiausiai kreipkitės į tą asmenį, iš kurio gaminys įsigijote. Prieš pateikiant reikalavimą dėl garantijos, gaminj reikia išvalyti. Jei nebuvو laikomasis nurodymų dėl ValguLoc naudojimo ir prie- žiūros, garantija gali būti pažeista arba negalioti.

Garantija negalioja, kai:

- Naudojama neatsižvelgiant į indikacijas
- Nesilaikant kvalifikuotu personalo instrukcijoms
- Savavališkai modifikuojamas gaminys

Nurodymai dėl atsakomybės

Jei nesate medicinos specialistas, neužsiminkite savidiagnostika

ir savigyda. Prieš pirmą kartą naudodami mūsų medicinės paskirties gaminj aktyviai konsultuokites su gydytoju arba kvalifikuotais specialistais, kadangi tai yra vienintelis būdas ivertinti mūsų gaminio poveikj jūsų organizmu, nustatyti naudojimo riziką, atsirandantią dėl individualaus kūno sudėjimo. Laikyti kvalifikuotu specialistu patarimų ir šiam dokumente arba internetiniame pristatyyme pateiktų nurodymų, išskaitant ir ištraukus (taip pat: tekstų, paveikslėlių, grafikos ir t. t.).

Jei po konsultacijų su kvalifikuotais specialistais vis dar turite abejonių, kreipkitės į savo gydytojā, pardavėjā arba tiesiogiai į mus.

Pareiga pranešti

Pagal vietinius teisinius potvarkius esate įpareigoti nedelsiant informuoti gamintojam ir atsakangai institucijai apie bet kokią pobūdžio incidentą, išvykus naudojant šį medicinės paskirties produkta. Kontaktiniai duomenys pateikti ši lankstinuko paskutiniame puslapyje.

Šalinimas

Pabaigę naudoti produkta utilizuokite pagal vietinius teisės aktus.

Medžiagos sudėtis

Poliamidas (PA),
Etileno vinilacetatas (EVA),
Akrilatas, Poliesteris (PES)

MD – Medical Device (Medicininius prietaisai)

UDI – Duomenų matricos identifikatorius kaip UDI

Informacija parengta: 2023-02

1 Ortezas – ortopedinė pagalbinė priemonė galūnėms arba liemeniui stabilizuoti, imobilizuoti, nurekipti, koreguoti arba jų apkrovai sumažinti

2 Pastaba dėl pavojus žmonėms (sužalojimo pavojus, žalos sveikatai

ir nelaimingo atsitikimo rizika) ir materialinių nuostolių (gaminio sugadinimas)

3 Specialistas – tai bet kuris asmuo, kuriam pagal jūsų šalyje galiojančias taisykles yra suteiktą teisę pritaikyti įtvarus ir ortezus ir instruktuoji, kaip juos naudoti.

Specialistai³

Bendrieji nurodymai

Apžiūrėdami pirmą kartą patirkintinė, ar ValguLoc padėtis yra optimali ar individualiai pritaikytą. Jei reikia, pakoreguokite.

Išmokykite pacientą tinkamai išsiesti gaminį.
Draudžiama netinkamai keisti gaminį. Nešiailankt ſiu nurodymu, gali sumažeti gaminio veiksmingumas ir gamintojas gali neprisiimti atskomybės.

ValguLoc skirtas naudoti tik vienam pacientui.

ValguLoc suformuotas anatomiškai (pagal kūną), prireikus jį būtina pritaikyti pagal paciento anatominius ypatumus. Naudodami šiek tiek jėgos, suteikite ortezui anatomiskai tinkamą formą.

 українська

Шановний клієнте,

дуже дякуємо за те, що ви обрали для себе виріб Bauerfeind.

Кожного дня ми працюємо над підвищеннем лікувального ефекту наших виробів, адже ваше здоров'я ми беремо близко до серця. Уважно прочитайте та дотримуйтесь цієї інструкції з використання. Якщо у вас виникають питання, зверніться до нашого лікаря або спеціалізованого магазину.

Призначення

ValguLoc є виробом медичного призначення. Це ортез¹ для корекції великового пальца стопи в спокії.

⚠ ValguLoc вимагає кваліфікованого й індивідуального припасування до пацієнта, яке виконує навчений кваліфікований фахівець². Тільки так досягається повна дія опородичного протеза та оптимальний комфорт при носінні.

Показання

- Hallux valgus (викривлення великого пальца ступни у напрямку місіоніза)
- – консервативне та післяоперативне лікування.

Ризики при користуванні виробом

⚠ Увага²

Уважно дотримуйтесь вимог цієї інструкції з використання та вказівок кваліфікованого фахівеця.

Носіти ValguLoc тільки відповідно до вказівок цієї інструкції з використання та наведених місць використання.

ValguLoc — це нічна шина. Він не призначений для використання під час ходіння.

Щоб забезпечити оптимальну посадку ValguLoc, необхідно перевірити, чи має виріб правильну форму, в іншому випадку кваліфікований фахівець³ повинен припасувати його відповідно до форми ступні. Припасування (перше) та пояснення повинен виконувати тільки кваліфікований фахівець, який пройшов відповідно навчання.

Вам потрібно зазделегідь обговорити з вашим лікарем можливості комбінування з іншими виробами, наприклад, в межах компресійної терапії (компресійні панчохи).

Якщо симптоми посилюються чи якщо ви помітили будь-які незвичайні зміни, припиніть використання виробу та негайно зверніться до свого лікаря.

На виріб не повинні потрапляти засоби, що містять жир та кислоти, мазі та лосьйони. Не вносити зміни у виріб. При невиконанні

цизого правила дієвість виробу може знизитися, і виробник не несе за це відповідальність. До сьогодні невідомі побічні дії, які проявляються у всьому організмі. Передумовою є правильне використання і одягання.

Не затягувати ValguLoc занадто сильно, оскільки можуть спостерігатися місцеві прояви стискання. Рідко це може приводити до перетискання кровоносних судин і затискання нервових закінчень. У цьому разі послабте ремені ValguLoc, і якщо необхідно, перевірте розмір свого ValguLoc.

Якщо забажаєте скористатися своїм виробом Bauerfeind через серйозні ускладнення чи травми, негайно зверніться за професійною медичною консультацією та дотримуйтесь її, перш ніж уперше використовувати виріб. Відповідно до медичних показань можуть виникнути певні обмеження, про які ви ще не підібражали.

Зокрема, може бути встановлене обмеження на керування транспортними засобами, іншими механізмами чи засобами перевезування. У разі сумнівів ми радимо поки втриматися від виїздів на автомобілі.

Протипоказання

До сьогодні не спостерігалася надмірна болісна чутливість. За наступних клінічних картин, що вказані нижче, використовувати і носити цей допоміжний виріб можна лише після консультації з вашим лікарем:

- захворювання / пошкодження шкіри на відповідній ділянці тіла, особливо при запальних явищах, а також рубці з набряком, почевроїнням та підвищеннем температури
- порушення чутливості та рухливості ноги / стопи, наприклад, при діабеті (Diabetes mellitus)
- порушення відтікання лімфа, а також набряк м'яких тканин неправильного походження поряд

з накладеним ортопедичним протезом

• напад подагри (Arthritis urica)

Вказівки із застосування

Одягти / накласти ValguLoc

**A – пластикова шина,
B – ремінець з застібкою на липучці, C – клапан**

1 Відкрити застібку на липучці на ремінці ValguLoc. Вставити пластикову шину між великим та другим пальцем стопи, щоб великий пальець находився в заглибленні шини ValguLoc. **2** Тепер провести ремінці через віріз в шині, затягнути його і закрити застібку-липучку. **3** Зверніть увагу, що великий пальець стопи повинен зайняти видиме вигравелене положення, але воно не повинне завидати болю.

Зняти / виділити ValguLoc

Відкрити застібку на липучці на ремінці та вийняти ступню з ValguLoc.

Вказівки з догляду за виробом

Вказівка: ValguLoc прямий дії тепла (наприклад, опалення, сонячне випромінювання, зберігання в автомобілі)! Це може привести до пошкодження матеріалу. Результатом може бути зниження дієвості ValguLoc.

Закрити перед чищенням всі застібки на липучці на ремінці, щоб уникнути пошкодження. Чистити ValguLoc вручну окремо з м'яким засобом для миття.

Зі скрагами звертатися лише до вашого спеціалізованого магазину. Зверніть увагу, що обробка можлива тільки для очищеного виробу.

Місце використання

Відповідно до показань (великий пальець стопи). Див. призначення.

Вказівки щодо обслуговування

При правильному поводженні та догляді виріб практично не потребує обслуговування.

Інструкція зі збирання та монтажу

ValguLoc постачається в стані, коли йому попередньо надана правильна анатомічна форма. У разі необхідності можна виправити форму ValguLoc. Ортопедичний протез є в двох виконаннях — для великих пальців стопи лівої та правої ноги.

Технічні дані / параметри

ValguLoc — це ортопедичний протез для великого пальця стопи. Доступні запасні ремінці.

Вказівки щодо повторного використання

Виріб призначений для індивідуального лікування одного пацієнта.

Гарантія

Діють законодавчі положення країни, в якій виріб був придбаний.

Якщо воно присуствує настання гарантійного випадку, слід спочатку звернутися безпосередньо до особи, в якої ви придбали виріб. Перед повідомленням про настання гарантійного випадку необхідно почистити виріб. Якщо вказівок щодо поводження та догляду ValguLoc не дотримуватися, гарантію може бути обмежено або виключено.

Гарантія виключається за наступних умов:

- Використання не відповідою до показань
- Недотримання вказівки кваліфікованого фахівця
- Самовільне внесення змін до виробу

Вказівки з відповідальністю

Не займайтесь самодіагностикою чи самолікуванням, якщо ви не є медичним кваліфікованим фахівцем. Перед першим використанням нашого медичного виробу активно звертайтеся за порадою до лікаря чи навченого кваліфікованого фахівця, оскільки тільки так можна оцінити дію нашого виробу на ваш організм

і визначити будь-які ризики при користуванні виробом, які можуть виникнути у зв'язку з індивідуальною конституцією. Дотримуйтесь поряд цвого кваліфікованого фахівця, а також усіх інструкцій у цьому документі чи його онлайн-версії, включно з частковими публікаціями (зокрема, текстами, фотографіями, зображеннями тощо).

Якщо після консультації з кваліфікованим фахівцем у вас залишаються сумніви, зверніться до свого лікаря, продавця чи безпосередньо до нас.

Обов'язок повідомлення

Згідно з приписами регіонального законодавства, про кожний серйозний інцидент, що стався при використанні цього медичного виробу, слід негайно сповіщати як виробника, так і компетентний орган. Наши контактні дані знаходяться на зворотному боці брошюри.

Утилізація

Утилізація виробу після закінчення його використання здійснюється згідно з місцевими приписами.

Склад матеріалу

Поліамід (PA),
Етиленвінілацетат (EVA),
Акрилат, Поліестер (PE)
 – Medical Device
(Медичне обладнання)
 – Класифікатор матриці даних як (UDI)

Інформація станом на: 2023-02

¹ Ортопедичний протез — ортопедичний допоміжний засіб для стабілізації, зняття навантаження, имобілізації, зміни напротим або корекції кінцівок або тулубу

² Вказівка на небезпеку отримання травм (ризик отримання травм, ризик для здоров'я, ризик нещасного випадку) або матеріальних збитків (пошкодження виробу)

³ Кваліфікований фахівець — це особа, уповноважена згідно з чинними державними правилами на виконання припасування та інструктажу при використанні бандажів та ортопедичних протезів.

Інформація для кваліфікованих фахівців³

Загальні вказівки

Після першого використання перевірити оптимальну та індивідуальну посадку ValguLoc. Якщо необхідно, виконати корекцію. Покажіть пацієнту, як правильно одягати виріб.

Не можна виконувати неналежні зміни на виробі. При невиконанні цього правила дієвість виробу може знизитися, і виробник не несе відповідальності за виріб. ValguLoc передбачений для використання тільки одним пацієнтом. ValguLoc попередньо сформований так, що він задає правильне анатомічне положення, за необхідності його потрібно пристосувати з урахуванням анатомічних особливостей пацієнта. Змінити форму ортопедичного протеза відповідно до анатомично правильної форми, не докладаючи значних зусиль.

הרכב החומר

פוליאミיד (PA), אטול וויל אעטנס (PES)
אקרילט, פוליאסטר (EVA)

ja 日本語

お客様各位、

Bauerfeind 製品をご購入いた
だときまして、誠にありがとうございました。

当社は日々、当社製品の医療的
効能改善のために銳意努力して
おります。というのも、お客様の健
康は当社にとって重大関心事だから
です。この取扱説明書を読んで
記載の通りに従ってください。**ご質
問がある場合は、かかりつけの医
師または、ご利用の専門店にご相
談ください。**

指定用途

ValguLocは医療製品です。本製
品は安静時のつま先の矯正用装
具です。

△ ValguLocは、専門技能者³に
よる患者個人別の専門的なマッ
チングが必要です。そうすることに
よってみこの矯正装具の性能が
フルに発揮され、最適な着用の快
適さを確保できます。

適応症例

- Hallux valgus(外反母趾) - 保
存的および術後。

使用に伴うリスク

△ 注意²

**本取扱説明書に記載された注意
事項および専門スタッフの指示を
厳格に従ってください。**

ValguLocは必ず、この使用説明
書の指示事項に従い、記載してある
使用部位(装着箇所)にのみ装
着してください。

ValguLocは夜間装着用レールで
す。装着した状態では歩行には

適していません。

ValguLocを最適なフィットで確実
に装着できるためには、製品が適
切な形状に整えられていることを
確認し、さらに必要な場合は、専門
技能者³に依頼し、体の線に合うよ
う形状を修正してもらってください。

特に初回着用時は、医師、義肢装
具士をはじめとする医療従事者に
による装着、使用方法の指示に従
ってください。

使用により逆に痛みが増したり体
に極端な変化が見られた場合
は、直ちに製品の使用を控え、か
かりつけの医師にご相談ください。

痛みが増したり、異常な変化に気
づいたら、必ず担当の医師に診て
もらってください。不適切にまたは
用途外に使用した場合は、製造物
責任を負いかねます。

この製品を油脂や酸を含む薬品、
軟膏、ローションと接触させないよ
うにしてください。この製品には、
改造を加えないようしてください。
改造されると製品の機能が低
下するおそれがあるほか、製造物
責任にかかる責任を負いかねる
場合があります。

全身にわらる副作用は現状では
知られていません。専門的な使
用/装着が前提されています。
ValguLocは締め過ぎないよう装
着してください。締め付け過ぎると
局所的に圧迫症状を起こすこと
があります。まれに血管や神経の
狭窄が起こることもあります。こう
した症状が出来たら、ValguLocのベ
ルトを緩めてください。こうした症
状が出来たら、ValguLocのベルトを
緩めてください。場合によっては
ValguLocのサイズを点検してもら
う必要があります。

急性の異常/負傷のため
Bauerfeind製品をご使用になる
場合、最初にご使用になる前に
必ず支給専門医のアドバイスを
受けてこれに従ってください。
適応症によっては制限がある場
合があるためこの点については
専門技能者がご説明します。特に
制約を受ける可能性があるのは
車、他の前进手段や機械の運
転があります。不明なときはこれ
らの活動を一時お止めになるよ
うお勧めします。

禁忌症例（禁忌症）

疾病とみなしうる過敏症例は、現
在のところ報告されておりません。
以下の疾病状況においては本製
品など補助装具着用は担当医
に相談してからにしてください。

・装着部位に皮膚病や損傷、特に
炎症が認められる場合、あるいは
腫れ、発赤、高熱を伴う隆起痕
痕が認められる場合

・腕または手の感覺障害または運
動障害、例えば、糖尿病(Diabe
tes mellitus)の場合など

・リンパ液障害、装着部位から
離れていても軟部組織に不明な
腫れがある場合も含む

・痛風の発作(乾性関節炎)

使用上の注意

ValguLocの着用/装着

- A - プラスチックバックル、
B - ベルクロフascaーベルト、
C - ポール式ブレケット

① ValguLocベルトのベルクロフ
ascaーを開いてください。

プラスチックバックルを足の親指
と二番目の指の間に、親指がVal
guLocのトライ型部分に当たるま
で通します。② ベルトをバックル
に留めている切り込み部に通し、引
っ張ってベルクロを開じます。③ こ
のとき足の親指に痛みを感じずに
自分で見える間に補正された状態
になるようにしてください。

ValguLocの取り外し

ベルトのベルクロフascaーを開き、足をValguLocから抜き取
ります。

お洗濯に関するご注意

注記: ValguLoc を暖房器具、直
射日光、車内で保管するなど高
温の熱に決して直接晒さないで
ください！これを怠ると素材の
損傷につながります。こうした
暴露があるとValguLocの効能を
弱めることになります。

洗浄前にベルクロベルトはすべて
ベルクロを貼り合わせて閉じ、傷
みを防止してください。ValguLoc
は他の洗濯物とは別にして傷みや
すい洗濯物用洗剤を使用して手
洗いでください。

製品についてお気づきの点、ご
不満な点はご利用の専門店にご
連絡ください。本製品をご利用
の専門店に処理させる前に洗濯
してお持ち下さい。

装着箇所

適応症例(足の親指)に応じます。
用途の欄をご覧ください。

メンテナンス

正しくお取扱いになりお手入れすればこの製品は実際にメンテフリーです。

構造と取付説明

ValguLocは、あらかじめ解剖学的に(体形に合わせて)整えた状態で納入されます。その後でも必要な場合、ValguLocは形状を調整できます。この装具には、右と左の足の親指用の2仕様があります。

テクニカルデータ / パラメータ

ValguLocは足の親指用の矯正装具です。
交換ベルトも別売りされています。

再使用に関するご注意

本製品は、お一人の患者様のみにご使用いただく設計となっております。

保証

保証につきましては、この装具をお買い求めいただいた場所の国が定める法令の規定が適用されます。保証の適用対象となると考えの場合はまず、本製品をお買い求めいただいた際の代理店等に直接、お問合せください。本製品は保証の届け出の前にご洗浄ください。ValguLocの取り扱いおよびお手入れに関する指示が守られていない場合、保証が制限されたり、保証の対象外とされる可能性があります。

次の場合は保証の対象となりません。

- ・適用症例に該当しない使用
- ・専門技能者の指示に従わない使用
- ・独断による製品の改造

免責事項

医療の専門技能者の方でない限り、独自で診断や治療を行うのはおやめください。当社の医療製品を初めてご使用になる前に、ぜひ医師または訓練を受けた専門技

能者によるアドバイスを求めてください。アドバイスを受けることで、当社の製品がユーザーの体に与える影響を評価し、必要に応じて、ユーザーの体質から生じる使用に伴うリスクを判断することができます。この専門技能者によるアドバイス、および本資料/またはそのオンライン情報(部分的なものも含む)のすべての注意事項(テキスト、画像、グラフィックなどを含む)に従ってください。

専門技能者にご相談の上、ご不明な点がございましたら、担当のお医師様、販売店、または当社まで直接お問い合わせください。

届出義務

地域の法規制により、本医療機器使用の際に重大な問題が生じた場合は、製造元および管轄当局の両方に遅延なく届け出る義務があります。当社の連絡先はこのパンフレットの裏面に記載されています。

廃棄方法

使用終了後は、お住まいの地域の規制に従って製品を処分してください。

素材成分

ポリアミド(PA),
エチレン酢酸ビニル(EVA),
アクリル, ポリエチステル(PES)

MD - Medical Device (医療装置)

UDI - DataMatrixをUDIとする
マーキング

情報バージョン:2023-02

- 1 矫正装具とは、整形外科治療のための適応症例箇所の固定、負担軽減、不適切・不利な動きの回避、および四肢、胴体関節の矯正を目的とする医療機器取扱製品です。
- 2 人の損害の危険(負傷、健康、事故の各リスク)にかかるご注意ですが、場合により、物の損害(製品の損傷)が含まれます。

- 3 ここでの医療従事者は、装具の使用において患者に対し調整や装着指導を行なうことを国や地域が発効した法規により認められた人を指します。

専門技能者の方へ

一般注意事項

ValguLocはカスタマイズした形状でビッタリ、フィットしていることを、最初の養生を開始した後の段階で確認してください。必要があれば、補正を行ってください。

患者が正しく、本製品を装着できるように指導してください。

上記以外の目的、方法で不適切な改造は一切しないでください。これを怠った場合製品の効果がなくなり、製造物責任は除外されます。

ValguLocは、加療の対象を、お使いになる患者様1名に限定する仕様となっております。

ValguLocは、解剖学的な形状に(体形に合わせて)あらかじめ成形してありますので、必要に応じて、患者様個人の解剖学的な形状に合わせて調整してあげてください。この調整を行なうときは、軽く力を加えて、解剖学的に正しい形状に装具の形を整えます。

ko 한국어

소중한 고객 여러분,

Bauerfeind 제품을 구매해 주셔서
万分의 감사합니다.

여러분의 건강을 진심으로 걱정하므로, 자사 제품의 의료 효과를 향상시키기 위해 바우어파인팅은 매일 최선을 다하고 있습니다. 이 사용설명서를 주시의 깊이 읽고 유념 하십시오. 문의 사항이 있으시면 담당 의사나 제품 판매처에 문의해 주십시오.

용도

ValguLoc는 의료 기기입니다.
휴식 시 염지 발가락을 교정하는
보호대입니다.

▲ ValguLoc는 자격을 갖춘
전문가³가 환자에 맞게 조정해야
합니다. 그야말로 보조기를 통한
신체 성능 향상과 최적의 사용감이
보장될 수 있습니다.

적응증

• 무지비증(엄지발가락이
새끼발가락 쪽으로 휘어지는 것) -
보존요법과 수술 후 모습

사용 시 발생할 수 있는 위험

▲ 주의!

이 사용 설명서의 사양과 전문가
가 제공하는 정보를 주의 깊게 확인
해 주십시오.

만년 사용 설명서에 나와있는 지
시사항을 확인하시고 착용이 가능
한 부분에만 사용하시기 바랍니다.
ValguLoc은 애간에 사용하는
인공보정장입니다. 보행 시
사용하기에는 적절하지 않습니다.

ValguLoc을 사용하여 최대의 효능
을 보기 위해서는 제품이 완전하게
형태를 유지하고 있는지 고려 전문
가로부터 자신의 신체 모양에 맞추어
다시 변형을 해야 하는지 확인하
셔야 합니다. 이 제품을 처음 사용하
실 때에는 반드시 교육을 받은 전문
가의 지시를 받아야 합니다.

압박 요법(압박 스타킹)을 받고 있는
경우처럼 다른 제품과 같은 사용을
해야 할 경우에는 반드시 사전에 고객
님의 담당 의사와 상의하십시오.

통증이 심해지거나 특이한 변화를 보
이는 경우 사용을 중지하고 즉시 담
당 의사와 상담하십시오.
을 바르게 사용하지 않았거나 본래의
용도와 다른 다른 사용은 경우 품질 보
증을 받을 수 없습니다.

제품에 유분이나 산성 물질이 포함
된 치료제, 연고, 흰 분 등이 닿지 않
도록 주의하십시오. 제품을 변형시
키지 마십시오. 이 치에 따르지
않을 경우 제품의 성능에 영향을 미
칠 수 있으며, 그로 인해 제품 보증
에서 제외될 수 있습니다.

전체적인 신체에 대한 부작용은 지
금까지 알려져지 않았습니다. 이
는 올바른 사용/착용을 전제로 한
것입니다.

ValguLoc을 너무 짜 조이지 마십
시오. 조이 경우 부분적인 압박 현
상이 발생할 수도 있습니다. 간혹
혈관과 신경이 압박으로 인해 수축
될 수도 있습니다. 이 경우
ValguLoc의 벨트를 느슨하게 하고
필요에 따라 ValguLoc의 크기가 적
절한지 다시 한 번 확인하십시오.
급성 통증/부상으로 인해

Bauerfeind 제품을 사용하고자 하는 경우, 최초 사용 전에 필히 전문적인 의료적 조언을 구하고 이에 유의하십시오. 전문가가 설명한 적응증과 관련하여 제한 사항이 있습니다. 특히 차량, 기타 운송 수단 또는 기계의 운전은 제한된 범위에서만 가능합니다. 확실하지 않을 경우, 한동안 상기의 활동을 실시하지 않을 것을 권장합니다.

사용해서는 안 되는 경우 (금기사항)

임상적으로 유의미한 과민 반응은 지금까지 발생되지 않았습니다. 다음과 같은 증상을 보이는 경우에는 반드시 담당 의사와 충분히 상의한 후에 이러한 보조기를 사용해 약 합니다.

- 치료 부위에 피부병이 있거나 피부에 상처가나 있는 경우, 특히 염증이 발생하거나 상처가나 벌겋게 부어 오르고 열이나 경우
- 팔이나 손에 감각이 없거나 등작에 장애가 있는 경우, 예) 당뇨병 (Diabetes mellitus)
- 림프액 순환 장애, 보조장구 착용 부위에 원인을 알 수 없는 연조직 부종 현상이 나타나는 경우
- 통풍발작(통풍성 관절염)

사용 방법

ValguLoc의 착용/부착

A – 플라스틱 버클,

B – 벨크로 접착 벨트,

C – 발가락 지지대

❶ ValguLoc에 달린 벨트의 벨크로 접착부를 서로 떠내십시오.

플라스틱 버클을 엄지발가락과 두 번째 발가락 사이로 집어 넣어 엄지발가락이 ValguLoc의 우수한 부분에 놓이도록 하십시오. ❷ 이제 벨트를 버클의 접개면 사이로 집어 넣어 벨크로 부분을 이용해 꽉 조이십시오. ❸ 이제 엄지발가락이 제 위치에 고정이 되었는지 그리고 통증은 없는지 확인하십시오.

ValguLoc의 착용/부착

ValguLoc에 달린 벨트의 벨크로 접착부를 서로 떠내고 밟을 때 ValguLoc에서 빠내십시오.

세척상의 주의사항

주의: ValguLoc을 절대로 직접적인 열원(예: 히터, 직사광선, 자동차 보관)에 노출하지 않도록 하십시오. 제3자 제품이 손상될 수 있습니다. 이는 ValguLoc의 기능에 영향을 미칠 수 있습니다.

세척하기 전에 제품 손상을 방지하기 위해 접착식 벨트를 꺼내 주십시오. ValguLoc을 세척하실 때에는 다른 세탁물과 분리하여 중성세제로 손세탁 하십시오.

고객 불만 사항이 있을 경우에는 전문 매장에 문의해 주십시오. 당시에서는 깨끗하게 세척된 제품만 처리 가능합니다.

착용 위치

지정된 사용 부위에만 착용 (엄지발가락). 유통 점검.

유지보수 안내

제품을 물바로 사용하고 관리할 경우 벨트의 유지보수가 필요 없습니다.

제품의 조립과 분해 안내

ValguLoc은 우리의 신체구조에 알맞게 제작되어 즉시 사용할 수 있는 완성된 형태로 판매됩니다. 필요한 경우 악간의 추가적인 형태변화가 가능합니다. 이 보조장구는 오른발용과 左발용의 두 가지가 있습니다.

기술 재원/수치

ValguLoc은 엄지발가락의 교정에 쓰이는 인공보정구입니다.
대체 벨트를 이용할 수 있습니다.

재사용에 관한 안내

본 제품은 환자 한 명에 대한 개별적인 치료를 위한 제품입니다.

보증

제품 구매 국가의 법을 규정이 적용됩니다. 보증 청구를 해야 하는 경우, 가장 먼저 제품을 구매처에 직접 문의하십시오. 보증 서비스 청구를 하기 전에 제품을 세탁해야 합니다. ValguLoc의 취급 및 관리 수칙을 준수하지 않은 경우, 보증 서비스가 제한되거나 제외될 수 있습니다.

보증 서비스 제3의 사항:

- 제작 품질에 적합하지 않은 사용
- 전문가의 시지를 따르지 않은 경우
- 제품 무단 변경

제품 보증 안내

의료 전문가가 아닌 이상, 자가 진단이나 자가 치료를 하지 마십시오. 당시의 의료기기를 처음 사용하기 전에 적극적으로 의사나 교육을 받은 전문가의 조언을 받으십시오. 이는 당시 제품이 귀하의 신체에 미치는 영향을 평가하고, 필요한 경우 개인 상태로 인해 사용 시 발생할 수 있는 위험을 판단할 수 있는 유일한 방법입니다. 전문가의 조언과 문서/ 또는 약을 포함한 온라인 프레젠테이션(텍스트, 이미지, 그라픽 등 포함)의 모든 지침을 따르십시오.

전문가와 상담 후 의문 사항이 있는 경우, 담당 의사, 판매처 또는 당시에 직접 문의해 주십시오.

고지의무

현지 법률 규정에 따라 사용자는 본 의료기기를 사용하면서 발생하는 모든 심각한 사례를 제조사 및 관계 당국에 지체 없이 알려야 합니다. 당시 연락처 정보는 이 브로셔의 뒷면을 참조하십시오.

폐기

사용 수명이 다 된 후에는 혐의 규정에 따라 제품을 폐기하십시오.

재료 성분

폴리아미드(PA),
에틸렌-조산 비닐(EVA),
아크릴산염, 폴리에스터(PES)

MD – Medical Device (의료 기기)

UDI – DataMatrix의 UDI 식별자

정보 제공일: 2023-02

1 보조기 = 팔다리나 몸통의 기능을 보조하거나 교정, 고정하기 위한 정형외과적 보조 장치

2 상해/부상, 건강 위험, 사고 위험) 또는 경우에 따라 재산 피해(제품 손상)에 관한 안내

3 전문가가 한 행정 규정에 따라 보호대와 보조기를 맞춰 주고 처방지를 내리도록 권한을 부여 받은 사람을 말합니다.

전문가3

일반 치침

ValguLoc을 처음 구입하신 후에는 이 제품을 어디에 적용하여 여야 최적의 효과를 얻을 수 있는지 확인하십시오. 필요한 경우 수정하시기 바랍니다.

환자와 함께 올바른 착용 방법을 연습하십시오.

함부로 제품을 변경해서는 안 됩니다. 이 지침에 따르지 않을 경우 제품의 성능이 저해될 수 있으며 그로 인해 제품 보증에서 제외될 수 있습니다.

ValguLoc은 반드시 한 명의 환자에게만 사용하여야 합니다.

ValguLoc은 훠어진 엄지발가락을 교정할 목적으로 인체공학적으로 만들어진 인공 보정구이며 필요한 경우 각 개인의 신체적 특징에 적합하도록 변형하여야 합니다. 이를 위해 보조장구에 악간의 힘을 가하여 개인의 신체적 특징에 가장 적합하도록 변형하십시오.

عملينا العزيز، عميلتنا العزيزة.

شكراً جزيلاً لختيارك أحد منتجات

Bauerfeind

نحن نحبب بموثوّق على تحسين الفعالية

الطبية لمتحاثنا، وذلك لأن مصداقتك

عززتة على قيادتنا يرجى قراءة ومراعاة

إرشادات الاستعمال هذه بعناية، إذا

كان لديك أي استفسار، يرجى التوجه

إلى طبيبك أو إلى متجر المتخصص

الذي أشتريت منه المنتج.

الغرض من الاستعمال

جهاز ValguLoc هو منتج طبي، وهو

عبارة عن حزام تقويم يساعد في تصحيح وضع

أصبع القدم الكبير في الراحة.

▲ تطابق الجهاز التقويمي والفردية

على المريض بإشراف طاقم من

الأطباء المتخصصين مدربين

وتمثل هذه الطريقة الوحيدة التي

يمكن من خلالها ضمان تحقق

القدرة الحجمية الكاملة لجهاز

التقويم وضمان الراحة المثالية عند

الارتداء.

دوعاً الاستعمال

(أيام القدم رواجاً لعلاج تحفظي وبعد

الجراحة)

مخاطر الاستعمال

▲ احترس

يرجى مراعاة المواقف الواردة

في إرشادات الاستعمال هذه

والتعليمات من الموظفين

المتخصصين جداً.

لا يجب ارتداء جهاز ValguLoc إلا طبقاً

لإرشادات الاستعمال وفي مجالات

الاستعمال التي تم ذكرها.

جهاز ValguLoc عبارة عن جبيرة ليلية

وهي غير مخصصة للمشى.

للمضمار وضع مثالي لجهاز ValguLoc

يجب التتحقق مما إذا كان المنتج يتم

صيغة على الجسم بصورة كافية أو أنه

مثلك هذا الجهاز الطبي المساعد:

• أمراض طبلية /اصياب طبلية في

الجزء الذي يتم معالجته من الجسم،

حالة عدم وجود أعراض الالتهاب،

وذلك عند وجود آثار ندبات مع نوم

واحدوار وارتفاع في درجة الحرارة

بنفسه عدم استعمال المنتج مع أنه منتج آخر، على سبيل المثال في إطار العلاج بالضغط الموارد الصاغطة (إلا بعد استشارة طبيبك المعالج أولًا).

إذا زارت الأعراض لا حظت أي تغيرات غير واضحة في الأنسجة العادي، فتوقف عن استخدام المنتج واستشارة طبيبك على الفور.

لا تحول المنتج تلامس مع المواد الدهنية والحمضية والمراميم والمستحضرات الأخرى، ولا يجب إدخال آلام تيزم على المنتج وفي حالة عدم الالتزام بذلك، فقد يتأثر أداء المنتج وذلك لا تتحمل جهة الصنع آلة مسوسة.

الآثار الجانبية التي تؤثر على العضو بأكمله غير معروفة حتى الآن، يطلب استخدامه انتداه بالشكل المناسب. لا يجب ربط جهاز ValguLoc بشكل رايد عن الجد، قد يؤدي ذلك إلى الشعور بالضغط في مكان ارتدائه، وفي حالات خاصة قد تؤدي إلى احتقان في الأوعية الدموية والأصباب، وفي هذه الحالة، قم بتوسيع أربطة ثبيت جهاز ValguLoc، قم بالتحقق من المقاس الذي تم ضبط جهاز ValguLoc عليه. إذا كنت ترغب في استخدام منتج Bauerfeind

مرض /إصابة طبلية، فأطلب استشارة طبية على وجه السرعة قبل استخدامه لأول مرة، وتبينه لذك، قد تكون هناك قيود متعلقة بمعايير الاستعمال

سيشرحها الموظفون المتخصصون، على جميع المخصوص، قد قاده المركبات أو سائل التقل أو الألات الأخرى ممكنة فقط إلى حد محدود. في حالة الشك، ت请联系 بالامتناع عن الأشطنة المذكورة أعلاه في الوقت الحال.

موازن الاستخدام (موقع الاستعمال)

فقط على المعاشرة لبعض الممارس غير معروف حالياً، في حالة وجود أي من الأمراض المزمنة، يتطلب اشتراكه في الطبيب أولًا قبل ثبيت واستعمال مثل هذه الأجهزة الطبية المساعدة:

• أمراض طبلية /اصياب طبلية في

إرشادات الصيانة
لن يحتاج المنتج عملانياً إلى صيانة في حالة استخدامه العادي به بشكل سليم.

إرشادات التركيب والتجميع
جهاز ValguLoc يتم توريده في وضع مشكل لبيانات الأجهزة، إذا لم الأمر يمكن تعديل جهاز ValguLoc، يمكن تدوير التقويم مناح شكلين لإنهاء القدم الأيمن واليسرى.

**البيانات الفنية/
البارامترات**
جهاز ValguLoc هو عبارة عن جهاز تقويم إيهام، تم تدويره بخطوة بخطوة، توجد أحزمة بدلاً من موفرة.

إرشادات خاصة بإعادة الاستعمال

المنتج مخصص للعناية بمريض واحد فقط بشكل فوري.

الضمائن
تسري الواقع القانوني المعمول بها في البلد الذي يغير شراء المنتج، إذا شارك الشوك في شيء معنافي بالصسان، يرجى زيارة الجهة أدواه إلى الشخص الذي أشتريت منه المنتج مباشرةً، يجب تنظيف المنتج قبل الإلقاء على المطالبة بالصسان، عدم إبرام إرشادات العادة تكيفية التعامل مع المنتج ValguLoc، فإذا تم اشتراك الصسان بذلك أو يتم استبعاد الصسان في الحالات الآتية:

• الاستخدام غير المطابق لدواعي الاستعمال
• عدم انتهاء تطبيقات الخبر الطبي
• تعديل المنتج بشكل غير مصرح به

إخلاء المسؤولية
لا تقتصر التشخيص الذاتي أو العلاج الذي إذاً كانت موظف عاليه صحية متخصص، قبل استخدام المنتج الطبي على مبدأ مبدأ، حيث ينبع شفاعة عن مشورة طبيب أو موظف عاليه الصحصة المتخصص هذه، لأن هذا هي الطريقة الوحيدة لتفريح تأثير منتشر على جسمك، وإذا لم يتم تجديد أي مخابر لاستئصاله تنشأ عن تشيك الشخصية، اتبع نصائح الخبر الطبي، بالإضافة إلى جميع الإرشادات الواردة في هذا المستند أو عرضه

وجود خلل في القدرة على الإحساس أو في الحركة في الساقين أو القدمين، كما يحدث مثلاً في داء السكري.

اضطرابات في عملية التصريف المماهوي، فضلاً عن حدوث تورمات غير واضح في الأنسجة العادي البعيدة عن منطقة الجهاز التقويمي، نوعيات روابط الهياكل المماهقيين على بولوكار البوتاسي.

إرشادات الاستعمال
ارتداء / ثبيت ValguLoc - مثبت بلاستيك، - حزام مزدوج يقلل فيلكرو، - حزام تقويم

قم بسحب المشبك البلاستيك بين إيهام القدم واصبع القدم الثاني حتى يتمكّن إيهام القدم الثاني في الجزء المخمور من جهاز ValguLoc، قم بسحب

الدرع من خلال الشوك في المشبك وقد يربطه مع الشد بخاتم رقم ③، يجب في الأذى في الانتصار تصحيف وضع إيهام القدم بوضوح دون التسبب في حدوث آلام.

خلع / تخزين جهاز ValguLoc
قم بفتح غطاء فبلوكار البوتاسي بالجزء الذي يتم سحب القدم من جهاز ValguLoc إلى الخارج

إرشادات التنظيف
ملحوظة: لا تُوصى بفك جهاز ValguLoc للحرارة المباشرة (مثل المدافأة، أشعة الشمس المعاشرة) أو سباحة في سباحة فالصور قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالمواد المكونة منها المنتج، مما قد يؤدي إلى التأثير الشكلي على قابلية جهاز ValguLoc.

قبل التنظيف قم بإلقاء جميع أقلفال فبلوكار ثنيب جهاز ValguLoc بشكل منفصل يدوان ومناطف خفيف، وفي حالة وجود ماكواي، يرجى التوجع فقط على المجرى المتصدع الذي أشتريت المنتج منه، ونوجه عنايتك إلى أن قبل تنظيف الطبي ودعاها في التي يستعن العامل معها.

موضوع الاستعمال
وقد أتى من إصابة في داعي الاستعمال (إيهام القدم)، انظر الفرض من الاستعمال.

الموظفون المتخصصون³ إرشادات عامة

بعد حصول المريض على جهاز ValguLoc، يرجى التأكيد من جهازه ويتحقق بنيات جسمه جيداً. يرجى تضمين أوضاع الصيبيط إذا لزم الأمر. تدرب على تثبيت الصمامادة بشكل صحيح مع المريض.

غير مناسب على المنتج، وفي حالة عدم الالتزام بذلك، قد يتآثر أداء المنتج. وستتم إلقاء القسمان. إن جهاز ValguLoc مخصوص للعناية بالكتيبين. يمرين واحد فقط جهاز ValguLoc ثم تعيده شريجاً (يما يناسب مع الجسم) مسقاً ويجب ضبطه على جسم المريض بصورة فردية. قم بتعديل شكل جهاز التقويم بضغط خفيف إلى الشكل التشريحى المناسب.

التقديم عبر الإنترنت - بما في ذلك الملاحظات - (الصور، الموصول والصور والرسومات وما إلى ذلك). إذا كانت لديك أي شكوك بعد استشارة الموظفين المتخصصين، فيرجى الاتصال بطبقك أو أناوامر أو الاتصال بنا مباشرة.

واجب التبليغ

ملزم بإبلاغ الشركة المصنعة والسلطنة المختصة عن أي حدوث خطير يحدث عند استخدام هذا المنتج الطبي. دون تأخير، ييات الاتصال بالغاية بما موجودة على الجهة الخلفية لهذا الكتب.

الخلص من المنتج

يرجى الحصول من المنتج بعد انهاء الاستخدام وفقاً لواحة المطبعة.

تكوين المواد

متعدد الأميد (PA)، أسيتات فينيل (EVA) والإيتيلين (EVA)، أكريلايت، بوليستير (PES)

• Medical Device - **MD**
• معرف UDI مثل DataMatrix - **UDI**

تاريخ إصدار المعلومات: 02-2023

١- الجهاز التقويمي - جهاز طبي مساعد خاص بالطفل. يستخدم لتدعيم الجدع أو الأطراف وتحقيق الصبغة عنها وتنبيتها والتحكم فيها أو تضييقها أو تضييقها.
٢- أحد من خط التعرض لاصحات بدنية (خط التعرض للاصحات أو للمطاطر) أصوات مادية أو خط وقع جواد أو أي أصوات مادية (حسباً في المنتج)
٣- تقدس بالخبر المتخصص كل شخص يُسخّن له بمروحة الصمامات والأجهزة التقويمية للعظم والتدريب على استخدامها، وذلك وفقاً لواحة الحكومية المطبقة عليه.

zh 中文

尊敬的顾客：

非常感谢您选择 Bauerfeind 的产品。

我们始终致力于不断改善产品的疗效，因为您的健康是我们最深切的追求。请仔细阅读并严格遵守本**使用说明**。如有疑问，请咨询您的主治医生或专业商店。

用途

ValguLoc 为一款医疗器械产品。该产品为一款用于在静止状态下矫正大脚趾的矫形器¹。

△ ValguLoc 必须由受过训练的专业人员³ 对患者进行适当的调整。如此才能保证本款多功能矫形器的最佳疗效、提高穿戴舒适度。

适应症

- 保守疗法和术后出现的拇趾外翻(拇趾向其他脚趾方向弯曲)。

使用风险

△ 注意²

请严格遵守本使用说明中的规定和专业人员的提示。

ValguLoc 产品只能根据此使用说明规定的详情及位置佩戴。

ValguLoc 产品是夜间矫形器。此矫形器不适用于步行。

为了保证 ValguLoc 矫正器的最佳位置，在佩戴前必须检查产品形状是否完善或者已由专业人员³ 调适完毕。(首次)穿戴时，必须由经过培训的专业人员进行调适并给予指导。

与其它产品如套筒式踝部护套等配合使用时，请事先咨询治疗医生。

如果疼痛加剧或者身体出现异常，请停止使用本产品，并立即就医。

请避免将本产品与油脂类及酸性物、软膏及乳液等物质接触；请勿擅自改装本产品。如不遵守此规定，可能会影响产品疗效，我们不对此承担产品责任。

至今尚未发现对身体产生不良影响的副作用。必须按照规定正确

使用/穿戴本产品方能产生疗效。不能将 ValguLoc 扎绑过紧，否则会造成局部受压。极少情况下还可能会引起血管或神经收缩。出现这种情况时，应将 ValguLoc 的粘扣带松开一点，必要时请检查 ValguLoc 的尺寸是否合适。

如果您因为急性不适症状或受伤而需要使用 Bauerfeind 产品，请务必在首次使用前取得并遵循专业医疗建议。视症状而定，产品使用可能存在一定限制，对此专业人员会为您作具体说明。特别是这有可能影响您操纵汽车、其他交通工具或机器。如有不确定，我们建议您在使用期间不要进行上述活动。

禁忌症状

尚未有过敏性病症报告。对于有如下症状的患者，使用和穿戴此辅助器具前请务必咨询主治医生：

- 用药部位有皮肤病/皮肤损伤，特别是出现发炎状况或者伤疤肿大凸起，发红、过热时应注意
- 腿部/脚部出现痛觉障碍和运动机能失调，比如糖尿病(真性糖尿病)
- 淋巴流动障碍，包括距离矫正器较远的身体部位出现不明原因的组织肿大
- 痛风(痛风性关节炎)

使用提示

穿戴/拉紧 ValguLoc

- A - 塑料扣，**
 - B - 带有尼龙搭扣的皮带，**
 - C - 拇趾肌肉固定器**
- ① 打开 ValguLoc 矫正器皮带的尼龙扣。将塑料扣放在拇趾及第二脚趾之间，使 ValguLoc 矫正器缠绕在拇趾上。② 将皮带扣挂进塑料扣上并将其皮带抽紧。③ 请注意佩戴后拇指应该明显有矫正迹象并且无疼痛感。

摘除/取下 ValguLoc 矫正器

解开束带的尼龙搭扣并将脚从 ValguLoc 矫正器中抽出。

清洗提示

提示：切勿将 ValguLoc 产品直接暴露于高温中（比如暖气、阳光

照射、放置于汽车中等）！上述环境可能会损坏产品材料。进而影响ValguLoc产品的效果。清洗前请将皮带系紧以免造成损坏。请使用精细清洁剂手洗ValguLoc 矫正器。

请直接联系您购买医疗产品的专业商店进行索赔。请注意：我们仅接受经过清洁处理的产品。

使用部位

按照适应症部位佩戴（大拇指）。
请参见“用途”。

维护提示

只要正确使用并进行适当的护理，本产品无需进行其他保养。

组合与装配说明

ValguLoc矫正器在发货时已经过调适，符合人体结构。如有必要，可对ValguLoc 重新调试。矫正器分为两种，分别适用于右脚拇指和左脚脚趾。

技术数据 / 参数

ValguLoc是用于矫正拇趾的全套矫正器。该矫正器附配备用带。

重复使用提示

本产品仅供一位患者专用。

质保

需遵守产品购买地所在国的法律法规。若出现可能需要保修的情况，请立刻直接联系产品销售方，提出保修要求前，应先清洁本产品。若不遵守使用和护理ValguLoc 相关的提示，则可能影响保修或使保修失效。

若有以下情况，则我方不再承担保修责任：

- 不遵守指示使用
- 不遵守专业人员的说明
- 擅自对产品进行更改

责任提示

除非您是医疗专业人员，否则请勿自行诊断或自行用药。首次使用我们的医疗器械前，请务必主动征求医生或经过培训的专业人员的意见，因为只有这样才能评估出我们的产品对您身体的影响，才能在必要时基于您的个人体质确定产品的使用风险。请听从该专业人员的建议，以及本文资料/或其线上说明书中的所有提

示，也包括其中的摘录内容（包括：文本、图片、图表等）。咨询专业人员后，如果仍有疑问，请联系医生或经销商，或直接联系我们。

申报义务

依照地区法律法规，对于在使用本医疗器械时发生的每起重大事故，您有义务将其立即报告给制造商和主管的政府机关。我方联络方式参见本手册背面。

废弃处理

使用结束后，请遵照当地法规对本产品进行废弃处理。

材料组成

聚酰胺 (PA),
乙烯／醋酸乙烯酯共聚物 (EVA),
丙烯酸酯, 聚酯 (PES)

MD – Medical Device (医疗器械)

UDI – 医疗器械唯一标识的
DataMatrix 二维码

信息发布日期:2023-02

1 矫形器 = 骨科治疗中使用的辅助设备，可对四肢或躯干起稳定、减轻负荷、固定、引导或矫正作用

2 关于人身伤害（受伤危险、健康危险和事故危险）以及财产损失（指产品损失）的危险提示

3 专业人员是指根据国家当前的相关规定，有资格对绷带和矫形器进行安装和调适等操作的人员。

专业人员³

一般提示

第一次使用后请检查ValguLoc 矫正器的佩戴位置是否合适。请在必要情况下调整佩戴位置。

请指导患者练习如何正确穿戴该产品。

请勿擅自改动本产品。如不遵守此规定，可能会影响产品疗效，我们不对此承担产品责任。

一套ValguLoc 产品只适用于一个患者。

ValguLoc 矫正器已根据人体结构调试过。必要情况下可以按照患者自身的人体结构进行调整。调整矫正器调至正确位置时请适度用力。

AUSTRIA

Bauerfeind Ges.m.b.H.
Hainburger Straße 33
1030 Wien
P +43(0) 800 4430-130
F +43(0) 800 4430-131
E info@bauerfeind.at

BENELUX

Bauerfeind Benelux B.V.
Waarderveldweg 1
2031 BK Haarlem

THE NETHERLANDS
P +31 (0) 23 531-9427
F +31 (0) 23 532-1970
E info@bauerfeind.nl

BELGIUM

P +32(0) 2 527-4060
F +32(0) 2 792-5345
E info@bauerfeind.be

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Bauerfeind d.o.o.
Meše Selimovića 19
71000 Sarajevo
P +387(0) 33 710-100
F +387(0) 33 619-422
E info@bauerfeind.ba

CROATIA

Bauerfeind d.o.o.
Goleška 20
10020 Zagreb
P +385(0) 1 6542-855
F +385(0) 1 6542-860
E info@bauerfeind.hr

FRANCE

Bauerfeind France S.A.R.L.
B.P. 59258
95957 Roissy CDG Cedex
P +33(0) 1 4863-2896
F +33(0) 1 4863-2963
E info@bauerfeind.fr

ITALY

Bauerfeind Italia Srl
Via Cornaggia 58
20092 Cinisello Balsamo (MI)
P +39 02 8977 6310
F +39 02 8977 5900
E info@bauerfeind.it

NORDIC

Bauerfeind Nordic AB
Storgatan 14
114 55 Stockholm
P +46(0) 774 100 020
E info@bauerfeind.se

REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

Bauerfeind Dooet Skopje
50 Divizija 24 a
1000 Skopje
P +389(0) 2 3179-002
F +389(0) 2 3179-004
E info@bauerfeind.mk

SERBIA

Bauerfeind d.o.o.
102 Omladinskih brigada
11070 Novi Beograd
P +381(0) 11 2287-050
F +381(0) 11 2287-052
E info@bauerfeind.rs

SINGAPORE

Bauerfeind Singapore Pte Ltd.
Blk 41 Cambridge Road #01-21
Singapore 210041
P +65 6396-3497
F +65 6295-5062
E info@bauerfeind.com.sg

SLOVENIA

Bauerfeind d.o.o.
Dolenjska cesta 242 b
1000 Ljubljana
P +386(0) 1 4272-941
F +386(0) 1 4272-951
E info@bauerfeind.si

SPAIN

Bauerfeind Ibérica, S.A.
C / San Vicente Mártir,
nº 71 -4º -7º
46007 Valencia
P +34 96 385-6633
F +34 96 385-6699
E info@bauerfeind.es

SWITZERLAND

Bauerfeind AG
Vorderi Böde 5
5452 Oberrohrdorf
P +41(0) 56 485-8242
F +41(0) 56 485-8259
E info@bauerfeind.ch

UNITED ARAB EMIRATES

Bauerfeind Middle East FZ LLC
Dubai Healthcare City
Building 40, P.O. Box 505116
Dubai
P +971 4 4335-684
F +971 4 4370-344
E info@bauerfeind.ae

UNITED KINGDOM

Bauerfeind UK
85 Tottenham Court Road
London
W1T 4TQ
P +44 (0)121 446-5353
F +44 (0)121 446-5454
E info@bauerfeind.co.uk

USA

Bauerfeind USA, Inc.
75 14th St NE
Suite 2350
Atlanta, GA 30309
P +1 800 423-3030
P +1 404 201-7800
F +1 404 201-7839
E info@bauerfeindusa.com