

Underwrap
Untertape

GLAD-4001



General guidelines



Take the time to thoroughly read the following instruction and utilize the product accordingly.

Ensure you retain this manual and pass it along when transferring the product.

Please be aware that this summary may not encompass every detail of all variations and deliberated steps. Feel free to reach out to us for additional information and assistance.

Warnings



Keep all parts and packaging materials (such as foil, plastic bags and foam) away from babies and children to avoid choking hazards.

Consult your doctor before using this product, especially if you suffer from skin problems, circulatory disorders or nervous disorders.

It is strictly forbidden to use the product for anything other than its intended use. Children should be supervised by adults when using the product.

Do not use the product if you have any disability or are taking any medication that may interfere with the safe use of this product.

In case of pain, tingling, swelling, skin discolouration or other unusual symptoms during use, stop using the tape and consult a doctor.

Do not use the tape over open wounds or untreated skin conditions. This may hinder the healing process or cause infections.

Notes



Make sure the skin is clean, dry and clear before applying the tape. In addition, make sure you apply the tape at room temperature; this ensures the best adhesion.

It is essential to avoid excessive tension when applying underwrap; a mild stretch is usually sufficient.

Long-term use of the tape without medical advice may have undesirable effects. Consult a doctor before long-term use.

Take extra care when used by children and the elderly. They may be more sensitive to the tape.

Store this product at room temperature in a dry, ventilated place to prevent mould growth.

Do not apply lotions, creams or ointments directly under the tape unless recommended by a doctor, as this may damage the tape or cause skin irritation.

When using the tape for sports activities, apply the tape at least 30 minutes before sports activities.

Replace the tape regularly every few days, depending on use. In case of sports activities, it is recommended to replace the tape immediately.

Remove the underwrap carefully to avoid skin damage, especially on sensitive skin.

Avoid wrinkles or creases in the underwrap as these can cause irritation.

Avoid using heating pads or ice directly over the underwrap, as this may damage the skin or affect the effectiveness of the tape.

Algemene richtlijnen

Neem de tijd om de volgende instructies grondig door te lezen en het product dienovereenkomstig te gebruiken.

Zorg ervoor dat u deze handleiding bewaart en doorgeeft wanneer u het product overdraagt.

Houd er rekening mee dat deze samenvatting mogelijk niet alle details van alle variaties en weloverwogen stappen bevat. Neem gerust contact met ons op voor aanvullende informatie en hulp.

Waarschuwingen

Houd alle onderdelen en verpakkingsmaterialen (zoals folie, plastic zakken en schuim) uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.

Raadpleeg je arts voordat je dit product gebruikt, vooral als je last hebt van huidproblemen, bloedsomloopstoornissen of zenuwaandoeningen.

Het is ten strengste verboden om het product voor iets anders te gebruiken dan waarvoor het bedoeld is. Kinderen moeten onder toezicht van volwassenen staan wanneer ze het product gebruiken.

Gebruik het product niet als u een handicap hebt of medicijnen gebruikt die een veilig gebruik van dit product in de weg kunnen staan.

In geval van pijn, tintelingen, zwelling, huidverkleuring of andere ongewone symptomen tijdens het gebruik, stop dan met het gebruik van de tape en raadpleeg een arts.

Gebruik de tape niet over open wonden of onbehandelde huidaandoeningen. Dit kan het genezingsproces belemmeren of infecties veroorzaken.

Toelichting

Zorg ervoor dat de huid schoon, droog en schoon is voordat je de tape aanbrengt. Zorg er daarnaast voor dat je de tape bij kamertemperatuur aanbrengt; dit zorgt voor de beste hechting.

Het is essentieel om overmatige spanning te vermijden bij het aanbrengen van ondertape; een lichte rek is meestal voldoende.

Langdurig gebruik van de tape zonder medisch advies kan ongewenste effecten hebben. Raadpleeg een arts voor langdurig gebruik.

Wees extra voorzichtig bij gebruik door kinderen en ouderen. Zij kunnen gevoeliger zijn voor de tape.

Bewaar dit product bij kamertemperatuur op een droge, geventileerde plaats om schimmelvorming te voorkomen.

Breng geen lotions, crèmes of zalven direct onder de tape aan, tenzij aanbevolen door een arts, omdat dit de tape kan beschadigen of huidirritatie kan veroorzaken.

Als u de tape gebruikt voor sportactiviteiten, breng de tape dan ten minste 30 minuten voor de sportactiviteit aan.

Vervang de tape regelmatig om de paar dagen, afhankelijk van het gebruik. Bij sportactiviteiten wordt aangeraden de tape onmiddellijk te vervangen.

Verwijder de ondertape voorzichtig om huidbeschadiging te voorkomen, vooral bij een gevoelige huid.

Vermijd rimpels of vouwen in de ondertape omdat deze irritatie kunnen veroorzaken.

Vermijd het gebruik van verwarmingskussens of ijs direct op de ondertape, omdat dit de huid kan beschadigen of de effectiviteit van de tape kan beïnvloeden.

Allgemeine Richtlinien

Nehmen Sie sich die Zeit, die folgende Anleitung gründlich zu lesen und das Produkt entsprechend zu verwenden.

Bewahren Sie diese Anleitung auf und geben Sie sie weiter, wenn Sie das Produkt weitergeben.

Bitte beachten Sie, dass diese Zusammenfassung nicht alle Details aller Varianten und überlegten Schritte enthalten kann. Für zusätzliche Informationen und Unterstützung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Warnhinweise

Halten Sie alle Teile und Verpackungsmaterialien (wie Folie, Plastikbeutel und Schaumstoff) von Babys und Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden, insbesondere wenn Sie unter Hautproblemen, Durchblutungsstörungen oder Nervenleiden leiden.

Es ist strengstens untersagt, das Produkt für etwas anderes zu verwenden als für den vorgesehenen Verwendungszweck. Kinder sollten bei der Verwendung des Produkts von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie an einer Behinderung leiden oder Medikamente einnehmen, die die sichere Verwendung des Produkts beeinträchtigen könnten.

Bei Schmerzen, Kribbeln, Schwellungen, Hautverfärbungen oder anderen ungewöhnlichen Symptomen während der Anwendung sollten Sie das Pflaster nicht weiter verwenden und einen Arzt aufsuchen.

Verwenden Sie das Band nicht über offenen Wunden oder unbehandelten Hautkrankheiten. Dies kann den Heilungsprozess behindern oder Infektionen verursachen.

Hinweise

Achten Sie darauf, dass die Haut sauber, trocken und klar ist, bevor Sie das Klebeband anbringen. Achten Sie außerdem darauf, dass Sie das Klebeband bei Raumtemperatur anbringen; dies gewährleistet die beste Haftung.

Beim Anbringen der Unterlage ist eine übermäßige Spannung unbedingt zu vermeiden; eine leichte Dehnung ist in der Regel ausreichend.

Eine langfristige Anwendung des Tapes ohne ärztlichen Rat kann unerwünschte Wirkungen haben. Konsultieren Sie vor der Langzeitanwendung einen Arzt.

Seien Sie besonders vorsichtig bei der Anwendung durch Kinder und ältere Menschen. Sie können empfindlicher auf das Pflaster reagieren.

Lagern Sie dieses Produkt bei Raumtemperatur an einem trockenen, gut belüfteten Ort, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Tragen Sie keine Lotionen, Cremes oder Salben direkt unter dem Tape auf, es sei denn, dies wird von einem Arzt empfohlen, da dies das Tape beschädigen oder Hautreizungen verursachen kann.

Wenn Sie das Tape für sportliche Aktivitäten verwenden, legen Sie es mindestens 30 Minuten vor der sportlichen Betätigung an.

Wechseln Sie das Tape regelmäßig alle paar Tage aus, je nach Gebrauch. Bei sportlichen Aktivitäten empfiehlt es sich, das Tape sofort zu wechseln.

Entfernen Sie die Unterlage vorsichtig, um Hautverletzungen zu vermeiden, insbesondere bei empfindlicher Haut.

Vermeiden Sie Falten oder Knicke in der Unterlage, da diese Reizungen verursachen können.

Vermeiden Sie die Verwendung von Heizkissen oder Eis direkt auf der Unterlage, da dies die Haut schädigen oder die Wirksamkeit des Tapes beeinträchtigen kann.

Introduction



Prenez le temps de lire attentivement les instructions suivantes et d'utiliser le produit en conséquence.

Veillez à conserver ce manuel et à le transmettre lors du transfert du produit.

Veillez noter que ce résumé peut ne pas contenir tous les détails de toutes les variations et de toutes les étapes délibérées. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information ou assistance supplémentaire.

Advertissements



Conservez toutes les pièces et tous les matériaux d'emballage (tels que le papier d'aluminium, les sacs en plastique et la mousse) hors de portée des bébés et des enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement.

Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit, en particulier si vous souffrez de problèmes de peau, de troubles circulatoires ou de troubles nerveux.

Il est strictement interdit d'utiliser le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
autre chose que l'usage prévu. Les enfants doivent être surveillés par des adultes lorsqu'ils utilisent le produit.

N'utilisez pas le produit si vous souffrez d'un handicap ou si vous prenez des médicaments susceptibles d'interférer avec l'utilisation en toute sécurité de ce produit.

En cas de douleur, de picotement, de gonflement, de décoloration de la peau ou d'autres symptômes inhabituels pendant l'utilisation, arrêtez d'utiliser la bande et consultez un médecin.

N'utilisez pas la bande sur des plaies ouvertes ou des affections cutanées non traitées. Cela pourrait entraver le processus de cicatrisation ou provoquer des infections.

Notes



Veillez à ce que la peau soit propre, sèche et claire avant d'appliquer le ruban. En outre, veillez à appliquer le ruban à température ambiante, ce qui garantit une meilleure adhérence.

Il est essentiel d'éviter toute tension excessive lors de l'application de la bande ; un léger étirement est généralement suffisant.

L'utilisation à long terme du ruban sans avis médical peut avoir des effets indésirables. Consultez un médecin avant toute utilisation à long terme.

Les enfants et les personnes âgées doivent faire preuve d'une grande prudence lors de l'utilisation de la bande. Ils peuvent être plus sensibles à la bande.

Conservez ce produit à température ambiante dans un endroit sec et ventilé afin d'éviter la formation de moisissures.

N'appliquez pas de lotions, de crèmes ou de pommades directement sous la bande, sauf sur recommandation d'un médecin, car cela pourrait endommager la bande ou provoquer une irritation de la peau.

Lorsque vous utilisez la bande pour des activités sportives, appliquez-la au moins 30 minutes avant l'activité sportive.

Remplacez la bande régulièrement tous les quelques jours, en fonction de l'utilisation. En cas d'activités sportives, il est recommandé de remplacer la bande immédiatement.

Retirez la bande avec précaution pour éviter d'endommager la peau, en particulier les peaux sensibles.

Évitez les rides ou les plis dans la bande, car ils peuvent provoquer une irritation.

Évitez d'utiliser des coussins chauffants ou de la glace directement sur la bande, car cela pourrait endommager la peau ou nuire à l'efficacité de la bande.

Linee guida generali



Leggere attentamente le seguenti istruzioni e utilizzare il prodotto di conseguenza.

Assicuratevi di conservare questo manuale e di consegnarlo al momento del trasferimento del prodotto.

Si prega di notare che questa sintesi potrebbe non comprendere tutti i dettagli di tutte le varianti e le fasi previste. Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni e assistenza.

Avvertenze



Tenere tutte le parti e i materiali di imballaggio (come fogli, sacchetti di plastica e schiuma) lontano da neonati e bambini per evitare il rischio di soffocamento.

Consultare il medico prima di utilizzare questo prodotto, soprattutto se si soffre di problemi cutanei, disturbi circolatori o nervosi.

È severamente vietato utilizzare il prodotto per scopi per un uso diverso da quello previsto. I bambini devono essere sorvegliati da adulti durante l'uso del prodotto.

Non utilizzare il prodotto in caso di disabilità o di assunzione di farmaci che potrebbero interferire con l'uso sicuro del prodotto.

In caso di dolore, formicolio, gonfiore, scolorimento della pelle o altri sintomi insoliti durante l'uso, interrompere l'uso del nastro e consultare un medico.

Non utilizzare il nastro su ferite aperte o su condizioni cutanee non trattate. Ciò potrebbe ostacolare il processo di guarigione o causare infezioni.

Note



Assicurarsi che la pelle sia pulita, asciutta e trasparente prima di applicare il nastro. Inoltre, assicurarsi di applicare il nastro a temperatura ambiente; ciò garantisce la migliore adesione.

È essenziale evitare una tensione eccessiva quando si applica il bendaggio; di solito è sufficiente un leggero stiramento.

L'uso prolungato del nastro senza il parere del medico può avere effetti indesiderati. Consultare un medico prima di un uso prolungato.

Prestare particolare attenzione nell'uso da parte di bambini e anziani. Questi ultimi potrebbero essere più sensibili al nastro.

Conservare il prodotto a temperatura ambiente in un luogo asciutto e ventilato per evitare la formazione di muffe.

Non applicare lozioni, creme o unguenti direttamente sotto il nastro, a meno che non sia stato raccomandato da un medico, poiché ciò potrebbe danneggiare il nastro o causare irritazioni cutanee.

Quando si utilizza il nastro per attività sportive, applicarlo almeno 30 minuti prima dell'attività sportiva.

Sostituire regolarmente il nastro ogni pochi giorni, a seconda dell'uso. In caso di attività sportiva, si raccomanda di sostituire il nastro immediatamente.

Rimuovere con cautela il sottocute per evitare danni alla pelle, soprattutto su quella sensibile.

Evitare la formazione di pieghe o grinze nella fascia sottocutanea, perché possono causare irritazioni.

Evitare l'uso di cuscini riscaldanti o di ghiaccio direttamente sul bendaggio, in quanto potrebbero danneggiare la pelle o compromettere l'efficacia del nastro.

Acerca del manual



Tómese su tiempo para leer detenidamente las siguientes instrucciones y utilice el producto de acuerdo con ellas.

Asegúrese de conservar este manual y de entregarlo cuando transfiera el producto.

Tenga en cuenta que este resumen puede no abarcar todos los detalles de todas las variaciones y pasos deliberados. No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más información y asistencia.

Advertencias



Mantenga todas las piezas y materiales de embalaje (como papel de aluminio, bolsas de plástico y espuma) fuera del alcance de bebés y niños para evitar riesgos de asfixia.

Consulte a su médico antes de utilizar este producto, especialmente si padece problemas cutáneos, trastornos circulatorios o nerviosos.

Queda terminantemente prohibido utilizar el producto para distinto al previsto. Los niños deben ser supervisados por adultos cuando utilicen el producto.

No utilice el producto si tiene alguna discapacidad o está tomando algún medicamento que pueda interferir con el uso seguro de este producto.

En caso de dolor, hormigueo, hinchazón, decoloración de la piel u otros síntomas inusuales durante el uso, deje de utilizar la cinta y consulte a un médico.

No utilice la cinta sobre heridas abiertas o afecciones cutáneas no tratadas. Podría dificultar el proceso de cicatrización o provocar infecciones.

Notas



Asegúrese de que la piel está limpia, seca y despejada antes de aplicar la cinta. Además, asegúrese de aplicar la cinta a temperatura ambiente; esto garantiza la mejor adhesión.

Es esencial evitar una tensión excesiva al aplicar la cinta; un estiramiento leve suele ser suficiente.

El uso prolongado de la cinta sin consejo médico puede tener efectos indeseables. Consulte a un médico antes de un uso prolongado.

Tenga especial cuidado con los niños y las personas mayores. Pueden ser más sensibles a la cinta.

Almacene este producto a temperatura ambiente en un lugar seco y ventilado para evitar la formación de moho.

No aplique lociones, cremas o ungüentos directamente debajo de la cinta a menos que se lo recomiende un médico, ya que podría dañar la cinta o causar irritaciones en la piel.

Cuando utilice la cinta para actividades deportivas, aplíquela al menos 30 minutos antes de la actividad deportiva.

Sustituya la cinta regularmente cada pocos días, dependiendo del uso. En caso de actividades deportivas, se recomienda sustituir la cinta inmediatamente.

Retire la cinta con cuidado para no dañar la piel, especialmente en pieles sensibles.

Evite arrugas o pliegues en la envoltura interior, ya que pueden causar irritación.

Evite utilizar almohadillas térmicas o hielo directamente sobre el underwrap, ya que pueden dañar la piel o afectar a la eficacia del esparadrapo.

Allmänna riktlinjer



Ta dig tid att noggrant läsa igenom följande instruktioner och använd produkten i enlighet med dessa.

Se till att du behåller denna manual och lämnar den vidare när du överför produkten.

Var medveten om att denna sammanfattning kanske inte omfattar alla detaljer i alla variationer och övervägda steg. Kontakta oss gärna för ytterligare information och hjälp.

Varningar



Håll alla delar och förpackningsmaterial (t.ex. folie, plastpåsar och skumplast) borta från spädbarn och barn för att undvika kvävningrisk.

Rådfråga läkare innan du använder denna produkt, särskilt om du lider av hudproblem, cirkulationsstörningar eller nervösa störningar.

Det är strängt förbjudet att använda produkten för något annat än den avsedda användningen. Barn bör övervakas av vuxna när de använder produkten.

Använd inte produkten om du har någon funktionsnedsättning eller tar någon medicin som kan störa säker användning av denna produkt.

Vid smärta, stickningar, svullnad, missfärgning av huden eller andra ovanliga symtom under användning, sluta använda tejpens och kontakta läkare.

Använd inte tejpens över öppna sår eller obehandlade hudåkommor. Detta kan hindra läkningsprocessen eller orsaka infektioner.

Anteckningar



Se till att huden är ren, torr och klar innan du applicerar tejpens. Se också till att du applicerar tejpens i rumstemperatur; detta säkerställer bästa vidhäftning.

Det är viktigt att undvika överdriven spänning vid applicering av undertejp; en mild sträckning är vanligtvis tillräcklig.

Långvarig användning av tejpens utan medicinsk rådgivning kan ge oönskade effekter. Rådgor med läkare före långvarig användning.

Var extra försiktig när tejpens används av barn och äldre. De kan vara mer känsliga för tejpens.

Förvara produkten i rumstemperatur på en torr, ventilerad plats för att förhindra mögeltillväxt.

Applicera inte lotioner, krämer eller salvor direkt under tejpens om inte läkare har rekommenderat det, eftersom det kan skada tejpens eller orsaka hudirritation.

Om du använder tejpens för sportaktiviteter ska du applicera tejpens minst 30 minuter före sportaktiviteten.

Byt ut tejpens regelbundet med några dagars mellanrum, beroende på användning. Vid sportaktiviteter rekommenderas att du byter ut tejpens omedelbart.

Ta försiktigt bort underhäftet för att undvika hudskador, särskilt på känslig hud.

Undvik rynkor eller veck i underhäftet eftersom dessa kan orsaka irritation.

Undvik att använda värmedynor eller is direkt över undertejpens, eftersom det kan skada huden eller påverka tejpens effektivitet.

Ogólne Porady



Poświęć czas na dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją i odpowiednie użytkowanie produktu.

Należy zachować niniejszą instrukcję i przekazać ją podczas przenoszenia produktu.

Należy pamiętać, że niniejsze podsumowanie może nie obejmować wszystkich szczegółów wszystkich wariantów i rozważanych kroków. Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji i pomocy.

Ostrzeżenia



Wszystkie części i materiały opakowaniowe (takie jak folia, plastikowe torby i pianka) należy przechowywać z dala od niemowląt i dzieci, aby uniknąć ryzyka zadławienia.

Przed użyciem produktu należy skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza w przypadku problemów skórnych, zaburzeń krążenia lub zaburzeń nerwowych.

Surowo zabrania się używania produktu do celów innych niż przewidziane. Dzieci powinny być nadzorowane przez osoby dorosłe podczas korzystania z produktu.

Nie używaj produktu, jeśli cierpisz na jakąkolwiek niepełnosprawność lub przyjmujesz jakiegokolwiek leki, które mogą zakłócać bezpieczne korzystanie z tego produktu.

W przypadku wystąpienia bólu, mrowienia, obrzęku, odbarwienia skóry lub innych nietypowych objawów podczas stosowania, należy przerwać stosowanie taśmy i skonsultować się z lekarzem.

Nie używaj taśmy na otwarte rany lub nieleczone choroby skóry. Może to utrudnić proces gojenia lub spowodować infekcje.

Wyjaśnienie



Przed nałożeniem taśmy należy upewnić się, że skóra jest czysta, sucha i czysta. Ponadto upewnij się, że taśma jest nakładana w temperaturze pokojowej; zapewnia to najlepszą przyczepność.

Ważne jest, aby unikać nadmiernego naprężenia podczas nakładania taśmy; zwykle wystarczy lekkie naciągnięcie.

Długotrwałe stosowanie taśmy bez porady lekarskiej może mieć niepożądane skutki. Przed długotrwałym stosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania przez dzieci i osoby starsze. Osoby te mogą być bardziej wrażliwe na działanie taśmy.

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym, wentylowanym miejscu, aby zapobiec rozwojowi pleśni.

Nie należy nakładać balsamów, kremów ani maści bezpośrednio pod taśmę, chyba że zaleci to lekarz, ponieważ może to spowodować uszkodzenie taśmy lub podrażnienie skóry.

W przypadku korzystania z taśmy podczas uprawiania sportu należy nałożyć taśmę co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem aktywności sportowej.

Taśmę należy wymieniać regularnie co kilka dni, w zależności od zastosowania. W przypadku aktywności sportowej zaleca się natychmiastową wymianę taśmy.

Usuń taśmę ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia skóry, szczególnie w przypadku skóry wrażliwej.

Należy unikać zmarszczek lub zagnieceń taśmy, ponieważ mogą one powodować podrażnienia.

Należy unikać stosowania poduszek rozgrzewających lub lodu bezpośrednio na taśmę, ponieważ może to uszkodzić skórę lub wpłynąć na skuteczność taśmy.



EN



For more information about
Gladiator or this product, visit
www.podobrace.co.uk

NL



Voor meer informatie over
Gladiator of over dit product, ga
naar www.podobrace.nl

DE



Weitere Informationen über
Gladiator oder dieses Produkt
finden Sie unter
www.bandagenspezialist.de

FR



Pour plus d'informations sur
Gladiator ou sur ce produit, visitez
le site www.podobrace.com

IT



Per ulteriori informazioni su
Gladiator o su questo prodotto,
visitare il sito www.podobrace.com.

ES



Para más información sobre
Gladiator o este producto, visite
www.podobrace.com.

SE



För mer information om Gladiator
eller denna produkt, besök
www.podobrace.com

PL



Więcej informacji na temat firmy
Gladiator lub tego produktu
można znaleźć na stronie
www.podobrace.pl.